

Фотографическое изображение

**Гематоксилин раствор ИВД по ТУ 21.20.23-201-27487504-2017,
производства ООО «Лабико», Россия**

01-08/17

21/08/2017

Гематоксиллин раствор ИВД в варианте исполнения.

ГЕМАТОКСИЛИН КАРАЦЦИ

Гематоксиллин раствор должен храниться при температуре 18 - 25 °C и относительной влажности 40-80 % в течение всего срока годности. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения в упаковке - 24 месяца. После вскрытия использовать в течение всего срока годности, при условии плотного закрытия флакона, при температуре 18 - 25 °C и относительной влажности 40-80 %. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей.

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ INVITRO
ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СТЕРИЛЬНО

21/08/2017-27487604-2017

ООО "Лабико",
Санкт-Петербург,
ул. Севушкина д. 140

21/08/2017

состав: вода дистиллированная,
гематоксиллин, алюмоаммиачные
квасцы, калий йодновато-кислый,
глицерин, изопропиловый спирт,
уксусная кислота, тимол

1 л

Гематоксиллин Карацци, 1 л



01-08/17

18/08/2017

Гематоксин раствор ИВД в варианте исполнения

ГЕМАТОКСИЛИН ДЖИЛЛА

Гематоксин раствор должен храниться при температуре 18 - 25 °С и относительной влажности 40-80 % в течение всего срока годности. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Срок хранения в упаковке - 24 месяца. После вскрытия флакона срок хранения всего срока годности, при условии плотного закрытия флакона, при температуре 18 - 25 °С и относительной влажности 40-80 %. Избегать воздействия прямых солнечных лучей.

Индивидуальное изделие для диагностики in vitro
См. также инструкцию по применению

ИЗД. 01-08/17

01-08/17

г. Санкт-Петербург,
ул. Жуковского д. 140

01-08/17

состав: вода дистиллированная,
гематоксин, алюмокалиевые квасцы,
калий йодновато-кислый, глицерин,
изопропиловый спирт, уксусная кислота, тимол

1 л

Гематоксин Джилла, 1 л

LOT 02-08/17

29/08/2017

ГЕМАТОКСИЛИН РАСТВОР ИВД В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ

ГЕМАТОКСИЛИН ГАРРИСА

Гематоксалин раствор должен храниться при температуре 18 - 25 °С и относительной влажности 40-80 % в течение всего срока годности и не подвергается воздействию прямых солнечных лучей.
Срок хранения в упаковке - 24 месяца. После вскрытия флакона в течение всего срока годности, при условии плотного закрытия флакона, при температуре 18 - 25 °С и относительной влажности 40-80 % не подвергается воздействию прямых солнечных лучей.

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ INVITRO
СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

№ 2-201-27487504-2017


ООО "Лабико"
Санкт-Петербург,
ул. Савушкина д. 140

29/08/2017

состав: вода дистиллированная
гематоксалин, алюмоаммиачные
квасцы, калий йодноватый спирт,
глицерин, изопропиловый спирт,
уксусная кислота тимол

1л

Гематоксалин Гарриса, 1 л



01-08/17

19/08/2019

ГЕМАТОКСИЛИН ВЕЙГЕРТА

Гематоксислин раствор должен храниться при температуре 18 - 25 °С и относительной влажности 40-80 % в течение всего срока годности. Не подвергается воздействию прямых солнечных лучей. Срок хранения в упаковке - 24 месяца. После вскрытия можно использовать в течение всего срока годности, при условии плотного закрытия флакона, при температуре 18 - 25 °С и относительной влажности 40-80 %. Не подвергается воздействию прямых солнечных лучей.

Медицинское изделие для диагностики INVITRO
Внимательно читать инструкцию по применению

№ 26-201-27487504-2017

ООО ЛабиКо
Санкт-Петербург,
Савушкина д. 140
19/08/2017

состав: вода дистиллированная,
гематоксислин, алюмоаммиачные
квасцы, калий йодиноат-кислый,
глицерин, изопропиловый спирт,
уксусная кислота, тимол

1 л

Гематоксислин Вейгерта, 1 л

01-08/17

19/08/2017

Гематоксиллин раствор ИВД в варианте исполнения:

ГЕМАТОКСИЛИН ЭРЛИХА

Гематоксиллин раствор должен храниться при температуре 18 - 25 °С и относительной влажности 40-80 % в течение всего срока годности. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в упаковке - 24 месяца. После вскрытия можно хранить в течение всего срока годности, при условии плотного закрытия флакона, при температуре 18 - 25 °С и относительной влажности 40-80 %. Избегать воздействия прямых солнечных лучей.

Медицинское изделие для диагностики INVITRO
Сматривать инструкцию по применению
стерильно


ИД № 20-201-27487504-2017

ООО «Лабико»
Санкт-Петербург,
ул. Савушкина д. 140
19/08/2017

состав: вода дистиллированная,
гематоксиллин, алюмоаммиачные
квасцы, калий йодновато-кислый,
глицерин, изопропиловый спирт,
уксусная кислота, тимол

1 л

Гематоксиллин Эрлиха, 1 л



Гематоксилин Майера, 1 л

Всего пронумеровано, сшито и
скреплено печатью и подписью 7 (семь) листов
Генеральный директор
ООО «Лабико»
Мамаков М.А. 

