

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»


2023 г.



Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения in vitro прокальцитонина в сыворотке, плазме крови «Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-123-41390295-2021.

В состав набора входят следующие компоненты:

Планшет разборный, готово для использования



Калибровочный образец 1, лиофилизированный



Калибровочный образец 2, лиофилизированный



Калибровочный образец 3, лиофилизированный



Калибровочный образец 4, лиофилизированный




Калибровочный образец 5, лиофилизированный



Калибровочный образец 6, лиофилизированный



Контрольный образец, лиофилизированный



Конъюгат № 1, готово для использования




Конъюгат № 2, готово для использования



Раствор для разведения образцов (РРО), готово для использования



Раствор для восстановления калибровочных и контрольного образцов (РВК), готово для использования



Концентрат ФСБ-Т х25



Раствор ТМБ, готово для использования



Стоп-реагент, готово для использования



Плѐнка для заклеивания планшета



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА

Планшет для предварительного
разведения исследуемых
образцов 1 шт

LOT 01

2022-05-17

+2°C +30°C


IVD

Трафареты для построения калибровочного графика




Комплект





Транспортная упаковка



Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

Сшито и заверено печатью 14
(сепаратист) лист 2
Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»
Сенцова В.В.



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В.Осипова

«15» августа 2023 г.

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения in vitro прокальцитонина в сыворотке, плазме крови «Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-123-41390295-2021.

Макет маркировки

2023

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Планшет разборный,
готово для использования - 1 шт

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



+2°C

IVD

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Калибровочный образец 1,
лиофилизированный - 0 нг/мл
(внести 0,3 мл РВК, перемешать)

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



+2°C

IVD

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Калибровочный образец 2,
лиофилизированный - 0,05 нг/мл
(внести 0,3 мл РВК, перемешать)

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



+2°C

IVD

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Калибровочный образец 3,
лиофилизированный - 0,2 нг/мл
(внести 0,3 мл РВК, перемешать)

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



+2°C

IVD

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Калибровочный образец 4,
лиофилизированный - 0,8 нг/мл
(внести 0,3 мл РВК, перемешать)

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



+2°C

IVD

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Калибровочный образец 5,
лиофилизированный - 3,2 нг/мл
(внести 0,3 мл РВК, перемешать)

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX




+2°C

IVD

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Калибровочный образец 6,
лиофилизированный - 12,8 нг/мл
(внести 0,3 мл РВК, перемешать)


 ГГГГ-ММ-ДД **LOT** XXXXXX



Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Контрольный образец, лиофилизированный (1,9-2,85 нг/мл)
(внести 0,3 мл РВК, перемешать)

 ГГГГ-ММ-ДД **LOT** XXXXXX




Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Конъюгат №1, готово для
использования - 13 мл

 ГГГГ-ММ-ДД **LOT** XXXXXX

 ГГГГ-ММ-ДД




Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Конъюгат №2, готово для
использования - 13 мл

 ГГГГ-ММ-ДД **LOT** XXXXXX

 ГГГГ-ММ-ДД




Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РРО, готово для
использования - 28 мл

 ГГГГ-ММ-ДД **LOT** XXXXXX

 ГГГГ-ММ-ДД



Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РВК, готово для использования - 5,0 мл



XXXXXX



ГГГГ-ММ-ДД



2°C



8°C

IVD

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Концентрат ФСБ-Т х25 - 28 мл
(разводить 1:25)



ГГГГ-ММ-ДД



XXXXXX



ГГГГ-ММ-ДД



+2°C



+8°C

IVD

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Раствор ТМБ, готово
для использования - 13 мл



ГГГГ-ММ-ДД



XXXXXX



ГГГГ-ММ-ДД



+2°C



+8°C

IVD

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Стоп-реагент, готово
для использования - 12 мл



ГГГГ-ММ-ДД



XXXXXX



ГГГГ-ММ-ДД



+2°C



+8°C

IVD



«H302, H315, H319»

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА

Плѐнка для заклеивания
планшета - 3 шт

LOT XXXXXX



ГГГГ-ММ-ДД



+2°C



+30°C

IVD

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА

Ванночка для реагентов - 4 шт

LOT XXXXXX



ГГГГ-ММ-ДД



+2°C



+30°C

IVD

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА

Наконечник для дозатора
5-200 мкл - 32 шт

LOT XXXXXX



ГГГГ-ММ-ДД



+2°C



+30°C

IVD

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА

Планшет для предварительного
разведения исследуемых
образцов - 1 шт

LOT XXXXXX



ГГГГ-ММ-ДД



+2°C



+30°C

IVD

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА

Трафареты для построения
калибровочного графика - 2 шт

LOT XXXXXX



ГГГГ-ММ-ДД



+2°C



+30°C

IVD

Прокальцитонин- ИМБИАН-ИФА

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения *in vitro* прокальцитонина в сыворотке, плазме крови «Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-123-41390295-2021

Состав:

- 1 Планшет разборный, готово для использования
 - 2 Калибровочный образец 1, лиофилизированный
 - 3 Калибровочный образец 2, лиофилизированный
 - 4 Калибровочный образец 3, лиофилизированный
 - 5 Калибровочный образец 4, лиофилизированный
 - 6 Калибровочный образец 5, лиофилизированный
 - 7 Калибровочный образец 6, лиофилизированный
 - 8 Контрольный образец, лиофилизированный
 - 9 Конъюгат №1, готово для использования
 - 10 Конъюгат №2, готово для использования
 - 11 Раствор для разведения образцов (РРО), готово для использования
 - 12 Раствор для восстановления калибровочных и контрольного образцов (РВК) готово для использования
 - 13 Концентрат ФСБ-Т x25
 - 14 Раствор ТМБ, готово для использования
 - 15 Стоп-реагент, готово для использования
 - 16 Пленка для заклеивания планшета
 - 17 Ванночка для реагентов
 - 18 Наконечник для дозатора 5-200 мкл
 - 19 Планшет для предварительного разведения исследуемых образцов
 - 20 Паспорт
 - 21 Инструкция
- Принадлежности:**
- 1 Трафареты для построения калибровочного графика

- 1 шт
- 1 флакон
- 1 флакон
- 1 флакон
- 1 флакон
- 1 флакон
- 1 флакон
- 1 флакон
- 1 флакон (13 мл)
- 1 флакон (13 мл)
- 1 флакон (28 мл)
- 1 флакон (5 мл)
- 2 флакона (28 мл)
- 1 флакон (13 мл)
- 1 флакон (12 мл)
- 3 шт
- 4 шт
- 32 шт
- 1 шт
- 1 шт
- 1 шт
- 2 шт

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

Imbian

Для профессионального применения
Замораживать не допускается
Только для *in vitro* диагностики
ТУ 21.20.23-123-41390295-2021
Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С,
HBsAg и антиген p24 ВИЧ - отсутствуют

LOT XXXXX
REF XX-XXX/XX
ГГГГ-ММ-ДД
ГГГГ-ММ-ДД

«H302: Вредно при проглатывании,
H315: При попадании на кожу вызывает раздражение,
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение»



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-383-209-34-54
info@imbian.ru

Прокальцитонин- ИМБИАН-ИФА

Набор реагентов для количественного
иммуноферментного определения
in vitro прокальцитонина в сыворотке,
плазме крови
«Прокальцитонин-ИМБИАН-ИФА»
по ТУ 21.20.23-123-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXX

ТУ 21.20.23-123-41390295-2021

Количество
наборов

шт

LOT XXXXXX  ГГГГ-ММ-ДД

REF XX-XXX/X  ГГГГ-ММ-ДД

Транспортирование осуществляется
при температуре от +2 до +8 °С
Допускается транспортирование
при температуре до +25 °С не более 10 суток
Замораживание
компонентов набора не допускается

+8 °С
+2 °С



IVD



Масса нетто

кг

Масса брутто

кг

Масса нетто
потребительской
упаковки

кг



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-383-209-34-54
info@imbian.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова



Счито и заверено печатью 8

(всех) лист 26

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»
Сенцова В.В.

