


УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор ООО «АЙВИДИЗ»  
Орехов В.А.  
25 августа 2022 г










## ООО «АЙВИДИЗ»

### Образцы маркировки медицинского изделия для диагностики in vitro Набор реагентов для выявления анеуплоидий 13, 18, 21 хромосом человека методом анализа нуклеиновых кислот с детекцией результата методом капиллярного электрофореза «IVDIZ AnPol»

#### Потребительская упаковка



#### Комплекты реагентов





Генеральный директор

ООО «АЙВИДИЗ»

Орехов В.А.

«5» января 2023 г.

Фотографические изображения общего вида

Медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для выявления анеуплоидий 13, 18, 21 хромосом человека  
методом анализа нуклеиновых кислот с детекцией результата методом капиллярного  
электрофореза (IVD-TEST AnPol) по ТУ 21.20.23-001-24952610-2020

**Набор реагентов для выявления анеуплоидий 13, 18, 21  
хромосом человека методом анализа нуклеиновых  
кислот с детекцией результата методом капиллярного  
электрофореза (IVD-TEST AnPol)  
по ТУ 21.20.23-001-24952610-2020**

**Компоненты набора:**

1. Комплект для амплификации
2. Комплект контрольных образцов
3. Комплект для электрофореза



**ООО «АЙВИДИЗ»**

РЗН XXXX / XXXXX

ТУ 21.20.23-001-24952610-2020

115201, город Москва, ш. Каширское, д. 22к3стр2, этаж 6, пом. 20

тел 8(903)799-38-728, 8(495)799-38-72, [ivdiz@ivdiz.com](mailto:ivdiz@ivdiz.com)

Адрес производства: г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 3

 100 реакций

 -15°C  
-25°C



**LOT**

AP23011



2023-01



2024-07

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия  
для диагностики in vitro IVD-TEST AnPol.

Фото 2. Набор реагентов IVD-TEST AnPol. Состав набора.

### IVD-TEST AnPol

#### Комплект для амплификации

Реакционная смесь 1 пробирка, 500 мкл  
Раствор активатора 1 пробирка, 500 мкл  
Деионизованная вода 1 пробирка, 1,7 мл

2024-07  
LOT AP23011

-20...-25 °C  
ООО "АЙВИДИЗ"

### IVD-TEST AnPol

#### Комплект контрольных образцов

Отрицательный контроль 1 пробирка, 1,7 мл  
Положительный контроль 1 пробирка, 20 мкл

2024-07  
LOT AP23011

-20...-25 °C  
ООО "АЙВИДИЗ"

### IVD-TEST AnPol

#### Комплект для электрофореза

Размерный стандарт S550 1 пробирка, 120 мкл


2024-07  
LOT AP23011

-20...-25 °C  
ООО "АЙВИДИЗ"


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия  
для диагностики in vitro IVD-TEST AnPol.  
Фото 3. Набор реагентов IVD-TEST AnPol. Комплект для амплификации.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия  
для диагностики in vitro IVD-TEST AnPol.  
Фото 5. Набор реагентов IVD-TEST AnPol. Комплект контрольных образцов.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия  
для диагностики in vitro IVD-TEST AnPol.  
Фото 7. Набор реагентов IVD-TEST AnPol. Комплект для электрофореза.



ПРОШУ  
В КОЛИЧЕСТВЕ 6 ЛИСТОВ  
«24» 01 2023 год

Ген.Директор  
ООО «АЙВИДИЗ»  
Орехов В.В.

