

ИП ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
141033, РФ, Московская обл., г.о. Мытищи,
мкрн. Поселок Пироговский, ул. Сазонова, дом 5, квартира 171.
ИНН 502983357611 тел. +7 (498) 301-49-41), e-mail: mir-zdorovia@rambler.ru

УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный предприниматель
Васильев Владимир Николаевич



ФОТО МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Раствор RELINS для ухода за контактными линзами.

производства компании Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Клаус»,
223053, Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н, Боровлянский сельсовет,
д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 27, к.4, комн.616
тел.: +375 17 51 137 51,
+ 375 17 51 139 51.
E-mail: info@doctorklaus.by

г.Москва

Фото 1. Раствор RELINS для ухода за контактными линзами.
Вариант исполнения Раствор RELINS PEROXYDE SYSTEM.
Общий вид медицинского изделия.



Фото 2. Раствор RELINS для ухода за контактными линзами.

Вариант исполнения Раствор RELINS PEROXYDE SYSTEM для ухода за контактными линзами
Общий вид медицинского изделия. Маркировка.



Фото 2.1. Вариант исполнения Раствор RELINS PEROXYDE SYSTEM для ухода за контактными линзами. Общий вид медицинского изделия. Маркировка.



Раствор RELINS PEROXYDE SYSTEM применяется в офтальмологии в качестве универсального средства для ухода и хранения всех видов контактных линз (мягких и жестких), включая силикон-гидрогелевые. Предназначен для очищения, дезинфекции, ополаскивания, увлажнения и хранения контактных линз.

Раствор RELINS PEROXYDE SYSTEM разрушает proteinовые, белковые и прочие отложения, удаляет налет на поверхности контактных линз. Подходит для чувствительных глаз.

Комплектность:
Раствор RELINS PEROXYDE SYSTEM: 360 мл – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.;
Контейнер для линз «Опти-фреш пероксид» – 1 шт.

СОСТАВ РАСТВОРА:

Вода очищенная, перекись водорода, альгинат натрия, натрия хлорид, метилфосфоновая кислота, динатрийфосфат натрия, гидрофосфат натрия, сульфобетан, натрия гидрооксид.

СТЕРИЛЬНО. Продукт стерилизован с использованием асептической технологии.

Lösung RELINS PEROXYDE SYSTEM wird in der Augenheilkunde als Allheilmittel zur Pflege und Aufbewahrung aller Arten von Kontaktlinsen (weich und hart) einschließlich Silikonhydrogel eingesetzt. Entwickelt zum Reinigen, Desinfizieren, Spülen, Befeuchten und Aufbewahren von Kontaktlinsen.

Lösung RELINS PEROXYDE SYSTEM zerstört Eiweiß, Eiweiß und andere Ablagerungen, entfernt Plaque auf der Oberfläche von Kontaktlinsen. Für empfindliche Augen geeignet.

Содержит:

Die Lösung RELINS PEROXYDE SYSTEM 360 ml – 1 Stk.;
Gebrauchsanweisung – 1 Stk.;
Behälter für Kontaktlinsen "Opti-fresh peroxide" – 1 Stk.

ЗУСАММЕНЗЕТЗУНГ ДЕР ЛÖSУНГ:

Gereinigtes Wasser, Wasserstoffperoxid, Natriumalginat, Natriumchlorid, Methylenphosphonsäure, Natrium-dihydrogenphosphat, Natriumhydrogenphosphat, Sulfobetain, Natriumhydroxid.

STERIL. Das Produkt wird mit aseptischer Technologie sterilisiert.

Раствор RELINS PEROXYDE SYSTEM представляет собой многоцелевую пероксидную систему со специально разработанной формулой **SOFT-увлажнения**.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов раствора.

 Подробно показаны, противопоказания, меры предосторожности, указанные по применению описаны в инструкции.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Используйте раствор до даты истечения срока годности, указанной на коробке и флаконе. Не используйте раствор по истечении **120 дней** после вскрытия флакона. **НЕ ЗАКАПЫВАЙТЕ РАСТВОР В ГЛАЗА.**

Условия хранения: Храните раствор плотно закрытым при температуре от +10 до +25°C в недоступном для детей месте.

 **Производитель:** ООО «Доктор Клаус», 223053, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Боравлянский с/с, д. Боравляны, ул. 40 лет Победы, д. 27, с. 4, комн. 81.6.
Произведено: Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, д. Песково, ул. Советская, д. 4-1.

www.relins.by
Страна происхождения:
Республика Беларусь

НЕ ЗАКАПЫВАТЬ В ГЛАЗА

Lösung RELINS PEROXYDE SYSTEM ist ein Mehrzweck-Peroxidsystem mit speziell entwickelten Formel **SOFT-Befeuchtung**.

Gegenanzeigen: Individuelle Unverträglichkeit gegenüber den Bestandteilen der Lösung.

 Detaillierte Indikationen, Kontraindikationen, Vorsichtsmaßnahmen, Gebrauchsanweisungen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

⚠ VORSICHTSMASSNAHMEN:

Verwenden Sie die Lösung bis zum Ablauf des Verfalldatums das auf dem Umkarton und der Flaschenetikett angegeben ist. Angebrochene Flasche nicht länger als einhundert zwanzig (120) Tagen verwenden. **NICHT IN DIE AUGEN BRINGEN!**

Аufbewahrung:

Die Lösung lagern Sie die dicht verschlossen bei einer Temperatur von +10 bis +25°C außerhalb der Reichweite von Kindern.

 **Hersteller:** "Doctor Klaus" Ltd., Belarus, 223053, Minsk Gebiet, Borovlyanskij s/s, d. Borovlyany, 40 Let Pobedy Straße, 27/4, Büro 81.6.
Hergestellt in: Belarus, Minsk Gebiet, Minsk Region, d. Ljubitovka, Sovetskaya Straße, 4-1.

www.relins.by
Herburtlandort: Belarus

NICHT IN DIE AUGEN BRINGEN!

STERILE



Фото 3. Раствор RELINS для ухода за контактными линзами.

Вариант исполнения Раствор RELINS PERFECT CLEANER для ухода за контактными линзами 10 мл. Общий вид медицинского изделия.



Фото 3.1. Вариант исполнения Раствор RELINS PERFECT CLEANER для ухода за контактными линзами 10 мл. Маркировка.



Фото 4. Раствор RELINS для ухода за контактными линзами.

Вариант исполнения Раствор RELINS PERFECT CLEANER для ухода за контактными линзами 30 мл. Общий вид медицинского изделия.



Фото 4.1. Вариант исполнения Раствор RELINS PERFECT CLEANER для ухода за контактными линзами. 30 мл. Общий вид медицинского изделия.Маркировка.



Фото 5. Раствор RELINS для ухода за контактными линзами.

Вариант исполнения Раствор RELINS PERFECT CLEANER для ухода за контактными линзами 55 мл. Общий вид медицинского изделия.



Фото 5.1. Вариант исполнения Раствор RELINS PERFECT CLEANER для ухода за контактными линзами 55 мл. Маркировка.



фото 6. Раствор RELINS для ухода за контактными линзами.
Вариант исполнения Раствор RELINS PEROXYDE SYSTEM
Контейнер «Опти-фреш пероксид». Общий вид.




Фото 6.1. Контейнер «Опти-фреш пероксид». Общий вид.





фото 6.2. Контейнер «Опти-фреш пероксид». Обозначение для «левой» и «правой» линзы.

