


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ВМП»

 Жуликова Л.М.

«16» марта 2022 г.



М.П.

Фотографические изображения медицинского изделия



«Порт-система имплантируемая в наборах,
варианты исполнения POLYSITE®, POLYSITE® ISP, POLYSITE® ECHO, SEESITE®»

Производитель: «ПЕРУЗ МЕДИКАЛ» (PEROUSE MEDICAL)

Редакция 2


2021

1



Общий вид изделия «камера порт-системы» с маркировкой, на примере: Порт-системы имплантируемой в наборе POLYSITE® ISP 4018 ISP

2




Общий вид изделия «камера порт-системы» с маркировкой, на примере: Порт-системы имплантируемой в наборе POLYSITE® ECHO 3008 ECHO



Общий вид изделия «камера порт-системы» с маркировкой, на примере: Порт-системы имплантируемой в наборе SEESITE® 4018 SEE




Общий вид изделия «камера порт-системы» с маркировкой, на примере: Порт-системы имплантируемой в наборе POLYSITE®



Общий вид изделия «муфта соединительная» – 2 шт.


7


Игла Губера-Гриваса




8

Венерологический






Адаптер для промывания катетера




Интродьюсер расщепляемый с дилататором в сборе




J-образный проводник

11




Устройство туннелирующее

12




Шприц, объем 10 мл

13




Устройство Раулсона

14





Игла Губера PPS CT, совместимая с инъекцией под давлением

15




Повязка фиксирующая Polyfilm в индивидуальной упаковке


16



Повязка фиксирующая Polyfilm в индивидуальной упаковке



Катетер силиконовый (с присоединенным адаптером для промывания катетера)




Камера порт-системы с катетером полиуретановым и муфтой соединительной в сборе



Общий вид индивидуальной упаковки изделия*: Набор «Покрывание датчика CIV-Flex» («Civ-Flex Transducer Cover»), в индивидуальной упаковке, стерильный, производства CIVCO, США, в составе: покрытие для датчика, размер 14x147 см – 1 шт., салфетка, размер 30,5x30,5 см – 1 шт., резинка, размер 25x3 мм – 2 шт., гель для УЗИ Aquasonic 100, стерильный, 20 грамм (Aquasonic 100 Ultrasound transmission gel, sterile, 20 grams) – 1 шт.

*Состав Набора «Покрывание датчика CIV-Flex» («Civ-Flex Transducer Cover»), в индивидуальной упаковке, стерильный» см. на этикетке потребительской упаковки на русском языке.




Общий вид изделия: Набор «Покрывало датчика Civ-Flex» («Civ-Flex Transducer Cover»), в индивидуальной упаковке, стерильный, производства CIVCO, США, в составе:
1) покрывало для датчика, размер 14х147 см – 1 шт., 2) салфетки, размер 30,5х30,5 см – 1 шт., 3) датчика, размер 25х3 мм – 2 шт., 4) гель для УЗИ Aquasonic 100, стерильный, 20 грамм (Aquasonic 100 Ultrasound transmission gel, sterile, 20 grams) – 1 шт.




Общий вид изделий, входящих в состав Набора «Покрывало датчика Civ-Flex» («Civ-Flex Transducer Cover»), в индивидуальной упаковке, стерильный, производства CIVCO, США, в составе:


- 1) покрывало для датчика, размер 14х147 см – 1 шт., 2) резинка, размер 25х3 мм – 2 шт., 3) гель для УЗИ Aquasonic 100, стерильный, 20 грамм (Aquasonic 100 Ultrasound transmission gel, sterile, 20 grams) – 1 шт.




Общий вид изделия в индивидуальной упаковке: Гель для УЗИ Aquasonic 100, стерильный, 20 грамм (Aquasonic 100 Ultrasound transmission gel, sterile, 20 grams) – 1 шт.




Игла пункционная



*При поставке в РФ, потребительская упаковка будет дополнена этикеткой на русском языке (см.Выпуск из технической документации, раздел Маркировки → Макет маркировки при поставке в РФ)



Общий вид внутренней упаковки (пакет) на примере «Система имплантируемая в наборе POLYSITE® ISP 3008 ISP»



Общий вид блистерной упаковки на примере «Система имплантируемая в наборе POLYSITE® ISP 3008 ISP»




Общий вид потребительской упаковки и маркировки на примере «Порт-система имплантируемая в наборе SEESITE® 4018 SEE»*

*При поставке в РФ, потребительская упаковка будет дополнена этикеткой на русском языке (см. Выписку из технической документации, раздел Маркировки → Макет маркировки при поставке в РФ).

*Макет этикетки потребительской упаковки при поставке в РФ
(на русском языке)

ПУ № _____ от _____, Срок действия:
Стерильно, апиrogenно, нетоксично внутри!



Порт-система имплантируемая в наборе SEESITE®.


Вариант исполнения: Порт-система имплантируемая в наборе SEESITE® 4018 SEE.

Состав: камера порт-системы, размер основания (ДхШхВ) 35,7х22,5х12,1 мм – 1 шт.; катетер полиуретановый, диаметр 2,65 мм, длина 600 мм – 1 шт.; муфта соединительная – 2 шт.; игла Губера прямая, размер 22 G, диаметр 0,7 мм, длина 25 мм – 1 шт.; веноподъемник – 1 шт.; адаптер для промывания катетера – 1 шт.; интродьюсер расширяемый с дилататором в сборе, размер 8F/2,66 мм, длина 170 мм – 1 шт.; проводник J-образный, диаметр 0,035 дюйма/0,89 мм, длина 600 мм – 1 шт.; игла пункционная с эхогенным наконечником, размер 18 G, диаметр 1,2 мм, длина 70 мм – 1 шт.; устройство туннелирующее, диаметр 2,5 мм, длина 230 мм – 1 шт.; шприц, объем 10 мл – 1 шт.; устройство Раудерсона – 1 шт.; Игла Губера PPS CT, совместимая с инъекцией под давлением, размер 20 G, диаметр 0,9 мм, длина 20 мм – 1 шт.; Набор «Покрывало датчика Civ-Flex» («Civ-Flex Transducer Cover»), в индивидуальной упаковке, стерильный, производства CIVCO, США, в составе: покрытие для датчика, размер 14х147 см – 1 шт., салфетка, размер 30,5х30,5 см – 1 шт., резинка, размер 25х3 мм – 2 шт.; гель для УЗИ Aquasonic 100, стерильный, 20 грамм (Aquasonic 100 Ultrasound transmission gel, sterile, 20 grams) – 1 шт.; повязка фиксирующая Polyfilm в индивидуальной упаковке, размер 12х14 см; карта пациента – 1 шт.; наклейка в карту пациента – 8 шт.; инструкция по применению – 1 экз.

PEROUSE MEDICAL (ПЕРУЗ МЕДИКАЛ), Франция,
Route du Manoir 60173 Ivry-le-Temple,
France, тел.: +33(0)3 44 08 17 00

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «ВМП»
(ООО «ВМП»), Россия, 141407, Московская область, гор. Химки,
Куркинское шоссе, стр. 2, пом. 2501
Тел.: +7(499) 707-23-73







Общий вид индивидуальной упаковки «Порт-система имплантируемая в наборе SEESITE® 4018 SEE»



Общий вид индивидуальной упаковки «Порт-система имплантируемая в наборе SEESITE® 4018 SEE»



Общий вид блистерной упаковки «Порт-система имплантируемая в набор SEESITE® 4018 SEE»



Общий вид потребительской упаковки и маркировки на примере «Порт-система имплантируемая в набор POLYSITE® ISP 2015 ISP»*


*При поставке в РФ, потребительская упаковка будет дополнена этикеткой на русском языке (см. Выпуск из технической документации, раздел Маркировки → Место маркировки при поставке в РФ).



Общий вид индивидуальной упаковки на примере «Порт-система имплантируемая в наборе POLYSITE® ISP 2015 ISP»



Общий вид потребительской упаковки и маркировки на примере «Порт-система имплантируемая в наборе POLYSITE® ECHO 4008 ECHO»*



Общий вид потребительской упаковки и маркировки на примере «Порт-система имплантируемая в наборе POLYSITE® ECHO 4008 ECHO»*

*При поставке в РФ, потребительская упаковка будет дополнена этикеткой на русском языке (см. Выпуск из технической документации, раздел Маркировки → Макет маркировки при поставке в РФ)

***Макет этикетки потребительской упаковки при поставке в РФ
(на русском языке)**

РУ № _____ от _____. Срок действия:
Стерильно, аспергенно, нетоксично внутри!

REF

LOT

SN


Порт-система имплантируемая в наборе POLYSITE® ECHO.

Вариант исполнения: Порт-система имплантируемая в наборе POLYSITE® ECHO 4008 ECHO


Состав: камера порт-системы, размер основания (ДхШхВ) 35,7х22,5х12,1 мм - 1 шт.; катетер силиконовый, диаметр 2,40 мм, длина 600 мм - 1 шт.; муфта соединительная - 2 шт.; игла Губера прямая, размер 22 G, диаметр 0,7 мм, длина 25 мм - 1 шт.; веноподъемник - 1 шт.; адаптер для промывания катетера - 1 шт.; интродьюсер расщепляемый с дилататором в сборе, размер 8Fr/2,66 мм, длина 170 мм - 1 шт.; проводник J-образный, диаметр 0,035 дюйма/0,89 мм, длина 600 мм - 1 шт.; игла пункционная с эхогенным наконечником, размер 18 G, диаметр 1,2 мм, длина 70 мм - 1 шт.; устройство туннелирующее, диаметр 2,5 мм, длина 230 мм - 1 шт.; шприц, объем 10 мл - 1 шт.; устройство Раулерсона - 1 шт.; Набор «Покрывало датчика Civ-Flex» («Civ-Flex Transducer Cover»), в индивидуальной упаковке, стерильный, производства CIVCO, США, в составе: покрытие для датчика, размер 14х147 см - 1 шт.; салфетка, размер 30,5х30,5 см - 1 шт.; резинка, размер 25х3 мм - 2 шт.; гель для УЗИ Aquasonic 100, стерильный, 20 грамм (Aquasonic 100 Ultrasound transmission gel, sterile, 20 grams) - 1 шт.; повязка фиксирующая Polyfilm в индивидуальной упаковке, размер 12-14 см; карта пациента - 1 шт.

PEROUSE MEDICAL (ПЕРУЗ МЕДИКАЛ), Франция.
Route du Manoir 60173 Ivry-le-Temple.
France, tel.: +33(0)3 44 08 17 00

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «ВМП»
(ООО «ВМП»), Россия, 141407, Московская область, гор. Химки.
Куркинское шоссе, стр. 2, пом. 2501
Тел.: +7(499) 707-23-73



Общий вид внутренней упаковки (пакета) на примере «Порт-система имплантируемая в наборе POLYSITE® ECHO 4008 ECHO»



Общий вид внутренней упаковки (пакета) с блистером внутри, на примере «Порт-система имплантируемая в наборе POLYSITE® ECHO 4008 ECHO»

POLYSITE®
Implantable port

REF 2016ISP
LOT 17085388
BN 0009050066

PEROUSE
MEDICAL
60179 lry le Temple - FRANCE
www.perousemedical.com
Tél: +33 (0)3 44 08 17 00

IMPLANT VESSEL: _____

NAME: _____

DATE OF IMPLANTATION: ____ / ____ / ____

PHYSICIAN: _____

SEE INSTRUCTIONS FOR USE	
Max. recommended flow rate : with 25 cm catheter	3 ml/s
Max. Pressure recommended : ICV use function	325 psi / 22,4 bars
Contrast media concentration :	≤ 300 mgI/mL
Huber needle recommended :	20G / 22G

POLYSITE®
Implantable port

REF 2016ISP
LOT 17085388
BN 0009050066

PEROUSE
MEDICAL
60179 lry le Temple - FRANCE
www.perousemedical.com
Tél: +33 (0)3 44 08 17 00

IMPLANT VESSEL: _____

NAME: _____

DATE OF IMPLANTATION: ____ / ____ / ____

PHYSICIAN: _____

SEE INSTRUCTIONS FOR USE	
Max. recommended flow rate : with 25 cm catheter	3 ml/s
Max. Pressure recommended : ICV use function	325 psi / 22,4 bars
Contrast media concentration :	≤ 300 mgI/mL
Huber needle recommended :	20G / 22G

Наклейка в карту пациента - 8 шт.

Фамилия _____
Имя _____

В экстренных случаях пожалуйста свяжитесь:

Почтовый адрес: _____
Адрес: _____
Врач: _____
Номер телефона: _____
Доступ: _____

Все варианты исполнения имплантируемых порт-систем POLYSITE® могут использоваться для введения контрастного вещества при давлении (совместимы с инъекторами под давлением). СМОТРИТЕ ИНСТРУКЦИЮ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ

КАРТА ПАЦИЕНТА
POLYSITE®

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

1. Тщательно продезинфицируйте место пункции кожи;
2. Для сохранения целостности мембраны порта используйте только специальные иглы Губера;
3. Используйте только шприцы объемом более 10 мл;
4. Перед использованием убедитесь, что имплантируемый порт работает исправно, проверив наличие обратного тока крови;
5. Вводите инфузию очень медленно, без чрезмерного давления;
6. Промывайте физиологическим раствором:
 - Перед каждым использованием;
 - Между инъекциями;
 - После завершения процедуры;
7. После завершения процедуры, промойте раствором гепарина в случае необходимости;
8. Поддерживайте положительное давление во время извлечения иглы.

Фамилия _____
Имя _____

В экстренных случаях пожалуйста свяжитесь:

Почтовый адрес: _____
Адрес: _____
Врач: _____
Номер телефона: _____
Доступ: _____

Все варианты исполнения имплантируемых порт-систем SEESITE® могут использоваться для введения контрастного вещества под давлением (совместимы с инъекторами под давлением). СМОТРИТЕ ИНСТРУКЦИЮ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ

КАРТА ПАЦИЕНТА
SEESITE®

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

1. Тщательно продезинфицируйте место пункции кожи;
2. Для сохранения целостности мембраны порта используйте только специальные иглы Губера;
3. Используйте только шприцы объемом более 10 мл;
4. Перед использованием убедитесь, что имплантируемый порт работает исправно, проверив наличие обратного тока крови;
5. Вводите инфузию очень медленно, без чрезмерного давления;
6. Промывайте физиологическим раствором:
 - Перед каждым использованием;
 - Между инъекциями;
 - После завершения процедуры;
7. После завершения процедуры, промойте раствором гепарина в случае необходимости;
8. Поддерживайте положительное давление во время извлечения иглы.

Карта пациента – 1 шт.*

*При поставке в РФ, карта пациента будет поставлена на русском языке (см. Выписку из технической документации, раздел Маркировки → Матри. маркировки при поставке в РФ)

ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Порт-система имплантируемая в наборах, варианты исполнения POLYSITE®, POLYSITE® ISP, POLYSITE® ECHO, SEESITE®

1. Порт-система имплантируемая в наборах, вариант исполнения POLYSITE®:

1. Порт-система имплантируемая в наборе POLYSITE® серия 2000, варианты исполнения:

1.1. Порт-система имплантируемая в наборе POLYSITE® 2005, в составе: камера порт-системы, размер основания (ДхШхВ) 29,8х16,8х8,7 мм – 1 шт.; катетер силиконовый, диаметр 1,65 мм, длина 600 мм – 1 шт.; муфта соединительная – 2 шт.; игла Губера прямая, размер 22 G, диаметр 0,7 мм, длина 25 мм – 1 шт.; веноподъемник – 1 шт.; адаптер для промывания катетера – 1 шт.; повязка фиксирующая Polyfilm в индивидуальной упаковке, размер 12х14 см – 1 шт.; карта пациента – 1 шт.; наклейка в карту пациента – 8 шт., инструкция по применению – 1 экз.,

1.2. Порт-система имплантируемая в наборе POLYSITE® 2007, в составе: камера порт-системы, размер основания (ДхШхВ) 29,8х16,8х8,7 мм – 1 шт.; катетер силиконовый, диаметр 2,16 мм, длина 800 мм – 1 шт.; муфта соединительная – 2 шт.; игла Губера прямая, размер 22 G, диаметр 0,7 мм, длина 25 мм – 1 шт.; веноподъемник – 1 шт.; адаптер для промывания катетера – 1 шт.; повязка фиксирующая Polyfilm в индивидуальной упаковке, размер 12х14 см – 1 шт.; карта пациента – 1 шт.; наклейка в карту пациента – 8 шт., инструкция по применению – 1 экз.,

1.3. Порт-система имплантируемая в наборе POLYSITE® 2015, в составе: камера порт-системы, размер основания (ДхШхВ) 29,8х16,8х8,7 мм – 1 шт.; катетер полиуретановый, диаметр 1,65 мм, длина 600 мм – 1 шт.; муфта соединительная – 2 шт.; игла Губера прямая, размер 22 G, диаметр 0,7 мм, длина 25 мм – 1 шт.; веноподъемник – 1 шт.; адаптер для промывания катетера – 1 шт.; повязка фиксирующая Polyfilm в индивидуальной упаковке, размер 12х14 см – 1 шт.; карта пациента – 1 шт.; наклейка в карту пациента – 8 шт., инструкция по применению – 1 экз.,

1.4. Порт-система имплантируемая в наборе POLYSITE® 2016, в составе: камера порт-системы, размер основания (ДхШхВ) 29,8х16,8х8,7 мм – 1 шт.; катетер полиуретановый, диаметр 2,00 мм, длина 800 мм – 1 шт.; муфта соединительная – 2 шт.; игла Губера прямая, размер 22 G, диаметр 0,7 мм, длина 25 мм – 1 шт.; веноподъемник – 1 шт.; адаптер для промывания катетера – 1 шт.; повязка фиксирующая Polyfilm в индивидуальной упаковке, размер 12х14 см – 1 шт.; карта пациента – 1 шт.; наклейка в карту пациента – 8 шт., инструкция по применению – 1 экз.,

2. Порт-система имплантируемая в наборе POLYSITE® серия 3000, варианты исполнения:

2.1. Порт-система имплантируемая в наборе POLYSITE® 3007, в составе: камера порт-системы, размер основания (ДхШхВ) 31,9х20,8х10,1 мм – 1 шт.; катетер силиконовый, диаметр 2,16 мм, длина 600 мм – 1 шт.; муфта соединительная – 2 шт.; игла Губера прямая, размер 22 G, диаметр 0,7 мм, длина 25 мм – 1 шт.; веноподъемник – 1 шт.; адаптер для промывания катетера – 1 шт.; повязка фиксирующая Polyfilm в индивидуальной упаковке, размер 12х14 см – 1 шт.; карта пациента – 1 шт.; наклейка в карту пациента – 8 шт., инструкция по применению – 1 экз.,

2.2. Порт-система имплантируемая в наборе POLYSITE® 3008, в составе: камера порт-системы, размер основания (ДхШхВ) 31,9х20,8х10,1 мм – 1 шт.; катетер силиконовый, диаметр 2,40 мм, длина 600 мм – 1 шт.; муфта соединительная – 2 шт.; игла Губера прямая, размер 22 G, диаметр 0,7 мм, длина 25 мм – 1 шт.; веноподъемник – 1 шт.; адаптер для промывания катетера – 1 шт.; повязка фиксирующая Polyfilm в индивидуальной упаковке, размер 12х14 см – 1 шт.; карта пациента – 1 шт.; наклейка в карту пациента – 8 шт., инструкция по применению – 1 экз.,

2.3. Порт-система имплантируемая в наборе POLYSITE® 3017, в составе: камера порт-системы, размер основания (ДхШхВ) 31,9х20,8х10,1 мм – 1 шт.; катетер полиуретановый, диаметр 2,30 мм, длина 600 мм – 1 шт.; муфта соединительная – 2 шт.; игла Губера прямая, размер 22 G, диаметр 0,7 мм, длина 25 мм – 1 шт.; веноподъемник – 1 шт.; адаптер для промывания катетера – 1 шт.; повязка фиксирующая Polyfilm в индивидуальной упаковке, размер 12х14 см – 1 шт.; карта пациента – 1 шт.; наклейка в карту пациента – 8 шт., инструкция по применению – 1 экз.,

 ООО ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

 ООО ЦПМИ INFO@CPMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

52

покрытие для датчика, размер 14х147 см – 1 шт., салфетка, размер 30,5х30,5 см – 1 шт., резинка, размер 25х3 мм – 2 шт., гель для УЗИ Aquasonic 100, стерильный, 20 грамм (Aquasonic 100 Ultrasound transmission gel, sterile, 20 grams) – 1 шт.; повязка фиксирующая Polyfilm в индивидуальной упаковке, размер 12х14 см; карта пациента – 1 шт.; наклейка в карту пациента – 8 шт.; инструкция по применению – 1 экз.

3.3. Порт-система имплантируемая в наборе SEESITE® 4019 SEE, в составе: камера порт-системы, размер основания (ДхШхВ) 35,7х22,5х12,1 мм – 1 шт.; катетер полиуретановый, диаметр 3,00 мм, длина 600 мм – 1 шт.; муфта соединительная – 2 шт.; игла Губера прямая, размер 22 G, диаметр 0,7 мм, длина 25 мм – 1 шт.; веноподъемник – 1 шт.; адаптер для промывания катетера – 1 шт.; интродьюсер расщепляемый с дилататором в сборе, размер 9 Fr/3 мм, длина 170 мм – 1 шт.; проводник J-образный, диаметр 0,035 дюйм/0,89 мм, длина 600 мм – 1 шт.; игла пункционная с экзогенным наконечником, размер 18 G, диаметр 1,2 мм, длина 70 мм – 1 шт.; устройство туннелирующее, диаметр 2,5 мм, длина 230 мм – 1 шт.; шприц, объем 10 мл – 1 шт.; устройство Раулерсона – 1 шт.; Игла Губера PPS CT, совместимая с инъекцией под давлением, размер 20 G, диаметр 0,9 мм, длина 20 мм – 1 шт.; Набор «Покрытие датчика Civ-Flex» («Civ-Flex Transducer Cover»), в индивидуальной упаковке, стерильный, производства CIVCO, США, в составе: покрытие для датчика, размер 14х147 см – 1 шт., салфетка, размер 30,5х30,5 см – 1 шт., резинка, размер 25х3 мм – 2 шт., гель для УЗИ Aquasonic 100, стерильный, 20 грамм (Aquasonic 100 Ultrasound transmission gel, sterile, 20 grams) – 1 шт.; повязка фиксирующая Polyfilm в индивидуальной упаковке, размер 12х14 см; карта пациента – 1 шт.; наклейка в карту пациента – 8 шт.; инструкция по применению – 1 экз.

3.4. Порт-система имплантируемая в наборе SEESITE® 40010 SEE, в составе: камера порт-системы, размер основания (ДхШхВ) 35,7х22,5х12,1 мм – 1 шт.; катетер силиконовый, диаметр 3,18 мм, длина 600 мм – 1 шт.; муфта соединительная – 2 шт.; игла Губера прямая, размер 22 G, диаметр 0,7 мм, длина 25 мм – 1 шт.; веноподъемник – 1 шт.; адаптер для промывания катетера – 1 шт.; интродьюсер расщепляемый с дилататором в сборе, размер 10 Fr/3,33 мм, длина 170 мм – 1 шт.; проводник J-образный, диаметр 0,035 дюйм/0,89 мм, длина 600 мм – 1 шт.; игла пункционная с экзогенным наконечником, размер 18 G, диаметр 1,2 мм, длина 70 мм – 1 шт.; устройство туннелирующее, диаметр 2,5 мм, длина 230 мм – 1 шт.; шприц, объем 10 мл – 1 шт.; устройство Раулерсона – 1 шт.; Игла Губера PPS CT, совместимая с инъекцией под давлением, размер 20 G, диаметр 0,9 мм, длина 20 мм – 1 шт.; Набор «Покрытие датчика Civ-Flex» («Civ-Flex Transducer Cover»), в индивидуальной упаковке, стерильный, производства CIVCO, США, в составе: покрытие для датчика, размер 14х147 см – 1 шт., салфетка, размер 30,5х30,5 см – 1 шт., резинка, размер 25х3 мм – 2 шт., гель для УЗИ Aquasonic 100, стерильный, 20 грамм (Aquasonic 100 Ultrasound transmission gel, sterile, 20 grams) – 1 шт.; повязка фиксирующая Polyfilm в индивидуальной упаковке, размер 12х14 см; карта пациента – 1 шт.; наклейка в карту пациента – 8 шт.; инструкция по применению – 1 экз.

