



«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель отдела регистрации и качества

ООО «Зиммер СНГ»

А.И. Камнева

« 02 » 2023 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

«Набор инструментов многоразовых нестерильных для травматологии и ортопедии»

1. Метчик 3,5 мм блокирующих винтов стандартный, быстрое соединение



2. Сверло стандартное 2,7 мм, быстрое соединение




3. Канюля 2,7 мм стандартная



4. Насадка вогнутая для изгибающего пресса



5. Насадка выпуклая для изгибающего пресса



6. Держатель пластины/направляющее устройство для пластины с каналом 2 мм



7. Зенкер 3,5 мм, быстрое соединение



8. Отвертка гексагональная 2,5 мм, стандартная, быстрое соединение



9. Глубиномер малый (до 60 мм)




10. Глубиномер для блокирующих винтов 3,5 мм / 2,7 мм стандартный



11. Метчик 3,5 мм x 110 мм, быстрое соединение



12. Метчик с быстрым соединением для винта с глубокой резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 250 мм



13. Метчик с быстрым соединением, диаметр 4,0 мм, длина 250 мм




14. Метчик с быстрым соединением, диаметр 5,0 мм, длина 250 мм




15. Сверло 2,5 мм x 110 мм, быстрое соединение



16. Сверло 3,5 мм x 110 мм, быстрое соединение



- 17. Направитель сверла, диаметр 3,0 мм;
- 18. Направитель сверла, диаметр 3,5 мм;
- 19. Направитель сверла, диаметр 4,5 мм




Имеют идентичный внешний вид. На изображении представлен направитель сверла, диаметр 3,5 мм.

20. Направитель сверла, диаметр 2,5 мм, длинный; 21. Направитель сверла, диаметр 3,3 мм, длинный;
22. Направитель сверла, диаметр 4,3 мм, длинный; 23. Направитель сверла, диаметр 4,0 мм, длинный



Имеют идентичный внешний вид. На изображении представлен направитель сверла, диаметр 2,5 мм.

24. Направитель сверла компрессионный для винтов диаметром 5,0 мм



25. Канюля для установки винта под 95 градусов, диаметр 4,3 мм, длинная



26. Канюля для установки винта под 95 градусов, диаметр 4,3 мм



27. Канюля-вставка 2,5 мм для канюли 4,3 мм



28.Толкатель канюли 5,5 мм /4,5 мм



29. Направитель бедренный проксимальный правый



30. Направитель бедренный проксимальный левый



31. Направитель бедренный дистальный правый



32. Направитель бедренный дистальный левый




33. Болт соединительный для использования с бедренным направляющим




34. Штифт предохранительный блокирующий для использования с бедренным направлятелем



35. Шаблон для разметки отверстий для использования с проксимальными пластинами на 9 отверстий




36. Шаблон для разметки отверстий для использования с проксимальными пластинами на 12 отверстий




37. Шаблон для разметки отверстий для использования с проксимальными пластинами на 15 отверстий




38. Шаблон для разметки отверстий для использования с проксимальными пластинами на 18 отверстий




39. Шаблон для разметки отверстий для использования с проксимальными пластинами на 21 отверстие




40. Шаблон для разметки отверстий для использования с дистальными пластинами на 9 отверстий




41. Шаблон для разметки отверстий для использования с дистальными пластинами на 12 отверстий



42. Шаблон для разметки отверстий для использования с дистальными пластинами на 15 отверстий



43. Шаблон для разметки отверстий для использования с дистальными пластинами на 18 отверстий




44. Шаблон для разметки отверстий для использования с дистальными пластинами на 21 отверстие




45. Насадка натяжителя серкляжа Cable-Ready




46. Контейнер базовый с лотками




47. Контейнер базовый



48. Контейнер стандартный




49. Лоток контейнера базового




50. Контейнер базовый дополнительный



51. Лоток верхний контейнера базового дополнительного




52. Лоток нижний контейнера базового дополнительного



53. Крышка контейнера



54. Контейнер основной и лоток в сборе




Пример индивидуальной упаковки инструментов




Пример индивидуальной упаковки контейнеров и лотков





Пример упаковки набора инструментов



Пример маркировки индивидуальной упаковки инструмента из набора инструментов на русском языке

Сверло стандартное 2,7 мм, быстрое соединение

Производитель: Зиммер Инк. США XXXXXX

Представитель производителя в РФ: ООО «Зиммер СНГ»

119048, Москва, улица Усачева, дом 29, корп. 9, помещение 15;

Тел: (495) 980 08 95

Регистрационное удостоверение № XXX **от** ЧЧ.ММ.ГГГГ

Дата изготовления / Назначение / Серия / Годен до: см. упаковку

см. инструкцию

Н см. символы на упаковке

Описание: Набор инструментов хирургических многоцветных нестерильных для травматологии и ортопедии: Сверло стандартное 2,7 мм, быстрое соединение

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

82 (восемьдесят два) листа (ов)

Руководитель отдела регистрации и
качества Камнева А.И.

2023 г.

