


1. основной блок – 1 шт



2. резервуар для воды – 1 шт




3. насадка стандартная – 3 шт



4.

насадка пародонтальная · 1 шт






6.

насадка для очищения языка - 1 шт



7.

насадка для имплантатов - 1 шт



2. Ирригатор для полости рта стоматологический стационарный модель Revyline RL 500 (белый цвет, общий вид)






2. резервуар для воды – 1 шт




3. насадка стандартная – 3 шт



4. насадка пародонтальная - 1 шт



5. насадка ортодонтическая- 1шт




6. насадка для очищения языка - 1 шт



7.

насадка для имплантатов - 1шт



Принадлежности: 1. футляр для насадок – 1 шт




Ирригатор для полости рта стоматологический стационарный модель Revyline RL 900






2. резервуар для воды – 1 шт



3. насадка стандартная – 3 шт



4. насадка пародонтальная - 1 шт



5.

насадка ортодонтическая- 1шт



6.

насадка для очищения языка - 1 шт




7.

насадка для имплантатов - 1 шт



4. Ирригатор для полости рта стоматологический портативный модель Revylife RL 210 (общий вид)




1. основной блок – 1 шт



2. резервуар для воды – 1 шт



3. насадка стандартная – 2 шт



Принадлежности:


1. чехол – 1 шт




2. футляр для насадок – 1



3. USB адаптер – 1 шт



4. USB кабель – 1 шт



Ирригатор для полости рта стоматологический портативный модель Revyline RL 200 (общий вид)



1. основной блок – 1 шт



4. резервуар для воды – 1 шт



5. насадка стандартная – 2 шт




Принадлежности:
1. чехол – 1 шт




2. футляр для насадок – 1




3. USB адаптер – 1 шт



4. USB кабель – 1 шт



4. Ирригатор для полости рта стоматологический портативный модель Revyline RL 200 XL (общий вид)



1. основной блок – 1 шт





3. насадка стандартная – 2 шт




Принадлежности:

1. чехол – 1 шт






3. USB адаптер – 1 шт



4. USB кабель – 1 шт



Ирригатор для полости рта стоматологический портативный модель Revuline RL 800 (общий вид)







2. резервуар для воды – 1 шт



3. насадка стандартная – 3 шт



4. насадка пародонтальная - 1 шт



5. насадка ортодонтическая- 1шт



6. Насадка для очищения языка - 1 шт



7. Насадка для имплантатов - 1шт




8. Рукоятка – 1 шт.




Принадлежности:
1. чехол – 1 шт



2. USB адаптер – 1 шт



3. USB кабель – 1 шт



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 61 ^{шестьдесят} _{один} ЛИСТОВ

Подпись _____



Макеты маркировки медицинского изделия на русском языке для обращения в РФ

REVVINE RL 100 STATIONARY ORAL IRRIGATOR

REVVINE

7 TIPS IN A SET / СЕМЬ СМЕННЫХ НАСОЗОВ

- 3 standard tips
3 стандартные насадки
- Tongue cleaning tip
Насадка для чистки языка и неба
- Tip for implants
Насадка для имплантатов
- Periodontal tip
Периодонтальная насадка
- Orthodontic tip
Ортодонтическая насадка

To extend service life of your irrigator
please use cleaning products Revvline.
Чтобы продлить срок службы Вашего
стационарного ирригатора Revvline,
используйте средства для чистки.

Use Revvline product
используйте продукт

REVVINE



- Cover case for 7 jet tips
Крышка-пенал для хранения семи насадок
- High level of water pressure
Высокий уровень давления жидкости
- Durable waterproof main unit
Прочный водонепроницаемый корпус
- Low noise level
Низкий уровень шума
- Pressure control system with 10 settings
Дистант. регулировка давления
- 3-minutes timer
Автоматический таймер 3 минуты
- Stable anti-slip legs
Основа надежно фиксируется на любой поверхности

Revvline is your professional care of teeth and gums at home
Revvline - профессиональный уход за зубами и деснами в домашних условиях

REVVINE

- Extends service life of crowns, dental
fills, orthodontic constructs, implants
Повышает срок службы коронок,
пломб, ортодонтических
конструкций, имплантатов
- Effective daily
oral hygiene care
Ежедневный эффективный
уход за полостью рта
- Apprehensible effect from
the very first usage
34-летнее плавание уже после
первого применения
- Spa for your gums
(Hydro-Pulse Massage Mode)
Спа-процедура для десен
(гидроимпульс)
- Prevention and treatment
of dental diseases
Профилактика и лечение
зубных заболеваний
- Removes plaque more effective
than a toothbrush and dental floss
Глубже чистит щеткой и зубной
нитью, чем зубная щетка и зубная
нить

REVVINE

RL 100 White

ORAL IRRIGATOR ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА СТАЦИОНАРНЫЙ МОДЕЛЬ REVVINE RL 100



Revvline is your
professional care
of teeth and
gums at home
Revvline - профессиональный
уход за зубами и деснами
в домашних условиях

SPECIFICATIONS

Water pressure: MPa - 210-870
Water jet pulsation frequency:
pulsations/min - 1200/1200
Number of Pressure Settings: 10
Tank capacity: 600 ml
Power: universal power supply:
AC 220-240V 50/60Hz
Noise level: < 75 dB
Warranty: 2 years

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень давления жидкости:
от 210 до 870 кПа
Частота пульсации:
от 1200 до 1200 в минуту
Регулируемое давление: 10
Объем резервуара для
жидкости: 600 мл
Питание: универсальное: AC
220-240 В 50/60 Гц
Уровень шума: < 75 дБ
Гарантия: 2 года

SET

1. Main Unit - 1 pc.
2. Water tank - 1 pc.
3. Standard tip - 3 pcs.
4. Periodontal tip - 1 pc.
5. Orthodontic tip - 1 pc.
6. Tongue cleaning tip - 1 pc.
7. Tip for implants - 1 pc.
8. Operation Manual - 1 pc.
9. Warranty Card - 1 pc.

www.revvline.ru
8 (800) 775-38-49

В СОСТАВЕ:

1. Основное устройство - 1 шт.
2. Резервуар для воды - 1 шт.
3. Насадка стандартная - 3 шт.
4. Насадка периодонтальная - 1 шт.
5. Насадка ортодонтическая - 1 шт.
6. Насадка для чистки языка - 1 шт.
7. Насадка для имплантатов - 1 шт.
8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
9. Гарантия - 1 шт.



RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF YOUR ORAL IRRIGATOR

- Apply after each meal
- Use boiled purified water
or Revvline water bottles
- Remove hard water deposits
once a month using Revvline's
products for Rayline irrigators
- Replace jet tip every 6-12
months

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Применять после
каждого приема пищи
- Использовать кипяченую,
очищенную воду или
специализированные
бутылки Revvline
- Один раз в месяц,
предотвращая образование
налета, использовать средство
для ирригатора Revvline
- Заменять наконечник
каждые 6-12 месяцев




Manufactured by / Произведено: Revvline Co., Ltd., 100-0001
2-10-23 Higashi-Shinjyuku, 4th Fl., 400 m from Shinjyuku Station, Shinjyuku-ku,
Tokyo, Japan. Revvline Co., Ltd. is a member of the Revvline Group.
Сделано в Японии. Произведено: ООО «Реввайн», 100-0001,
2-10-23 Higashi-Shinjyuku, 4th Fl., 400 m from Shinjyuku Station, Shinjyuku-ku,
Tokyo, Japan. ООО «Реввайн» является членом группы компаний Реввайн.
Authorized representative of the manufacturer in the territory of the
Russian Federation / Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «ГосЗдравНадзор», 125008, г. Москва, Ленинградский пр-д, д. 14, стр. 1,
1-й этаж. Контактный телефон: 8 (800) 775-38-49.
Уполномоченный представитель производителя на территории
г. Москва, Ленинградский пр-д, д. 14, стр. 1, 1-й этаж.
Регистрационный номер:
125008, г. Москва, Ленинградский пр-д, д. 14, стр. 1, 1-й этаж.

REVLYNE
RL 500

REVLYNE

7 TIPS IN A SET / 7 НАСОСОВЫХ НАСОСОВ



REVLYNE

Is your professional care of teeth and gums at home?

SPECIFICATIONS

Water pressure: 0.1-1.0 MPa
Water tank capacity: 1.0L
Water tank material: PP
Tank capacity: 1.0L
Water tank material: PP
Water tank capacity: 1.0L
Water tank material: PP
Water tank capacity: 1.0L
Water tank material: PP

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В
Объем бака: 1.0 л
Материал бака: пластик
Емкость бака: 1.0 л
Материал бака: пластик
Емкость бака: 1.0 л
Материал бака: пластик
Емкость бака: 1.0 л
Материал бака: пластик

If you have any question please contact us

www.revlyne.ru
8 (800) 775-38-49

REVLYNE

RECOMMENDATIONS FOR
THE USE OF YOUR ORAL IRRIGATOR

Apply after each meal
Use boiled purified water or Revlyne special bulbs
Remove hard water deposits once a month (use cleaning products for Revlyne irrigators)
Replace jet tip every three months

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Применять после каждого приема пищи
Использовать кипяченую, очищенную воду или раскрасы на основе баллонов Revlyne
Один раз в месяц делать профилактику от накипи (использовать средства для ирригаторов Revlyne)
Проводить смену насадки не реже одного раза в три месяца



Use disinfection of jet tips
Use boiled purified water or Revlyne special bulbs

Durable waterproof main unit
Protects your device from water damage

Stable anti-slip legs
Ensures device stability during operation

Hydro-Pulse Massage Mode
Gentle pulsation

High level of water pressure
Maximal pressure: 1.0 MPa

Pressure control system
with 17 settings

REVLYNE

Extends service life of various dental
units, crowns, veneers, implants
Removes plaque and tartar from
teeth, orthodontic braces

Approaches effect from
the very first usage
17-level pressure control
system

Prevention and treatment
of dental diseases
Prevents plaque and tartar
formation

SET

1. Main unit - 1 pc.
2. Water tank - 1 pc.
3. Standard tip - 1 pc.
4. Periapical tip - 1 pc.
5. Oral health tip - 1 pc.
6. Tongue cleaning tip - 1 pc.
7. Tip for implants - 1 pc.
8. Spray bottle - 1 pc.
9. Water tank - 1 pc.
10. Case for jet tips - 1 pc.

В СОСТАВЕ:

1. Основное устройство - 1 шт.
2. Резервуар для воды - 1 шт.
3. Насадка стандартная - 1 шт.
4. Насадка периапикальная - 1 шт.
5. Насадка для здоровья полости рта - 1 шт.
6. Насадка для чистки языка - 1 шт.
7. Насадка для имплантатов - 1 шт.
8. Распылитель для дезинфекции - 1 шт.
9. Горелка - 1 шт.
10. Коробочка для насадок - 1 шт.

REVLYNE

RL 500
ORAL IRRIGATOR

ИРРИГАТОР ДЛЯ
ПОЛОСТИ РТА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
СТАЦИОНАРНЫЙ
МОДЕЛЬ REVLYNE RL 500



Ежедневный
эффективный уход
за полостью рта



REVYLINE
RL 900

REVYLINE

RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF YOUR ORAL IRRIGATOR

- Apply after each meal.
- Use boiled purified water or Revyline special filter.
- Remove hard water deposits once a month from cleaning products for Revyline irrigator.
- Replace jet tip every three months.



Extends service life of crowns, dental seals, orthodontic constructs, implants
Увеличивает срок службы коронок, пломб, ортодонтических конструкций, имплантатов



Apprehensible effect from the very first usage
Эффект ощутим уже после первого применения



Prevention and treatment of dental diseases
Профилактика и лечение зубных болезней

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


- Применять после каждого приема пищи.
- Использовать кипяченую, очищенную воду или jet насадку на очистке фильтра Revyline.
- Снимать в месяц жесткие отложения от воды (с чашечки устройства для очистки Revyline).
- Заменять саму насадку не реже одного раза в три месяца.



Spa for your gums (Hydro-Pulse Massage Mode)
Спа-процедура для десен (гидро-массаж)



Removes plaque more effective than a toothbrush and dental floss
Лучше зубной щетки и зубной нити справляется с зубным налетом



To extend service life of your irrigator please use cleaning products Revyline
Чтобы продлить срок службы вашего прибора, используйте средства Revyline

Eco-friendly product
Экологичный продукт

REVYLINE

SPECIFICATIONS

Water pressure: MPa = 140-800
Water jet pulsation frequency: pulse/min = up to 1500
Number of Pressure Settings = 10
Tank capacity = 600 ml
Power = AC100-240V 50/60Hz
Warranty = 2 years

SET

1. Main unit - 1 pc.
2. Water tank - 1 pc.
3. Standard tip - 3 pcs.
4. Periodontal tip - 1 pc.
5. Orthodontic tip - 1 pc.
6. Tongue cleaning tip - 1 pc.
7. Tip for implants - 1 pc.
8. Operation Manual - 1 pc.
9. Warranty Card - 1 pc.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление воды: MPa = 140-800
Частота пульсации: до 1500 в мин
Режимов уровня давления = 10
Емкость резервуара для воды = 600 мл
Питание = AC100-240V 50/60Hz
Гарантия 2 года

В СОСТАВЕ

1. Основной блок - 1 шт.
2. Резервуар для воды - 1 шт.
3. Насадка стандартная - 3 шт.
4. Насадка пародонтальная - 1 шт.
5. Насадка ортодонтическая - 1 шт.
6. Насадка для очищения языка - 1 шт.
7. Насадка для имплантатов - 1 шт.
8. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
9. Гарантийная - 1 шт.

- Durable waterproof main unit
Прочный водонепроницаемый корпус
- Electronic control
Электронное управление
- Control panel is at the handle
Панель управления на рукоятке
- Stable anti-slip legs
Основа устойчива на скользкой поверхности
- High level of water pressure
Высокий уровень давления воды
- Pressure control system with 10 settings
Доступ 10 режимов давления

REVYLINE

7 TIPS IN A SET / СЕМЬ СМЕННЫХ НАСАДОК



Standard tip - 3 pcs.
Стандартные насадки - 3 шт.

Tongue cleaning tip
Насадка для очищения поверхности языка

Tip for implants
Насадка для имплантатов

Periodontal tip
Пародонтальная насадка

Orthodontic tip
Ортодонтическая насадка



Revyline is your professional care of teeth and gums at home
Revyline - профессиональная защита зубов и десен в домашних условиях

If you have any question please contact us
По всем вопросам обращайтесь на горячую линию

www.revyline.ru
8 (800) 775-38-49



7
tips in a set
сменных
насадок

10
working
mode
режимов
работы

REVYLINE
RL 900
ORAL
IRRIGATOR

ИРРИГАТОР ДЛЯ
ПОЛОСТИ РТА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
СТАЦИОНАРНЫЙ
МОДЕЛЬ REVYLINE RL 900



Effective daily oral hygiene care
Эффективный ежедневный уход за полостью рта





FCI56彩盒 L118*W80*H213

REVLYNE RL 800

Has a unique design. The entire device is folded into a compact tank reservoir.
Cover case for jet tips, handle and a cable.
Comfortable and solid carrying bag.
Maximum tank volume for portable models.
2 minutes timer.
360° rotating nozzle design.

Оригинальная конструкция - весь прибор складывается в компактный резервуар.
Крышка служит футляром для насадок, ручки, кабеля и насоса.
Удобный прочный чехол-сумка.
Максимальный для портативных моделей объем резервуара.
Таймер на две минуты.
Насадки вращаются на 360°.

RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF YOUR ORAL IRRIGATOR
• Apply after each meal.
• Use boiled purified water or Revlyne special saline.
• Replace jet tip every three months.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
• Применять после каждого приема пищи.
• Использовать кипяченую, очищенную воду или растворенные соевые балластные препараты.
• Смену жала в месяц, для предотвращения отложения биопленки, использовать специальные препараты для ирригаторов Revlyne.
• Заменять насадку каждые три месяца.

7 TIPS IN A SET / СЕДЬ СМЕННЫХ НАСАДОК

- Standard tip - 3 pcs. Стандартная насадка - 3 шт.
- Tongue cleaning tip. Насадка для чистки языка.
- Tip for implants. Насадка для имплантов.
- Periodontal tip. Пародонтальная насадка.
- Orthodontic tip. Ортодонтическая насадка.

Extends service life of crowns, dental seals, orthodontic constructs, implants.
Увеличивает срок службы коронок, пломб, ортодонтических конструкций, имплантов.

Apprehensible effect from the very first usage.
Эффект бодрости уже после первого применения.

Prevention and treatment of dental diseases.
Профилактика и лечение зубных болезней.

Spa for your gums (Hydro-Pulse Massage Mode).
Спа-процедура для десен (гидропульсация).

Removes plaque more effective than a toothbrush and dental floss.
Улучшает эффект от зубной щетки и зубной нити.

To extend service life of your irrigator please use cleaning products Revlyne.
Для продления срока службы ирригатора используйте специальные препараты Revlyne.

SPECIFICATIONS

Water pressure: 4Pa: 140-800
Water jet pulsation frequency, min/max: 1400-1800
Operating modes: 5
Tank capacity: 500 ml
Body material: ABS (impact resistant plastic)
Waterproof: IPX7
Power: integrated lithium battery 1400 mAh
Charging: microUSB cable (in a set)
Full charging time: 4 hours (depending on the power source)
Power consumption: 5 W
Unit Weight: 507 g (14.40 oz)
The product does not have an expiration date
Warranty: 2 years
Average service life: 5 years
Storage conditions: from +15°C to +30°C

Revlyne is your professional care of teeth and gums at home
Revlyne - профессиональный уход за зубами и деснами в домашних условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень давления воды: 140 - 800 кПа
Частота пульсации: 1400 - 1800 в/мин.
Режимы работы: 5
Объем резервуара: 500 мл
Материал корпуса: ABS (ударопрочный пластик)
Влагозащитный корпус, уровень: IPX7
Питание: встроенный литиевый аккумулятор 1400 мАч.
Зарядка: через микро-USB кабель (в комплекте)
Время для полной зарядки аккумулятора: 4-5 часов (в зависимости от источника питания)
Потребляемая мощность: 5 Вт
Вес: 507 г (14.40 oz)
Товар не имеет срока годности
Гарантия: 2 года
Средний срок службы: 5 лет
Хранить при температуре от +15°C до +30°C

www.revlyne.ru 8 (800) 775-38-49

REVLYNE RL 800 ORAL IRRIGATOR

ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
СТАЦИОНАРНЫЙ
МОДЕЛЬ REVLYNE RL 800

Effective daily oral hygiene care
Ежедневный эффективный уход за полостью рта.



СОСТАВ:
1. Основной блок - 1 шт.
2. Резервуар для воды - 1 шт.
3. Насадка стандартная - 3 шт.
4. Насадка пародонтальная - 1 шт.
5. Насадка ортодонтическая - 1 шт.
6. Насадка для очищения языка - 1 шт.
7. Насадка для имплантов - 1 шт.
8. Футляр - 1 шт.
9. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
10. Гарантийная карта - 1 шт.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Чехол - 1 шт.
USB адаптер - 1 шт.
USB кабель - 1 шт.

SET:
1. Main unit - 1 pc.
2. Water tank - 1 pc.
3. Standard tip - 3 pcs.
4. Periodontal tip - 1 pc.
5. Orthodontic tip - 1 pc.
6. Tongue cleaning tip - 1 pc.
7. Tip for implants - 1 pc.
8. Handle - 1 pc.
9. Operation Manual - 1 pc.
10. Warranty card - 1 pc.
COMES WITH:
Case for jet tips - 1 pc.
USB adapter - 1 pc.
USB cable - 1 pc.

Manufactured by / Производители: Fly Cat Electrical Co., Ltd., 101-401 of No.28 Bldg B, 101, 301, 401 of 30 Bldg, Longmen Industrial Park, Baoshan Community, Pujiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China / Фабрика Электрика Ко., Лтд., Китай.
Authorized representative of the manufacturer in the territory of the Russian Federation / Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Individual entrepreneur Olschanskaya M.A., apr 6, 425-27, Carl Marks str., Ufa, Russian Federation / ИП Олшанская М.А., ул. Карла Маркса, д.425, кв.27, г.Уфа.

Registration certificate / Регистрационное удостоверение
№... от ...

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 10 (десять) листов
Подпись _____

