

Фотографические изображения медицинского изделия:
«Концентратор кислорода «Armed»,
производство: Longfian Scitech Co., Ltd., Китай

- I. Концентратор кислорода «Armed» JAY-10 (4.0), в составе (см. Приложение).
- II. Концентратор кислорода «Armed» JAY-20 (4.0), в составе (см. Приложение).

Генеральный директор
(должность)



(Р.С. Жуков)
(И.О. Фамилия)

I. Концентратор кислорода «Armed» JAY-10 (4.0), в составе:




Рис. 1 – Концентратор кислорода «Armed» JAY-10 (4.0) – общий вид изделия

Концентратор кислорода «Armed» JAY-10 (4.0)

РУ № _____ от _____

Производитель: Longfian Scitech Co., Ltd. («Лонгфиан Сайтех Ко., Лтд.»), 2F&3F, East Section, Building 12, Power Valley Pioneer Park, No. 369 Huiyang Street, Baoding, 071051, Hebei, China (Китай)

Импортёр: ООО «ОПОРА», Россия, 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Северная, д. 5, пом. 1.

Номинальная концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси (при потоке 2 и 10 л/мин): не менее 90%

Напряжение сети – 230 В

Частота тока – 50 Гц

Потребляемая мощность – не более 1350 ВА

Заводской номер

Дата выпуска



ВНИМАНИЕ



- Прочтите Руководство по эксплуатации перед началом использования концентратора кислорода.
- Запрещается вскрывать корпус концентратора кислорода.
- Фильтр грубой очистки необходимо очищать каждые 100 часов работы изделия.
Максимально возможная очистка фильтра 3-4 раза, после его необходимо заменить;
Фильтр тонкой очистки (второй ступени) необходимо заменять примерно через каждые 600 часов работы;
Фильтр тонкой очистки (третьей ступени) необходимо заменять примерно через каждые 3000 часов работы;
- Содержание кислорода в кислородно-воздушной смеси составляет не менее 90% при номинальном расходе 2 и 10 л/мин.
- Не курить и не использовать открытый огонь вблизи концентратора кислорода.
- Не использовать масло или горюче-смазочные материалы





Рис. 5 – Трубка диаметр 6 мм, длина 1 м – 1 шт. – общий вид












Рис. 8 – Трубка диаметр 8,5 мм, длина 1,1 м – 1 шт. – общий вид









Концентратор кислорода «Armed» JAY-20 (4.0)
РУ № _____ от _____

Производитель: Longfian Scitech Co., Ltd. («Лонгфиан Сайтех Ко., Лтд.»), 2F&3F, East Section, Building 12, Power Valley Pioneer Park, No. 369 Huiyang Street, Baoding, 071051, Hebei, China (Китай)

Импортер: ООО «ОПОРА», Россия, 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Северная, д. 5, пом. 1.

Номинальная концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси (при потоке 2 и 20 л/мин): не менее 90%

Напряжение сети – 230 В

Частота тока – 50 Гц

Потребляемая мощность – не более 2750 ВА

Заводской номер

Дата выпуска





КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДА "ARMED" JAY-20 (4.0)

Производитель: Longfian Scitech Co., Ltd. («Лонгфиан Сайтех Ко., Лтд.»), 2F&3F, East Section, Building 12, Power Valley Pioneer Park, No. 369 Huiyang Street, Baoding, 071051, Hebei, China (Китай)

Импортёр: ООО «ОПОРА», Россия, 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Северная, д. 5, пом. 1.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

**Перед применением необходимо
внимательно изучить Руководство по эксплуатации!**

Предназначен для проведения кислородной (кислородно-воздушной) терапии пациентам с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы через прямое подключение к медицинским изделиям (наркозный аппарат, аппарат ИВЛ).

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев

Срок службы – не менее 10 лет

Дата упаковывания



ВНИМАНИЕ



- Прочтите Руководство по эксплуатации перед началом использования концентратора кислорода.
- Запрещается вскрывать корпус концентратора кислорода.
- Фильтр грубой очистки необходимо очищать каждые 100 часов работы изделия.
Максимально возможная очистка фильтра 3-4 раза, после его необходимо заменить;
Фильтр тонкой очистки (второй ступени) необходимо заменять примерно через каждые 600 часов работы;
Фильтр тонкой очистки (третьей ступени) необходимо заменять примерно через каждые 3000 часов работы;
- Содержание кислорода в кислородно-воздушной смеси составляет не менее 90% при номинальном расходе 2 и 20 л/мин.
- Не курить и не использовать открытый огонь вблизи концентратора кислорода.
- Не использовать масло или горюче-смазочные материалы




Рис. 16 – Трубки: диаметр 6 мм, длина 2 м (1 шт.); диаметр 10 мм, длина 1,6 м (1 шт.); диаметр 8 мм, длина 1,3 м (1 шт.); диаметр 9 мм, длина 2 м (1 шт.)
— общий вид






Рис. 17 – Фильтр грубой очистки – 4 шт. – общий вид





ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru Рис. 19 – Фильтр тонкой очистки (третьей ступени) – 18 шт. – общий вид



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ОПОРА»
ЖУКОВ Р. С.