



«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор ООО «ХЕМА»



Е.С. Кострикина

27 февраля 2023 г.

Фотографические изображения общего вида

медицинского изделия и его компонентов

**«Набор реагентов для иммунохроматографического выявления протеина,
связывающего инсулиноподобный фактор роста-1 (ПСИФР-1),**

в выделениях из влагалища

«ХЕМАТест ПСИФР»»



Instruction for use



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления
протеина, связывающего инсулиноподобный фактор роста
(ПСИФР-1), в выделениях из влагалища
«ХЕМАТест ПСИФР»

НОМЕР ПО КА

ТУ 21.20.23-24

РУ №

XEMA TEST

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления
протеина, связывающего инсулиноподобный фактор роста-1
(ПСИФР-1), в выделениях из влагалища «ХЕМАТест ПСИФР»

Состав набора:	Символ	REF	LOT
Тест-полоска		X248Z	01248
Буфер для образца		S248Z	01248
Тампон-зонд Мини Мед стерильный			
ТУ 32 50.50-034-29508133-2020,			
150 мм (РУ №РЗН 2021/15079)			
Инструкция по применению			

ТУ № 21.20.23-248-18619450-2022, РУ №

Для профессионального применения

ООО «ХЕМА» 125319, г. Москва, ул. 4-я 8 Марта, д.3, к.3, пом. 2

(495) 737-3936, (495) 737-0040, (495) 510-5707

2022-06 2025-06

Символ REF LOT

X248Z 01248

S248Z 01248

X248IR

X248IR 01248 2022-06 2025-06

For 1 de

IVD Для ин



XEMA Co., Ltd.
The 9th Parkovaya str., 48
105264 Moscow, Russia
Tel./fax: +7(495) 510-57-07



EC REP

Authorized Representative in EU:
Polmed.de

XEMA

«ХЕМАТест ПСИФР»

REF X248Z Тест-полоска

ГОТОВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 1 ШТ

2025-06 LOT 01248

XEMA

«ХЕМАТест ПСИФР»

REF X248Z Буфер для

ГОТОВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 3,0 мл

2025-06 LOT 01248

Состав Набора.

Тест-полоска

XEMA^{TEST}

«ХЕМАТест ПСИФР»

REF X248Z **Тест-полоска**

готова к использованию 1шт

EXP 2025-06 **LOT** 01248

2°C 30°C

VD


⊗


⚡

⊘

XEMA TEST
www.xematest.com









поставщик
лабораторий

МиниМед®

241520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супоньево, ул.Шоссейная, 17а
Тел.: (4832) 92-97-97, 92-24-52, 92-24-53, - 55, - 56 факс: 92-24-54, 92-96-94

Инструкция по эксплуатации:

- 1) вскрыйте упаковку изделия;
- 2) извлеките тампон-зонд и используйте по назначению;
- 3) отправьте образец в лабораторию.

Тампон-зонд МиниМед стерильный
ТУ 32.50.50-034-29508133-2020:

Производитель: ООО «МиниМед»

Хранить следует при t от -50 до $+40^{\circ}\text{C}$, влажностью воздуха менее 98%.

Транспортировать при t от -60 до $+50^{\circ}\text{C}$, влажностью воздуха менее 100%.

ПУ № РЗН 2021/15079 от 26.10.2021 г.

зонд пластиковый (полипропилен), тампон вискозный

зонд $\approx 2,5$ мм

тампон $\approx 5,0$ мм

Дата изгот.: 10.05.2022

Годен до: 09.05.2027



Серия: 10052022
арт. 18000821



СТЕРИЛЬНОЕ

ПРОШИТО В КОЛИЧЕСТВЕ

8

ЛИСТОВ

Исполнительный директор

ООО «ХЕМА»

Е.С. Кострикина

E.S. Kostrikin



«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор ООО «ХЕМА»



Кострикина Е.С.

« 01 »

июня

2022 г.

М.П.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления протеина,
связывающего инсулиноподобный фактор роста-1 (ПСИФР-1), в выделениях из влагалища
«ХЕМАТест ПСИФР»

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления протеина, связывающего инсулиноподобный фактор роста-1 (ПСИФР-1), в выделениях из влагалища «ХЕМАТест ПСИФР»

REF X248 LOT XXXX  XXXX-XX  XXXX-XX

Состав набора:

		Символ	REF	LOT
Тест-полоска	1 шт.		X248Z	XXXX
Буфер для образца	1 шт. x 3,0 мл.	DIL	S248Z	XXXX
Тампон-зонд МиниМед стерильный ТУ 32.50.50-034-29508133-2020, 150 мм (ПУ №РЗН 2021/15079)	1 шт.			
Инструкция по применению	1 шт.		X248IR	

ТУ 21.20.23-248-18619450-2022 ПУ _____ от _____

Для профессионального применения.

 ООО «ХЕМА» 125319, г. Москва, ул. 4-я 8 Марта, д.3, к. 3, пом. 2




© (495) 737-3936, (495) 737-0040, (495) 510-5707



1



2°C



X24801248202108202408

XEMA^{TEST}

«ХЕМАТест ПСИФР»

Тест-полоска **REF** X248Z

готова к использованию 1 шт.

 XXXX-XX **LOT** XXXX

2°C  30°C

IVD



ХЕМА_{TEST}

«ХЕМАТест ПСИФР» **REF** S248Z

БУФЕР ДЛЯ ОБРАЗЦА **DIL**

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 3,0 мл

 XXXX-XX **LOT** XXXX

2°C  30°C

IVD

ПРОШИТО В КОЛИЧЕСТВЕ

4

ЛИСТОВ

Исполнительный директор

ООО «ХЕМА»

Е.С. Кострикина

