
ООО Научно-производственное объединение «БиоТест»

Маркировка Набора реагентов для ин витро диагностики «ДимерТест» для иммунохроматографического определения Д-димера в образцах цельной крови, сыворотки, плазмы человека по ТУ 21.20.23-014-93099853-2021

1 Схема нанесения маркировки на индивидуальный тест

На каждый индивидуальный тест, на утолщенный конец, нанесён типографским способом рисунок с указанием сокращенного названия, логотип и варианты полученных результатов.

2 Схема маркировки индивидуальной упаковки

Набор реагентов для ин витро диагностики «ДимерТест» для иммунохроматографического определения Д-димера в образцах цельной крови, сыворотки, плазмы человека

Производитель:
ООО НПО «БиоТест»
630090 Россия, г.Новосибирск,
ул. Кутателадзе 4а, оф. 101
(383) 332-94-33, www.biotst.ru
Серия
Годен до

«ДимерТест»

Один индивидуальный тест
Только для диагностики in vitro


Хранить в сухом месте при температуре
от 2 °С до 30 °С

Серия

годен



3 Схема маркировки наклейки со сравнительной шкалой



4 Схема маркировки групповой упаковки

Набор реагентов для ин витро диагностики «ДимерТест» для иммунохроматографического определения Д-димера в образцах цельной крови, сыворотки, плазмы человека

«ДимерТест»



Набор рассчитан для проведения анализов по определению белка Д-димера.
Состав № 1

- индивидуальный тест - 10 шт.;
- пипетка одноразовая пластиковая - 10 шт.;
- наклейка со сравнительной шкалой - 10 шт.

Комплект поставки: Набор реагентов, инструкция по применению - 1 шт., паспорт - 1 шт.

Состав № 2

- индивидуальный тест - 25 шт.;
- пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.;
- наклейка со сравнительной шкалой - 25 шт.

Комплект поставки: Набор реагентов, инструкция по применению - 1 шт., паспорт - 1 шт.

Серия

Дата изготовления (год, месяц); Срок годности (год, месяц);

Только для диагностики in vitro


Хранить и транспортировать в сухом месте при температуре от 2 °С до 30 °С

ТУ 21.20.23-014-93099853-2021 РУ.... от

Производитель: ООО НПО «БиоТест», Россия, 630090 г. Новосибирск, ул.

Кутателадзе 4а, оф. 101, (383) 332-94-33. www.biotst.ru

Символы для нанесения на упаковку каждого Набора «ДимерТест».



5 Схема маркировки транспортной тары

Набор реагентов для ин витро диагностики «ДимерТест» для иммунохроматографического определения Д-димера в образцах цельной крови, сыворотки, плазмы человека

«ДимерТест»

Производитель: ООО НПО «БиоТест», Россия, 630090 г. Новосибирск, ул. Кутателадзе 4а, оф. 101, (383) 332-94-33,

Срок годности изделия (год, месяц включительно). Дата изготовления изделия (год, месяц). Номер серии.

Хранить при температуре от 2 °С до 30 °С, в сухом месте.

Транспортировать изделия следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, в упаковке производителя при температуре от плюс 2 °С до плюс 30 °С, в сухом месте без замораживания в течение десяти дней.

Предупредительные надписи: «Верх», «Осторожно хрупкое», «Беречь от влаги», «Соблюдение интервала температур» и «Биопрепараты». Знак обращения на рынке.

Число единиц потребительской упаковки изделий в групповой упаковке.

Масса нетто и масса брутто на групповой упаковке изделий.


Масса нетто потребительской упаковки.




Надписи на транспортной таре, содержащие данные о числе изделий, дате изготовления и сроке годности, номера серии допускается выполнять от руки или с помощью клише.




Директор ООО НПО «БиоТест»



Велиев С.Н.









ПРОШИТО 2 ЛИСТОВ
30 июня 2022 год
Директор
ООО НПО «БиоТест»
Велиев С.Н. 