

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Перчатки виниловые mediOk диагностические (смотровые), неопудренные, нестерильные, одноразовые, гладкие,
размер: S, M, L, XL, цвет: бесцветный, черный, голубой»,
производства Blue Sail Medical Co., Ltd. («Блю Сэйл Медикал., Лтд.»), Китай**



Перчатки виниловые mediOk диагностические (смотровые) неопудренные, нестерильные, одноразовые, гладкие, размер:S, цвет: голубой



Перчатки виниловые mediOk диагностические (смотровые) неопудренные, нестерильные, одноразовые, гладкие,
Размер: XL, цвет: черный



Перчатки виниловые mediOk диагностические (смотровые), неопудренные, нестерильные, одноразовые, гладкие, размер: S, цвет: бесцветные

80 ПЕРЧАТКИ ВИНИЛОВЫЕ МЕДИОК ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ (СМОТРОВЫЕ), НЕОПУДРЕННЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, ГЛАДКИЕ

Перчатки предназначены для использования в качестве двустороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также предупреждение перекрестного заражения пациентов и персонала. Способ применения: 1. Вскрыть групповую упаковку перчаток, извлечь одну пару перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 2. Последовательно надеть перчатки сначала на одну, затем на другую руку. 3. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стянуть ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б. Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C. Изделие содержит пластификатор Диоктилтерефталат, который может быть небезопасен для пользователя. НЕ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС! ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО! ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, НЕАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ! Цвет: Бесцветные. Размер: S. Количество: 100 штук (50 пар). **СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ Р ИСО 11193-2-2009** в части пп. 6.1, 6.2, 6.3.2, 6.3.3, 8.2.2, 8.3. РУ № _____ от _____ г. Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «ТД» 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, эт. 23, пом. I, ком. 6. Тел: +7 (495) 744-32-82. Email: info@mediok.ru

Blue Sail Medical Co., Ltd. («Блю Сэйл Медикал, Ко., Лтд.»), No.21, Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, 255414 Zibo, Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Место производства: Blue Sail Medical Co., Ltd. («Блю Сэйл Медикал, Ко., Лтд.»), No.21, Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, 255414 Zibo, Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



LOT

220011905




02.2022



02.2027

mediOk




VINYL

GLOVES

ВИНИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
ОДНОРАЗОВЫЕ

100 ШТУК
50 ПАР

размер: М, цвет: бесцветные



VINYL

GLOVES ВИНИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
ОДНОРАЗОВЫЕ

100 ШТУК
50 ПАР

⑤



















100 ШТУК
50 ПАР

87) ПЕРЧАТКИ ВИНИЛОВЫЕ МЕДИОК ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ (СМОТРОВЫЕ), НЕОПУДРЕННЫЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ, ОДНОРАЗОВЫЕ, ГЛАДКИЕ

Перчатки предназначены для использования в качестве двустороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также предупреждение перекрестного заражения пациентов и персонала. Способ применения: 1. Вскрыть групповую упаковку перчаток, извлечь одну пару перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 2. Последовательно надеть перчатки сначала на одну, затем на другую руку. 3. По окончании применения вынуть за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и опорожнить ее другой рукой. 4. Вынуть перчатку за локоть, избегая касания перчаткой лица, одежды, другой перчатки. 5. После использования перчаток их необходимо утилизировать в контейнер для отходов класса Б. Крайне не рекомендуется помещать перчатки в мусорные баки, в мусоропроводы, в мусорные контейнеры и горючие материалы при температуре от +5°C до +40°C. Изделие содержит пластификатор Диэтилперфталат, который может быть небезопасен для пользователя. НЕ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО! ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, НЕАНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ Цвет: голубой, Размер: L. Количество: 100 штук (50 пар). СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ Р ИСО 11193-2:2009 в части пп. 6.1, 6.2, 6.3.2, 6.3.3, 8.2.2, 8.3. РУ № _____ от _____ г. Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «ЦДР», 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, в/з.23, пом. 1, ком.6, тел.: +7 (495) 744-32-82, Email: info@mediOk.ru

87)

Blue Sail Medical Co., Ltd. (бюро Cain Medical Co., Ltd.), No.27, Qinglian Road, Qilu Chemical Industrial Park, 255414 Zibo, Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Место производства: Blue Sail Medical Co., Ltd. (бюро Cain Medical Co., Ltd.), No.27, Qinglian Road, Qilu Chemical Industrial Park, 255414 Zibo, Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



LOT

220111905

02.2022



02.2027

mediOk®

VINYL

ВИНИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
ОДНОРАЗОВЫЕ
GLOVES



100 ШТУК
50 ПАР

Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, эт. 23, пом. 1, комн. 6. Тел.: +7 (495) 744-32-82. Email: info@medibook.ru



100 ШТУК
50 ПАР

Перчатки виниловые mediOk диагностические (смотровые) неопудренные, нестерильные, одноразовые, гладкие

Размер: М
Цвет: черный
Количество изделий: 10 уп. (1000 шт./500 пар)
Дата изготовления: XX.XXXX
Годов до: XX.XXXX
Lot: XXXXXXX
Масса брутто 5,0 кг

Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от + 5°C до + 40°C
Изделие содержит пластификатор Диоктилтерефталат, который может быть небезопасен для пользователя
Перчатки одноразовые! Не использовать повторно!



Blue Sail Medical Co., Ltd. («Блю Сэйл Медикал, Ко., Лтд.»), No.21, Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, 255414 Zibo, Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Место производства: Blue Sail Medical Co., Ltd. («Блю Сэйл Медикал, Ко., Лтд.»), No.21, Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, 255414 Zibo, Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «ТДБ», 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, эт.23, пом. I, ком. 6
Тел.: +7 (495) 744-32-82
Email: info@mediok.ru



РУ №

Соответствие ГОСТ Р ИСО 11193-2-2009

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 11 листов

Генеральный директор
ООО "ТДЕ"
Домбровский А.Г.

