

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«Перчатки диагностические mediOk виниловые, неопудренные, гладкие,
нестерильные»,
производства AMPri Handelsgesellschaft mbH., («АМПри Хендельсгезельшафт
мбх.»), Германия



Общий вид потребительской упаковки



Перчатки диагностические mediOk виниловые, неопудренные, гладкие, нестерильные,
Размер: S, цвет: бесцветные



Перчатки диагностические mediOk виниловые, неопудренные, гладкие, нестерильные,
Размер: M, цвет: черный



Перчатки диагностические mediOk виниловые, неопудренные, гладкие, нестерильные,
Размер: L, цвет: голубой



Перчатки диагностические mediOk виниловые, неопудренные, гладкие, нестерильные,
Размер: XL, цвет: голубой

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕДИОК ВИНИЛОВЫЕ, НЕОПУДРЕННЫЕ, ГЛАДКИЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

Перчатки предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также предупреждение перекрестного заражения пациентов и персонала. Способ применения: 1. Вскрыть групповую упаковку перчаток, извлечь одну пару перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 2. Последовательно надеть перчатки сначала на одну, затем на другую руку. 3. По окончании применения встать за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и снять ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б. Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C. Изделие содержит пластификатор Диоктилфталат, который может быть небезопасен для пользователя. Не содержит натуральный латекс! ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО! ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, НЕАНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ! НЕСТЕРИЛЬНЫЕ! Цвет: Бесцветный. Размер: S. Количество: 100 штук (50 пар).

Соответствие ГОСТ Р ИСО 11193-2:2009 в части пп. 6.1, 6.2, 6.3.2, 6.3.3, 8.2.2, 8.3. РУ № _____ от _____

г. Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «ТДЕ», 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, эт.23, пом. I, ком.6. Тел.: +7 (495) 744-32-82. Email: info@mediok.ru

AMPI Handelsgesellschaft mbH, («АМПи Хендлсгезельшафт мбХ», Германия), Benzstraße 16, DE-21423 Winsen (Lübe), Germany
 Место производства: Blue Sail Medical Co., Ltd. («Блю Сэйл Медикал Ко., Лтд»), No.21, Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, 255414 Zibo, Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA




LOT

220005611

06.2021



06.2026



Перчатки диагностические mediOk виниловые, неопудренные, гладкие, нестерильные, размер: S, цвет: бесцветные, в групповой упаковке

BY

LOT

220003156

06.2021

06.2026

VINYL

GLOVES

100 ШТУК
50 ПАР


 ООО ЦИПМИ **INFO@CIRMI.RU** **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕДОК ВИНИЛОВЫЕ, НЕОПУДРЕННЫЕ, ГЛАДКИЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

Перчатки предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также предупреждение перекрестного заражения пациентов и персонала. Способ применения: 1. вскрыть групповую упаковку перчаток, извлечь одну пару перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 2. Последовательно надеть перчатки сначала на одну, затем на другую руку. 3. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Сложить перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и сжать ее аналогично первой. Перевернуть перчатку манжету, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б. Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C. Изделие содержит пластификатор Диоктилсе-рефталат, который может быть небезопасен для пользователей. Не содержит натуральный латекс. **ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО! ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, НЕАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ!** Цвет: Черный. Размер: М. Количество: 100 штук (50 пар).

Соответствие ГОСТ Р ИСО 11193-2:2009 в части пп. 6.1, 6.2, 6.3.2, 6.3.3, 8.2.2, 8.3. РУ № _____ от _____ г. Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «ТДЭК», 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, стр. 23, пом. 1, ком. 6. Тел.: +7 (495) 744-32-82. Email: info@mediOk.ru

AMPEY Handelsgesellschaft mbH, (aMPEY Хендельсгезельшафт мбХ, Германия), Benzstraße 16, DE-21423 Winsen (Luhe), Germany
Место производства: Blue Sail Medical Co., Ltd. (Блю Сэйл Медикал Ко., Лтд.), No.21, Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, 255414 Zibo, Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



LOT

220003157



06.2021



06.2026




Перчатки диагностические mediOk виниловые, неопудренные, гладкие, нестерильные, размер: М, цвет: черный, в групповой упаковке

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕДИОК ВИНИЛОВЫЕ, НЕОПУДРЕННЫЕ, ГЛАДКИЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

Перчатки предназначены для использования в качестве двустороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также предупреждение перекрестного заражения пациентов и персонала. Способ применения: 1. Вскрыть групповую упаковку перчаток, извлечь одну пару перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 2. Последовательно надеть перчатки сначала на одну, затем на другую руку. 3. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и снять ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б. Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C. Изделие содержит пластификатор Диоктилсеифтат, который может быть небезопасен для пользователя. Не содержат натуральный латекс! ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО! ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, НЕАНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ! НЕСТЕРИЛЬНЫЕ! Цвет: Голубой, Размер S. Количество: 100 штук (50 пар). Соответствие ГОСТ Р ИСО 11193-3:2009 в части пп. 6.1, 6.2, 6.3.2, 6.3.3, 8.2.2, 8.3. РУ № _____ от _____ г. Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «ТДЕ», 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, эт. 2/3, пом. 1, ком. 6. Тел.: +7 (495) 744-32-82. Email: info@mediok.ru

AMPri Handelsgesellschaft mbH, («АМПри Хендельсгезельшафт мбХ», Германия), Benzstraße 16, DE-21423 Winsen (Luhe), Germany
Место производства: Blue Sail Medical Co., Ltd. («Блю Сэйл Медикал Ко, Лтд»), No.21, Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, 255414 Zibo, Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA




220007678

06.2021

06.2026

mediOk



VINYLYL

GLOVES

ВИНИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
ОДНОРАЗОВЫЕ

100 ШТУК
50 ПАР

Перчатки диагностические mediOk виниловые, неопудренные, гладкие, нестерильные,
Размер: S, цвет: голубой

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ MEDIOK ВИНИЛОВЫЕ, НЕОПУДРЕННЫЕ, ГЛАДКИЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

Перчатки предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также предупреждение перекрестного заражения пациентов и персонала. Способ применения: 1. Вскрыть групповую упаковку перчаток, извлечь одну пару перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 2. Последовательно надеть перчатки сначала на одну, затем на другую руку. 3. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стянуть ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б. Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C. Изделие содержит пластификатор Диоктилте-рефталат, который может быть небезопасен для пользователя. Не содержит натуральный латекс! ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО! ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, НЕАНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ! НЕСТЕРИЛЬНЫЕ! Цвет: голубой. Размер: L. Количество: 100 штук (50 пар).

Соответствие ГОСТ Р ИСО 11193-2:2009 в части пп. 6.1, 6.2, 6.3.2, 6.3.3, 8.2.2, 8.3. РУ № _____ от _____

г. Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «ГДЕ», 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, эт. 23, пом. I, ком. 6. Тел.: +7 (495) 744-32-82. Email: info@mediok.ru

AMPri Handelsgesellschaft mbH, («АМПри Хендельсгезельшафт мбХ», Германия), Benzstraße 16, DE-21423 Winsen (Lühe), Germany
 Место производства: Blue Sail Medical Co., Ltd. («Блю Сэйл Медикал Ко., Лтд»), No.21, Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, 255414 Zibo, Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



LOT


220007680



06.2021



06.2026



Перчатки диагностические mediOk виниловые, неопудренные, гладкие, нестерильные,
 Размер: L, цвет: голубой

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ MEDIOK ВИНИЛОВЫЕ, НЕОПУДРЕННЫЕ, ГЛАДКИЕ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

Перчатки предназначены для использования в качестве двухстороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также предупреждение перекрестного заражения пациентов и персонала. Способ применения: 1. Вскрыть групповую упаковку перчаток, извлечь одну пару перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется. 2. Последовательно надеть перчатку сначала на одну, затем на другую руку. 3. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Снять перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и снять ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки. 4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б. Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C. Изделие содержит пластификатор Диоктилсефталат, который может быть небезопасен для пользователя. Не содержит натуральный латекс! ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО! ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ. НЕАНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ! НЕСТЕРИЛЬНЫЕ! Цвет: голубой. Размер: XL. Количество: 100 штук (50 пар). Соответствие ГОСТ Р ИСО 11193-2-2009 в части: пп. 6.1, 6.2, 6.3.2, 6.3.3, 8.2.2, 8.3. РУ № _____ от _____ г. Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «ДЕ», 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, эт. 23, пом. 1, ком. 6. Тел.: +7 (495) 744-32-82. Email: info@mediok.ru

AMPri Handelsgesellschaft mbH, («АМПри Хендельсгезельшафт мбХ», Германия), Benzstraße 16, DE-21423 Winsen (Luhe), Germany
Место производства: Blue Sail Medical Co., Ltd. («Блю Сэйл Медикал Ко., Лтд»), No.21, Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, 255414 Zibo, Shandong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



220007681

06.2021

06.2026

mediOk

XL

VINYL

GLOVES

ВИНИЛОВЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
ОДНОРАЗОВЫЕ

100 ШТУК
50 ПАР

Перчатки диагностические mediOk виниловые, неопудренные, гладкие, нестерильные,
Размер: XL, цвет: голубой

Транспортная упаковка медицинского изделия



Перчатки диагностические mediOk виниловые,
неопудренные, гладкие, нестерильные

Размер: М
Цвет: черный
Количество: 10 уп. (1000 шт./500 пар)
Дата изготовления: XX.XXXX
Годен до: XX.XXXX
Партия: XXXXXXXX
Лот: XXXXXXXX
Вес брутто 5,0 кг

Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов,
взрывоопасных и горючих материалов при температуре от + 5°C до + 40°C
Изделие содержит пластификатор Диоктилтерефталат, который может
быть небезопасен для пользователя
Перчатки одноразовые! Не использовать повторно!

 AMPri Handelsgesellschaft mbH, («АМПри Хендельсгезельшафт
мбХ.», Германия) Benzstraße 16, DE-21423 Winsen (Lühe), Germany

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «ТДЕ», 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, эт. 23, пом. I, ком. 6
Тел.: +7 (495) 744-32-82
Email: info@mediok.ru



ТУ №
Соответствие ГОСТ Р ИСО 1193-2-2009

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 13 листов

Генеральный директор
ООО "ТДЕ"
Домбровский А.Г.

