

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»




Осипова В.В.
2021г.

Фотографические изображения общего вида

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антигена *H.pylori* в образцах кала человека «H.pylori-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-083-41390295-2021







В состав наборов могут входить следующие компоненты:



Тест-кассета



Флакон с крышкой-капельницей и стержнем для забора образца кала, содержащая буферный раствор (1 мл)







Инструкция по применению
«Экспресс-тест для
качественного
иммунохроматографического
определения in vitro
антигена H. pylori
в образцах кала человека
«H. pylori-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-083-
41390295-2021»

H.pylori- ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антигена H.pylori в образцах кала человека «H.pylori-ИМБИАН-ИХА»

по ТУ 21.20.23-083-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

ТУ 21.20.23-083-41390295-2021

Количество наборов

шт

LOT 01

2021-05-17

REF 01

2023-05-17

IVD

Замораживать не допускается
Допускается транспортирование при температуре от +2 до +30°C

+2°C +30°C



Масса нетто

кг

Масса брутто

кг

Масса нетто

потребительской упаковки

кг



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2,
8-383-209-34-54, info@imbian.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова

Синто и заверено печатью 5
(пять) листов 06

Генеральный директор ООО «Имблан-лаб»
Кочилова В.В.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В.Осипова

2021 г.

«Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антигена *H. pylori* в образцах кала человека «*H. pylori*-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-083-41390295-2021»

Макет маркировки

2021

H.pylori-ИМБИАН-ИХА

Комплект №1

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антигена H.pylori в образцах кала человека «H.pylori-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-083-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Набор содержит:

1 Тест-кассета

20 шт

2 Флакон с крышкой-капельницей и стержнем для забора образца кала, содержащая буферный раствор (1мл)

20 шт

3 Этикетка для маркировки флакона

20 шт

4 Инструкция по применению

1 шт

LOT XXXXXX

REF XX-XXX/X

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-083-41390295-2021
Для профессионального применения

IVD

!

+2°C

+30°C

20

NON STERILE

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2,
8-383-209-34-54, info@imbian.ru

H.pylori-ИМБИАН-ИХА

Флакон с крышкой-капельницей и стержнем для забора образца кала, содержащая буферный раствор - 1,0 мл

ФИО _____ Дата рождения _____

Время/дата начала тестирования: _____

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

!

+2°C

+30°C

IVD

H.pylori-ИМБИАН-ИХА

Тест-кассета - 1 шт

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

!

+2°C

+30°C

IVD

2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

H.pylori- ИМБИАН-ИХА

Комплект №2

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антигена H.pylori в образцах кала человека «H.pylori-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-083-41390295-2021
РУ № XXX XXXX/XXXXX



Набор содержит:

1 Тест-кассета	1 шт	LOT	XXXXXX
2 Флакон с крышкой-капельницей и стержнем для забора образца кала, содержащая буферный раствор (1мл)	1 шт	REF	XX-XXX/X
3 Этикетка для маркировки флакона	1 шт		ГГГГ-ММ-ДД
4 Инструкция по применению	1 шт		ГГГГ-ММ-ДД

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-083-41390295-2021
Для профессионального применения




ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2,
8-383-209-34-54, info@imbian.ru

H.pylori- ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-кассета - 1 шт




H.pylori- ИМБИАН-ИХА

Флакон с крышкой-капельницей и стержнем для забора образца кала, содержащая буферный раствор - 1,0 мл

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ФИО _____ Дата рождения _____

Время/дата начала тестирования: _____ / _____



Транспортная упаковка

H.pylori-ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антигена H.pylori в образцах кала человека «H.pylori-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-083-41390295-2021

ПУ № XXX XXXX/XXXXX
ТУ 21.20.23-083-41390295-2021

Количество наборов **шт**

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД

REF XX-XXX/X ГГГГ-ММ-ДД

IVD

Замораживать не допускается
Допускается транспортирование при температуре от +2 до +30°C

+2°C +30°C

комплект №1/комплект №2
(нужное подчеркнуть)

Масса нетто **кг**

Масса брутто **кг**

Масса нетто потребительской упаковки **кг**

Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2,
8-383-209-34-54, info@imbian.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова

Сшито и заверено печатью 4
(геліе) лист а

Генеральный директор ООО «Имблан»
Сыпцова В.В.

