




Рисунок 1. Схема аппарата

Аппарат обеспечивает отдельную и совместную работу следующих физиотерапевтических режимов: воздействие постоянного магнитного поля, низкочастотная микровибрация и лазерное инфракрасное излучение при питании аппарата от трех элементов питания типа ААА (1,5 В) или через сетевой адаптер 6В /500мА от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В с частотой 50 Гц.

Мощность, потребляемая аппаратом от сети, не более 3 ВА.

Частота механических колебаний 20-120 Гц

Амплитуда механических колебаний 0,01 – 0,5 мм

Величина магнитной индукции 3-30 мТл

Длина волны инфракрасного лазерного излучения 760 -860 нм

Мощность инфракрасного лазерного излучения не более 30 мВт

Напряжение питания (три элемента питания ААА 1,5 В или через сетевой адаптер 6В /500мА от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В с частотой 50 Гц.) 4,5 В

Режим работы аппарата, не более 60мин работы, 20 мин перерыв

Габаритные размеры лечебного терминала не более 140х80х30 мм,

Габаритные размеры полостного излучателя (без шнура):

– длина не более 150мм

– диаметр не более 25мм

Масса лечебного терминала (без элементов питания) не более 200 г

Масса полостного излучателя не более 200 г

Корпус лечебного терминала изготовлен из пластика АБС 2020-60 ТУ 2214-019-00203521

Корпус полостного излучателя изготовлен из компаунда «Пентэласт-750-15» марки Б ТУ 2257-031-40245042-2008.

Комплект поставки аппарата соответствует перечню, приведенному в таблице 1.