

Фотографические изображения медицинского изделия:

Экспресс-тест «ECOTEST» FLU A/FLU B/RSV/ADV/MP/COVID-19 для качественного определения антигенов **вирусов** гриппа типа А и В, респираторно-синцитиального вируса (РСВ), аденовируса, вируса SARS-CoV-2 и микоплазмы пневмонии в образцах мазков из носоглотки человека.

Производства: Ашуре Тек. (Ханчжоу) Ко., Лтд./Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd.

Адрес: Building 4, No. 1418-50, Moganshan Road, Gongshu District, Hangzhou, Zhejiang 310011, P.R. China.

Экспресс-тест «ECOTEST» FLU A/FLU B/RSV/ADV/MP/COVID-19 для качественного определения антигенов вирусов гриппа типа А и В, респираторно-синцитиального вируса (РСВ), аденовируса, вируса SARS-CoV-2 и микоплазмы пневмонии в образцах мазков из носоглотки человека в составе:

1. Тест-кассета иммунохроматографическая (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем) - 20 шт.
2. Буферный раствор (10мл.) - 3 шт.
3. Пробирка для экстракции образца - 20 шт.
4. Зонды для отбора и обработки биологических проб для лабораторных исследований стерильные и нестерильные. 1. Зонд-тампон для отбора, транспортировки и хранения биологических проб, в том числе в комплекте с пустой пробиркой. (ПУ ФСЗ 2012/11835) - 20 шт.
5. Насадка с фильтром - 20 шт.
6. Подставка для пробирок - 1 шт.
7. Инструкция по применению - 1 шт.

Регистрационное удостоверение: №хххх

Производитель: Ашуре Тек. (Ханчжоу) Ко., Лтд / Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd.
Building 4, No. 1418-50, Moganshan Road, Gongshu District, Hangzhou, Zhejiang 310011, P.R. China

Уполномоченный представитель производителя

в РФ, импортер: Общество с ограниченной ответственностью "УникХелз"

115419, г. Москва, проезд 2-й Рошинский, дом 8, этаж 8, пом. XIII, ком. 52, т. 8(499)322-42-18

Для профессионального применения;

Для in vitro диагностики;

Символы, применяемые при использовании изделия, указаны на оригинальной упаковке.

CE

- Store sealed at 2°C to 30°C (36°F to 86°F)
- For professional *in vitro* diagnostic use only



IVD



CE



Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd.
Building 4, No. 1418-50, Moganshan
Road, Gongshu District, Hangzhou,
310011 Zhejiang, P.R. China

EC REP

Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, le Verd,
2595AA, The Hague, Netherlands



ECOTEST

FLU A/FLU B/RSV/ADV/MP/COVID-19 Combo Test

For Professional in vitro diagnostic use only

CONTENTS:

- Individually packed test devices
- Extraction buffer
- Extraction tube
- Nozzle with filter
- Individually packed swabs
- Tube stand
- Package insert

LOT SR2022070502

2024-06 MFG:2022-07



IVD





ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Экспресс-тест «ECOTEST»-FLU A/FLU B/SARS-CoV-2/COVID-19 для качественного определения антител к вирусу гриппа А и В, коронавирусу-опосредованного вирусом (РСВ), коронавируса SARS-CoV-2 и иммуноглобулинам в образцах мазков из носоглотки человека.

Версия 2 от 23.03.2023

«УТВЕРЖДАЮ»
Director
LingShiSheng

Тест-кассета иммунохроматографическая (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем) - 20 шт.




Буферный раствор (10мл.)- 3 шт.



Пробирка для экстракции образца- 20 шт.



Зонды для отбора и обработки биологических проб для лабораторных исследований стерильные и нестерильные. 1. Зонд-тампон для отбора, транспортировки и хранения биологических проб, в том числе в комплекте с пустой пробиркой. (РУ ФСЗ 2012/11835)- 20 шт.



Насадка с фильтром - 20 шт.



Подставка для пробирок - 1 шт.





ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Экспресс-тест «ECOTEST» FLU A/FLU B/RSV/ADV/MP/COVID-19 для качественного определения антигенов вирусов гриппа А и В, респираторно-синциального вируса (РСВ), аденовируса, вируса SARS-CoV-2 и микоплазмы пневмонии в образцах мазков из носоглотки человека.
Версия 2 от 23.03.2023

«УТВЕРЖДАЮ» «APPROVE»

Director
LingShiSheng



В настоящем документе прошито
и скреплено
оттиском печати 12 лист 06.

Генеральный директор
ООО «УникХелз»

Пантелеймонова А.Н.

