


ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»

 Сюн Вэй.
27 » декабря 2022 г.


**Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики
in vitro**

Набор реагентов для качественного определения IgM к Cytomegalovirus
(Cytomegalovirus IgM) в клиническом образце человека
иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL

Общество с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус»
129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский,
пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11А.
Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39
ИНН 7705815069 КПП 770201001




Рисунок 1. Внешняя упаковка Набор реагентов для качественного определения IgM к Cytomegalovirus (Cytomegalovirus IgM) в клиническом
лаборатории методом иммунофлуоресцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 50 тестов (калибратор включен) (вид 1)




Рисунок 2 Внешняя упаковка Набор реагентов для качественного определения IgM к Cytomegalovirus (Cytomegalovirus IgM) в клиническом
лаборатории методом иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 50 тестов (калибратор включен) (вид 2)



Рисунок 3. Внешняя упаковка Набор реагентов для качественного определения IgM к Cytomegalovirus (Cytomegalovirus IgM) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 50 тестов (калибратор включен) (вид 3)




Рисунок 4. Общий вид Набор реагентов для качественного определения IgM к Cytomegalovirus (Cytomegalovirus IgM) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 50 тестов (калибратор включен)



Рисунок 5. Кассета с реагентами - 2 шт. (вид 1)



Рисунок 6. Кассета с реагентами - 2 шт. (вид 2)



Рисунок 7. Калибратор (C0), уровень 0 – 1 шт (вид 1)



Рисунок 8. Калибратор (C0), уровень 0 – 1 шт (вид 2)



Рисунок 9. Калибратор (C0), уровень 0 – 1 шт (вид 3)



Рисунок 10. Калибратор (C1), уровень 1 – 1 шт (вид 1)



Рисунок 11. Калибратор (C1), уровень 1 – 1 шт (вид 1)

mindray

CMV IgM(CLIA)

Cytomegalovirus IgM (CLIA)

Order Information

Catalog No.	Package Size
105-012542-00	2×50 tests (calibrators not included)
105-012543-00	2×100 tests (calibrators not included)
105-012545-00	2×50 tests (calibrators included)
105-012546-00	2×100 tests (calibrators included)

Intended Use

The CL-series Cytomegalovirus IgM assay is a Chemiluminescent Immunoassay (CLIA) for the qualitative determination of Cytomegalovirus IgM in human serum and plasma. The test is intended as an aid in the diagnosis of recent or current Cytomegalovirus infection and in the assessment of immune status of individuals including pregnant women.

Summary

Cytomegalovirus (CMV), a member of the herpes virus family, is ubiquitous in all human populations, causing infections which are followed by life-long latency in the host with occasional reactivations. Serological survey results show that 90% of the population in Asia and Africa have been infected with cytomegalovirus. The serological positive rate increases with age, and there is no significant difference between men and women. Horizontal transmission is the most common route of infection of cytomegalovirus, which is mainly caused by contact with viral secretions, including saliva, urine, feces, cervical or vaginal secretions, semen, etc. In addition, cytomegalovirus can also spread vertically through placenta or cause iatrogenic infection¹⁻³.

Рисунок 12. Инструкция по применению – 1 шт



Рисунок 13. Набор реагентов для качественного определения IgM к Cytomegalovirus (Cytomegalovirus IgM) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 100 тестов (калибратор включен) (вид 1)




Рисунок 14. Набор реагентов для качественного определения IgM к Cytomegalovirus (Cytomegalovirus IgM) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 100 тестов (калибратор включен) (вид 2)



Рисунок 15. Набор реагентов для качественного определения IgM к Cytomegalovirus (Cytomegalovirus IgM) в клиническом образце человека иммунохемилуминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 100 тестов (калибратор включен) (вид 3)




Рисунок 16. Общий вид. Набор реагентов для качественного определения IgM к Cytomegalovirus (Cytomegalovirus IgM) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 100 тестов (калибратор включен)



Рисунок 17. Кассета с реагентами - 2 шт.



Рисунок 18. Калибратор (C0), уровень 0 – 1 шт (вид 1)



Рисунок 19. Калибратор (C0), уровень 0 – 1 шт (вид 2)




Рисунок 20. Калибратор (С0), уровень 0 – 1 мм (вид 3)




Рисунок 21. Калибратор (C1), уровень 1 – 1 шт (вид 1)




Рисунок 22. Калибратор (C1), уровень 1 – 1 шт (вид 2)




Рисунок 23. Калибратор (C1), уровень 1 – 1 шт (вид 3)

mindray

CMV IgM(CLIA)

Cytomegalovirus IgM (CLIA)

Order Information

Catalog No.	Package Size
105-012542-00	2×50 tests (calibrators not included)
105-012543-00	2×100 tests (calibrators not included)
105-012545-00	2×50 tests (calibrators included)
105-012546-00	2×100 tests (calibrators included)

Intended Use

The CL-series Cytomegalovirus IgM assay is a Chemiluminescent Immunoassay (CLIA) for the qualitative determination of Cytomegalovirus IgM in human serum and plasma. The test is intended as an aid in the diagnosis of recent or current Cytomegalovirus infection and in the assessment of immune status of individuals including pregnant women.

Summary

Cytomegalovirus (CMV), a member of the herpes virus family, is ubiquitous in all human populations, causing infections which are followed by life-long latency in the host with occasional reactivations. Serological survey results show that 90% of the population in Asia and Africa have been infected with cytomegalovirus. The serological positive rate increases with age, and there is no significant difference between men and women. Horizontal transmission is the most common route of infection of cytomegalovirus, which is mainly caused by contact with viral secretions, including saliva, urine, feces, cervical or vaginal secretions, semen, etc. In addition, cytomegalovirus can also be transmitted vertically through placenta or cause iatrogenic infection.¹⁻⁴

Рисунок 24. Инструкция по применению – 1 шт.



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
15 листа (ов)