

Фотографические изображения медицинского изделия:
«Ультразвуковая хирургическая установка Surgystar X»

УТВЕРЖДАЮ
Президент ЗАО «ЮНИДЕНТ»
Т.О. Манашеров

« 12 » 11 2023 г.



Ультразвуковая хирургическая установка Surgystar X (общий вид).




1. Блок управления




2. Наконечник хирургический в сборе с кабелем и ирригационной трубкой




3. Стойка для ирригационного раствора



4. Держатель для наконечника




5. Лоток для автоклавирования



6. Динамометрический ключ




7. Насадки для наконечника хирургического BS01, BS1S, BS2L, BS2R



8. Комплект ирригационных трубок



8.1. Трубка наконечника



8.2. Трубка насоса



8.3. Трубка для ирригационного раствора




9. Педаль ножного управления





10. Адаптер и 11. Сетевой шнур

12. Руководство пользователя



13. Наконечник с функцией скалера



14. Кабель и ирригационная трубка для наконечника с функцией скалера в сборе



15. Бокс для автоклавирования наконечника с функцией скалера




16. Динамометрический ключ для наконечника с функцией скалера




17. Насадки для наконечника с функцией скалера D2, D3, D4, D1, D5, PS1, PL1, PR1





18. Насадки для наконечника хирургического EX01, EX02, EX03, HB01, HB02, SL01, CA00, RS01





19. Инструкция по насадкам



Маркировка на блоке управления.

dmetec 

DMETEC Co., Ltd.

CE
0120

402-601,602,603 Bucheon Techno-Park, 655 Pyeongcheon-ro,
Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Tel +82-32-234-0011 / Fax +82-32-234-1444

EC

REP

Qarad B.V., Flight Forum 40, 5657 DB Eindhoven,
The Netherlands

SurgyStar X

 : 2020-03-10

Power Input(Main Unit):DC 24V , 3.75A

SN: G18 203 0003

Caution : For use with AC/DC Adapter,

Bridgepower Corp. Model JMW190KB2400F06



**This product must be operated by a doctor
or professional skilled personnel**

Rev.00

Ультразвуковая хирургическая установка Surgystar X в картонной упаковке.



Ультразвуковая хирургическая установка Surgistar X в картонной упаковке.



Ультразвуковая хирургическая установка Surgystar X - маркировка на картонной упаковке.


dmetec 

DMETEC Co., Ltd.

402-601,602,603 Bucheon Techno-Park, 655 Pyeongcheon-ro,

Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel: +82-32-234-0011 / Fax: +82-32-234-1444



Qarad B.V., Flight Forum 40, 5657 DB Eindhoven,
The Netherlands



SurgyStar X


 : 2020-03-10

Power input(Main Unit):DC 24V  , 3.75A

SN: G18 203 0003

Caution : For use with AC/DC Adapter,

Bridgepower Corp. Model JMW190KB2400F06



**This product must be operated by a doctor
or professional skilled personnel**

Rev.00

Ультразвуковая хирургическая установка Surgystar X финальная транспортная упаковка.



Макет маркировки Ультразвуковой хирургической установки Surgistar X на русском языке.

dmetec



1639

Ультразвуковая хирургическая установка Surgistar X

Напряжение сети: 100-240В ~, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 24 В === . 3.75 А

Внимание! Для использования с адаптером переменного / постоянного тока

Это изделие должен использовать стоматолог или квалифицированный персонал.



DMETEC Co., Ltd.

402-601,602,603 Bucheon Techno-Park, 655 Pyeongcheon-ro,

Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea

тел.+82-32-234-0011 / факс.+82-32-234-1444

SN

:G18YYMXXXX



: YYYY-MM-DD

Срок годности: 10 лет.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ЗАО «ЮНИДЕНТ» 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 1

E-mail: reg@unident.ru тел.: +7 (495) 434-46-01

Регистрационное удостоверение № _____ от _____.



ПРОШИТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
«31» (Тридцать) ЛИСТА/ОВ
одн.