

Аппарат искусственной вентиляции легких Hamilton-T1



Датчик кислородный.



Датчик для капнографии



Датчик воздушного потока многоразовый для детей/взрослых (по 10 шт./уп.)




Клапан экспираторный.



Мембрана клапана экспираторного автоклавируемая (по 5 шт./уп.).



Фильтр противопылевой (по 5 шт./уп.)



Фильтр HEPA



Фильтр вдоха антибактериальный одноразовый



Кабель питания



Кабель адаптер для прикуривателя автомобиля



Кабель адаптер для бортовой сети постоянного тока



Кабель адаптер для бортовой сети постоянного тока без коннектора





Коннектор входной для кислорода низкого давления




Тележка для Т1.




Крепление - пластина для Т1



Крепление на спинку кровати универсальное для Т1



Крепление адаптер стандартное потолочное для аппарата ИВЛ



Крепление для транспортировки аппарата ИВЛ



Держатель дыхательного контура металлический для Т1



Держатель баллона прямой на тележке для аппарата ИВЛ.



Контур пациента для детей/взрослых коаксиальный одноразовый с клапаном
эспираторным (по 20 шт. в уп.)



Контур пациента для детей/взрослых коаксиальный одноразовый с датчиком потока для T1
(по 20 шт. в уп.)



Рукав защитный для контура пациента.





Software Option License
Software-Options-Lizenz
Licencia para la Opción del Software

for / für / del

HAMILTON-T1
161064 APRV/DuoPAP

Ventilator serial number (Ventilation Unit):

Seriennummer des Beatmungsgerätes (Pneumatikeinheit):

Número de serie del ventilador:

s/n 1085

Option activating code:

Aktivierungscode für Option:

Código de activación de la opción:

5A 8D 77 AD 98 5F 65 33

This license permits the user to use this software option on the ventilator with the serial number listed above. The license is not transferable to other devices.

To activate the software option, enter this code from the configuration mode and then restart the ventilator.

Diese Lizenz berechtigt den Anwender, die oben aufgeführte Software-Option auf dem Gerät mit der oben genannten Seriennummer zu nutzen. Die Lizenz ist nicht auf andere Geräte übertragbar.

Der Code ist in der Konfiguration einzugeben, dann das Beatmungsgerät neu starten.

Esta licencia permite al usuario utilizar esta opción del software en el ventilador con el número de serie arriba indicado. Esta licencia no es transferible.

Para activar la opción de Software, introduzca el código en el modo de configuración y a continuación reinicie el ventilador.

HAMILTON MEDICAL AG

Via Crusch 8

CH-7402 Bonaduz

Switzerland

Phone: ++41 81 660 6010

Fax: ++41 81 660 6020

info@hamilton-medical.com

www.hamilton-medical.com

www.IntelligentVentilation.org

Bonaduz, 03.04.2013 bsmiljanic



Software Option License
Software-Options-Lizenz
Licencia para la Opción del Software

for / für / del

HAMILTON-T1
161065 Trends/Loops

Ventilator serial number (Ventilation Unit):

Seriennummer des Beatmungsgerätes (Pneumatikeinheit):

s/n 1085

Número de serie del ventilador:

Option activating code:

Aktivierungscode für Option:

5A 8D 77 AD 98 5F 65 33

Código de activación de la opción:

This license permits the user to use this software option on the ventilator with the serial number listed above. The license is not transferable to other devices.

To activate the software option, enter this code from the configuration mode and then restart the ventilator.

Diese Lizenz berechtigt den Anwender, die oben aufgeführte Software-Option auf dem Gerät mit der oben genannten Seriennummer zu nutzen. Die Lizenz ist nicht auf andere Geräte übertragbar.

Der Code ist in der Konfiguration einzugeben, dann das Beatmungsgerät neu starten.

Esta licencia permite al usuario utilizar esta opción del software en el ventilador con el número de serie arriba indicado. Esta licencia no es transferible.

Para activar la opción de Software, introduzca el código en el modo de configuración y a continuación reinicie el ventilador.

HAMILTON MEDICAL AG

Via Crusch 8

CH-7402 Bonaduz

Switzerland

Phone: ++41 81 660 6010

Fax: ++41 81 660 6020

info@hamilton-medical.com

www.hamilton-medical.com

www.IntelligentVentilation.org

Bonaduz, 03.04.2013 bsmiljanic



Software Option License
Software-Options-Lizenz
Licencia para la Opción del Software

for / für / del

HAMILTON-T1
161066 NIV/NIV-ST

Ventilator serial number (Ventilation Unit):

Seriennummer des Beatmungsgerätes (Pneumatikeinheit):

s/n 1085

Número de serie del ventilador:

Option activating code:

Aktivierungscode für Option:

5A 8D 77 AD 98 5F 65 33

Código de activación de la opción:

This license permits the user to use this software option on the ventilator with the serial number listed above. The license is not transferable to other devices.

To activate the software option, enter this code from the configuration mode and then restart the ventilator.

Diese Lizenz berechtigt den Anwender, die oben aufgeführte Software-Option auf dem Gerät mit der oben genannten Seriennummer zu nutzen. Die Lizenz ist nicht auf andere Geräte übertragbar.

Der Code ist in der Konfiguration einzugeben, dann das Beatmungsgerät neu starten.

Esta licencia permite al usuario utilizar esta opción del software en el ventilador con el número de serie arriba indicado. Esta licencia no es transferible.

Para activar la opción de Software, introduzca el código en el modo de configuración y a continuación reinicie el ventilador.

HAMILTON MEDICAL AG

Via Crusch 8

CH-7402 Bonaduz

Switzerland

Phone: ++41 81 660 6010

Fax: ++41 81 660 6020

info@hamilton-medical.com

www.hamilton-medical.com

www.IntelligentVentilation.org

Bonaduz, 03.04.2013 bsmiljanic


Шланг входной кислородный 4 м



Набор масок одноразовых стартовый для неинвазивной вентиляции (маска S – 1 шт.,
маска М – 1 шт., маска L – 1 шт.).




Модуль дополнительного оснащения (капнометрия, RS 232, вызов медсестры).



Адаптер CO2 для взрослых одноразовый (по 10 шт./уп.)



Адаптер CO2 для взрослых многоразовый





Формулы
схематично
изобразить
(по прилагаемому
образцу)




Figure 1-3. HAMILTON-T1 with accessories

- 1 Graphic user interface (GUI)
- 2 Breathing circuit connections
- 3 Breathing circuit
- 4 Humidifier
- 5 Trolley