

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

«22» 12 2022 г.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АД 1754197


КУСАЙЛО Р.В.

Фотографические изображения изделия:

Набор реагентов для определения параметров клеток в клинических образцах венозной или капиллярной крови на анализаторе 5-part автоматическом гематологическом для диагностики in vitro (Hematology reagent kit)

«Wheisman Medical Technology Co., Ltd.»
(«Вайсман Медикал Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай





Вариант исполнения набор 1, 1-я потребительская (транспортная) упаковка (вид сверху, 1 - Разбавитель 20 л, 2 - Средство для промывки 50 мл, 3 - Лизирующий реагент LH 500 мл, 4 - Лизирующий реагент LD 500 мл)



Вариант исполнения набор 1, 1-я потребительская (транспортная упаковка), разбавитель 20 л



Вариант исполнения набор 1, разбавитель 20л



Вариант исполнения набор 1, Лизирующий реагент LD 500 мл, Лизирующий реагент LH 500 мл, Средство для промывки 50 мл, RF-карта для лизирующего реагента LD (LD Lyse), RF-карта для лизирующего реагента LH (LH Lyse), RF-карта для разбавителя (Diluent)



Вариант исполнения набор 1. Лизирующий реагент LD 500 мл, Лизирующий реагент LH 500 мл, Средство для промывки 50 мл, RF-карта для лизирующего реагента (LD Lyse), RF-карта для лизирующего реагента LH (LH Lyse), RF-карта для разбавителя (Diluent)



Вариант исполнения набор 1, 2-я потребительская (транспортная упаковка)









Вариант исполнения набор 2, Лизирующий реагент LD 500 мл, Лизирующий реагент LH 500 мл, RF-карта для лизирующего реагента LD (LD Lyse), RF-карта для




Вариант исполнения набор 2, 2-я потребительская (транспортная) упаковка



Вариант исполнения набор 2, 2-я потребительская (транспортная) упаковка, (вид сверху, концентрированный разбавитель 20,0 л)




Вариант исполнения набор 2, 2-я потребительская (транспортная) упаковка, (вид сверху, концентрированный разбавитель 20,0 л)





Вариант исполнения набор 2, 3-я потребительская (транспортная) упаковка





Dry diluent

**Lifotronic
Wheisman**

LOT: X042200100
EXP: 2024-04-07
CAP: 15.4kg

INTENDED USE:

This product is designed for use on AC series of Hematology Analyzers which are manufactured by Wheisman Medical Technology Co., Ltd.

STORAGE AND STABILITY:

The product is stable for 2 years when stored at 2°C to 36°C. The recommended operating environment is 15°C to 30°C. Discard the opened container after 90 days.

"For in vitro diagnostic use only"

CE

Wheisman Medical Technology Co., Ltd.
Shenzhen 518102, China
Wheisman Medical Technology Co., Ltd.
Shenzhen 518102, China

Overseas Representative: B.V.
Wheisman Medical Technology Co., Ltd.
Shenzhen 518102, China





Вариант исполнения набор 2, Средство для промывки 50 мл

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 21 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.

