

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ДНК-Технология ТС»


С.А. Самарин
« 18 » _____ 2022 г.

**МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ *IN VITRO***

**Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот
(ПРОБА-МЧ DWP)**

2022 г.

Маркировка изделия

Маркировка медицинского изделия для диагностики *in vitro* «Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ DWP)» соответствует требованиям:

- п.6.2 ГОСТ Р 51088-2013 «Медицинские изделия для диагностики *in vitro*. Реагенты, наборы реагентов, тест-системы, контрольные материалы, питательные среды. Требования к изделиям и поддерживающей документации»;

- п.5 и п.6 ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015 «Медицинские изделия для диагностики *in vitro*. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 2. Реагенты для диагностики *in vitro* для профессионального применения»;

- ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Ч.1. Основные требования»;

- требованиям п. 1.5 ТУ 21.20.23-062-46482062-2020 (Извещение №3-2022).

Маркировка медицинского изделия для диагностики *in vitro* «Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ DWP)» выполнена печатным способом и включает:

- **информацию непосредственно на коробке**, нанесенную типографским способом, содержащую:

- логотип;
- адрес изготовителя (производителя) и его контактные данные, только для Фасовки N и Фасовки A.

- **этикетку на коробку**, содержащую информацию

(образцы см. лист 5, 6, 7, 9, 11):

- наименование изготовителя, или товарный знак изготовителя, или логотип;
- адрес изготовителя;
- полное и сокращенное наименование набора;
- вариант фасовки и/или комплектации;
- состав изделия;
- символ «IVD»;
- каталожный номер;
- номер серии набора;
- дату изготовления набора;
- срок годности набора;
- количество тестов;
- условия хранения набора;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению»;
- символ «Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению»;
- символ «Нестерильно»;
- надпись «Предназначено для профессионального применения»;
- номер технических условий;
- ссылку на номер и дату регистрационного удостоверения.

- **этикетки на компоненты**, содержащие следующую информацию (образцы см. лист 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12):

- наименование изготовителя, или товарный знак изготовителя, или логотип;
- сокращенное наименование набора;
- наименование компонента;
- объём/количество компонента (за исключением картриджей);
- номер серии;
- срок годности;
- условия хранения;
- символ «Не допускать воздействие солнечного света» (при необходимости);
- надпись «Только для диагностики *in vitro*» или символ «IVD».

Примечания

1. Информация о производителе может быть нанесена на этикетку или на коробку набора реагентов.
2. Размер внутренней упаковки не достаточен для размещения указанного содержания информации на этикетках компонентов, в связи с чем, надпись «Только для диагностики *in vitro*» или символ «IVD» опущены.
3. Надписи при маркировке изделия частично заменены символами, соответствующими требованиям ГОСТ Р ИСО 15223-1.
4. При маркировке набора и его компонентов допускается нанесение QR-кода.
5. При маркировке компонентов набора допускается нанесение варианта фасовки и/или комплектации.
6. Допускается на полиэтиленовом пакете (гриппере) помимо информации, указанной для этикетки на компоненты указывать полное наименование набора.
7. Для указания правильного положения набора реагентов нанесен манипуляционный знак «Верх», который может располагаться непосредственно на коробке или на контроле вскрытия набора реагентов. Допускается нанесение на коробку/контроль вскрытия надписи «ВЕРХ» или «ВЕРХ/ТОР».
8. Дизайн (включая цвет этикеток) и способ маркировки могут быть изменены производителем при условии соблюдения требований п. 6.2 ГОСТ Р 51088 и ГОСТ Р ИСО 15223-1.
9. Маркировка и информация должны быть изложены на русском языке. Допускается на коробке информацию о производителе, логотип и иных специальных сведений приводить на русском и английском языках.
10. Допускается нанесение на внешнюю упаковку (потребительскую тару) иных специальных сведений, не имеющих рекламного характера, а также пиктограмм и голограмм (ГОСТ Р 51088, подпункт 6.2.10). Например, надписи: «Сделано в России».

Символы, используемые при маркировке набора

	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>		Обратитесь к инструкции по применению
	Предел температуры		Номер по каталогу
	Содержимого достаточно для проведения n тестов		Изготовитель
	Использовать до		Нестерильно
	Код партии (серии)		Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Дата изготовления		Не допускать воздействие солнечного света

- **этикетку на транспортную тару**, содержащую информацию (образцы см. лист 13, 14, 15):

- торговое (при наличии) и полное наименование набора;
- наименование и адрес изготовителя;
- срок годности набора (год, месяц включительно);

- дату изготовления (год, месяц);
- требования к условиям хранения и транспортирования набора (при необходимости – особые условия обращения с набором);
- номер серии;
- манипуляционную надпись или символ «Верх»;
- количество наборов в транспортной таре;
- масса нетто и масса брутто на транспортной таре;
- масса нетто потребительской упаковки;
- надпись «Только для диагностики *in vitro*» или символ «IVD».

Примечания

1. Надписи на транспортной таре, содержащие данные о числе наборов, дате изготовления и сроке годности, номера серии допускается выполнять от руки или с помощью клише (ГОСТ Р 51088, подпункт 6.2.4).
2. Надписи при маркировке набора реагентов могут быть заменены символами в соответствии ГОСТ Р ИСО 15223-1.
3. Манипуляционные надписи или символ «Верх» нанесены непосредственно на транспортную тару.
4. Маркировка и информация должны быть изложены на русском языке. Допускается на коробке информацию о производителе, логотип и иных специальных сведений приводить на русском и английском языках.

Примечание – В данном документе приведены образцы дизайна этикеток.

Дизайн (включая цвет этикеток) и способ маркировки могут быть изменены производителем при условии соблюдения требований п. 6.2 ГОСТ Р 51088 и ГОСТ Р ИСО 15223-1 и Технических условий ТУ 21.20.23-062-46482062-2020 (Извещение №3-2022).

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ DWP)
Фасовка N
Этикетка на коробку

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот
IVD
REF
P-119-N/9
LOT
XXXXXX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX
Фасовка N

ПРОБА-МЧ DWP
Фасовка N
Состав:

Лизирующий раствор	1 флакон	28,8 мл
Промывочный раствор	1 флакон	48 мл
Элюирующий раствор	1 флакон	9,6 мл
Сорбент	1 флакон	4,8 мл

ПУ № РЗН 2021/15090 от
ТУ 21.20.23-062-46482062-2020
Предназначено для профессионального
применения

Этикетка на гриппер


**Набор реагентов для выделения
нуклеиновых кислот**
ПРОБА-МЧ DWP
Состав:



Лизирующий раствор	1 флакон	28,8 мл
Промывочный раствор	1 флакон	48 мл
Элюирующий раствор	1 флакон	9,6 мл
Сорбент	1 флакон	4,8 мл

Фасовка N
LOT
XXX

XXXX-XX-XX

IVD

Этикетки на компоненты (флаконы)
**Лизирующий раствор
1 флакон 28,8 мл**

**Условия хранения от 2 °C до 25 °C
в защищенном от света месте**
**Промывочный раствор
1 флакон 48 мл**

Условия хранения от 2 °C до 25 °C
**Элюирующий раствор
1 флакон 9,6 мл**

Условия хранения от 2 °C до 25 °C
**Сорбент
1 флакон 4,8 мл**

Условия хранения от 2 °C до 25 °C

Фасовка А

Этикетка на коробку



Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот

ПРОБА-МЧ DWP

Фасовка А

Состав:
Картридж с реагентами 2 шт

IVD

REF P-119-A/9

LOT XXXXXX-XX


XXXX-XX-XX


XXXX-XX-XX


96




25 °C





Фасовка А



РУ № РЗН 2021/15090 от
ТУ 21.20.23-062-46482062-2020
Предназначено для профессионального
применения

Этикетки на компоненты (картриджи)

Картридж с реагентами
2 шт.

ПРОБА-МЧ DWP

Картридж с
реагентами

LOT xxx

XXXX-XX-XX





Условия хранения от 2 °C до 25 °C
в защищенном от света месте

Фасовка Р, Комплектация №1

Этикетка на коробку



Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот

IVD

REF

P-119-P/9

LOT

XXXXXX-XX



XXXX-XX-XX



XXXX-XX-XX



25 °C



NEW STERILE

Фасовка Р



ПРОБА-МЧ DWP

Фасовка Р Комплектация № 1

Состав:

Лизирующий раствор
Промывочный раствор
Элюирующий раствор
Сорбент

1 планшет 96 лунок по 300 мкл
1 планшет 96 лунок по 500 мкл
1 планшет 96 лунок по 100 мкл
4 пробирки по 1,2 мл


РУ № РЗН 2021/15090 от
ТУ 21.20.23-062-46482062-2020

Предназначено для профессионального применения


ООО "ДНК-Технология ТС"
Россия, 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 20, стр. 4

Этикетки на компоненты (планшеты)

Лизирующий раствор
1 планшет
(96 лунок по 300 мкл)




Элюирующий раствор
1 планшет
(96 лунок по 100 мкл)




Условия хранения от 2 °C до 25 °C
в защищенном от света месте

Промывочный раствор
1 планшет
(96 лунок по 500 мкл)



Условия хранения от 2 °C до 25 °C



Условия хранения от 2 °C до 25 °C

Этикетки на компоненты (пробирки)**Примеры дизайна этикеток**

Сорбент
4 пробирки по 1,2 мл

ПРОБА-МЧ DWP
Сорбент
1,2 мл
LOT XXX
XXXX-XX-XX
25 °C

Условия хранения от 2 °C до 25 °C

ПРОБА-МЧ DWP
Сорбент
1,2 мл
LOT XXX
XXXX-XX-XX
25 °C

Условия хранения от 2 °C до 25 °C

Фасовка Р, Комплектация №2

Этикетка на коробку



Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот

IVD

REF

P-120-P/9

LOT

XXXXXX-XX



XXXX-XX-XX



XXXX-XX-XX



XXXX-XX-XX



25 °C



Фасовка Р



ПРОБА-МЧ DWP

Фасовка Р Комплектация № 2

Состав:

Лизирующий раствор	1 планшет 96 лунок по 300 мкл
Промывочный раствор	1 планшет 96 лунок по 500 мкл
Элюирующий раствор	1 планшет 96 лунок по 100 мкл
Сорбент	4 пробирки по 1,2 мл
Насадка на магнитные стержни 96	1 шт.

РУ № РЗН 2021/15090 от
ТУ 21.20.23-062-46482062-2020

Предназначено для профессионального применения

ООО "ДНК-Технология ТС"
Россия, 117246, г. Москва, проезд Научный, д.20, стр.4

Этикетка на грипелер

Насадка на магнитные стержни 96 – 1 шт.

ПРОБА-МЧ DWP

Фасовка Р Комплектация № 2

Насадка на магнитные стержни 96 1 шт

LOT

XXX



XXXX-XX-XX




IVD




Условия хранения от 2 °C до 25 °C

Этикетки на компоненты (планшеты)

Лизирующий раствор
1 планшет
(96 лунок по 300 мкл)




Элюирующий раствор
1 планшет
(96 лунок по 100 мкл)



Условия хранения от 2 °C до 25 °C
в защищенном от света месте

Промывочный раствор
1 планшет
(96 лунок по 500 мкл)



Условия хранения от 2 °C до 25 °C

Условия хранения от 2 °C до 25 °C


Этикетки на компоненты (пробирки)

Примеры дизайна этикеток

Сорбент
4 пробирки по 1,2 мл



Условия хранения от 2 °C до 25 °C



Условия хранения от 2 °C до 25 °C

Фасовка Р, Комплектация №3

Этикетка на коробку



Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот

ПРОБА-МЧ DWP

Фасовка Р Комплектация № 3

Состав:

Лизирующий раствор	1 планшет 96 лунок по 300 мкл
Промывочный раствор	1 планшет 96 лунок по 500 мкл
Элюирующий раствор	1 планшет 96 лунок по 100 мкл
Сорбент	4 пробирки по 1,2 мл
Насадка	
на магнитные стержни 96	1 шт.
Планшет	
глубоколуночный 96 лунок	1 шт.
Пленка	
для заклеивания планшета	1 шт.

Р/У № Р3Н 2021/15090 от

TY 21.20.23-062-46482062-2020

Предназначено для профессионального применения

ООО "ДНК-Технология ТС"

Россия, 117246, г.Москва, проезд Научный, д.20, стр.4

Фасовка Р



Этикетки на гриппер

Насадка на магнитные стержни 96 – 1 шт.

Планшет глубоколоночный 96 лунок – 1 шт.

Пленка для заклеивания планшета - 1 шт.

ПРОБА-МЧ DWP

Фасовка Р Комплектация № 3

Насадка на магнитные стержни 96	1 шт
Планшет глубоколуночный 96 лунок	1 шт

LOT **XXX**



XXXX-XX-XX



ПРОБА-МЧ DWP

Фасовка Р Комплектация № 3

Пленка для заклеивания планшета 1 шт

LOT **XXX**



XXXX-XX-XX




Условия хранения от 2 °С до 25 °С

Условия хранения от 2 °С до 25 °С


Этикетки на компоненты (планшеты)

Лизирующий раствор
1 планшет
(96 лунок по 300 мкл)




Условия хранения от 2 °С до 25 °С
в защищенном от света месте

Промывочный раствор
1 планшет
(96 лунок по 500 мкл)



Условия хранения от 2 °С до 25 °С

Элюирующий раствор
1 планшет
(96 лунок по 100 мкл)



Условия хранения от 2 °С до 25 °С


Этикетки на компоненты (пробирки)

Примеры дизайна этикеток

Сорбент
4 пробирки по 1,2 мл



Условия хранения от 2 °С до 25 °С



Условия хранения от 2 °С до 25 °С

ОБРАЗЕЦ! МАКЕТ!
ОБРАЗЕЦ! МАКЕТ!
Макет этикетки на транспортную тару
Макет этикетки на транспортную тару
**Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот
(ПРОБА-МЧ DWP)**
**Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот
(ПРОБА-МЧ DWP)**

IVD Фасовка N	ПРОБА-МЧ DWP
  LOT	Количество наборов: _____ шт. Условия транспортирования и хранения  25 °C 2 °C ВНИМАНИЕ! Транспортировать и хранить в правильном положении в соответствии с манипуляционным знаком/надписью «ВЕРХ»!

Масса нетто потребительской упаковки: _____
Масса нетто: _____
Масса брутто: _____

Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»
адрес: 117246, Россия, г. Москва, проезд Научный, д. 20, строение 4.
Место производства:
 ООО «ДНК-Технология ТС», 117246, Россия, г. Москва, проезд Научный, д. 20, строение 4.
Адрес для обращения: По вопросам качества набора реагентов, следует обращаться в службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки:
 8 (800) 200-75-15 (звонок по России бесплатный),
 +7(495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный),
 E-mail: hotline@dna-technology.ru

IVD Фасовка A	ПРОБА-МЧ DWP
  LOT	Количество наборов: _____ шт. Условия транспортирования и хранения  25 °C 2 °C ВНИМАНИЕ! Транспортировать и хранить в правильном положении в соответствии с манипуляционным знаком/надписью «ВЕРХ»!

Масса нетто потребительской упаковки: _____
Масса нетто: _____
Масса брутто: _____

Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»
адрес: 117246, Россия, г. Москва, проезд Научный, д. 20, строение 4.
Место производства:
 ООО «ДНК-Технология ТС», 117246, Россия, г. Москва, проезд Научный, д. 20, строение 4.
Адрес для обращения: По вопросам качества набора реагентов, следует обращаться в службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки:
 8 (800) 200-75-15 (звонок по России бесплатный),
 +7(495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный),
 E-mail: hotline@dna-technology.ru

ОБРАЗЕЦ! МАКЕТ!
ОБРАЗЕЦ! МАКЕТ!
Макет этикетки на транспортную тару
**Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот
(ПРОБА-МЧ DWP)**

IVD Фасовка Р, Комплектация №1	ПРОБА-МЧ DWP
  LOT	Количество наборов: _____ шт. Условия транспортирования и хранения  25 °C 2 °C ВНИМАНИЕ! Транспортировать и хранить в правильном положении в соответствии с манипуляционным знаком/надписью «ВЕРХ»!

Масса нетто потребительской упаковки: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

адрес: 117246, Россия, г. Москва, проезд Научный, д. 20, строение 4.

Место производства:

ООО «ДНК-Технология ТС», 117246, Россия, г. Москва, проезд Научный, д. 20, строение 4.

Адрес для обращения: По вопросам качества набора реагентов, следует обращаться в службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки:

8 (800) 200-75-15 (звонок по России бесплатный),

+7(495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный),

 E-mail: hotline@dna-technology.ru
Макет этикетки на транспортную тару
**Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот
(ПРОБА-МЧ DWP)**

IVD Фасовка Р, Комплектация №2	ПРОБА-МЧ DWP
  LOT	Количество наборов: _____ шт. Условия транспортирования и хранения  25 °C 2 °C ВНИМАНИЕ! Транспортировать и хранить в правильном положении в соответствии с манипуляционным знаком/надписью «ВЕРХ»!

Масса нетто потребительской упаковки: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

адрес: 117246, Россия, г. Москва, проезд Научный, д. 20, строение 4.

Место производства:

ООО «ДНК-Технология ТС», 117246, Россия, г. Москва, проезд Научный, д. 20, строение 4.

Адрес для обращения: По вопросам качества набора реагентов, следует обращаться в службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки:

8 (800) 200-75-15 (звонок по России бесплатный),

+7(495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный),

 E-mail: hotline@dna-technology.ru

ОБРАЗЕЦ! МАКЕТ!

Макет этикетки на транспортную тару

**Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот
(ПРОБА-МЧ DWP)**

IVD Фасовка Р, Комплектация №3	ПРОБА-МЧ DWP
 _____  _____ LOT _____	Количество наборов: _____ шт. Условия транспортирования и хранения 2 °С  25 °С ВНИМАНИЕ! Транспортировать и хранить в правильном положении в соответствии с манипуляционным знаком/надписью «ВЕРХ»!

Масса нетто потребительской упаковки: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

адрес: 117246, Россия, г. Москва, проезд Научный, д. 20, строение 4.

Место производства:

ООО «ДНК-Технология ТС», 117246, Россия, г. Москва, проезд Научный, д. 20, строение 4.

Адрес для обращения: По вопросам качества набора реагентов, следует обращаться в службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки:

8 (800) 200-75-15 (звонок по России бесплатный),

+7(495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный),

E-mail: hotline@dna-technology.ru

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 15
(вместе) листа (ов)
специалист по документации
Никитенкова В.Н. Никит



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ДНК-Технология ТС»


С.А. Самарин
«18» августа 2022 г.


**ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ *IN VITRO***

**Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот
(ПРОБА-МЧ DWP)**

2022 г.

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ DWP)

ПРОБА-МЧ DWP, Фасовка N
Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»




Лизирующий раствор
1 флакон

Промывочный раствор
1 флакон


Элюирующий раствор
1 флакон

Сорбент
1 флакон



Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ DWP)


ПРОБА-МЧ DWP, Фасовка А
Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»



Картридж с реагентами
2 шт.


Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ DWP)

ПРОБА-МЧ DWP, Фасовка Р, Комплектация №1
 Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»
 Сорбент расфасован в конические пробирки



Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ DWP)

ПРОБА-МЧ DWP, Фасовка Р, Комплектация №1
Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»
Сорбент расфасован в конические пробирки



Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ DWP)


ПРОБА-МЧ DWP, Фасовка Р, Комплектация №1
 Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»
 Сорбент расфасован в юбочные пробирки



Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ DWP)

ПРОБА-МЧ DWP, Фасовка Р, Комплектация №1
 Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»
 Сорбент расфасован в юбочные пробирки

Сорбент
 4 пробирки



Элюирующий раствор
 1 планшет

Лизирующий раствор
 1 планшет

Промывочный раствор
 1 планшет


Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ DWP)

ПРОБА-МЧ DWP, Фасовка Р, Комплектация №2
 Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»
 Сорбент расфасован в конические пробирки



Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ DWP)

ПРОБА-МЧ DWP, Фасовка Р, Комплектация №2
Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»
Сорбент расфасован в конические пробирки




Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ DWP)

ПРОБА-МЧ DWP, Фасовка Р, Комплектация №2
 Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»
 Сорбент расфасован в юбочные пробирки




Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ DWP)

ПРОБА-МЧ DWP, Фасовка Р, Комплектация №2
 Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»
 Сорбент расфасован в юбочные пробирки



Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ DWP)

ПРОБА-МЧ DWP, Фасовка Р, Комплектация №3
 Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»
 Сорбент расфасован в конические пробирки



Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ DWP)

ПРОБА-МЧ DWP, Фасовка Р, Комплектация №3
Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»
Сорбент расфасован в конические пробирки

Сорбент
4 пробирки

Насадка на магнитные
стержни 96
1 шт.

Планшет глубоколоночный
96 лунок
1 шт.

Пленка для
заклеивания планшета
1 шт.

Элюирующий раствор
1 планшет

Промывочный раствор
1 планшет

Лизирующий раствор
1 планшет

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ DWP)



ПРОБА-МЧ DWP, Фасовка Р, Комплектация №3
 Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»
 Сорбент расфасован в юбочные пробирки



Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-МЧ DWP)

ПРОБА-МЧ DWP, Фасовка Р, Комплектация №3
 Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»
 Сорбент расфасован в юбочные пробирки

Сорбент
 4 пробирки



Насадка на магнитные
 стержни 96

Планшет глубоколоночный
 96 лунок

Пленка для
 заклеивания планшета
 1 шт.

Лизирующий раствор
 1 планшет

Элюирующий раствор
 1 планшет

Промывочный раствор
 1 планшет

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 15
(пятнадцатая листа (ов)
специалист по документации
Никитенкова В.Н. Ник

