

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Инстру-Мед»

Ефремов К.А.

«10» апреля 2023 г.



**Фотографические изображения, маркировка
медицинского изделия**

Аппарат для вибрационной липосакции с инфльтрационной системой LipoSurg



Фото 1 – Общий вид - Блок управления, LipoSurg



Фото 2 – Общий вид - Рукоятка в сборе для соединительной ручки катюли
3



Фото 3- Общий вид Соединительная ручка канюли с трубкой силиконовой медицинской по ТУ 9398-004-18037666-94, РУ № ФСР 2010/06803, производства АО «МедСил», Россия




Фото 4 – Общий вид - Педаль VARIO



Фото 5- Общий вид Педаль VARIO в упаковке






Фото 6- Общий вид Блок управления, LipoSurg в упаковке



Фото 7 – Общий вид- Электромотор 21 вкл. кабель



Фото 8 – Общий вид- Стойка контейнера для заполняющего раствора




Фото 9 – Общий вид- Комплект фиксаторов (5 шт.) для крепления трубки **силиконовой** к кабелю электромотора



Фото 10 – Общий вид- Распылительная насадка для спрея NouClean; для технического обслуживания и ухода за ручками



Фото 11 – Общий вид- Распылительная насадка для спрея NouClean; для технического обслуживания и ухода за электромотором




Фото 12- Общий вид гнездо ручки с наконечником



Фото 13- Общий вид Трубка силиконовая к аппаратам, устройствам медицинским и для дренажей, ТСМ-"РП-ЛЦ", с внутренним диаметром в 5,0 мм, РУ № ФСР 2007/01033, производства ОАО «НИИРП», Россия




**Фото 14-Общий вид Трубки силиконовые медицинские по ТУ 9398-004-18037666-94, РУ № ФСР 2010/06803, производства АО «МедСил»,
Россия**




Фото 15- Общий вид Канюля с коннектором под ручку, РУ № РЗН 2013/596 от 05.06.2013 г., производства Профешнл Хоспитал Фенишерс, Пакистан



Фото 16- Общий вид Электроотсос медицинский универсальный VACUSON 60 с принадлежностями, РУ №ФСЗ 2008/01277 от 21.03.2008, производства "Новаг АГ", Швейцария



**Фото 17- Общий вид Канюля с луер-коннектором, РУ № РЗН 2013/596 от 05.06.2013 г., производства
Профешнл Хоспитал Фенишерс, Пакистан**







Фото 18- Общий вид транспортной упаковки

Пример маркировки на блоке управления (в виде таблички):



- Описание типа LipoSurg
 - № арт. блока управления (3362)
 - Серийный № продукта
 - Мощность: 100В/115В/230В/ 50-60Гц, 120ВА
 - Предохранитель: Т 3.15 AL 250 VAC
 - Сведения о ПО: версия 1.04 от 17.05.2018
 - Уполномоченный представить на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Инстру-Мед» (ООО «Инстру-Мед»).
 - Адрес местонахождения: Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, улица Тверская, д.1, литер А, пом. 30-Н
 - Телефон +7 (960) 267-81-17
 - E-mail: info@instru-med.ru
-   РУ № _____ от _____

Макет маркировки на русском языке


Маркировка на педали Vario:



- Описание типа LipoSurg
 - Наименование изделия
 - № арт. блока управления (1511nou)
 - Серийный № продукта
 - Данные о производителе
 - Уполномоченный представить на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Инстру-Мед» (ООО «Инстру-Мед»).
 - Адрес местонахождения: Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, улица Тверская, д.1, литер А, пом. 30-Н
 - Телефон +7 (960) 267-81-17
 - E-mail: info@instru-med.ru
- 

Макет маркировки на русском языке

- Маркировка на рукоятке в сборе для соединительной ручки канюли:



Маркировка на соединительной ручке катюли:




Маркировка электромотора 21:







Маркировка на кабеле:



Информация на кабеле (поставляется без упаковки):

- тип изделия
- изоляционные слой N- Резина из полихлоропрена
- Y- Поливинилхлорид
- S – плетение из стальной проволоки для механической защиты
- D- экранирование в виде оболочки из медной проволоки
- 16A – номинальный ток
- 250 V – номинальное напряжение
- CE-соответствие европейским нормам



- CEBEC является частной бельгийской оценочной маркой для обеспечения качества электрических приборов. Это означает "Comité Electrotechnique Belge / Belgisch Elektrotechnisch Comité". Использование этого знака означает, что единица оборудования соответствует европейским стандартам безопасности.



- Соответствие стандартам и техническим требованиям для установочных материалов, аппаратуры бытового назначения, осветительного оборудования, трансформаторов для обеспечения безопасности, радио- и телевизионных устройств в Германском союзе электротехников.



- Соответствие стандартам и техническим требованиям Австрийский электротехнический союз.



- является знаком качества для безопасности электрических приборов, предназначен для указания того, что компоненты и готовые изделия прошли испытания на безопасность в соответствии с международными стандартами.


QUEENPUO QP-006 Компания-изготовитель электрического прибора и вид изделия.

Информация на этикетке транспортной тары:


- Описание типа LipoSurg
- № арт. набора (3392)
- Серийный № продукта
- Срок годности для стерильных изделий, включенных в набор
- CE с номером уполномоченного органа (CExxxx)
- Данные о производителе (NOUVAG AG, St.Gallerstr.23-25, CH-9403 Goldach)
- Матрица данных с штрих-кодом HIBC

Пример этикетки на транспортной таре:






Маркировка транспортной тары



Макет маркировки на русском языке

- Аппарат для вибрационной липосакции с инфльтрационной системой LipoSurg
- Данные о производителе (Nouvag AG, Ноуваг АГ Швейцария, Гольдах, почтовый индекс CH-9403, Санкт-Галлерштрассе, 23-25)
- Уполномоченный представить на территории РФ Общество с ограниченной ответственностью «Инстру-мед» (ООО «Инстру-Мед»). Адрес местонахождения: Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, улица Тверская, д.1, литер А, пом. 30-Н
Телефон +7 (960) 267-81-17 E-mail: info@instru-med.ru
РУ № _____ от _____






Маркировка электромотора 21:


- Описание типа LipoSurg
- № арт. блока управления (2101nou)
- Серийный № продукта
- Данные о производителе (NOUVAG AG, St.Gallerstr.23-25, CH-9403 Goldach)
- Матрица данных с штрих-кодом HIBC

Макет маркировки на русском языке

- Описание типа LipoSurg
- Наименование изделия
- № арт. блока управления (2101nou)
- Серийный № продукта
- Данные о производителе (Nouvag AG, Ноуваг АГ Швейцария, Гольдах, почтовый индекс CH-9403, Санкт-Галлерштрассе, 23-25)
- Матрица данных с штрих-кодом HIBC
- Уполномоченный представить на территории РФ Общество с ограниченной ответственностью «Инстру-мед» (ООО «Инстру-Мед»).
Адрес местонахождения: Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, улица Тверская, д.1, литер А, пом. 30-Н
Телефон +7 (960) 267-81-17 E-mail: info@instru-med.ru



Маркировка на упаковке рукоятки для соединительной ручки канюли:



Маркировка на упаковке рукоятки в сборе для соединительной ручки канюли:

- Знак CE;
- Описание типа LipoSurg
- № арт. блока управления (5107)
- Серийный № продукта
- количество
- Данные о производителе (NOUVAG AG, St.Gallerstr.23-25, CH-9403 Goldach)
- Матрица данных с штрих-кодом HIBC

Макет маркировки на русском языке

- Описание типа LipoSurg
- Наименование изделия
- № арт. блока управления (5107)
- Серийный № продукта
- количество
- Данные о производителе (Nouvag AG, Ноуваг АГ Швейцария, Гольдах, почтовый индекс CH-9403, Санкт-Галлерштрассе, 23-25)
- Матрица данных с штрих-кодом HIBC
- Уполномоченный представить на территории РФ Общество с ограниченной ответственностью «Инстру-мед» (ООО «Инстру-Мед»).

Адрес местонахождения: Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, улица Тверская, д.1, литер А, пом. 30-Н
Телефон +7 (960) 267-81-17 E-mail: info@instru-med.ru



Не стерильно



Маркировка на упаковке гнезда для ручки с наконечником:

- Знак CE;
 - Описание типа LipoSurg
 - № арт. блока управления (1170)
 - Серийный № продукта
 - количество
 - Данные о производителе (NOUVAG AG, St.Gallerstr.23-25, CH-9403 Goldach)
 - Матрица данных с штрих-кодом HIBC
- Макет маркировки на русском языке:

- Описание типа LipoSurg
 - Наименование изделия
 - № арт. блока управления (1170)
 - Серийный № продукта
 - количество
 - Данные о производителе (Nouvag AG, Ноувар АГ Швейцария, Гольдах, почтовый индекс CH-9403, Санкт-Галлерштрассе, 23-25)
 - Матрица данных с штрих-кодом HIBC
 - Уполномоченный представить на территории РФ Общество с ограниченной ответственностью «Инстру-мед» (ООО «Инстру-Мед).
- Адрес местонахождения: Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, улица Тверская, д.1, литер А, пом. 30-Н
Телефон +7 (960) 267-81-17 E-mail: info@instru-med.ru





Маркировка на упаковке фиксаторов для крепления трубки стерильной к кабелю электромотора:

- CE;
- Описание типа LipoSurg
- № арт. блока управления (29061)
- Серийный № продукта
- количество
- Данные о производителе (NOUVAG AG, St.Gallerstr.23-25, CH-9403 Goldach)
- Матрица данных с штрих-кодом HIBC

Макет маркировки на русском языке

- Описание типа LipoSurg
- Наименование изделия
- № арт. блока управления (29061)
- Серийный № продукта
- количество
- Данные о производителе (Nouvag AG, Ноуваг АГ Швейцария, Гольдах, почтовый индекс CH-9403, Санкт-Галлерштрассе, 23-25)
- Матрица данных с штрих-кодом HIBC
- Матрица данных с штрих-кодом HIBC



Уполномоченный представить на территории РФ Общество с ограниченной ответственностью «Инстру-мед» (ООО «Инстру-Мед»).

Адрес местонахождения: Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, улица Тверская, д.1, литер А, пом. 30-Н
Телефон +7 (960) 267-81-17 E-mail: info@instru-med.ru

Маркировка на упаковке для Распылительной насадки для спрея NouClean; для технического обслуживания и ухода за электромотором:



Маркировка на упаковке для Распылительной насадки для спрея NouClean; для технического обслуживания и ухода за электромотором:

- Описание типа LipoSurg
- № арт. блока управления (1974)
- Серийный № продукта
- количество
- Данные о производителе (NOUVAG AG, St.Gallerstr.23-25, CH-9403 Goldach)
- Матрица данных с штрих-кодом HIBC

Макет маркировки на русском языке

- Описание типа LipoSurg
- Наименование изделия
- № арт. блока управления (1974)
- Серийный № продукта
- количество
- Данные о производителе (Nouvag AG,
Ноуваг АГ Швейцария, Гольдах, почтовый индекс
CH-9403, Санкт-Галлерштрассе, 23-25)
- Матрица данных с штрих-кодом HIBC
Уполномоченный представить на территории РФ Общество с ограниченной
ответственностью «Инстру-мед» (ООО «Инстру-Мед».
Адрес местонахождения: Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, улица Тверская, д.1, литер
А, пом. 30-Н

Телефон +7 (960) 267-81-17 E-mail: info@instru-med.ru



Маркировка на упаковке для Распылительной насадки для спрея NouClean; для технического обслуживания и ухода за ручками:



Маркировка на упаковке для Распылительной насадки для спрея NouClean; для технического обслуживания и ухода за ручками:

- Описание типа LipoSurg
- № арт. блока управления (1958)
- Серийный № продукта
- количество
- Данные о производителе (NOUVAG AG, St.Gallerstr.23-25, CH-9403 Goldach)
- Матрица данных с штрих-кодом HIBC

Макет маркировки на русском языке

- Описание типа LipoSurg



- № арт. блока управления (1958)
- Серийный № продукта
- количество

- Данные о производителе (Nouvag AG, Ноуваг АГ Швейцария, Гольдах, почтовый индекс CH-9403, Санкт-Галлерштрассе, 23-25) Матрица данных с штрих-кодом HIBC

Уполномоченный представить на территории РФ Общество с ограниченной ответственностью «Инстру-мед» (ООО «Инстру-Мед»).

Адрес местонахождения: Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, улица Тверская, д.1, литер А, пом. 30-Н

Телефон +7 (960) 267-81-17 E-mail: info@instru-med.ru

Маркировка на упаковке для стойки контейнера для заполняющего раствора:



Маркировка на упаковке для стойки контейнера для заполняющего раствора:

- Знак CE
- Описание типа LipoSurg
- № арт. блока управления (1770)
- Серийный № продукта
- количество
- Данные о производителе (NOUVAG AG, St.Gallerstr.23-25, CH-9403 Goldach)

Макет маркировки на русском языке

- Описание типа LipoSurg
 - Наименование изделия
 - № арт. блока управления (1770)
 - Серийный № продукта
 - количество
 - Данные о производителе (Nouvag AG, Ноуваг АГ Швейцария, Гольдах, почтовый индекс CH-9403, Санкт-Галлерштрассе, 23-25)
- Уполномоченный представить на территории РФ Общество с ограниченной ответственностью «Инстру-мед» (ООО «Инстру-Мед»).
Адрес местонахождения: Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, улица Тверская, д.1, литер А, пом. 30-Н

Телефон +7 (960) 267-81-17 E-mail: info@instru-med.ru



Маркировка на упаковке соединительной ручки канюли:



Маркировка на упаковке соединительной ручки канюли:

- CE с номером уполномоченного органа (CExxxxx)
- Описание типа LipoSurg
- № арт. блока управления (5077nou)
- Серийный № продукта
- Данные о производителе (NOUVAG AG, St.Gallerstr.23-25, CH-9403 Goldach)
- Матрица данных с штрих-кодом HIBC

Макет маркировки на русском языке

- Описание типа LipoSurg
 - № арт. блока управления (5077nou)
 - Серийный № продукта
 - Данные о производителе (Nouvag AG, Ноуваг АГ
Швейцария, Гольдах, почтовый индекс CH-9403,
Санкт-Галлерштрассе, 23-25)
 - Матрица данных с штрих-кодом HIBC
- Уполномоченный представить на территории РФ Общество с ограниченной ответственностью
«Инстру-мед» (ООО «Инстру-Мед»).
- Адрес местонахождения: Россия, 191015, г. Санкт-Петербург, улица Тверская, д.1, литер А, пом.
30-Н

Телефон +7 (960) 267-81-17 E-mail: info@instru-med.ru



Пронумеровано,
прощитуровано и
скреплено печатью

40 ЛИСТОВ
Генеральный директор
ООО "Инстру-Мед"

Ефремов К.А.

