

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий
ЗАО НПП «МедИнж»


С.В. Евдокимов

«15» 02 2022 г.

Фотографическое изображение медицинского изделия:

**«Шприц-индефлятор по МЛЦК.942311.001 ТУ»,
производства ЗАО НПП «МедИнж»**

2022 год



Шприц-индефлятор по МЛЦК.942311.001 ТУ шприц-индефлятор вариант исполнения IDM 1

Шприц-индефлятор

МЛЦК 942311 001ТУ

РУ №

от

Шприц-индефлятор IDM 1

Номинальный объем рабочей жидкости шприца - 35^{мл}

Максимальное допустимое давление сжатого воздуха на входе шприца - 4 Бар

Дата изготовления:

2020-08

Таблица референтных значений давления на входе и выходе шприца

Использовать до:

2023-08

$P_{вх}$	0,6	0,9	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4
$P_{вых}$	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5

СЕРИЙНЫЙ №:

0204

$P_{вх}$ - давление воздуха на входе, Бар; $P_{вых}$ - давление жидкости на выходе, Бар

Стерилизовано оксидом этилена

Запрещено повторное применение

Не стерилизовать повторно

Нетоксично

Не использовать при повреждении упаковки

Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению


Условия хранения: температура: от 5°C до 40°C; влажность: от 0% до 80%

Изготовитель: ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза, ул. Центральная, д. 1, а/я 2913;

Тел.: (8412) 93-47-63; Факс: (8412) 38-09-68; E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru



Шприц-индефлятор по МЛЦК.942311.001 ТУ вариант маркировки индивидуальной упаковки шприца-индефлятора IDM 1



Шприц-индефлятор по МЛЦК.942311.001 ТУ шприц-индефлятор вариант исполнения IDM 2

Шприц-индефлятор

МЛЦК.942311.001ТУ

РУ №

от

Шприц-индефлятор IDM 2

Номинальный объем рабочей жидкости шприца - 40^{мл}

Максимальное допустимое давление сжатого воздуха на входе шприца - 4 Бар

Дата изготовления:

2020-08

Таблица референтных значений давления на входе и выходе шприца

Использовать до:

2023-08

$P_{вх}$	0,6	0,9	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4
$P_{вых}$	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5

СЕРИЙНЫЙ №:

0211

$P_{вх}$ - давление воздуха на входе, Бар; $P_{вых}$ - давление жидкости на выходе, Бар

Стерилизовано оксидом этилена

Запрещено повторное применение

Не стерилизовать повторно

Нетоксично


Не использовать при повреждении упаковки

Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению


Условия хранения: температура: от 5°C до 40°C; влажность: от 0% до 80%

Изготовитель: ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза, ул. Центральная, д. 1, а/я 2913;


Тел.: (8412) 93-47-63; Факс: (8412) 38-09-68; E-mail: meng@sura.ru; www.medeng.ru



Шприц-индефлятор по МЛЦК.942311.001 ТУ вариант маркировки индивидуальной упаковки шприца-индефлятора IDM 2



Шприц-индефлятор по МЛЦК.942311.001 ТУ внешний вид трубок пневматических (Ø4 и Ø6)



Шприц-индефлятор по МЛЦК.942311.001 ТУ вариант маркировки индивидуальной упаковки трубок пневматических

Шприц-индефлятор

МЛЦК.942311.001ТУ

РУ №

01

ТРУБКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ $\varnothing_{\text{вн}} = 4\text{мм}$, L = 2000мм - 1 шт.

Дата изготовления: 2020-08
Использовать до: 2023-08

ТРУБКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ $\varnothing_{\text{вн}} = 6\text{мм}$, L = 2000мм - 1 шт.

№ ПАРТИИ:
0005

Стерилизовано оксидом этилена Запрещено повторное применение Не стерилизовать повторно

Нетоксично

Не использовать при
повреждении упаковки

Осторожно! Обратитесь к
инструкции по применению


Условия хранения: температура: от 5°C до 40°C; влажность: от 0% до 80%

Изготовитель: ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза, ул. Центральная, д. 1, а/я 2913;
Тел.: (8412) 93-47-43; Факс: (8412) 38-09-68; E-mail: medeng@yura.ru; www.medeng.ru



МедИнж

Шприц-индефлятор по МЛЦК.942311.001 ТУ вариант маркировки индивидуальной упаковки трубок пневматических



Шприц-индефлятор по МЛЦК.942311.001 ТУ внешний вид трубки соединительной

Шприц-индефлятор

МЛЦК 942311.001ТУ

Ру №

от

Дата изготовления: 2020-08
Использовать до: 2023-08

ТРУБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ L = 360мм

№ ПАРТИИ:
0005

Стерилизовано оксидом этилена Запрещено повторное применение Не стерилизовать повторно

Нетоксично


Не использовать при
повреждении упаковки

Осторожно! Обратитесь к
инструкции по применению


Условия хранения: температура: от 5°C до 40°C; влажность: от 0% до 80%

Изготовитель: ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза, ул. Центральная, д. 1, я/я 2913;


Тел.: (8412) 92-47-63; Факс: (8412) 38-09-66; E-mail: info@medeng.ru; www.medeng.ru



Шприц-индефлятор по МЛЦК.942311.001 ТУ вариант маркировки индивидуальной упаковки трубки соединительной



Шприц-индефлятор по МЛЦК.942311.001 ТУ внешний вид удлинителя



Шприц-индефлятор
МЛЦК.942311.001ТУ Ру № от

УДЛИНИТЕЛЬ L = 1300мм

Дата изготовления: 2020-08 Использовать до: 2023-08

№ ПАРТИИ: 6006

Стерилизовано оксидом этилена Запрещено повторное применение Не стерилизовать повторно

Нетоксично Не использовать при повреждении упаковки Осторожно! Обращаться к инструкции по применению

Условия хранения: температура: от 5°C до 40°C; влажность: от 0% до 80%

Изготовитель: ЗАО НПФ «МедИнж», 440004, Россия, с. Пенза, ул. Центральная, д. 1, а/я 2913;
Тел.: (8412) 93-47-63; Факс: (8412) 35-09-66; E-mail: info@medeng.ru, www.medeng.ru

МедИнж

Шприц-индефлятор по МЛЦК.942311.001 ТУ вариант маркировки индивидуальной упаковки удлинителя

Шприц-индефлятор

МЛЦК.942311.001ТУ

РУ №

от

Дата изготовления: 2020-08
Использовать до: 2023-08

УДЛИНИТЕЛЬ L = 1300мм

№ ПАРТИИ:
0006

Стерилизовано оксидом этилена Запрещено повторное применение Не стерилизовать повторно

Нетоксично Не использовать при
повреждении упаковки

Осторожно! Обратитесь к
инструкции по применению

Условия хранения: температура: от 5°C до 40°C; влажность: от 0% до 80%

Изготовитель: ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза, ул. Центральная, д. 1, а/я 2913;
Тел.: (8412) 93-47-63; Факс: (8412) 38-09-68; E-mail: medeng@surg.ru; www.medeng.ru



Шприц-индефлятор по МЛЦК.942311.001 ТУ вариант маркировки индивидуальной упаковки удлинителя

ШПРИЦ-ИНДЕФЛЯТОР

МЛЦК.942311.001ТУ

Рег. уд. №

от

Дата изготовления: 2020-08 Использовать до: 2023-08

Таблица референтных значений давления на входе и выходе шприца

$P_{вх}$	0,6	0,9	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4
$P_{вых}$	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5

$P_{вх}$ - давление воздуха на входе, Бар; $P_{вых}$ - давление жидкости на выходе, Бар

Стерилизовано оксидом этилена

Запрещено повторное применение

Не стерилизовать повторно

Нетоксично

Не использовать при
повреждении упаковки

Осторожно! Обратитесь к
инструкции по применению

Условия хранения: температура: от 5°C до 40°C; влажность: от 0% до 80%

Номинальный объем рабочей жидкости шприца - 35^{мл}

Максимальное допустимое давление сжатого воздуха на входе шприца - 4 Бар

Изделие укомплектовано:

- Шприц-индефлятор IDM 1, в упаковке (СЕРИЙНЫЙ № 0204) 1 шт.
- Трубка соединительная, в упаковке (№ ПАРТИИ 0005) 1 шт.
- Трубки пневматические (о́нар = 4мм - 1шт., о́нар = 6мм - 1 шт.), в упаковке (№ ПАРТИИ 0005) 1 шт.
- Удлинитель, в упаковке (№ ПАРТИИ 0006) 1 шт.
- инструкция по применению 1 шт.



МедИнж

Изготовитель: ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-63;
Факс: (8412) 38-09-68; E-mail: meng@sur.ru; www.medeng.ru

Шприц-индефлятор по МЛЦК.942311.001 ТУ вариант маркировки потребительской упаковки медицинского изделия

ШПРИЦ-ИНДЕФЛЯТОР

МЛЦК.942311.001ТУ

Рег. уд. №

от

Дата изготовления: 2020-08 Использовать до: 2023-08

Таблица референтных значений давления на входе и выходе шприца

$P_{вх}$	0,6	0,9	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4
$P_{вых}$	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5

$P_{вх}$ - давление воздуха на входе, Бар; $P_{вых}$ - давление жидкости на выходе, Бар

Стерилизовано оксидом этилена Запрещено повторное применение Не стерилизовать повторно
Нетоксично Не использовать при повреждении упаковки Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

Условия хранения: температура: от 5°C до 40°C; влажность: от 0% до 80%

Номинальный объем рабочей жидкости шприца - 40^{мл}

Максимальное допустимое давление сжатого воздуха на входе шприца - 4 Бар

Изделие укомплектовано:

- Шприц-индефлятор IDM 2, в упаковке (СЕРИЙНЫЙ № 0211) 1 шт.
- Трубка соединительная, в упаковке (№ ПАРТИИ 0005) 1 шт.
- Трубки пневматические (øнар = 4мм - 1 шт., øнар = 6мм - 1 шт.), в упаковке (№ ПАРТИИ 0005) 1 шт.
- Удлинитель, в упаковке (№ ПАРТИИ 0006) 1 шт.
- инструкция по применению 1 шт.



МедИнж

Изготовитель: ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-63;
Факс: (8412) 38-09-68; E-mail: medeng@sur.ru; www.medeng.ru

Шприц-индефлятор по МЛЦК.942311.001 ТУ вариант маркировки потребительской упаковки медицинского изделия

ШПРИЦ-ИНДЕФЛЯТОР

МЛЦК.942311.001ТУ

Рег. уд. №

от

Дата изготовления: 2020-08 Использовать до: 2023-08

Таблица референтных значений давления на входе и выходе шприца

$P_{вх}$	0,6	0,9	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4
$P_{вых}$	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5

$P_{вх}$ - давление воздуха на входе, Бар; $P_{вых}$ - давление жидкости на выходе, Бар

Стерилизовано оксидом этилена

Запрещено повторное применение

Не стерилизовать повторно

Нетоксично

Не использовать при повреждении упаковки

Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

Условия хранения: температура: от 5°C до 40°C; влажность: от 0% до 80%

Номинальный объем рабочей жидкости шприца - 40^{мл}

Максимальное допустимое давление сжатого воздуха на входе шприца - 4 Бар

Изделие укомплектовано:

- Шприц-индефлятор IDM 2, в упаковке (СЕРИЙНЫЙ № 0211) 1 шт.
- Трубка соединительная, в упаковке (№ ПАРТИИ 0005) 1 шт.
- Трубки пневматические (Øнар = 4мм - 1шт., Øнар = 6мм - 1 шт.), в упаковке (№ ПАРТИИ 0005) 1 шт.
- Удлинитель, в упаковке (№ ПАРТИИ 0006) 1 шт.
- инструкция по применению 1 шт.



МедИнж

Изготовитель: ЗАО НПП «МедИнж», 440004, Россия, г. Пенза,
ул. Центральная, д. 1, а/я 2913; Тел.: (8412) 93-47-63;
Факс: (8412) 38-09-68; E-mail: medeng@sura.ru; www.medeng.ru

Шприц-индефлятор по МЛЦК.942311.001 ТУ вариант маркировки потребительской упаковки медицинского изделия

прошнуровано и
скреплено печатью

16 лист *д*