

Утверждаю

Генеральный директор

В.Баулин



**Инструкция
DETAH GmbH&Co.KG**

Implantlink® semi – цемент пролонгированного действия на основе акриловых смол, предназначенный для временной фиксации ортопедических конструкций на имплантатах. Оптимальные бондинговые свойства обеспечивают надежную фиксацию и при этом позволяют осуществлять снятие супраструктуры без повреждений даже при отдаленных сроках проведения ортопедической процедуры.

implantlink® semi легко и точно наносится с помощью смешивающего мини-картриджа. Прочная и пластичная структура обеспечивает максимально равномерное распределение материала, надежную фиксацию супраструктуры и снижает риск поломки конструкции. Материал не прилипает к мягким тканям и легко удаляется.

Материал не содержит звенола, не имеет запаха и вкуса, обладает антибактериальным эффектом. В сравнении с традиционными цементами, **implantlink® semi** легко удаляется даже при длительной фиксации и совместим со всеми материалами, применяемыми в современной имплантологии.

Стандартная упаковка содержит мини-картридж – 5 мл. и 10 смешивающих канюль 4:1.