

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ИЗДЕЛИЯ

Аппарат физиотерапевтический для прессотерапии и лимфодренажа «Гезатон»
(Gezatone), модель Presso-X

SN 4953436

 10.2019



напряжение питания 220 В

частота тока 50 Гц

потребляемая мощность 250Вт

Выходное напряжение в режиме ЭМС: не более 150 В.

Выходной ток в импульсе в режиме ЭМС: не более 50 мА.

Частота выходных импульсов в режиме ЭМС: 65 Гц.

Режим работы: не продолжительный (работа не более 60 минут, перерыв не менее 15 минут)



Не бросать



Возможность ожогов



Guang Zhou Always Beauty Company Limited/ Гуан Чжоу Олвейс Бьюти Компани
Лимитед, Китайская Народная Республика (КНР)

Адрес: 66, Heting Middle Road, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, Province P.R.C. /
Китайская Народная Республика, Провинция Гуанчжоу, район Байюнь, поселок Рэньхэ,
Хэтин Мидл Руд, д.66

Место для информации по РУ

МАКЕТ МАРКИРОВКИ КОМПОНЕНТОВ ИЗДЕЛИЯ

Провод сетевого питания
модель КУ-18
Длина провода 175 см

Провод электродов ЭМС (EMS)
модель АВ-605
Длина провода 175 см

Электроды ЭМС (EMS)
Диаметр 95 мм
марка В-333

Электроды ЭМС (EMS)
Диаметр 62 мм
марка В-333

Аппарат физиотерапевтический для прессотерапии и лимфодренажа «Гезатон» (Gezatone), модель Presso-X, в составе



4953436



10.2019



Основной блок Presso-X модель 20521 шт.

Провод сетевого питания модель KY-18 1 шт.

Костюм многоэлементный (манжеты для ступней, манжеты для бедер, манжета для зоны талии, манжеты для рук) 1 шт.

Мат 1 шт

Ключ включения/выключения 2 шт.

Провода электродов ЭМС (EMS), модель АВ-605 5 шт.

Электроды ЭМС (EMS), 95 мм, марка В-333 3 пары

Электроды ЭМС (EMS), 62 мм, марка В-333 2 пары

Ремни крепления электродов ЭМС (EMS), 840 мм 1 шт.

Ремни крепления электродов ЭМС (EMS), 640 мм 2 шт.

Ремни крепления электродов ЭМС (EMS), 460 мм 3 шт.

Ремни крепления электродов ЭМС (EMS), 260 мм 4 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

Осторожно! Хрупкое!



Guang Zhou Always Beauty Company Limited/ Гуан Чжоу Олвейс Бьюти Компани Лимитед, Китайская Народная Республика (КНР)

Адрес: 66, Heting Middle Road, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, Province P.R.C. / Китайская Народная Республика, Провинция Гуанчжоу, район Байюнь, поселок Рэньхэ, Хэтин Мидл Руд, д.66



Прошито, пронумеровано и

Скреплено 2 листов


ООО «МИТРИДАТ»

Генеральный директор Мамиконов Д.Ю.

Подпись

«М. Мамиконов» 20 23 г.

Аппарат физиотерапевтический для прессотерапии и лимфодренажа «Гезатон» (Gezatone),
моделей Presso-X

































Прошито, пронумеровано и
Скреплено 13 листов
ООО «МИТРИДАТ»
Генеральный директор Мамиконов Д.Ю.

Подпись _____
«29» декабря 2022 г.

