

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор АО «ЭРБА РУС»

М. В. Иконников

«28» 04 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Реагенты в картридже для анализатора электролитов ЕС 90 для
лабораторной диагностики *in vitro* в вариантах исполнения**

Производитель: «Эрба Лахема с.р.о.», 62100, Чешская Республика, Брно, Карасек,
2219/1д / Erba Lachema s.r.o. Karásek 2219/1d, 62100 Brno, Czech Republic

Общий вид медицинского изделия

Картридж ЕС S



Картридж ЕС М



Картридж ЕС L



Картридж ЕС плюс iCa S



Картридж ЕС плюс iCa M



Картридж ЕС плюс iCa L



Материалы расходные к анализатору электролитов ЕС 90 для лабораторной диагностики *in vitro* в индивидуальной упаковке
Картридж ЕС S в индивидуальной упаковке



Реагенты в картридже для анализатора
электролитов ЕС 90 для лабораторной диагностики
in vitro в вариантах исполнения

Картридж ЕС S

REF REG00058

LOT 2211214

Σ 500

03/2024



2°C 30°C



СОСТАВ: Калибровочный раствор 1: Na⁺ 150 ммоль/л, K⁺ 5 ммоль/л, Cl⁻ 103 ммоль/л, буфер, консервант, смачивающий агент; калибровочный раствор 2: Na⁺ 105 ммоль/л, K⁺ 2 ммоль/л, Cl⁻ 71,1 ммоль/л, буфер, консервант, смачивающий агент; стандартный раствор: K⁺ 1,2 ммоль/л, буфер, консервант, смачивающий агент; ISE сенсор. EUN 208
Содержит реакционную массу: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергическую реакцию.

Для профессионального применения



Эрба Лагема с.р.о.
Адрес: Чешская Республика,
62100 Брно, ул. Карасек 2219/1d

Уполномоченный представитель
производителя в России:
АО «ЗРБА РУС»
Адрес: Россия, 109020, г. Москва,
ул. Нижегородская, дом 32,
строение 15, 4-й этаж (ком. 15А, 17,
38, 39)

РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

Картридж ЕС М в индивидуальной упаковке




Картридж ЕС L в индивидуальной упаковке





Картридж ЕС плюс iCa S в индивидуальной упаковке



Реагенты в картридже для анализатора
 электролитов ЕС 90 для лабораторной диагностики
 in vitro в вариантах исполнения
Картридж ЕС плюс iCa S

REF REG00061

LOT XXXXXXXX

CE IVD



500



XX/XXXX



СОСТАВ: Калибровочный раствор 1: Na+ 150 ммоль/л, K+ 5 ммоль/л, Cl- 103 ммоль/л, гуфеп, консервант, смазывающий агент; калибровочный раствор 2: Na+ 105 ммоль/л, K+ 2 ммоль/л, Cl- 71,1 ммоль/л, гуфеп, консервант, смазывающий агент; стандартный раствор: K+ 1,2 ммоль/л, гуфеп, консервант, смазывающий агент; ISE сенсор, ЕУН 208
 3-метил-2Н-критианол-3-он. Может вызывать аллергическую реакцию.
 Для профессионального применения

Уполномоченный
 производитель в России:
 АО «ЭРБА РУС»
 Адрес: Россия, 109029, г. Москва,
 ул. Нижегородская, дом 32,
 строение 15, эт. 5 пом. 1 ком. 35А, 37,
 38, 39
 63 100 Брнз, ул. Караск 22/19/1d
 Здра Ламма с.р.о.
 Адрес: Чешская Республика,
 2219/1d

РЭН XXXXX/XXXXX от XX.XX.XXX г.

Картридж ЕС плюс iCa M в индивидуальной упаковке



Картридж ЕС плюс iCa L в индивидуальной упаковке





Реагенты в картридже для анализатора
электролитов EC 90 для лабораторной диагностики
In vitro в вариантах исполнения
Картридж ЕС плюс iCa L

REF REG00063
LOT XXXXXXX

3000

XX/XXXX



СОСТАВ: Калибровочный раствор 1: Na+ 150 ммоль/л, K+ 5 ммоль/л, Cl- 103 ммоль/л, буфер, консервант, смазывающий агент; калибровочный раствор 2: Na+ 103 ммоль/л, K+ 2 ммоль/л, Cl- 71,1 ммоль/л, буфер, консервант, смазывающий агент; стандартный раствор: K+ 1,2 ммоль/л, буфер, консервант, смазывающий агент; ISE сенсор. EUN 208
Сенсор имеет рабочую массу: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергическую реакцию.

Для профессионального применения

АО 'ЭРБА РУС'
Адрес: Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Кавказская 20/2а/1б

Уполномоченный представитель
АО 'ЭРБА РУС' в России:
Адрес: Россия, 109020, г. Москва,
ул. Новинковский дом 32,
этаж 115, кв. 5 этаж 1 этаж 35А, 37,
36, 38

РФН XXXX/XXXX от XXXX/XXXX г.

реагенты в картридже для анализатора электролитов ЕС 90 для лабораторной диагностики
in vitro в вариантах исполнения в транспортной упаковке

Картридж ЕС S в транспортной упаковке



Картридж ЕС М в транспортной упаковке




Картридж ЕС L в транспортной упаковке



Картридж ЕС плюс iCa S в транспортной упаковке



Картридж ЕС плюс iCa Мв транспортной упаковке



Реагенты в картридже для анализатора
электролитов ЕС 90 для лабораторной диагностики
in vitro в вариантах исполнения

Картридж ЕС плюс iCa М

REF REG00062	XX/XXXX
LOT XXXXXXX	XX/XXXX

CE IVD

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

Масса брутто: XXX кг

Масса нетто: XXX кг

Количество: XXX шт

Масса нетто потребительской упаковки: XXX кг

Уполномоченный представитель
приглашения в Россию
АО «ЦИРМИ»
Адрес: Россия, 109020, г. Москва,
ул. Понизоводская, дом 32,
страницы 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

РЭН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

Картридж ЕС плюс iCa L в транспортной упаковке



Реагенты в картридже для анализатора
электролитов ЕС 90 для лабораторной диагностики
In vitro в вариантах исполнения

Картридж ЕС плюс iCa L

REF REG00063

XX/XXXX

LOT XXXXXXXX

XX/XXXX



Масса брутто: XXX кг

Количество: XXX шт

Масса нетто: XXX кг

Масса нетто
потребительской
упаковки: XXX кг



Зуба Лавина с.р.о.
Адрес: Чувская Республика,
62100 Брск, ул. Карасев 2218/1д

Уполномоченный представитель
производителя в России:
АО «ЗРБА РУС»
Адрес: Россия, 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, дом 32,
строение 15, эт. 5 пом. 1 ком. 35А, 37,
38, 39

РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью сорок два (двадцать пять) листов

Генеральный директор АО "Эрба Рус"

Иконников М.В.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор АО «ЭРБАРУС»»

М. В. Иконников



04 2023 г.

МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Реагенты в картридже для анализатора электролитов ЕС 90
для лабораторной диагностики *in vitro* в вариантах исполнения**

Производитель: Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, 62100 Brno, Czech Republic (Эрба Лахема с.р.о., 62100, Чешская Республика, Брно, ул. Карасек, 2219/1д)

EC cartridge S

REF REG00058

LOT 9999999

Σ 500

00/0000



2 °C 30 °C



Erba Lachema s.r.o.
Karasek 2219/1d, 621 00 Brno, CZ
Phone: +420 517 077 111



EUN208 Contains 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one. May produce allergic reaction.

Реагенты в картридже для анализатора
электролитов EC 90 для лабораторной диагностики
in vitro в вариантах исполнения

Картридж EC S

REF REG00058

LOT XXXXXXXX

Σ 500

XX/XXXX



СОСТАВ: Калибровочный раствор 1: Na+ 150 ммоль/л, K+ 5 ммоль/л, Cl- 103 ммоль/л, буфер, консервант, смачивающий агент; калибровочный раствор 2: Na+ 105 ммоль/л, K+ 2 ммоль/л, Cl- 71,1 ммоль/л, буфер, консервант, смачивающий агент; стандартный раствор: K+ 1,2 моль/л, буфер, консервант, смачивающий агент; ISE сенсор. EUN 208
Содержит реакционную массу: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-оне и 2-метил-2Н-изотиазол-3-оне. Может вызывать аллергическую реакцию.

Для профессионального применения



Эрба Лахема с.р.о.
Адрес: Чешская Республика,
62100 Брно, ул. Карасек 2219/1д

Уполномоченный представитель
производителя в России:
АО «ЭРБА РУС»
Адрес: Россия, 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, дом 32,
строение 15, эт. 5 пом. I ком. 35А, 37,
38, 39

РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXX г.

EC cartridge M

REF REG00056

LOT 9999999

1000

00/0000

2 °C 30 °C



Erba Lachema s.r.o.
Karasek 2219/1d, 621 00 Brno, CZ
Phone: +420 517 077 111



EUN208 Contains 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one. May produce allergic reaction.



IVD



Реагенты в картридже для анализатора
электролитов EC 90 для лабораторной диагностики
in vitro в вариантах исполнения

Картридж ЕС М

REF REG00056

LOT XXXXXXXX

1000

XX/XXXX



IVD



2 °C 30 °C



СОСТАВ: Калибровочный раствор 1: Na⁺ 150 ммоль/л, K⁺ 5 ммоль/л, Cl⁻ 103 ммоль/л, буфер, консервант, смачивающий агент; калибровочный раствор 2: Na⁺ 105 ммоль/л, K⁺ 2 ммоль/л, Cl⁻ 71,1 ммоль/л, буфер, консервант, смачивающий агент; стандартный раствор: K⁺ 1,2 ммоль/л, буфер, консервант, смачивающий агент; ISE сенсор. EUN 208
Содержит реакционную массу: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергическую реакцию.

Для профессионального применения



Эрба Лахема с.р.о.
Адрес: Чешская Республика,
62100 Брно, ул. Карасек 2219/1d

Уполномоченный представитель
производителя в России:

АО «ЭРБА РУС»
Адрес: Россия, 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, дом 32,
строение 15, эт. 5 пом. I ком. 35А, 37,
38, 39

РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXX г.

EC cartridge L

REF REG00057

LOT 9999999

3000

00/0000



2 °C 30 °C



Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, CZ
Phone: +420 517 077 111



EUH208 Contains 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one. May produce allergic reaction.

Реагенты в картридже для анализатора
электролитов EC 90 для лабораторной диагностики
in vitro в вариантах исполнения

Картридж EC L

REF REG00057

LOT XXXXXXXX

3000

XX/XXXX



2 °C 30 °C



4 607099 091375

СОСТАВ: Калибровочный раствор 1: Na+ 150 ммоль/л, K+ 5 ммоль/л, Cl- 103 ммоль/л, буфер, консервант, смачивающий агент; калибровочный раствор 2: Na+ 105 ммоль/л, K+ 2 ммоль/л, Cl- 71,1 ммоль/л, буфер, консервант, смачивающий агент; стандартный раствор: K+ 1,2 моль/л, буфер, консервант, смачивающий агент; ISE сенсор. EUH 208
Содержит реакционную массу: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергическую реакцию.

Для профессионального применения



Эрба Лахема с.р.о.
Адрес: Чешская Республика,
62100 Брно, ул. Карасек 2219/1d

Уполномоченный представитель
производителя в России:

АО «ЭРБА РУС»
Адрес: Россия, 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, дом 32,
строение 15, эт. 5 пом. I ком. 35А, 37,
38, 39

РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXX г.

EC cartridge S plus iCa

REF REG00061

Σ 500



IVD



LOT 9999999

12/2022



2 °C 30 °C



Erba Lachema s.r.o.
Karasek 2219/1d, 621 00 Brno, CZ

Phone: +420 517 077 111

EUN208 Contains reaction mass of:
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one.
May produce an allergic reaction.



Реагенты в картридже для анализатора
электролитов EC 90 для лабораторной диагностики
in vitro в вариантах исполнения

Картридж ЕС плюс iCa S

REF REG00061

Σ 500

LOT XXXXXXXX

XX/XXXX



IVD



2 °C 30 °C



СОСТАВ: Калибровочный раствор 1: Na+ 150 ммоль/л, K+ 5 ммоль/л, Cl- 103 ммоль/л, буфер, консервант, смачивающий агент; калибровочный раствор 2: Na+ 105 ммоль/л, K+ 2 ммоль/л, Cl- 71,1 ммоль/л, буфер, консервант, смачивающий агент; стандартный раствор: K+ 1,2 ммоль/л, буфер, консервант, смачивающий агент; ISE сенсор. EUN 208
Содержит реакционную массу: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергическую реакцию.

Для профессионального применения



Эрба Лахема с.р.о.
Адрес: Чешская Республика,
62100 Брно, ул. Карасек 2219/1d

Уполномоченный представитель
производителя в России:
АО «ЭРБА РУС»
Адрес: Россия, 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, дом 32,
строение 15, эт. 5 пом. I ком. 35А, 37,
38, 39

РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXX г.

EC cartridge M plus iCa

REF REG00062

LOT 9999999

Σ 1000

12/2022

2 °C 30 °C



Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, CZ

Phone: +420 517 077 111

EUH208 Contains reaction mass of:
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one.
May produce an allergic reaction.



Реагенты в картридже для анализатора
электролитов EC 90 для лабораторной диагностики
in vitro в вариантах исполнения

Картридж ЕС плюс iCa M

REF REG00063

LOT XXXXXXXX



1000



XX/XXXX



2 °C 30 °C



СОСТАВ: Калибровочный раствор 1: Na⁺ 150 ммоль/л, K⁺ 5 ммоль/л, Cl⁻ 103 ммоль/л, буфер, консервант, смачивающий агент; калибровочный раствор 2: Na⁺ 105 ммоль/л, K⁺ 2 ммоль/л, Cl⁻ 71,1 ммоль/л, буфер, консервант, смачивающий агент; стандартный раствор: K⁺ 1,2 ммоль/л, буфер, консервант, смачивающий агент; ISE сенсор. EUH 208
Содержит реакционную массу: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергическую реакцию.

Для профессионального применения



Эрба Лахема с.р.о.
Адрес: Чешская Республика,
62100 Брно, ул. Карасек 2219/1d

Уполномоченный представитель
производителя в России:
АО «ЭРБА РУС»
Адрес: Россия, 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, дом 32,
строение 15, эт. 5 пом. I ком. 35А, 37,
38, 39

РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXX г.

EC cartridge L plus iCa

REF REG00063

Σ 3000



IVD



LOT 9999999

12/2022



2 °C 30 °C



Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, CZ

Phone: +420 517 077 111

EUH208 Contains reaction mass of:
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one.
May produce an allergic reaction.



Реагенты в картридже для анализатора
электролитов ЕС 90 для лабораторной диагностики
in vitro в вариантах исполнения

Картридж ЕС плюс iCa L

REF REG00063



3000

LOT XXXXXXXX



XX/XXXX



2 °C 30 °C



СОСТАВ: Калибровочный раствор 1: Na+ 150 ммоль/л, K+ 5 ммоль/л, Cl- 103 ммоль/л, буфер, консервант, смачивающий агент; калибровочный раствор 2: Na+ 105 ммоль/л, K+ 2 ммоль/л, Cl- 71,1 ммоль/л, буфер, консервант, смачивающий агент; стандартный раствор: K+ 1,2 ммоль/л, буфер, консервант, смачивающий агент; ISE сенсор. EUH 208
Содержит реакционную массу: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергическую реакцию.

Для профессионального применения



Эрба Лахема с.р.о.
Адрес: Чешская Республика,
62100 Брно, ул. Карасек 2219/1d

Уполномоченный представитель
производителя в России:
АО «ЭРБА РУС»
Адрес: Россия, 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, дом 32,
строение 15, эт. 5 пом. I ком. 35А, 37,
38, 39

РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXX г.


Маркировка транспортная на русском языке

Реагенты в картридже для анализатора
электролитов ЕС 90 для лабораторной диагностики
in vitro в вариантах исполнения

Картридж ЕС S

REF REG00058  XX/XXXX

LOT XXXXXXXX  XX/XXXX



Масса брутто: XXX кг

Количество: XXX шт

Масса нетто: XXX кг

Масса нетто
потребительской
упаковки: XXX кг



Эрба Лахема с.р.о.
Адрес: Чешская Республика,
62100 Брно, ул. Карасек 2219/1d

Уполномоченный представитель
производителя в России:
АО «ЭРБА РУС»
Адрес: Россия, 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, дом 32,
строение 15, эт. 5 пом. I ком. 35А, 37,
38, 39

РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

Реагенты в картридже для анализатора
электролитов ЕС 90 для лабораторной диагностики
in vitro в вариантах исполнения

Картридж ЕС М

REF REG00056  XX/XXXX

LOT XXXXXXXX  XX/XXXX



Масса брутто: XXX кг

Количество: XXX шт

Масса нетто: XXX кг

Масса нетто
потребительской
упаковки: XXX кг



Эрба Лахема с.р.о.
Адрес: Чешская Республика,
62100 Брно, ул. Карасек 2219/1d

Уполномоченный представитель
производителя в России:
АО «ЭРБА РУС»
Адрес: Россия, 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, дом 32,
строение 15, эт. 5 пом. I ком. 35А, 37,
38, 39

РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Реагенты в картридже для анализатора
электролитов ЕС 90 для лабораторной диагностики
in vitro в вариантах исполнения

Картридж ЕС L

REF REG00057

 XX/XXXX

LOT XXXXXXXX

 XX/XXXX



IVD



2°C 30°C



Масса брутто: XXX кг

Количество: XXX шт

Масса нетто: XXX кг

Масса нетто
потребительской
упаковки: XXX кг



Эрба Лахема с.р.о.
Адрес: Чешская Республика,
62100 Брно, ул. Карасек 2219/1d

Уполномоченный представитель
производителя в России:
АО «ЭРБА РУС»
Адрес: Россия, 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, дом 32,
строение 15, эт. 5 пом. I ком. 35А, 37,
38, 39

РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

Реагенты в картридже для анализатора
электролитов ЕС 90 для лабораторной диагностики
in vitro в вариантах исполнения

Картридж ЕС плюс iCa S

REF REG00061

 XX/XXXX

LOT XXXXXXXX

 XX/XXXX



IVD



2°C 30°C



Масса брутто: XXX кг

Количество: XXX шт

Масса нетто: XXX кг

Масса нетто
потребительской
упаковки: XXX кг



Эрба Лахема с.р.о.
Адрес: Чешская Республика,
62100 Брно, ул. Карасек 2219/1d

Уполномоченный представитель
производителя в России:
АО «ЭРБА РУС»
Адрес: Россия, 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, дом 32,
строение 15, эт. 5 пом. I ком. 35А, 37,
38, 39

РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Реагенты в картридже для анализатора
электролитов ЕС 90 для лабораторной диагностики
in vitro в вариантах исполнения

Картридж ЕС плюс iCa М

REF REG00062

 XX/XXXX

LOT XXXXXXXX

 XX/XXXX



IVD



2°C 30°C



Масса брутто: XXX кг

Количество: XXX шт

Масса нетто: XXX кг

Масса нетто
потребительской
упаковки: XXX кг



Эрба Лахема с.р.о.
Адрес: Чешская Республика,
62100 Брно, ул. Карасек 2219/1d

Уполномоченный представитель
производителя в России:
АО «ЭРБА РУС»
Адрес: Россия, 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, дом 32,
строение 15, эт. 5 пом. I ком. 35А, 37,
38, 39

РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

Реагенты в картридже для анализатора
электролитов ЕС 90 для лабораторной диагностики
in vitro в вариантах исполнения

Картридж ЕС плюс iCa L

REF REG00063

 XX/XXXX

LOT XXXXXXXX

 XX/XXXX



IVD



2°C 30°C



Масса брутто: XXX кг

Количество: XXX шт

Масса нетто: XXX кг

Масса нетто
потребительской
упаковки: XXX кг




Эрба Лахема с.р.о.
Адрес: Чешская Республика,
62100 Брно, ул. Карасек 2219/1d

Уполномоченный представитель
производителя в России:
АО «ЭРБА РУС»
Адрес: Россия, 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, дом 32,
строение 15, эт. 5 пом. I ком. 35А, 37,
38, 39

РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Описание символов, нанесенных на маркировку медицинского изделия

Символ	Описание
	Дата изготовления
	Использовать до
	Номер по каталогу
	Код партии
	Содержимого достаточно для проведения n тестов
	Данное изделие соответствует основным требованиям соответствующей директивы ЕС
	Обратитесь к инструкции по применению
	Изготовитель
	Температурный диапазон
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Беречь от влаги
	Верх
	Биологический риск
	По окончании срока службы продукт запрещено утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Утилизация и переработка отходов должны соответствовать местным и национальным нормам.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
18 (затягивать) листов

Генеральный директор АО "Эрба Рус"

Иконников М.В.

