

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор

ООО «ЭргоПродакшн»

Чеколтан И.Г.



5 сентября 2024 г.

**НАБОР КРАСИТЕЛЕЙ HISTOSAFE® ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО
ТУ 21.20.23-103-89079081-2022
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ**

**Сборник фотографических изображений, данных о
маркировке и упаковке медицинского изделия
для диагностики *in vitro***

Содержание

1. Данные о маркировке и упаковке	4
1.1 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 1. Набор для импрегнации серебром, 100 тестов	5
1.2 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 2. Набор ШИК-реакция (PAS), 100 тестов	7
1.3 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 3. Набор ШИК-реакция (PAS), 5x250 мл	10
1.4 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 4. Набор ШИК-реакция (PAS), 5x500 мл	13
1.5 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 5. Набор ШИК-реакция (PAS), 5x1 л	17
1.6 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 6. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 100 тестов	21
1.7 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 7. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4x250 мл	23
1.8 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 8. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4x500 мл	25
1.9 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 9. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4x1 л	29
1.10 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 10. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК плюс, 100 тестов	33
1.11 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 11. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК плюс, 6x250 мл	36
1.12 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 12. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК плюс, 6x500 мл	39
1.13 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 13. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК плюс, 6x1 л	44
2. Фотографические изображения	49
2.1 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 1. Набор для импрегнации серебром, 100 тестов	50
2.2 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 2. Набор ШИК-реакция (PAS), 100 тестов	52
2.3 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 3. Набор ШИК-реакция (PAS), 5x250 мл	54
2.4 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 4. Набор ШИК-реакция (PAS), 5x500 мл	57
2.5 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 5. Набор ШИК-реакция (PAS), 5x1 л	59
2.6 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 6. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 100 тестов	61
2.7 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 7. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4x250 мл	63
2.8 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 8. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4x500 мл	66

2.9 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 9. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4х1 л	68
2.10 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 10. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК плюс, 100 тестов	70
2.11 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 11. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК плюс, 6х250 мл	72
2.12 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 12. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК плюс, 6х500 мл	75
2.13 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 13. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК плюс, 6х1 л	77

1. Данные о маркировке и упаковке

При производстве изделия используются различные типы этикеток, в зависимости от типа упаковки. Маркировка выполнена согласно ТУ 21.20.23-103-89079081-2022, технической документации, ГОСТ Р 51088, ГОСТ Р ИСО 18113-1, ГОСТ Р ИСО 18113-2, ГОСТ Р ИСО 15223-1, ГОСТ 14192, ГОСТ 31340 п. 4.3.

Содержание маркировки упаковки соответствует ТУ 21.20.23-103-89079081-2022, п. 5.4 Маркировка внутренней (первичной) упаковки, п. 5.5 Маркировка внешней (вторичной) упаковки, п. 5.6 Маркировка транспортной упаковки.

1.1 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 1. Набор для импрегнации серебром, 100 тестов

Первичная упаковка


А. Раствор перманганата калия, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




В. Раствор кислоты серной, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




С. Раствор кислоты щавелевой, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




Д. Раствор сульфата железа аммония, 30 мл


Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




Е. Раствор аммиачного серебра, 30 мл
Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




Ф. Раствор формалина, 30 мл
Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Г. Раствор тиосульфата натрия, 30 мл
Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Набор для импрегнации серебром, 100 тестов
Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов



Набор для импрегнации серебром, 100 тестов
Этикетка на транспортную упаковку


MD REF HK-18-1Q00		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 1.						
Набор для импрегнации серебром, 100 тестов						
LOT XXXXXX	+25°C 	Кол-во штук: _____				
MM.ГГГГ	При температуре выше +5°C – транспортировать до трех суток	Масса нетто: _____				
MM.ГГГГ		Масса брутто: _____				
РУ № XXXXXX		Масса нетто потребительской упаковки: _____				
По вопросам претензий обращаться: ООО «БюоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО «ЭргоПродажи», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru						

1.2 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 2. Набор ШИК-реакция (PAS), 100 тестов

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты йодной, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




В. Реактив Шиффа, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



С. Вода сернистая, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Д. Гематоксилин Джилла, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Набор ШИК-реакция (PAS), 100 тестов
Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов

Готов к использованию. Для профессионального применения.



IVD REF HK-PS-AQ00

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+2°C

+8°C

www.biovitrum.ru

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 2.

Набор ШИК-реакция (PAS), 100 тестов

Состав: Краткая инструкция по применению.

А. Раствор кислоты йодной, 30 мл;
 В. Реактив Шиффа, 30 мл;
 С. Вода сернистая, 2х30 мл;
 D. Гематоксилин Джилла, 30 мл.

Краткая характеристика опасности: H302: Вредно при проглатывании; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H350: Может вызывать репродуктивные заболевания; H373: Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия (Перорально).

Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и пройти инструктаж по работе с данной продукцией; P260: Не вдыхать пары; P270: При использовании продукции не курить; P264+P280: Использовать СИЗ, после работы тщательно вымыть руки; P305+P351+P338+P330+P301+P312+P314: При проглатывании, в случае плохого самочувствия обратиться к врачу; P337+P313: При раздражении глаз: обратиться к врачу; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.








ПУ № XXXXXX

Набор ШИК-реакция (PAS), 100 тестов
Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

IVD REF HK-PS-AQ00

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

ПУ № XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 2.

Набор ШИК-реакция (PAS), 100 тестов

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____














По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
 ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

1.3 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 3. Набор ШИК-реакция (PAS), 5x250 мл

Первичная упаковка


А. Раствор кислоты йодной, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл




В. Реактив Шиффа, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл



С. Вода сернистая, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл



Д. Гематоксилин Джилла, 250 мл
Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл

BioVitrum
IVD REF HK-PS-AQC5
Набор ШИК-реакция (PAS), 5x250 мл
Д. Гематоксилин Джилла, 250 мл
Состав: кислота, эритрин, зеленый, алюмокалиевые квасцы, кислота уксусная, гематоксилин, йодат калия.
Краткая характеристика опасности: H302: Вредно при глотании; H373: Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия (Перорально).
Меры по предупреждению опасности: P260: Не вдыхать пары; P264: После работы тщательно вымыть руки; P270: При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу; P301+P312+P314: При проглатывании, в случае плохого самочувствия обратиться к врачу; P330: Прополоскать рот; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.
Хранить в плотно закрытой упаковке.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

Набор ШИК-реакция (PAS), 5x250 мл
Вторичная упаковка: коробка, 5x250 мл

BioVitrum
IVD REF HK-PS-AQC5
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 3.
Набор ШИК-реакция (PAS), 5x250 мл
Состав: Краткая инструкция по применению.
А. Раствор кислоты йодной, 250 мл;
В. Реактив Шиффа, 250 мл;
С. Вода сернистая, 2x250 мл;
Д. Гематоксилин Джилла, 250 мл.
Краткая характеристика опасности: H302: Вредно при проглатывании; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H350: Может вызывать раковые заболевания; H373: Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия (Перорально).
Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и пройти инструктаж по работе с данной продукцией; P260: Не вдыхать пары; P270: При использовании продукции не курить; P264+P280: Использовать СИЗ, после работы тщательно вымыть руки; P305+P351+P338+P330+P301+P312+P314: При проглатывании, в случае плохого самочувствия обратиться к врачу; P337+P313: При раздражении глаз: обратиться к врачу; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.
Хранить в плотно закрытой упаковке.
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. Б.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Набор ШИК-реакция (PAS), 5x250 мл
Этикетка на транспортную упаковку


NO REF HK-P8-AQC5		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 3.						
Набор ШИК-реакция (PAS), 5x250 мл						
LOT XXXXXX	XX000X		Кол-во штук: _____			
	ММ.ГГГГ	При температурах выше +5°C – транспортировать до трех суток	Масса нетто: _____			
	ММ.ГГГГ		Масса брутто: _____			
РУ № XXXXXX			Масса нетто потребительской упаковки: _____			
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 385-06-06 ООО «ЭргоПродажи». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Школярский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 385-06-06. www.biovitrum.ru						

**1.4 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 4.
Набор ШИК-реакция (PAS), 5x500 мл**

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты йодной, 500 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 500 мл



В. Реактив Шиффа, 500 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 500 мл

BiVitrum 
IVD REF HK-PS-AQP5

Набор ШИК-реакция (PAS), 5x500 мл

**В. Реактив Шиффа,
500 мл**

Состав: вода, метабисульфит натрия, фуксин основной, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности:
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H350: Может вызвать раковые заболевания.
Меры по предупреждению опасности:
P201+P202: Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и пройти инструктаж по работе с данной продукцией; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ;
P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337+P313: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+2°C  +8°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Вода сернистая, 500 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 500 мл

BiVitrum 
IVD REF HK-PS-AQP5

Набор ШИК-реакция (PAS), 5x500 мл

**С. Вода сернистая,
500 мл**

Состав: вода, метабисульфит натрия, кислота соляная.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+2°C  +8°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Д. Гематоксилин Джилла, 500 мл
Первичная упаковка: Бутылка, 500 мл

BiVitrum 
IVD REF HK-PS-AQP5

Набор ШИК-реакция (PAS), 5x500 мл

Д. Гематоксилин Джилла, 500 мл

Состав: вода, этиленгликоль, алюмокалиевые квасцы, кислота уксусная, гематоксилин, йодат калия.

Краткая характеристика опасности:
H302: Вредно при глотании; H373: Может нанести вред органам в результате длительного или многократного воздействия (Перорально).
Меры по предупреждению опасности:
P260: Не вдыхать пары; P264: После работы тщательно вымыть руки; P270: При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу; P301+P312+P314: При проглатывании, в случае плохого самочувствия обратиться к врачу; P330: Прополоскать рот; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+2°C  +8°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Набор ШИК-реакция (PAS), 5x500 мл
Вторичная упаковка: коробка, 5x500 мл

BiVitrum 
IVD REF HK-PS-AQP5

Готов к использованию. Для профессионального применения.

PU № XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 4.

Набор ШИК-реакция (PAS), 5x500 мл

Состав: Краткая инструкция по применению.
А. Раствор кислоты йодной, 500 мл;
В. Реактив Шиффа, 500 мл;
С. Вода сернистая, 2x500 мл;
Д. Гематоксилин Джилла, 500 мл.

Краткая характеристика опасности: H302: Вредно при проглатывании; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H360: Может вызывать репродуктивные заболевания; H373: Может нанести вред органам в результате длительного или многократного воздействия (Перорально).
Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и пройти инструктаж по работе с данной продукцией; P260: Не вдыхать пары; P270: При использовании продукции не курить; P264+P280: Использовать СИЗ, после работы тщательно вымыть руки; P305+P351+P338+P330+P301+P312+P314: При проглатывании, в случае плохого самочувствия обратиться к врачу; P337+P313: При раздражении глаз: обратиться к врачу; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс: +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Набор ШИК-реакция (PAS), 5x500 мл **Этикетка на транспортную упаковку**


NO REF HK-P3-AQPS		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 4.						
Набор ШИК-реакция (PAS), 5x500 мл						
LOT XXXXXX	+25°C 	Кол-во штук: _____				
MM.GTTT	При температуре выше +5°C – транспортировать до трех суток	Масса нетто: _____				
MM.GTTT		Масса брутто: _____				
РУ № XXXXXX		Масса нетто потребительской упаковки: _____				
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО «ЭргоПродажи». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

**1.5 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 5.
Набор ШИК-реакция (PAS), 5x1 л**

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты йодной, 1 л

Первичная упаковка: Бутылка, 1 л



В. Реактив Шиффа, 1 л

Первичная упаковка: Бутылка, 1 л

BiVitrum 
IVD REF HK-PS-AQL5

Набор ШИК-реакция (PAS), 5x1 л

**В. Реактив Шиффа,
1 л**

Состав: вода, метабисульфит натрия, фуксин основной, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности:
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H350: Может вызвать раковые заболевания.
Меры по предупреждению опасности:
P201+P202: Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и пройти инструктаж по работе с данной продукцией; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ;
P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337+P313: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
 XX.XXXX
 YY.YYYY

$+2^{\circ}\text{C}$  $+8^{\circ}\text{C}$

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шиперской проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Вода сернистая, 1 л

Первичная упаковка: Бутылка, 1 л

BiVitrum 
IVD REF HK-PS-AQL5

Набор ШИК-реакция (PAS), 5x1 л

**С. Вода сернистая,
1 л**

Состав: вода, метабисульфит натрия, кислота соляная.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
 XX.XXXX
 YY.YYYY

$+2^{\circ}\text{C}$  $+8^{\circ}\text{C}$

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шиперской проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Д. Гематоксилин Джилла, 1 л
Первичная упаковка: Бутылка, 1 л

IVD REF HK-PS-AQL5

Набор ШИК-реакция (PAS), 5x1 л

Д. Гематоксилин Джилла, 1 л

Состав: вода, этиленгликоль, алюмокалиевые квасцы, кислота уксусная, гематоксилин, йодат калия.

Краткая характеристика опасности:
H302: Вредно при глотании; H373: Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия (Перорально).

Меры по предупреждению опасности:
P260: Не вдыхать пары; P264: После работы тщательно вымыть руки; P270: При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу; P301+P312+P314: При проглатывании, в случае плохого самочувствия обратиться к врачу; P330: Прополоскать рот; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
 XX.XXXX
 YY.YYYY

+2°C / +8°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Набор ШИК-реакция (PAS), 5x1 л
Вторичная упаковка: коробка, 5x1 л

Готов к использованию. Для профессионального применения.

IVD REF HK-PS-AQL5

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 5.

Набор ШИК-реакция (PAS), 5x1 л

Состав: Краткая инструкция по применению.
А. Раствор кислоты йодной, 1 л;
В. Реактив Шиффа, 1 л;
С. Вода сернистая, 2x1 л;
Д. Гематоксилин Джилла, 1 л.

Краткая характеристика опасности: H302: Вредно при глотании; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H350: Может вызывать рак; H373: Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия (Перорально).

Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и пройти инструктаж по работе с данной продукцией; P260: Не вдыхать пары; P270: При использовании продукции не курить; P264+P280: Использовать СИЗ, после работы тщательно вымыть руки; P305+P351+P338+P330+P301+P312+P314: При проглатывании, в случае плохого самочувствия обратиться к врачу; P337+P313: При раздражении глаз: обратиться к врачу; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Набор ШИК-реакция (PAS), 5x1 л
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-P8-AQL5		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 5.						
Набор ШИК-реакция (PAS), 5x1 л						
LOT XXXXXX	XX000X		Кол-во штук: _____			
	MM.GTTT	При температуре выше +8°C – транспортировать до трех суток	Масса нетто: _____			
	MM.GTTT	Масса брутто: _____				
РУ № XXXXXX	Масса нетто потребительской упаковки: _____					
По вопросам претензий обращаться: ООО «БлюВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО «ЭргоПродажи». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

1.6 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 6. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК 100 тестов

Первичная упаковка


А. Альциановый синий pH 2,5, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



В. Раствор кислоты йодной, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



С. Реактив Шиффа, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Д. Гематоксилин Джилла, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 100 тестов
Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов

BiVitrum
IVD REF HK-AS-AQ00

Готов к использованию. Для профессионального применения.

QR-код: 

PU № XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 6.

Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 100 тестов

Состав: Краткая инструкция по применению.
 А. Альциановый синий pH 2,5, 30 мл;
 В. Раствор кислоты йодной, 30 мл;
 С. Реактив Шиффа, 30 мл;
 D. Гематоксилин Джилла, 30 мл.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H302: Вредно при проглатывании; H373: Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия (Перорально); H350: может вызвать раковые заболевания.

Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности и прочтите инструкцию по работе с данной продукцией; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промойте большим количеством воды; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промойте глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P332+P313+P337: При раздражении кожи или глаз: обратиться к врачу; P260: Не вдыхать пары; P270: При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу; P301+P312+P314: При проглатывании, в случае плохого самочувствия обратиться к врачу; P330: Прополоскать рот; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 100 тестов
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-AS-AQ00

Для профессионального применения.
 Готов к использованию.

QR-код: 

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 6.

Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 100 тестов

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

PU № XXXXXX

При температурах выше +8°C транспортировать до трех суток

↑↑

☂

☀


По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
 ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

1.7 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 7. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4x250 мл

Первичная упаковка


А. Альциановый синий pH 2,5, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл




В. Раствор кислоты йодной, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл



С. Реактив Шиффа, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл



Д. Гематоксилин Джилла, 250 мл
Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл

BioVitrum
IVD REF HK-AS-AQC4

Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4x250 мл
Д. Гематоксилин Джилла, 250 мл

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

Состав: вода, этиленгликоль, алюмокалиевые квасцы, кислота уксусная, гематоксилин, йодат калия.

Краткая характеристика опасности: H302: Вредно при глотании; H373: Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия (Перорально).
Меры по предупреждению опасности: P280: Не вдыхать пары; P264: После работы тщательно вымыть руки; P270: При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу; P301+P312+P314: При проглатывании, в случае плохого самочувствия обратиться к врачу; P330: Прополоскать рот; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Lita N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4x250 мл
Вторичная упаковка: коробка, 4x250 мл

Готов к использованию.
Для профессионального применения.

BioVitrum
IVD REF HK-AS-AQC4

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 7.
Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4x250 мл

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

Состав: Краткая инструкция по применению.
А. Альциановый синий pH 2,5, 250 мл;
Б. Раствор кислоты йодной, 250 мл;
В. Реактив Шиффа, 250 мл;
Г. Гематоксилин Джилла, 250 мл.

Краткая характеристика опасности: H319; H315; H302; H373; H350.
Меры по предупреждению опасности: P201+P202; P264; P280; P302+P352; P305+P351+P338; P332+P313+P337; P330; P301+P312+P314; P330; P501.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Lita N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4x250 мл
Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

BioVitrum
IVD REF HK-AS-AQC4

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 7.
Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4x250 мл

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

Кол-во штук: _____
Масса нетто: _____
Масса брутто: _____
Масса нетто потребительской упаковки: _____

При температурах выше +8°C – транспортировать до трех суток

↑↑
☂
✖


По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

1.8 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 8.
Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4x500 мл

Первичная упаковка

А. Альциановый синий pH 2,5, 500 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 500 мл



В. Раствор кислоты йодной, 500 мл
Первичная упаковка: Бутылка, 500 мл




IVD

REF

HK-AS-AQP4

Набор окраски альциановый синий pH
2,5 ШИК, 4x500 мл

В. Раствор кислоты йодной, 500 мл

Состав: вода, кислота йодная.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+2°C

+8°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Litter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Реактив Шиффа, 500 мл
Первичная упаковка: Бутылка, 500 мл




IVD

REF

HK-AS-AQP4

Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4x500 мл

С. Реактив Шиффа, 500 мл

Состав: вода, метабисульфит натрия, фуксин основной, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности:
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H350: Может вызвать рак.
Меры по предупреждению опасности:
P201+P202: Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и пройти инструктаж по работе с данной продукцией; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ;
P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337+P313: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+2°C

+8°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Litter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Д. Гематоксилин Джилла, 500 мл
Первичная упаковка: Бутылка, 500 мл

IVD REF HK-AS-AQP4

Набор окраски альциановый синий
pH 2,5 ШИК, 4x500 мл

Д. Гематоксилин Джилла, 500 мл

Состав: вода, этиленгликоль, алюмокалиевые квасцы, кислота уксусная, гематоксилин, йодат калия.

Краткая характеристика опасности:
H302: Вредно при глотании; H373: Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия (Перорально).
Меры по предупреждению опасности:
P280: Не вдыхать пары; P264: После работы тщательно вымыть руки; P270: При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу; P301+P312+P314: При проглатывании, в случае плохого самочувствия обратиться к врачу; P330: Прополоскать рот; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
 XX.XXXX
 YY.YYYY

+8°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4x500 мл
Вторичная упаковка: коробка, 4x500 мл

Готов к использованию. Для профессионального применения.

IVD REF HK-AS-AQP4

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 8.

Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4x500 мл

Состав: Краткая инструкция по применению.
А. Альциановый синий pH 2,5, 500 мл;
В. Раствор кислоты йодной, 500 мл;
С. Реактив Шиффа, 500 мл;
Д. Гематоксилин Джилла, 500 мл.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H302: Вредно при проглатывании; H373: Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия (Перорально); H350: может вызвать раковые заболевания.
Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и пройти инструктаж по работе с данной продукцией; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P332+P313+P337: При раздражении кожи или глаз: обратиться к врачу; P260: Не вдыхать пары; P270: При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу; P301+P312+P314: При проглатывании, в случае плохого самочувствия обратиться к врачу; P330: Прополоскать рот; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БюВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4x500 мл
Этикетка на транспортную упаковку


ND REF HK-AS-AQP4		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 8. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4x500 мл						
LOT XXXXXX	+25°C 	Кол-во штук	_____			
MM.ГГГГ	При температурах выше +5°C – транспортировать до трех суток	Масса нетто:	_____			
MM.ГГГГ		Масса брутто:	_____			
РУ № XXXXXX		Масса нетто потребительской упаковки:	_____			
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродажи". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

1.9 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 9.
Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4x1 л

Первичная упаковка

А. Альциановый синий pH 2,5, 1 л

Первичная упаковка: Бутылка, 1 л



В. Раствор кислоты йодной, 1 л
Первичная упаковка: Бутылка, 1 л




IVD

REF

HK-AS-AQL4

Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4x1 л

В. Раствор кислоты йодной, 1 л

Состав: вода, кислота йодная.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+2°C

+8°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Реактив Шиффа, 1 л
Первичная упаковка: Бутылка, 1 л




IVD

REF

HK-AS-AQL4

Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4x1 л

С. Реактив Шиффа, 1 л

Состав: вода, метабисульфит натрия, фуксин основной, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности:
 H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H350: Может вызвать рак.
 Меры по предупреждению опасности:
 P201+P202: Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и пройти инструктаж по работе с данной продукцией; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ;
 P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337+P313: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+2°C

+8°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Д. Гематоксилин Джилла, 1 л
Первичная упаковка: Бутылка, 1 л

BiVitrum 

IVD REF HK-AS-AQL4

Набор окраски альциановый синий
pH 2,5 ШИК, 4x1 л

**Д. Гематоксилин
Джилла, 1 л**

Состав: вода, этиленгликоль, алюмокалиевые квасцы,
кислота уксусная, гематоксилин, йодат калия.

Краткая характеристика опасности:
H302: Вредно при глотании; H373: Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия (Перорально).
Меры по предупреждению опасности:
P260: Не вдыхать пары; P264: После работы тщательно вымыть руки; P270: При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу;
P301+P312+P314: При проглатывании, в случае плохого самочувствия обратиться к врачу; P330: Прополоскать рот; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+2°C / +8°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4x1 л
Вторичная упаковка: коробка, 4x1 л

BiVitrum 

IVD REF HK-AS-AQL4

Готов к использованию. Для профессионального применения.

 РУ № XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований
по ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 9.

**Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК,
4x1 л**

Состав: Краткая инструкция по применению.
А. Альциановый синий pH 2,5, 1 л;
В. Раствор кислоты йодной, 1 л;
С. Реактив Шиффа, 1 л;
Д. Гематоксилин Джилла, 1 л.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение. H302: Вредно при проглатывании; H373: Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия (Перорально); H350: может вызвать раковые заболевания.
Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и пройти инструктаж по работе с данной продукцией; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P332+P313+P337: При раздражении кожи или глаз: обратиться к врачу; P260: Не вдыхать пары; P270: При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу; P301+P312+P314: При проглатывании, в случае плохого самочувствия обратиться к врачу; P330: Прополоскать рот; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4х1 л
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-AS-AQL4		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 9. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4х1 л						
LOT XXXXXX	+25°C 	Кол-во шт/уп: _____				
MM.GTTT	При температурах выше +5°C – транспортировать до трех суток	Масса нетто: _____				
MM.GTTT		Масса брутто: _____				
РУ № XXXXXX		Масса нетто потребительской упаковки: _____				
По вопросам претензий обращаться: ООО «БюоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродажи". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

1.10 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 10. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК плюс, 100 тестов

Первичная упаковка

А. Альциановый синий pH 2,5, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




В. Раствор тетрабората натрия, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



С. Раствор кислоты йодной, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




Д. Реактив Шиффа, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Е. Вода сернистая, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




Ф. Гематоксилин Джилла, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК плюс, 100 тестов

Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов



Набор окраски альциановый синий рН 2,5 ШИК плюс, 100 тестов
Этикетка на транспортную упаковку


IVD REF HK-AS-BQ00		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 10.						
Набор окраски альциановый синий рН 2,5 ШИК плюс, 100 тестов						
LOT XXXXXX	+25°C 	Кол-во штук: _____				
ММ.ГТТГ	+2°C 	Масса нетто: _____				
ММ.ГТТГ	При температурах выше +8°C – транспортировать до трех суток	Масса брутто: _____				
РУ № XXXXXX		Масса нетто потребительской упаковки: _____				
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

1.11 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 11. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК плюс, 6x250 мл

Первичная упаковка


А. Альциановый синий pH 2,5, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл




В. Раствор тетрабората натрия, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл



С. Раствор кислоты йодной, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл



D. Реактив Шиффа, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл

IVD REF HK-AS-BQC6

Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК плюс, 6х250 мл

D. Реактив Шиффа, 250 мл

Состав: вода, метабисульфит натрия, фуксин основной, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H350: Может вызвать рак. Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и пройти инструктаж по работе с данной продукцией; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337+P313: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу. Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. ErgoProduction LLC Ufer N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06. www.biovitrum.ru

Е. Раствор кислоты йодной, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл

IVD REF HK-AS-BQC6

Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК плюс, 6х250 мл

Е. Вода сернистая, 250 мл

Состав: вода, метабисульфит натрия, кислота соляная.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. ErgoProduction LLC Ufer N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06. www.biovitrum.ru

Ф. Гематоксилин Джилла, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл

IVD REF HK-AS-BQC6

Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК плюс, 6х250 мл

Ф. Гематоксилин Джилла, 250 мл

Состав: вода, этиленгликоль, алюмокалиевые квасцы, кислота уксусная, гематоксилин, йодат калия.

Краткая характеристика опасности: H302: Вредно при глотании; H373: Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия (Перорально). Меры по предупреждению опасности: P260: Не вдыхать пары; P264: После работы тщательно вымыть руки; P270: При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу; P301+P312+P314: При проглатывании, в случае плохого самочувствия обратиться к врачу; P330: Прополоскать рот; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах. Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. ErgoProduction LLC Ufer N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06. www.biovitrum.ru

Набор окраски альтиановый синий рН 2,5 ШИК плюс, 6х250 мл
Вторичная упаковка: коробка, 6х250 мл



IVD REF HK-AS-BQC6

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+2°C

+8°C

www.biovitrum.ru

Готов к использованию. Для профессионального применения.




PU № XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 11.

Набор окраски альтиановый синий рН 2,5 ШИК плюс, 6х250 мл

Состав: Краткая инструкция по применению.

A. Альтиановый синий рН 2,5, 250 мл;
 B. Раствор тетрабората натрия, 250 мл;
 C. Раствор кислоты йодной, 250 мл;
 D. Реактив Шиффа, 250 мл;
 E. Вода сернистая, 250 мл;
 F. Гематоксилин Джилла, 250 мл.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H350: может вызвать раковые заболевания; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H302: Вредно при проглатывании; H373: Может нанести вред органам в результате длительного или многократного воздействия (Параллельно). Меры по предупреждению опасности: P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы. P332+P313+P337: При раздражении кожи и/или глаз: обратиться к врачу; P201+P202: Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и пройти инструктаж по работе с данной продукцией; P210: Беречь от источников огня. Не курить; P240+P241: Заземлить металлические части электроустановок и электрооборудование, использовать взрывобезопасное оборудование и освещение; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P280: Не вдыхать пары; P270: При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу; P301+P312+P314: При проглатывании, в случае плохого самочувствия обратиться к врачу; P330: Прополоскать рот; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Набор окраски альтиановый синий рН 2,5 ШИК плюс, 6х250 мл
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-AS-BQC6

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

PU № XXXXXX

Для профессионального применения.

Готов к использованию.




Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 11.

Набор окраски альтиановый синий рН 2,5 ШИК плюс, 6х250 мл

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____







При температурах выше +8°C – транспортировать до трех суток

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06


ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

1.12 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 12. Набор окраски альциановый синий рН 2,5 ШИК плюс, 6х500 мл

Первичная упаковка

А. Альциановый синий рН 2,5, 500 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 500 мл



В. Раствор тетрабората натрия, 500 мл
Первичная упаковка: Бутылка, 500 мл




IVD

REF

HK-AS-BQP6

Набор окраски альциановый синий рН
2,5 ШИК плюс, 6х500 мл

В. Раствор тетрабората натрия, 500 мл

Состав: пропанол, вода, тетраборат натрия.

Краткая характеристика опасности:
H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
Меры по предупреждению опасности:
P210: Беречь от источников огня. Не курить. P240+P241: Запечатывать металлические части электроустановок и электрооборудование, использовать взрывобезопасное оборудование и освещение; P280: Использовать СИЗ; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+ P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+2°C

+8°C

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор кислоты йодной, 500 мл
Первичная упаковка: Бутылка, 500 мл




IVD

REF

HK-AS-BQP6

Набор окраски альциановый синий рН
2,5 ШИК плюс, 6х500 мл

С. Раствор кислоты йодной, 500 мл

Состав: вода, кислота йодная.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+2°C

+8°C

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Д. Реактив Шиффа, 500 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 500 мл

BiVitrum 

IVD REF HK-AS-BQP6

Набор окраски альциановый синий pH
2,5 ШИК плюс, 6х500 мл

**Д. Реактив Шиффа,
500 мл**

Состав: вода, метабисульфит натрия, фуксин основной, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности:
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H350: Может вызвать раковые заболевания.
Меры по предупреждению опасности:
P201+P202: Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности и прочтите инструктаж по работе с данной продукцией; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ;
P305+P351+P338: При попадании в глаза: Особливо тщательно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337+P313: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
 XX.XXXX
 YY.YYYY

+2°C  +8°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Е. Вода сернистая, 500 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 500 мл

BiVitrum 

IVD REF HK-AS-BQP6

Набор окраски альциановый синий pH
2,5 ШИК плюс, 6х500 мл

**Е. Вода сернистая,
500 мл**

Состав: вода, метабисульфит натрия, кислота соляная.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
 XX.XXXX
 YY.YYYY

+2°C  +8°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Ф. Гематоксилин Джилла, 500 мл
Первичная упаковка: Бутылка, 500 мл

IVD REF HK-AS-BQP6

Набор окраски альциановый синий рН 2,5 ШИК плюс, 6х500 мл

Ф. Гематоксилин Джилла, 500 мл

Состав: вода, этиленгликоль, алюмокалиевые квасцы, кислота уксусная, гематоксилин, йодат калия.

Краткая характеристика опасности:
 H302: Вредно при глотании; H373: Может нанести вред органам в результате длительного или многократного воздействия (Перорально).
Меры по предупреждению опасности:
 P260: Не вдыхать пары; P264: После работы тщательно вымыть руки; P270: При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу; P301+P312+P314: При проглатывании, в случае плохого самочувствия обратиться к врачу; P330: Прополоскать рот; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
 XX.XXXX
YY.YYYY

+8°C
 +2°C

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Набор окраски альциановый синий рН 2,5 ШИК плюс, 6х500 мл
Вторичная упаковка: коробка, 6х500 мл

Готов к использованию. Для профессионального применения.

IVD REF HK-AS-BQP6

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 12.

Набор окраски альциановый синий рН 2,5 ШИК плюс, 6х500 мл

Состав: Краткая инструкция по применению.
 А. Альциановый синий рН 2,5, 500 мл;
 В. Раствор тетрабората натрия, 500 мл;
 С. Раствор кислоты йодной, 500 мл;
 D. Реактив Шиффа, 500 мл;
 E. Вода сернистая, 500 мл;
 F. Гематоксилин Джилла, 500 мл.

Краткая характеристика опасности:
 H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H350: может вызвать раковые заболевания; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H302: Вредно при проглатывании; H373: Может нанести вред органам в результате длительного или многократного воздействия (Перорально).
Меры по предупреждению опасности:
 P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы. P332+P313+P337: При раздражении кожи или глаз: Промыть большим количеством воды. P210: Беречь от источников огня. Не курить; P240+P241: Заземлить металлические части электроустановок и электрооборудование, использовать взрывобезопасное оборудование и освещение; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P260: Не вдыхать пары; P270: При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу; P301+P312+P314: При проглатывании, в случае плохого самочувствия обратиться к врачу; P330: Прополоскать рот; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Набор окраски алыциановый синий pH 2,5 ШИК плюс, 6x500 мл
Этикетка на транспортную упаковку


 HK-AS-BQR6		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 12. Набор окраски алыциановый синий pH 2,5 ШИК плюс, 6x500 мл						
 LOT	XXXXXX		+25°C	Кол-во штук		
	MM.ГГГГ	При температурах выше +5°C – транспортировать до трех суток		Масса нетто:		
	MM.ГГГГ			Масса брутто:		
РУ № XXXXXX				Масса нетто потребительской упаковки:		
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

1.13 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 13. Набор окраски альциановый синий рН 2,5 ШИК плюс, 6х1 л

Первичная упаковка

А. Альциановый синий рН 2,5, 1 л

Первичная упаковка: Бутылка, 1 л



В. Раствор тетрабората натрия, 1 л
Первичная упаковка: Бутылка, 1 л




IVD

REF

HK-AS-BQL6

Набор окраски альциановый синий рН 2,5 ШИК плюс, 6x1 л

В. Раствор тетрабората натрия, 1 л

Состав: пропанол, вода, тетраборат натрия.

Краткая характеристика опасности:
H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
Меры по предупреждению опасности:
P210: Беречь от источников огня. Не курить; P240+P241: Закрыть металлические части электроустановок и электрооборудование, использовать взрывобезопасное оборудование и освещение; P229: Использовать СИЗ; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; R403+ R233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+2°C

+8°C

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор кислоты йодной, 1 л
Первичная упаковка: Бутылка, 1 л




IVD

REF

HK-AS-BQL6

Набор окраски альциановый синий рН 2,5 ШИК плюс, 6x1 л

С. Раствор кислоты йодной, 1 л

Состав: вода, кислота йодная.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+2°C

+8°C

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Д. Реактив Шиффа, 1 л

Первичная упаковка: Бутылка, 1 л

BiVitrum 

IVD REF HK-AS-BQL6

Набор окраски альциановый синий рН
2,5 ШИК плюс, 6х1 л

**Д. Реактив Шиффа,
1 л**

Состав: вода, метабисульфит натрия, фуксин основной, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности:
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H350: Может вызвать рак.
Меры по предупреждению опасности:
P201+P202: Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и пройти инструктаж по работе с данной продукцией; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ;
P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337+P313: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
 XX.XXXX
 YY.YYYY

+2°C  +8°C

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Е. Вода сернистая, 1 л

Первичная упаковка: Бутылка, 1 л

BiVitrum 

IVD REF HK-AS-BQL6

Набор окраски альциановый синий рН
2,5 ШИК плюс, 6х1 л

**Е. Вода сернистая,
1 л**

Состав: вода, метабисульфит натрия, кислота соляная.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
 XX.XXXX
 YY.YYYY

+2°C  +8°C

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Ф. Гематоксилин Джилла, 1 л
Первичная упаковка: Бутылка, 1 л




IVD

REF

HK-AS-BQL6

Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК плюс, 6x1 л

F. Гематоксинил Джилла, 1 л

Состав: вода, этиленгликоль, алюмокалиевые квасцы, кислота уксусная, гематоксинил, йодат калия.

Краткая характеристика опасности:
H302: Вредно при глотании; H373: Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия (Перорально).
Меры по предупреждению опасности:
P260: Не дышать пылью; P264: После работы тщательно вымыть руки; P270: При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу;
P301+P312+P314: При проглатывании, в случае плохого самочувствия обратиться к врачу; P330: Прополоскать рот; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

LOT

XXXXXX



XX.XXXX



YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+8°C



+2°C





ООО "ЭргоПродукшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Набор окраски альциановый синий рН 2,5 ШИК плюс, 6x1 л
Вторичная упаковка: коробка, 6x1 л



IVD REF

HK-AS-BQL6

Готов к использованию. Для профессионального применения.








РУ № XXXXXX


XXXXXX


XX.XXXX


YY.YYYY



+8°C
+2°C



www.biovitrum.ru

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 13.

Набор окраски альциановый синий рН 2,5 ШИК плюс, 6x1 л

Состав: Краткая инструкция по применению.

A. Альциановый синий рН 2,5, 1 л;
B. Раствор тетрабората натрия, 1 л;
C. Раствор кислоты йодной, 1 л;
D. Реактив Шиффа, 1 л;
E. Вода сернистая, 1 л;
F. Гематоксилин Джилла, 1 л.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H350: может вызвать раковые заболевания; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H302: Вредно при проглатывании; H373: Может нанести вред органам в результате длительного или многократного воздействия (Перорально).
 Меры по предупреждению опасности: P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы. P332+P313+P337: При раздражении кожи и/или глаз: обратиться к врачу; P240+P202: Запрещено промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы. P273: Избегать попадания в окружающую среду. P303+P361+P353: При попадании на кожу: Вымыть загрязненную кожу большим количеством воды и мылом. P304+P340: При вдыхании: Вынести пострадавшего на свежий воздух. P307+P378: При пожаре: тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P260: Не вдыхать пары; P270: При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу; P301+P312+P314: При проглатывании, в случае плохого самочувствия обратиться к врачу; P330: Прополоскать рот; P501: Утилизовать по правилам об опасных отходов.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

Набор окраски альциановый синий рН 2,5 ШИК плюс, 6х1 л
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-AS-BQL6		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических исследований по ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 13. Набор окраски альциановый синий рН 2,5 ШИК плюс, 6х1 л						
LOT XXXXXX	+25°C 	Кол-во штук: _____				
ММ.ГГГГ	+2°C 	Масса нетто: _____				
ММ.ГГГГ	При температурах выше +8°C – транспортировать до трех суток	Масса брутто: _____				
РУ № XXXXXX		Масса нетто потребительской упаковки: _____				
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

2. Фотографические изображения

Упаковка изделия осуществляется в соответствии с ТУ 21.20.23-103-89079081-2022. При производстве изделия используются различные типы упаковки, соответствующие требованиям ТУ 21.20.23-103-89079081-2022 п. 6.

Различия вариантов упаковки 1 и 2 обусловлены внешним видом и связаны с разными производителями данной упаковки.

Допускается использование бутылки 1 л с рельефным логотипом "BioVitrum".

Важная инструкция по применению лекарственных средств для пациентов и лиц, оказывающих первую медицинскую помощь.
"Регистр лекарственных средств России" (РЛС) - информационная база данных о лекарственных средствах, зарегистрированных в Российской Федерации.
Версия 1.0, 2008 г. Издательство "РЛС".

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
Она необходима для обеспечения качества лекарственных средств, выпускаемых в Российской Федерации.
Функциональные показатели качества лекарственных средств, выпускаемых в Российской Федерации, должны соответствовать требованиям, установленным в законодательстве Российской Федерации.
Система качества: Набор для проведения контроля качества лекарственных средств, выпускаемых в Российской Федерации.

Наименование компонента набора


Наименование компонента набора	Вид компонента	Масса компонента
A. Раствор препарата для инъекций	Раствор	100 мл
B. Раствор препарата для инъекций	Раствор	100 мл
C. Раствор препарата для инъекций	Раствор	100 мл
D. Раствор препарата для инъекций	Раствор	100 мл
E. Раствор препарата для инъекций	Раствор	100 мл
F. Раствор препарата для инъекций	Раствор	100 мл
G. Раствор препарата для инъекций	Раствор	100 мл
Краткая инструкция по применению	Инструкция	1 шт.

Метод применения: Внутрь, перорально. 1. Набор для проведения контроля качества лекарственных средств, выпускаемых в Российской Федерации.

Важная информация: На все, что необходимо использовать, необходимо использовать. Внимательно читать инструкцию по применению. Внимательно читать инструкцию по применению. Внимательно читать инструкцию по применению.

1. Периферический раствор препарата для инъекций. 2. Периферический раствор препарата для инъекций. 3. Периферический раствор препарата для инъекций. 4. Периферический раствор препарата для инъекций. 5. Периферический раствор препарата для инъекций. 6. Периферический раствор препарата для инъекций. 7. Периферический раствор препарата для инъекций. 8. Периферический раствор препарата для инъекций. 9. Периферический раствор препарата для инъекций. 10. Периферический раствор препарата для инъекций. 11. Периферический раствор препарата для инъекций. 12. Периферический раствор препарата для инъекций. 13. Периферический раствор препарата для инъекций. 14. Периферический раствор препарата для инъекций.

Фото 2. Образец внешнего вида вторичной упаковки



1.2 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 2. Набор ШИК-реакция (PAS), 100 тестов
Фото 3. Образец внешнего вида первичной упаковки





Фото 4. Образец внешнего вида вторичной упаковки





Five bottles of reagents for the Virum test system, arranged in a row. From left to right: 1. Reagent A (Reaction A), 2. Reagent B (Reaction B), 3. Reagent C (Reaction C), 4. Reagent D (Reaction D), 5. Reagent E (Reaction E). Each bottle has a white label with black text and a red cap. The labels include the product name, volume, and instructions. The bottles are placed on a white surface next to a printed instruction sheet.

Фото 7. Образец внешнего вида вторичной упаковки




Фото 8. Образцы внешнего вида первичной упаковки






Фото 9. Образец внешнего вида вторичной упаковки

1.5 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 5. Набор ШИК-реакция (PAS), 5x1 л
 Фото 10. Образец внешнего вида первичной упаковки




[illegible]

1.6 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 6. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 100 тестов

Фото 12. Образец внешнего вида первичной упаковки



Фото 13. Образец внешнего вида вторичной упаковки



[illegible]

Фото 15. Образец внешнего вида первичной упаковки, вариант упаковки 2



Фото 16. Образец внешнего вида вторичной упаковки



Фото 17. Образец внешнего вида первичной упаковки





Фото 18. Образец внешнего вида вторичной упаковки



1.9 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 9. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК, 4x1 л
 Фото 19. Образец внешнего вида первичной упаковки



1.10 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 10. Набор окраски альциановый синий pH 2,5 ШИК плюс, 100 тестов

Фото 21. Образец внешнего вида первичной упаковки




Фото 22. Образец внешнего вида вторичной упаковки





Фото 23. Образец внешнего вида первичной упаковки, вариант упаковки 1



Фото 24. Образец внешнего вида первичной упаковки, вариант упаковки 2



1.12 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 12. Набор окраски альциановый синий рН 2,5 ШИК плюс, 6х500 мл

Фото 26. Образец внешнего вида первичной упаковки



1.13 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 13. Набор окраски альциановый синий рН 2,5 ШИК плюс, 6х1 л

Фото 28. Образец внешнего вида первичной упаковки



[illegible]

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО
78 ЛИСТА(ОВ)

Исполнительный директор
ООО "ЭргоПродакшн"
Чеколтан И. Г.

