




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПНЕВМОПРИБОР»

142605 г. Орехово-Зуево Московской области,
ул. Урицкого, 67,
тел./факс 8 (496) 415-35-01
8 (496) 415-34-05
8 (496) 423-69-09

e-mail: i.pnevmopribor@gmail.com
e.pnevmopribor@gmail.com
p.pnevmopribor@gmail.com
s.pnevmopribor@gmail.com
www.pnevmopribor-oz.ru

ИНН 503 400 91 06 КПП 503 401 001
ОКПО 13350894
р/с 407 028 101 015 900 003 89
к/с 301 018 101 452 500 004 11
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044 525 411



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Пневмоприбор»

А.В. Пушков

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**РЕДУКТОР – ИНГАЛЯТОР КИСЛОРОДНЫЙ
КРИ-3 ***

* внесении изменений в регистрационную документацию на медицинское изделие в связи с изменением наименования медицинского изделия (в случае, если не изменились свойства и характеристики, влияющие на качество, эффективность и безопасность медицинского изделия), предусматривающее добавление принадлежностей медицинского изделия или изменение их наименования, указание вариантов исполнения (моделей) медицинского изделия

2019 г.



Фото 1 – Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-3 с принадлежностями в сумке СПМ-1

или 2, или 3, или 4, или 5, или 6 – регулятор подачи кислорода (в зависимости от исполнения, см .фото 5-

или 8 – маска лицевая взрослая для кислородно-аэрозольной терапии АЗ-115 (ЗАО НПКФ «Метом») или маска средней концентрации кислорода для взрослых с кислородным шлангом («INTERSURGICAL»);
или 10 – комплект небулайзер Citrus, универсальный мундштук, Т-образный соединитель и шланг («INTERSURGICAL») или небулайзер регулируемый с загубником и кислородной трубкой («ИнтАйр едикал»);

1, 12, 13, 14, 15, 16, 17 – клапаны Venturi: концентрация 24%, синий; концентрация 28%, белый; концентрация 31%, оранжевый; концентрация 35%, желтый; концентрация 40%, красный; концентрация 60%, розовый; концентрация 60%, зеленый (общее количество и исполнение клапанов – по требованию);
8 или 19 – маска взрослая 2 клапана выдоха A2-115 (ЗАО НПКФ «Метом») или маска взрослая глухая A2-115 (ЗАО НПКФ «Метом»);
0 – ЗИП (кольцо – 2 шт.).



Фото 2 – Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-3 с принадлежностями в сумке СПИМ-2 (на 2-х листах)

1 или 2, или 3, или 4, или 5, или 6 – регулятор подачи кислорода (в зависимости от исполнения, см .фото 5-8);
 7 или 8 – маска лицевая взрослая для кислородно-аэрозольной терапии АЗ-115 (ЗАО НПКФ «Метом») или маска средней концентрации кислорода для взрослых с кислородным шлангом («INTERSURGICAL»);
 9 или 10 – комплект небулайзер Citrus, универсальный мундштук, Т-образный соединитель и шланг («INTERSURGICAL») или небулайзер регулируемый с загубником и кислородной трубкой («ИнтАйр Медикал»);

концентрация 40%, красный; концентрация 50%, розовый; концентрация 60%, зеленый (общее количество и исполнение клапанов – по требованию);
18 или 19 – маска взрослая 2 клапана выдоха А2-115 (ЗАО НПКФ «Метом») или маска взрослая глухая А1-115 (ЗАО НПКФ «Метом»);
20 – баллон для медицинского кислорода с вентилем, ёмкостью 2 л (ООО «Пневмоприбор»);
21 – ЗИП (кольцо – 2 шт.).



Фото 3 – Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-3 с принадлежностями в сумке СПИМ-3 (на 2-х листах)

1 или 2, или 3, или 4, или 5, или 6 – регулятор подачи кислорода (в зависимости от исполнения, см .фото 5-8);
 7 или 8 – маска лицевая взрослая для кислородно-аэрозольной терапии АЗ-115 (ЗАО НПКФ «Метом») или маска средней концентрации кислорода для взрослых с кислородным шлангом («INTERSURGICAL»);
 9 или 10 – комплект небулайзер Citrus, универсальный мундштук, Т-образный соединитель и шланг («INTERSURGICAL») или небулайзер регулируемый с защ.

концентрация 40%, красный; концентрация 50%, розовый; концентрация 60%, зеленый (общее количество и исполнение клапанов – по требованию);
18 или 19 – маска взрослая 2 клапана выдоха А2-115 (ЗАО НПКФ «Метом») или маска взрослая глухая А1-115 (ЗАО НПКФ «Метом»);
20 – баллон для медицинского кислорода с вентилем, ёмкостью 2 л (ООО «Пневмоприбор»);
21 – ЗИП (кольцо – 2 шт.).



Фото 4 – Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-3 с принадлежностями в футляре Ф-2 (на 2-х листах)

1 или 2, или 3, или 4, или 5, или 6 – регулятор подачи кислорода (в зависимости от исполнения, см .фото 5-8);

7 или 8 – маска лицевая взрослая для кислородно-аэрозольной терапии АЗ-115 (ЗАО НПКФ «Метом») или маска средней концентрации кислорода для взрослых с кислородным шлангом («INTERSURGICAL»);

загубником и кислородной трубкой («Интавр Медикал»);

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 – клапаны Venturi: концентрация 24%, синий; концентрация 28%, белый; концентрация 31%, оранжевый; концентрация 35%, желтый; концентрация 40%, красный; концентрация 50%, розовый; концентрация 60%, зеленый (общее количество и исполнение клапанов – по требованию);

18 или 19 – маска взрослая 2 клапана выдоха А2-115 (ЗАО НПКФ «Метом») или маска взрослая глухая А1-115 (ЗАО НПКФ «Метом»);

20 – баллон для медицинского кислорода с вентилем, ёмкостью 2 л (ООО «Пневмоприбор»);

21 – ЗИП (кольцо – 2 шт.);

22 – пенал для укладки принадлежностей.



Фото 5 – Регулятор подачи кислорода для исполнения редуктора-ингалятора кислородного КРИ-3-03

**1 -- накидная гайка; 2 – осевой кислородный манометр; 3 – ниппель; 4 – маховичок; 5 – фитинг быстроразъемного соединения фирмы Samozzi мод. 5051 ¼;
6 – кольцо уплотнительное**



Фото 6 – Регулятор подачи кислорода для исполнения редуктора-нигалятора кислородного КРИ-3-04

1 – накидная гайка; 2 – осевой кислородный манометр; 3 – ниппель; 4 – маховичок; 5 – клапан пневматический быстродействующий стандарта DIN;
6 – кольцо уплотнительное



Фото 7 – Регулятор подачи кислорода для исполнения редуктора-ингалятора кислородного КРИ-3-05

1 – накидная гайка; 2 – радиальный кислородный манометр; 3 – ниппель; 4 – маховичок;

5 – фитинг быстроразъемного соединения фирмы Camozzi мод. 5051¼; 6 – кольцо уплотнительное



Фото 8 – Регулятор подачи кислорода для исполнения редуктора-ингалятора кислородного КРИ-3-06

1 – накидная гайка; 2 – радиальный кислородный манометр; 3 – ниппель; 4 – маховичок; 5 – клапан пневматический быстродействующий стандарта DIN; 6 – кольцо уплотнительное




Фото 9

Маска лицевая взрослая для кислородно-аэрозольной терапии АЗ-115 (ЗАО НПКФ «Метом»)



Фото 10

Маска селней концентрации кислорода для взрослых с кислородным шлангом, код 1105000 («INTERSURGICAL»)




Фото 11

Комплект небулайзер Cirrus, универсальный мундштук, Т-образный соединитель и шланг, код 1485000 («INTERSURGICAL»)



Фото 12

Небулайзер регулируемый с загубником и кислородной трубкой, код RN340 («ИнтАйр Медикал»)



Фото 13

Клапан Venturi: концентрация 24%, синий; концентрация 28%, белый; концентрация 31%, оранжевый; концентрация 35%, желтый; концентрация 40%, красный; концентрация 50%, розовый; концентрация 60%, зеленый (общее количество и исполнение клапанов – по требованию),

«INTERSURGICAL»




Фото 14

1 или 2 – маска взрослая 2 клапана выдоха А2-115 (ЗАО НПКФ «Метом») или маска взрослая глухая А1-115 (ЗАО НПКФ «Метом»)

* - маски поставляются совместно с клапанами Venturi (см. фото 13).




Фото 15

Баллон для медицинского кислорода с вентилем БК-2 (ООО «Пневмоприбор»)

ООО «Пневмоприбор» 	
Россия, 142607, г. Орехово-Зуево Московская область, ул. Урицкого, д.67.	
Система подачи медицинских газов СПМГ ТУ 9452-012-13350894-2011	
Регистрационное удостоверение №ФСР 2012/14094 Сертификат о соответствии РОСС RU. ИМ.Н17752	
Баллон для медицинского кислорода с вентилем БК-2-1	
Максимальное рабочее давление, МПа	20,0
Максимальное гидравлическое давление при 1,5 МПа	30,0
Емкость баллона, л	2,0
Масса баллона с вентилем, кг	4,5
Дата изготовления	03.2019




Фото 16

Комплект ЗИП (кольцо уплотнительное – 2 шт.)



Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью 21 (двадцать один) листов
Генеральный директор
ООО «Пневмоприбор»
Пушков
А.В. 