

Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из
клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах
«МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

«Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах «МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР-БИО

Кат. № 424-01

Форма F

На коробку:


Intifica

ТУ 21.20.23-638-98539446-2022
РУ

LOT E006



2024-10-14

МагноПлюс-НК-Био



МагноПлюс-НК-Био

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах «МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022

LOT E006



2022-10-14

REF 424-01



2024-10-14

IVD



96




Форма F

Состав комплекта реагентов:

- | | |
|--|-------|
| 1. Лизирующий буфер MC | 2 фл. |
| 2. Раствор для отмывки №1 | 1 фл. |
| 3. Раствор для отмывки №2 | 2 фл. |
| 4. Элюирующий буфер | 1 фл. |
| 5. Отрицательный контрольный образец (ОКО) | 1 пр. |

МагноПлюс-НК-Био



2 0 0 0 0 2 7 7 3 4 8 3 2

V001

F1


Intifica

На флаконы:


Intifica

Лизирующий буфер MC МагноПлюс-НК-Био

объем: 40 мл
серия № 006
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»



- 2 шт.


Intifica

Раствор для отмывки №1 МагноПлюс-НК-Био

объем: 50 мл
серия № 006
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»



- 1 шт.


Intifica

Раствор для отмывки №2 МагноПлюс-НК-Био

объем: 50 мл
серия № 006
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»



- 2 шт.


Intifica

Элюирующий буфер МагноПлюс-НК-Био

объем: 12 мл
серия № 006
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»



- 1 шт.

ОКО
МагноПлюс-НК-Био
объем: 1,5 мл
серия № 006
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»



- 1 шт.

«Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах «МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022»


Макет этикеток



Кат. № 424-02


Форма W96

На коробку:



МагноПлюс-НК-Био

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах «МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022








Форма W96

Состав набора:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Лизирующий буфер MC | 1 глубоколуночный планшет 96 лунок |
| 2. Раствор для отмывки №1 | 1 глубоколуночный планшет 96 лунок |
| 3. Раствор для отмывки №2 | 1 глубоколуночный планшет 96 лунок |
| 4. Элюирующий буфер | 1 глубоколуночный планшет 96 лунок |
| 5. Отрицательный контрольный образец (ОКО) | 1 пр. |
| 6. Гребенка | 1 шт. |

На флаконы:



«Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах «МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022»


Макет этикеток



Кат. № 424-03


Форма W48

На коробку:



МагноПлюс-НК-Био

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах «МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022




Форма W48

Состав набора:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Лизирующий буфер МС | 2. Глубоколуночный планшет 48 лунок |
| 2. Раствор для отмывки №1 | 2. Глубоколуночный планшет 48 лунок |
| 3. Раствор для отмывки №2 | 2. Глубоколуночный планшет 48 лунок |
| 4. Элюирующий буфер | 2. Глубоколуночный планшет 48 лунок |
| 5. Отрицательный контрольный образец (ОКО) | 1 пр. |
| 6. Гребенка | 2 шт. |

На флаконы:



«Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах «МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022»

Макет этикеток



Кат. № 424-04

Форма F+

Комплект реагентов для выделения НК:



ТУ 21.20.23-638-98539446-2022
РУ

LOT E006



2024-10-14

МагноПлюс-НК-Био



МагноПлюс-НК-Био

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах «МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022

LOT E006



2022-10-14

REF 424-04



2024-10-14

IVD



+2°C +25°C



96



Форма F+

Комплект реагентов для выделения НК

Состав комплекта реагентов:

- | | |
|--|-------|
| 1. Лизирующий буфер MC | 2 фл. |
| 2. Раствор для отмывки №1 | 1 фл. |
| 3. Раствор для отмывки №2 | 2 фл. |
| 4. Элюирующий буфер | 1 фл. |
| 5. Отрицательный контрольный образец (ОКО) | 1 пр. |

МагноПлюс-НК-Био



V001

F1



Лизирующий буфер MC МагноПлюс-НК-Био

объем: 40 мл
серия № 006
годен до 2024-10-14

готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»



- 2 шт.



Раствор для отмывки №1 МагноПлюс-НК-Био

объем: 50 мл
серия № 006
годен до 2024-10-14

готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»



- 3 шт.



Раствор для отмывки №2 МагноПлюс-НК-Био

объем: 50 мл
серия № 006
годен до 2024-10-14

готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»



- 2 шт.



Элюирующий буфер МагноПлюс-НК-Био

объем: 12 мл
серия № 006
годен до 2024-10-14

готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»



- 3 шт.



ОКО
МагноПлюс-НК-Био
объем: 1,5 мл
серия № 006
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»



- 3 шт.

«Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах «МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР-БИО

Кат. № 424-05
Общая этикетка:

Форма W96+

МагноПлюс-НК-Био

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах «МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022

Форма W96+

Состав набора:

1. Комплект реагентов для предварительной обработки образцов
2. Комплект реагентов для выделения НК



LOT E006 2022-10-14
REF 424-05 2024-10-14
IVD

+2...+8 °C Комплект реагентов для предварительной обработки образцов
 +2...+25 °C Комплект реагентов для выделения НК

МагноПлюс-НК-Био

LOT E006 2024-10-14
IVD

2 0 0 0 0 2 7 7 3 4 8 3 2
V001 F1

Intifica

Комплект реагентов для предварительной обработки образцов:

МагноПлюс-НК-Био

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах «МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022

Форма W96+

Комплект реагентов для предварительной обработки образцов

Состав комплекта реагентов:

1. Протеиназа К 1 пр.
2. Буфер для разведения Протеиназы К 1 пр.
3. СПК-буфер 1 фл.


LOT E006 2022-10-14
REF 424-05 2024-10-14
IVD

+2...+8 °C

ТУ 21.20.23-638-98539446-2022
РУ

Инструкция и паспорт находятся в коробке с Комплектом реагентов для выделения НК!

МагноПлюс-НК-Био



Intifica

Протеиназа К МагноПлюс-НК-Био

серия № 006
годен до 2024-10-14
+ 1 мл буфера для разведения Протеиназы К
ООО «Компания Алкор Био»

+2...+8 °C
IVD

Протеиназа К
МагноПлюс-НК-Био
серия № 006
годен до 2024-10-14
+ 1 мл буфера для разведения Протеиназы К
ООО «Компания Алкор Био»

+2...+8 °C
IVD

СПК буфер МагноПлюс-НК-Био

объем: 10 мл
серия № 006
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»

+2...+8 °C
IVD

Буфер для разведения
Протеиназы К
МагноПлюс-НК-Био
серия № 006
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»

+2...+8 °C
IVD

«Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах «МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022»

Макет этикеток



Кат. № 424-05 Форма W96+

Комплект реагентов для выделения НК:

МагноПлюс-НК-Био


Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах «МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022

Форма W96+


Комплект реагентов для выделения НК

Состав комплекта реагентов:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Лизирующий буфер МС | 1 глубоколоночный планшет 96 лунок |
| 2. Раствор для отмывки №1 | 1 глубоколоночный планшет 96 лунок |
| 3. Раствор для отмывки №2 | 1 глубоколоночный планшет 96 лунок |
| 4. Элюирующий буфер | 1 глубоколоночный планшет 96 лунок |
| 5. Отрицательный контрольный образец (ОКО) | 1 пр. |
| 6. Гребенка | 1 шт. |



МагноПлюс-НК-Био



F1

V001

Лизирующий буфер МС
МагноПлюс-НК-Био
Глубоколоночный планшет 96 лунок (по 800 мкл) ↑↑
серия № 006 +25°C IVD
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"

Раствор для отмывки №1
МагноПлюс-НК-Био
Глубоколоночный планшет 96 лунок (по 500 мкл) ↑↑
серия № 006 +25°C IVD
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"

Раствор для отмывки №2
МагноПлюс-НК-Био
Глубоколоночный планшет 96 лунок (по 900 мкл) ↑↑
серия № 006 +25°C IVD
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"

Элюирующий буфер
МагноПлюс-НК-Био
Глубоколоночный планшет 96 лунок (по 120 мкл) ↑↑
серия № 006 +25°C IVD
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"

Гребенка
МагноПлюс-НК-Био
1 шт.
в глубоколоночном
планшете
ООО "Компания Алкор Био"

ОКО
МагноПлюс-НК-Био
объем 1,5 мл
серия № 006 +25°C IVD
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО "Компания Алкор Био"

«Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах «МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Кат. № 424-06
Общая этикетка:

Форма W48+

МагноПлюс-НК-Био

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах «МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022

Форма W48+

Состав набора:

1. Комплект реагентов для предварительной обработки образцов
2. Комплект реагентов для выделения НК



LOT E006
REF 424-06
IVD



2022-10-14



2024-10-14



+2⁺8⁺
°C

Комплект реагентов для предварительной обработки образцов

+2⁺25⁺
°C

Комплект реагентов для выделения НК

МагноПлюс-НК-Био



2024-10-14



LOT E006



2 000027 734832

Intifica

Комплект реагентов для предварительной обработки образцов:

МагноПлюс-НК-Био

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах «МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022

Форма W48+

Комплект реагентов для предварительной обработки образцов

Состав комплекта реагентов:

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Протеиназа К | 1 пр. |
| 2. Буфер для разведения Протеиназы К | 1 пр. |
| 3. СПК-буфер | 1 фл. |

LOT E006
REF 424-06
IVD
2022-10-14
2024-10-14
+2⁺8⁺
°C
96
+2⁺25⁺
°C

ТУ 21.20.23-638-98539446-2022
РУ

Инструкция и паспорт находятся в коробке с Комплектом реагентов для выделения НК!

МагноПлюс-НК-Био



2 000027 734832

Intifica

Протеиназа К МагноПлюс-НК-Био

серия № 006
годен до 2024-10-14
+ 1 мл буфера для разведения Протеиназы К
ООО «Компания Алкор Био»

+2⁺8⁺
°C
IVD

Intifica

СПК буфер МагноПлюс-НК-Био

объем: 10 мл
серия № 006
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»

+2⁺8⁺
°C
IVD

Intifica

Протеиназа К
МагноПлюс-НК-Био
серия № 006
годен до 2024-10-14
+ 1 мл буфера для разведения Протеиназы К
ООО «Компания Алкор Био»

+2⁺8⁺
°C
IVD

Буфер для разведения
Протеиназы К
МагноПлюс-НК-Био
объем: 1 мл
серия № 006
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»

+2⁺8⁺
°C
IVD

Intifica

«Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах «МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022»

Макет этикеток



Кат. № 424-06

Форма W48+

Комплект реагентов для выделения НК:

МагноПлюс-НК-Био

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах «МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022

Форма W48+


Комплект реагентов для выделения НК

Состав комплекта реагентов:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Лизирующий буфер МС | 2. Глубоколуночный планшет 48 лунок |
| 2. Раствор для отмывки №1 | 2. Глубоколуночный планшет 48 лунок |
| 3. Раствор для отмывки №2 | 2. Глубоколуночный планшет 48 лунок |
| 4. Элюирующий буфер | 2. Глубоколуночный планшет 48 лунок |
| 5. Отрицательный контрольный образец (ОКО) | 1 пр. |
| 6. Гребенка | 2 шт. |



МагноПлюс-НК-Био



F1

V001

Лизирующий буфер МС
МагноПлюс-НК-Био
Глубоколуночный планшет 48 лунок (по 800 мкл)
серия № 006
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»

Раствор для отмывки №1
МагноПлюс-НК-Био
Глубоколуночный планшет 48 лунок (по 500 мкл)
серия № 006
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»

Раствор для отмывки №2
МагноПлюс-НК-Био
Глубоколуночный планшет 48 лунок (по 900 мкл)
серия № 006
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»

Элюирующий буфер
МагноПлюс-НК-Био
Глубоколуночный планшет 48 лунок (по 120 мкл)
серия № 006
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»

ОКО
МагноПлюс-НК-Био
объем 1,5 мл
серия № 006
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО «Компания Алкор Био»

Гребенка
МагноПлюс-НК-Био

2 шт.

ООО «Компания Алкор Био»

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

10 (22576) лист 10

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев



Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из
клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах
«МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

Элюирующий буфер
МагноПлюс-НК-Био
Глубокоупорный планшет
96 лунок (по 128 мкл)
серия № 005
годен до 2024-10-14
ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ООО «Интеfica» Санкт-Петербург


Раствор для отмывки №1
МагноПлюс-НК-Био
Глубокоупорный планшет
96 лунок (по 128 мкл) - 1 шт.
серия № 006
годен до 2024-10-14
ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ООО «Интеfica» Санкт-Петербург

Лизерирующий буфер MS
МагноПлюс-НК-Био
Глубокоупорный планшет
96 лунок (по 960 мкл)
серия № 006
годен до 2024-10-14
ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ООО «Интеfica» Санкт-Петербург

Раствор для отмывки №2
МагноПлюс-НК-Био
Глубокоупорный планшет
96 лунок (по 960 мкл) - 1 шт.
серия № 005
годен до 2024-10-14
ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ООО «Интеfica» Санкт-Петербург

МагноПлюс-НК-Био

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из
клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах
«МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21 20 23-638-98539446-2022



Форма W96

Состав набора:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Лизерирующий буфер MS | 1. Глубокоупорный планшет 96 лунок |
| 2. Раствор для отмывки №1 | 1. Глубокоупорный планшет 96 лунок |
| 3. Раствор для отмывки №2 | 1. Глубокоупорный планшет 96 лунок |
| 4. Элюирующий буфер | 1. Глубокоупорный планшет 96 лунок |
| 5. Стерилизованный контрольный образец
(СКО) | 1 шт. |
| 6. Гребенка | 1 шт. |

Гребенка
МагноПлюс-НК-Био
1 шт.
в глубокоупорном
планшете
ООО «Интеfica» Санкт-Петербург

Intefica

Intefica

Информация о наборе		Информация о наборе	
Наименование	Единица измерения	Наименование	Единица измерения
Лизерирующий буфер MS	1 шт.	Глубокоупорный планшет 96 лунок	1 шт.
Раствор для отмывки №1	1 шт.	Глубокоупорный планшет 96 лунок	1 шт.
Раствор для отмывки №2	1 шт.	Глубокоупорный планшет 96 лунок	1 шт.
Элюирующий буфер	1 шт.	Глубокоупорный планшет 96 лунок	1 шт.
Стерилизованный контрольный образец (СКО)	1 шт.	Глубокоупорный планшет 96 лунок	1 шт.
Гребенка	1 шт.	Глубокоупорный планшет 96 лунок	1 шт.

Лизирующий буфер MC
МагноПлюс-НК-Био
Глубокоутечный планшет
48 лунок (по 800 мкл) 1 шт.
серия № 006 1 шт.
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО "Цирми-Альянс-Байо"

Элюирующий буфер
МагноПлюс-НК-Био
Глубокоутечный планшет
48 лунок (по 120 мкл) 1 шт.
серия № 006 1 шт.
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО "Цирми-Альянс-Байо"

Раствор для отмывки №2
МагноПлюс-НК-Био
Глубокоутечный планшет
48 лунок (по 800 мкл) 1 шт.
серия № 006 1 шт.
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО "Цирми-Альянс-Байо"

Лизирующий буфер MC
МагноПлюс-НК-Био
Глубокоутечный планшет
48 лунок (по 800 мкл) 1 шт.
серия № 006 1 шт.
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО "Цирми-Альянс-Байо"

Элюирующий буфер
МагноПлюс-НК-Био
Глубокоутечный планшет
48 лунок (по 120 мкл) 1 шт.
серия № 006 1 шт.
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО "Цирми-Альянс-Байо"

Раствор для отмывки №2
МагноПлюс-НК-Био
Глубокоутечный планшет
48 лунок (по 800 мкл) 1 шт.
серия № 006 1 шт.
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО "Цирми-Альянс-Байо"

МагноПлюс-НК-Био

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из
клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах
«МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022

LOT E006 2022-10-14
MR 424-03 2024-10-14
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Форма W48

Состав набора:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Лизирующий буфер MC | 2. Глубокоутечный планшет 48 лунок |
| 2. Раствор для отмывки №1 | 2. Глубокоутечный планшет 48 лунок |
| 3. Раствор для отмывки №2 | 2. Глубокоутечный планшет 48 лунок |
| 4. Элюирующий буфер | 2. Глубокоутечный планшет 48 лунок |
| 5. Специальные контрольные образцы (СКО) | 1 пр. |
| 6. Гребенка | 2 шт. |

Раствор для отмывки №1
МагноПлюс-НК-Био
Глубокоутечный планшет
48 лунок (по 800 мкл) 1 шт.
серия № 006 1 шт.
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО "Цирми-Альянс-Байо"

Раствор для отмывки №1
МагноПлюс-НК-Био
Глубокоутечный планшет
48 лунок (по 800 мкл) 1 шт.
серия № 006 1 шт.
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО "Цирми-Альянс-Байо"


Гребенка
МагноПлюс-НК-Био
2 шт.
ООО "Цирми-Альянс-Байо"

Intifica

Intifica

МагноПлюс-НК-Био
МагноПлюс-НК-Био
МагноПлюс-НК-Био
МагноПлюс-НК-Био
МагноПлюс-НК-Био
МагноПлюс-НК-Био
МагноПлюс-НК-Био
МагноПлюс-НК-Био
МагноПлюс-НК-Био
МагноПлюс-НК-Био

Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
Лизирующий буфер MC	шт.	1	
Раствор для отмывки №1	шт.	2	
Раствор для отмывки №2	шт.	2	
Элюирующий буфер	шт.	2	
Специальные контрольные образцы (СКО)	пр.	1	
Гребенка	шт.	2	




Инструкция по применению

Материалы вложены для информации и информации о наборе реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах «MagneПлюс-НК-Био» по ТУ 21.20.23-636-98539446-2022.

Материалы вложены для информации и информации о наборе реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах «MagneПлюс-НК-Био» по ТУ 21.20.23-636-98539446-2022.

Материалы вложены для информации и информации о наборе реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах «MagneПлюс-НК-Био» по ТУ 21.20.23-636-98539446-2022.





ТУ 21.20.23-638-98539446-2022
РУ

LOT

E006



2024-10-14

МагноПлюс-НК-Био

МагноПлюс-НК-Био

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из
клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах
«МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022

LOT

E006

REF

424-04

IVD



2022-10-14



2024-10-14



+3⁺
+2⁺

Комплект реагентов для
предварительной обработки образцов

+3⁺
+2⁺

Комплект реагентов для
выделения НК

Форма F+

Состав набора:

1. Комплект реагентов для
предварительной обработки образцов
2. Комплект реагентов для
выделения НК



Элюирующий буфер
МагноПлюс-НК-Био
Глубоколуночный планшет
96 лунок (по 120 мкл)
серия № 006
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО "Цирми-Анализ-Байт"

Раствор для отмывки №1
МагноПлюс-НК-Био
Глубоколуночный планшет
96 лунок (по 500 мкл)
серия № 006
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО "Цирми-Анализ-Байт"

Лизирующий буфер MS
МагноПлюс-НК-Био
Глубоколуночный планшет
96 лунок (по 800 мкл)
серия № 006
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО "Цирми-Анализ-Байт"

Раствор для отмывки №2
МагноПлюс-НК-Био
Глубоколуночный планшет
96 лунок (по 900 мкл)
серия № 006
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО "Цирми-Анализ-Байт"

МагноПлюс-НК-Био

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из
клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах
«МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022

Форма W96+

Комплект реагентов для выделения НК

Состав комплекта реагентов:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Лизирующий буфер MS | 1. Глубоколуночный планшет 96 лунок |
| 2. Раствор для отмывки №1 | 1. Глубоколуночный планшет 96 лунок |
| 3. Раствор для отмывки №2 | 1. Глубоколуночный планшет 96 лунок |
| 4. Элюирующий буфер | 1. Глубоколуночный планшет 96 лунок |
| 5. Отрицательные контрольные образцы | 1 пр. |
| 6. Гребенка | 1 шт. |

СПК буфер
МагноПлюс-НК-Био
10 мл
серия № 006
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО "Цирми-Анализ-Байт"

МагноПлюс-НК-Био
Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот
из клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах
«МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022
Форма W96+
Комплект реагентов для
применения в лабораторной практике
Состав комплекта реагентов:
1. Протектаза К 1 пр.
2. Буфер для разведения 1 пр.
3. Протектаза К 1 пр.
3. СПК-буфер 1 пр.

ТУ 21.20.23-638-98539446-2022
Инструкция и паспорт находятся в коробке с комплектом реагентов для выделения НК

Гребенка
МагноПлюс-НК-Био
1 шт.
в глубоколуночном
планшете
ООО "Цирми-Анализ-Байт"

Протектаза К
МагноПлюс-НК-Био
серия № 006
годен до 2024-10-14
готов к использованию
ООО "Цирми-Анализ-Байт"

Intifica

Инструкция по применению

МагноПлюс-НК-Био (Форма W96+)

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из
клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах
«МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022

МагноПлюс-НК-Био	Форма W	МагноПлюс-НК-Био
МагноПлюс-НК-Био	Форма W96+	МагноПлюс-НК-Био
МагноПлюс-НК-Био	Форма W96+	МагноПлюс-НК-Био
МагноПлюс-НК-Био	Форма W96+	МагноПлюс-НК-Био
МагноПлюс-НК-Био	Форма W96+	МагноПлюс-НК-Био

Intifica

Инструкция по применению

Параметр	Единица измерения	Значение	Комментарий
Набор реагентов	шт.	1	
Глубоколуночный планшет	шт.	1	
Лизирующий буфер MS	мл	10	
Раствор для отмывки №1	мл	10	
Раствор для отмывки №2	мл	10	
Элюирующий буфер	мл	10	
Отрицательные контрольные образцы	шт.	1	
Гребенка	шт.	1	



ТУ 21.20.23-638-98539446-2022
Р/

LOT

E006

REF

424-05

IVB

2024-10-14

↑↑

МагноПлюс-НК-Био

МагноПлюс-НК-Био

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из
клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах
«МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022

LOT

E006

REF

424-05

IVB

+2

+2

+2

Комплект реагентов для
предварительной обработки образцов

Комплект реагентов для
выделения НК



2022-10-14



2024-10-14



Форма W96+


Состав набора:

1. Комплект реагентов для
предварительной обработки образцов
2. Комплект реагентов для
выделения НК



96





МагнПлюс-НК-Био


Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из
клеточных образцов на основе сорбции на магнитных частицах
«МагнПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022

Форма W48+
Комплект реагентов для выделения НК

Состав комплекта реагентов:

1. Лизирующий буфер МС
2. Раствор для отмывки №1
3. Раствор для отмывки №2
4. Элюирующий буфер
5. Отделяющий контрольный образец (СНД)
6. Гребенка

2 глубокорунные планшеты 48 лунок
2 глубокорунные планшеты 48 лунок
2 глубокорунные планшеты 48 лунок
2 глубокорунные планшеты 48 лунок
1 шт.
2 шт.



Intifika

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Назначение: выделение нуклеиновых кислот из
клеточных образцов на основе сорбции на магнитных частицах
«МагнПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022

МагнПлюс-НК-Био
Форма W48+
Комплект реагентов для выделения НК


2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.

Intifika

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Назначение: выделение нуклеиновых кислот из
клеточных образцов на основе сорбции на магнитных частицах
«МагнПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022

Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
Лизирующий буфер МС	мл	2	
Раствор для отмывки №1	мл	2	
Раствор для отмывки №2	мл	2	
Элюирующий буфер	мл	2	
Отделяющий контрольный образец (СНД)	шт.	1	
Гребенка	шт.	2	



ТУ 21.20.23-638-98539446-2022
Р/У

LOT E006
2024-10-14

МагноПлюс-НК-Био

МагноПлюс-НК-Био

Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах «МагноПлюс-НК-Био», по ТУ 21.20.23-638-98539446-2022

LOT E006
REF 424-06
IVD

2022-10-14
2024-10-14

Форма W48+

Состав набора:

1. Комплект реагентов для предварительной обработки образцов
2. Комплект реагентов для выделения НК

+2⁺8
Комплект реагентов для предварительной обработки образцов

+2⁺25
Комплект реагентов для выделения НК



АЛКОР-БИО

ООО «Научный центр «Био-Информ»
192168, Россия, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40 лит. А
Тел: 8 (812) 617-8171, 8 (812) 617-8172, 8 (812) 617-8173
www.bioros.ru

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

10 (000575) лист 00

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.А. Полинцев

