

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «МедРег Консалтинг»



Ю. Н. Сергеева


04 _____ **2016 г.**

**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**Перчатки хирургические и смотровые, стерильные по ТУ 9398-002-54854000-2011
следующих типоразмеров**

2016 г.

Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса опудренные




 **РУСМЕДУНА**

ПЕРЧАТКИ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСА

- ОПУДРЕННЫЕ
- ОДНОРАЗОВЫЕ
- АНАТОМИЧЕСКИЕ
- ИЗОГНУТЫЕ ПАЛЬЦЫ
- ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.
Перед использованием перчатки следует стерильно вскрыть опудривающее вещество.
Хранить при температуре от 0° до 30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.
Вскрыть упаковку и извлечь перчатки.
Аккуратно надеть на правую и левую руки.

Важно!
Правильно подбирайте свой размер.
При использовании не своего размера перчатки могут порваться.

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для различных хирургических операций, лабораторных работ и исследований, требующих стерильности.

РАЗМЕР № 7.0
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 01.2016 г.
ПАРТИЯ № 3371 PP

Производитель: ООО «РусМедУник»
Россия, 115082, Москва,
ул. Шинниковская, д. 64, стр. 1, офис 147
тел: (499) 742-83-75(76), (499) 173-82-17
www.rusmedunik.ru

Срок годности 3 года







Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные

СТЕРИЛИЗОВАННО И ПРОВЕРЕНА ПРИ СКОРОСТНОМ УПАКОВЫВАНИИ

 перчатки хирургические

 1 ПАРА

 **русмедузак**

ПЕРЧАТКИ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСА

- ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
- ИЗОГНУТЫЕ ПАЛЬЦЫ
- АНАТОМИЧЕСКИЕ
- НЕОПУДРЕННЫЕ
- ОДНОРАЗОВЫЕ

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.
Хранить при температуре от 0° до 30°С и относительной влажности воздуха не выше 85%.
Вскройте упаковку и извлеките перчатки.
Аккуратно наденьте на правую и левую руки.

Важно!
Тщательно подбирайте свой размер.
При использовании не своего размера перчатки могут порваться.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: для выполнения хирургических операций, лабораторных работ в медицинских, гигиенических учреждениях.

РАЗМЕР № **6.0**




ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ **01.2016 г.**

ПАРТИЯ № **4471 PF**

Производитель: ООО «РусМедУзак»
Россия, 115682, Москва,
ул. Шмидловская, д. 64, стр. 1, офис 147
Тел: (499) 742-83-75(76), (499) 173-82-17
www.rusmeduzak.ru

Срок годности 3 года

 1 977793 420010

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ



ПЕРЧАТКИ
ХИРУРГИЧЕСКИЕ
СТЕРИЛЬНЫЕ ИЗ
СИНТЕТИЧЕСКОГО
ЛАТЕКСА



РУСМЕДУПАК

ПЕРЧАТКИ СТЕРИЛЬНЫЕ

ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ЛАТЕКСА

ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ГОСТ Р 52236-2004

ХИРУРГИЧЕСКИЕ

НЕОПУДРЕННЫЕ

Изделие сделано из синтетического латекса,
который не вызывает аллергическую реакцию

Откройте упаковку в указанном месте, извлеките
перчатки

Аккуратно наденьте на правую и левую руки

Предназначены для всех видов хирургических операций,
лабораторной работы и работы в условиях, требующих стерильности.
Стерилизация паровой стерилизацией.

Срок годности 3 года

РАЗМЕР №

8,5


ДАТА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

09.2015

ПАРТИЯ

№ 1505

Производитель: ООО "РусМедУпак"
Москва, ул. Штиглицовская д.64, стр.1
тел: (499) 742-83-75(76), (499) 173-82-17
www.rusmedupak.ru



надежная защита врача и пациента

не применять при нарушении целостности упаковки

Перчатки хирургические стерильные из синтетического латекса неопудренные



Перчатки смотровые стерильные из натурального латекса опудренные



РУСМЕДУПАК

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСА

- ОПУДРЕННЫЕ
- ГЛАДКИЕ
- ОДНОРАЗОВЫЕ
- ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию. Перед использованием латексных перчаток следует убедиться в отсутствии аллергии на латекс.
Хранить при температуре от 0° до 30°C и относительной влажности воздуха не выше 65%.
Вскрытие упаковки и извлечение перчаток.
Аккуратно надеть на правую и левую руки.

Важно!
Пользователь подбирает свой размер. При использовании на своем размере перчатки могут порваться.

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для различных медицинских исследований, диагностики и терапевтических процедур.

РАЗМЕР №

01.2016 г.

ДАТА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

1101 PP

ПАРТИЯ №

Производитель: ООО «РусМедУпак»
Россия, 115682, Москва,
ул. Шипиловская, д. 64, стр. 1, офис 147
тел: (499) 742-63-75(76), (499) 173-62-17
www.rusmedupak.ru



STERILE EO

Срок годности 3 года



надежная защита врача и пациента

ТУ 0196-002-54854-000-2011

Рег.уд.: № ФСР 2011/12241 от 28 сентября 2012г.
ГОСТ Р 82238-2004

Перчатки смотровые стерильные из натурального латекса неопудренные

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ



РУСМЕДУПАК

ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСА

- ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
- ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
- НЕОПУДРЕННЫЕ
- ОДНОРАЗОВЫЕ

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.
-Хранить при температуре от 0° до 30°C
и относительной влажности воздуха не выше 85%.
-Вскрыть упаковку и извлечь перчатки.
-Аккуратно надеть на правую и левую руки.

ВАЖНО

- Правильно подбирайте свой размер.
- При использовании не своего размера перчатки могут порваться.

**ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для проведения
медицинских исследований, диагностики и
терапевтических процедур.**

РАЗМЕР № **М**
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ **09.2015**
ПАРТИЯ № **1511**

Производитель: ООО «РусМедУпак»
Россия, 115682, Москва,
ул. Шипиловская, д. 64, стр. 1, офис 147
тел: (499) 742-83-75(76), (499) 173-82-17
www.rusmedupak.ru




STERILE EO

надежная защита врача и пациента



ТУ 9398-002-54854000-2011

сер. № ФСР 2011/12244 от 28 сентября 2012г.



Срок год



Перчатки смотровые стерильные из синтетического латекса неопудренные

← — — — ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ — — — →



РусмедУпак

**ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ
СТЕРИЛЬНЫЕ**
из синтетического латекса

- ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
- ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
- НЕОПУДРЕННЫЕ
- ОДНОРАЗОВЫЕ

Хранить при температуре от 0 до 25°C
и относительной влажности воздуха не выше 85%.


Вернуть упаковку и извлечь перчатки.

Аккуратно надеть на правую и левую руки.

ВАЖНО

- Правильно подобрать свой размер.
- При использовании не своего размера перчатки могут порваться.

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для проведения
медицинских исследований,
диагностики и гигиенических процедур.




TY 9398-002-202-54854000-2011
2011/12244 от 28 сентября 2011г.

РАЗМЕР № M
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 09.2015
ПАРТИЯ № 1508

Производитель:
ООО "РусМедУпак", Россия,
Москва, ул. Шипиловская, д. 64, стр. 1,
тел: (499) 742-83-75(76), (499) 173-82-17
www.rusmedupak.ru



197779314



надежная защита врача и пациента
СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ГИГИЕНИЧЕСКИМ



000 "МедПер Консалтинг" 000
Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью: 45 лист(а/ов)
Директор ООО "МедПер Консалтинг" Ю.Н. Сергеева
000 "МедПер Консалтинг" 000

