

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ИНТЕЛБИО»

А.Л. Галин

09.11.2022 г.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

«Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики VISCOLINE® INTIMO

по ТУ 32.50.22-015-06997856-2022»

### 1.1 Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики VISCOLINE® INTIMO

- шприц объемом 1,0 мл с наполнением 1,0 мл – 1 шт.,
- игла 27G 1/2" – 2 шт.,
- инструкция – 1 шт.,
- наклейка – 2 шт.



# VISCOLINE®

## INTIMO

Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики VISCOLINE® INTIMO в комплектации:

- шприц объемом 1,0 мл с наполнением 1,0 мл – 1 шт.
- игла 27G 1/2" или 30G 1/2" – 2 шт.
- инструкция – 1 шт.,
- наклейка – 2 шт.

### Состав:

Натрия гиалуронат 21,0 мг/мл,  
Гидрофосфат натрия 14,2 мг/мл,  
Натрия дигидрофосфат дигидрат 2,8 мг/мл,  
Хлорид натрия 5,3 мг/мл,  
Гидросульфат натрия 1,9 мг/мл  
Вода для инъекций 954,8 мл/мл  
Остаточное содержание 1, 4-бутандиол  
диглицидилового эфира (BDDE) <1 ppm

### Срок годности 24 месяца.

Хранить при температуре от +2°C до +25°C в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте. Перед использованием убедитесь в целостности упаковки.

Не применять после окончания срока годности!

### Производитель/Претензии и пожелания отправлять:


ООО «ИНТЕЛБИО» Россия, 142821, Московская область, г.о. Ступино, деревня Шматово, ул. Индустриальная, владение 2, тел.: 8(495)-924-15-99, info@intelbio.ru, www.intelbio.org

Место производства: ООО «ИНТЕЛБИО» Россия, 142821, Московская область, г.о. Ступино, деревня Шматово, ул. Индустриальная, владение 2.

### Регистрационное удостоверение


№ P3H XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

ТУ 32.50.22-015-06997856-2022









**VISCOLINE®**  
**INTIMO**

**LOT** 01.91.2022



09.2024

**1 ml**

## 1.2 Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики VISCOLINE® INTIMO

- шприц объемом 1,0 мл с наполнением 1,0 мл – 1 шт.,
- игла 30G 1/2" – 2 шт.,
- инструкция – 1 шт.,
- наклейка – 2 шт.



# VISCOLINE®

## INTIMO

Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики VISCOLINE® INTIMO в комплектации:

- шприц объемом 1,0 мл с наполнением 1,0 мл – 1 шт.
- игла 27G 1/2" или 30G 1/2" – 2 шт.
- инструкция – 1 шт.,
- наклейка – 2 шт.

### Состав:

Натрия гиалуронат 21,0 мг/мл,  
Гидрофосфат натрия 14,2 мг/мл,  
Натрия дигидрофосфат дигидрат 2,8 мг/мл,  
Хлорид натрия 5,3 мг/мл,  
Гидросульфат натрия 1,9 мг/мл  
Вода для инъекций 954,8 мл/мл  
Остаточное содержание 1, 4-бутандиол  
диглицидилового эфира (BDDE) <1 ppm

### Срок годности 24 месяца.

Хранить при температуре от +2°C до +25°C в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте. Перед использованием убедитесь в целостности упаковки.

Не применять после окончания срока годности!

### Производитель/Претензии и пожелания отправлять:

ООО «ИНТЕЛБИО» Россия, 142821, Московская область, г.о. Ступино, деревня Шматово, ул. Индустриальная, владение 2, тел.: 8(495)-924-15-99, info@intelbio.ru, www.intelbio.org

Место производства: ООО «ИНТЕЛБИО» Россия, 142821, Московская область, г.о. Ступино, деревня Шматово, ул. Индустриальная, владение 2.

### Регистрационное удостоверение

№ P3H XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

ТУ 32.50.22-015-06997856-2022







Terumo Europe N.V.  
K-Pack II Needle  
30G x 1/2" (0.3 x 12 mm)  
(01) 0541320603438  
(17) 260228 EXP /  
(10) 2103059 LOT  
**STERILE EO** Do not reuse

Terumo Europe N.V., Belgium  
K-Pack II Needle CE 0197  
30G x 12 mm  
0541320603438 Rx only  
EXP / 2026-02-28  
LOT 2103059  
**EO** Do not reuse

## 2.1 Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики VISCOLINE® INTIMO

- шприц объемом 2,25 мл с наполнением 2,0 мл – 1 шт.,
- игла 27G 1/2" – 2 шт.,
- инструкция – 1 шт.,
- наклейка – 2 шт.



# VISCOLINE®

## INTIMO

Имплантат внутридермальный в исполнении  
VISCOLINE® INTIMO

в комплектации:

- шприц объемом 2,25 мл  
с наполнением 2,0 мл – 1 шт.,
- игла 27G 1/2" или 30G 1/2" – 2 шт.
- инструкция – 1 шт.,
- наклейка – 2 шт.

### Состав:

Натрия гиалуронат 21,0 мг/мл,  
Гидрофосфат натрия 14,2 мг/мл,  
Натрия дигидрофосфат дигидрат 2,8 мг/мл,  
Хлорид натрия 5,3 мг/мл,  
Гидросульфат натрия 1,9 мг/мл  
Вода для инъекций 954,8 мл/мл  
Остаточное содержание 1, 4-бутандиол  
диглицидилового эфира (BDDE) <1 ppm

Срок годности 24 месяца.

Хранить при температуре от +2°C до +25°C в  
месте, защищенном от прямых солнечных  
лучей. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте. Перед  
использованием убедитесь в целостности  
упаковки.

Не применять после окончания срока годности!

Производитель/Претензии и пожелания  
отправлять: ООО «ИНТЕЛБИО» Россия, 142821,  
Московская область, г.о. Ступино, деревня  
Шматово, ул. Индустриальная, владение 2,  
тел.: 8(495)-924-15-99, info@intelbio.ru,  
www.intelbio.org

Место производства: ООО «ИНТЕЛБИО»  
Россия, 142821, Московская область,  
г.о. Ступино, деревня Шматово,  
ул. Индустриальная, владение 2.

Регистрационное удостоверение  
№ P3H XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.  
ТУ 32.50.22-015-06997856-2022



VISCOLINE®



INTIMO



HYALURONIC ACID


1x2 ml



09.2024

LOT

02.91.2022





VISCOLINE®  
INTIMO

LOT 02.91.2022



09.2024

2 ml

## 2.2 Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики VISCOLINE® INTIMO

- шприц объемом 2,25 мл с наполнением 2,0 мл – 1 шт.,
- игла 30G 1/2” – 2 шт.,
- инструкция – 1 шт.,
- наклейка – 2 шт.



# VISCOLINE®

## INTIMO

Имплантат внутридермальный в исполнении  
VISCOLINE® INTIMO

в комплектации:

- шприц объемом 2,25 мл  
с наполнением 2,0 мл – 1 шт.,
- игла 27G 1/2" или 30G 1/2" – 2 шт.
- инструкция – 1 шт.,
- наклейка – 2 шт.

### Состав:

Натрия гиалуронат 21,0 мг/мл,  
Гидрофосфат натрия 14,2 мг/мл,  
Натрия дигидрофосфат дигидрат 2,8 мг/мл,  
Хлорид натрия 5,3 мг/мл,  
Гидросульфат натрия 1,9 мг/мл  
Вода для инъекций 954,8 мл/мл  
Остаточное содержание 1, 4-бутандиол  
диглицидилового эфира (BDDE) <1 ppm

**Срок годности 24 месяца.**

Хранить при температуре от +2°C до +25°C в  
месте, защищенном от прямых солнечных  
лучей. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте. Перед  
использованием убедитесь в целостности  
упаковки.

Не применять после окончания срока годности!

**Производитель/Претензии и пожелания**

отправлять: ООО «ИНТЕЛБИО» Россия, 142821,  
Московская область, г.о. Ступино, деревня  
Шматово, ул. Индустриальная, владение 2,  
тел.: 8(495)-924-15-99, info@intelbio.ru,  
www.intelbio.org

**Место производства:** ООО «ИНТЕЛБИО»

Россия, 142821, Московская область,  
г.о. Ступино, деревня Шматово,  
ул. Индустриальная, владение 2.

**Регистрационное удостоверение**

№ РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.  
ТУ 32.50.22-015-06997856-2022



VISCOLINE®



INTIMO



HYALURONIC ACID

1x2 ml



09.2024

LOT

02.91.2022





### 3.1 Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики VISCOLINE® INTIMO

- шприц объемом 3,0 мл с наполнением 3,0 мл – 1 шт.,
- игла 27G 1/2" – 2 шт.,
- инструкция – 1 шт.,
- наклейка – 2 шт.



# VISCOLINE®

## INTIMO

Имплантат внутридермальный в исполнении  
VISCOLINE® INTIMO

в комплектации:

- шприц объемом 3,0 мл  
с наполнением 3,0 мл – 1 шт.,
- игла 27G 1/2" или 30G 1/2" – 2 шт.
- инструкция – 1 шт.,
- наклейка – 2 шт.

### Состав:

Натрия гиалуронат 21,0 мг/мл,  
Гидрофосфат натрия 14,2 мг/мл,  
Натрия дигидрофосфат дигидрат 2,8 мг/мл,  
Хлорид натрия 5,3 мг/мл,  
Гидросульфат натрия 1,9 мг/мл  
Вода для инъекций 954,8 мл/мл  
Остаточное содержание 1, 4-бутандиол  
диглицидилового эфира (BDDE) <1 ppm

Срок годности 24 месяца.

Хранить при температуре от +2°C до +25°C в  
месте, защищенном от прямых солнечных  
лучей. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте. Перед  
использованием убедитесь в целостности  
упаковки.

Не применять после окончания срока годности!


Производитель/Претензии и пожелания  
отправлять: ООО «ИНТЕЛБИО» Россия, 142821,  
Московская область, г.о. Ступино, деревня  
Шматово, ул. Индустриальная, владение 2,  
тел.: 8(495)-924-15-99, info@intelbio.ru,  
www.intelbio.org

Место производства: ООО «ИНТЕЛБИО»  
Россия, 142821, Московская область,  
г.о. Ступино, деревня Шматово,  
ул. Индустриальная, владение 2.

Регистрационное удостоверение  
№ РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.  
ТУ 32.50.22-015-06997856-2022









**VISCOLINE®**  
**INTIMO**

**LOT** 03.91.2022



09.2024

**3 ml**

### 3.2 Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики VISCOLINE® INTIMO

- шприц объемом 3,0 мл с наполнением 3,0 мл – 1 шт.,
- игла 30G 1/2" – 2 шт.,
- инструкция – 1 шт.,
- наклейка – 2 шт.



# VISCOLINE®

## INTIMO

Имплантат внутридермальный в исполнении  
VISCOLINE® INTIMO  
в комплектации:

- шприц объемом 3,0 мл  
с наполнением 3,0 мл – 1 шт.,
- игла 27G 1/2" или 30G 1/2" – 2 шт.
- инструкция – 1 шт.,
- наклейка – 2 шт.

### Состав:

Натрия гиалуронат 21,0 мг/мл,  
Гидрофосфат натрия 14,2 мг/мл,  
Натрия дигидрофосфат дигидрат 2,8 мг/мл,  
Хлорид натрия 5,3 мг/мл,  
Гидросульфат натрия 1,9 мг/мл  
Вода для инъекций 954,8 мл/мл  
Остаточное содержание 1, 4-бутандиол  
диглицидилового эфира (BDDE) <1 ppm

### Срок годности 24 месяца.

Хранить при температуре от +2°C до +25°C в  
месте, защищенном от прямых солнечных  
лучей. Не замораживать.


Хранить в недоступном для детей месте. Перед  
использованием убедитесь в целостности  
упаковки.

Не применять после окончания срока годности!

Производитель/Претензии и пожелания  
отправлять: ООО «ИНТЕЛБИО» Россия, 142821,  
Московская область, г.о. Ступино, деревня  
Шматово, ул. Индустриальная, владение 2,  
тел.: 8(495)-924-15-99, info@intelbio.ru,  
www.intelbio.org

Место производства: ООО «ИНТЕЛБИО»  
Россия, 142821, Московская область,  
г.о. Ступино, деревня Шматово,  
ул. Индустриальная, владение 2.

Регистрационное удостоверение  
№ РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.  
ТУ 32.50.22-015-06997856-2022



09.2024  
lot 03.91.2022

HYALURONIC ACID  
1x3 ml



INTIMO



VISCOLINE





Прошито,  
Пронумеровано  
и скреплено на  
34 листах

*тридцати четырех листах*

Генеральный директор

ООО «ИНТЕЛБИО»

Галин А.Л.



**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Генеральный директор**

**ООО «ИНТЕЛБИО»**


**А.Л. Галин**

**09.11.2022 г.**



**Макеты этикеток медицинского изделия  
«Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики VISCOLINE® INTIMO по  
ТУ 32.50.22-015-06997856-2022»**

# Макет этикетки шприца



**VISCOLINE®**  
**INTIMO**

**LOT** 01.91.2022



09.2024

**1 ml**

**VISCOLINE®**  
**INTIMO**

**LOT** 02.91.2022



09.2024

**2 ml**

**VISCOLINE®**  
**INTIMO**

**LOT** 03.91.2022



09.2024

**3 ml**

Макет этикетки парного стикера

|                                                                                   |            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISCOLINE®</b>                                                                 |            |   |
| INTIMO                                                                            |            |                                                                                     |
| <b>LOT</b>                                                                        | 01.91.2022 |    |
|  | 09.2024    |                                                                                     |
| 1 ml                                                                              |            |                                                                                     |
| <b>VISCOLINE®</b>                                                                 |            |   |
| INTIMO                                                                            |            |                                                                                     |
| <b>LOT</b>                                                                        | 01.91.2022 |  |
|  | 09.2024    |                                                                                     |
| 1 ml                                                                              |            |                                                                                     |

|                                                                                     |            |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISCOLINE®</b>                                                                   |            |    |
| INTIMO                                                                              |            |                                                                                      |
| <b>LOT</b>                                                                          | 02.91.2022 |   |
|   | 09.2024    |                                                                                      |
| 2 ml                                                                                |            |                                                                                      |
| <b>VISCOLINE®</b>                                                                   |            |  |
| INTIMO                                                                              |            |                                                                                      |
| <b>LOT</b>                                                                          | 02.91.2022 |   |
|  | 09.2024    |                                                                                      |
| 2 ml                                                                                |            |                                                                                      |

|                                                                                     |            |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISCOLINE®</b>                                                                   |            |  |
| INTIMO                                                                              |            |                                                                                      |
| <b>LOT</b>                                                                          | 03.91.2022 |   |
|  | 09.2024    |                                                                                      |
| 3 ml                                                                                |            |                                                                                      |
| <b>VISCOLINE®</b>                                                                   |            |  |
| INTIMO                                                                              |            |                                                                                      |
| <b>LOT</b>                                                                          | 03.91.2022 |   |
|  | 09.2024    |                                                                                      |
| 3 ml                                                                                |            |                                                                                      |

## Макет этикетки коробки

Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики VISCOLINE® INTIMO в шприце объемом 1,0 мл с наполнением 1,0 мл



**VISCOLINE®**  
INTIMO

Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики VISCOLINE® INTIMO в комплектации:  
• шприц объемом 1,0 мл с наполнением 1,0 мл – 1 шт.  
• игла 27G 1/2" или 30G 1/2" – 2 шт.  
• инструкция – 1 шт.  
• наклейка – 2 шт.

**Состав:**  
Натрия гиалуронат 21,0 мг/мл,  
Гидрофосфат натрия 14,2 мг/мл,  
Натрий дигидрофосфат дигидрат 2,8 мг/мл,  
Хлорид натрия 8,3 мг/мл,  
Гидросульфат натрия 1,9 мг/мл,  
Вода для инъекций 954,6 мг/мл  
Остаточное содержание 1, 4-бутандиол диглицидилового эфира (BDDE) <1 ppm


**Срок годности 24 месяца.**  
Хранить при температуре от +2°C до +25°C в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.  
Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте. Перед использованием убедиться в целостности упаковки.  
Не применять после окончания срока годности!

**Производитель/Претензии и пожелания отправлять:**  
ООО «ИНТЕЛБИО» Россия, 142821, Московская область, г.о. Ступино, деревня Шматово, ул. Индустриальная, владение 2, тел.: 8(495) 924-15-99, info@intelbio.ru, www.intelbio.org

**Место производства:** ООО «ИНТЕЛБИО» Россия, 142821, Московская область, г.о. Ступино, деревня Шматово, ул. Индустриальная, владение 2.

**Регистрационное удостоверение**  
№ РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.  
ТУ 32.50.22-015-06997856-2022



VISCOLINE®  
HYALURONIC ACID 1x1 ml

INTIMO

VISCOLINE®

**VISCOLINE®**



**INTIMO**



HYALURONIC ACID  
1x1 ml

VISCOLINE®

INTIMO

HYALURONIC ACID 1x1 ml

09.2024  
01.91.2022

Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики VISCOLINE® INTIMO в шприце объемом 2,25 мл с наполнением 2,0 мл



**VISCOLINE®**  
**INTIMO**

Имплантат энтуридермальный в исполнении VISCOLINE® INTIMO в комплекте:

- шприц объемом 2,25 мл с наполнением 2,0 мл – 1 шт.,
- игла 27G 1/2" или 30G 1/2" – 2 шт.
- инструкция – 1 шт.,
- наклейка – 2 шт.

**Состав:**

Натрия гиалуронат 21,0 мг/мл,  
Гидрофосфат натрия 14,2 мг/мл,  
Натрия дигидрофосфат дигидрат 2,8 мг/мл,  
Хлорид натрия 5,5 мг/мл,  
Гидросульфат натрия 1,9 мг/мл,  
Вода для инъекций 994,8 мг/мл  
Остаточное содержание 1, 4-бутандиол диглицидилового эфира (BDOE) <1 ppm

**Срок годности 24 месяца.**

Хранить при температуре от +2°C до +25°C в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте. Перед использованием убедиться в целостности упаковки.

Не применять после окончания срока годности!

Производитель/Претензии и пожелания отправлять: ООО «ИНТЕЛБИО», Россия, 142621, Московская область, г.о. Ступино, деревня Шматово, ул. Индустриальная, владение 2, тел.: 8(495)-924-15-99, info@intelbio.ru, www.intelbio.org

Место производства: ООО «ИНТЕЛБИО», Россия, 142621, Московская область, г.о. Ступино, деревня Шматово, ул. Индустриальная, владение 2.

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XXXX/XXXX г. ТУ 32.50.22-015-0897856-2022



HYALURONIC ACID 1x2 ml

INTIMO

VISCOLINE®

**VISCOLINE®**



**INTIMO**



HYALURONIC ACID

1x2 ml

VISCOLINE®

INTIMO

HYALURONIC ACID 1x2 ml

09.2024  
02.91.2022

Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики VISCOLINE® INTIMO в шприце объемом 3,0 мл с наполнением 3,0 мл



Прошито,  
Пронумеровано  
и скреплено на  
7 листах

( свиз листов )

Генеральный директор  
ООО «ИНТЕЛБИО»

Галин А.Л.

