

Директор по качеству и регистрации


ООО «Сименс Здравоохранение»



А.В. Фирстова

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Мультидетекторная система однофотонной эмиссионной компьютерной томографии –
Symbia E с принадлежностями**



Мультидетекторная система однофотонной эмиссионной компьютерной томографии - Symbia E с принадлежностями (пример общего вида МИ)

Мультidetекторная система однофотонной эмиссионной компьютерной томографии Symbia E с принадлежностями

Регистрационное удостоверение: РЗН XXXX/XXXX от дд.мм.гггг

Место производства: Siemens Medical Solutions USA, Inc., Molecular Imaging, 2501 North
Barrington Road, Hoffman Estates, IL 60192

Страна производства: США

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение, нормативная документация, требованиям которой соответствует изделие,
масштабные характеристики и срок службы изделия указаны в документации
пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 96

200/208/220/230/240 В 50/60 Гц 14,5/13,9/13,2/12,8/12,14 А

Макет маркировки медицинского изделия Мультidetекторная система однофотонной эмиссионной компьютерной томографии – Symbia E

Блок базовый Symbia E Single (вариант исполнения 1):




1. Гентри ОФЭКТ.



2. Детектор высокоразрешающий 3/8, 5/8 дюйма.



3. Коллиматор низких энергий многоцелевой.



4. Стол пациента.



5.1 Рабочая станция сбора данных: системное и прикладное программное обеспечение, специальные дисководы для хранения и архивирования медицинских изображений.



5.2 Рабочая станция сбора данных: системное и прикладное программное обеспечение, **специальные дисководы для хранения и архивирования медицинских изображений.**



6. Монитор специальный цветной.




7. Клавиатура, мышь.




8. Монитор позиционирования пациента.




9. Опция удаленной диагностики.




10. Триггер ЭКГ




11. Кабель ЭКГ




12. Триггер ЭКГ с самописцем



13. Дека стола педиатрическая




14. Дека стола маммографическая.



15. Инструкция пользователя.


Блок базовый Symbia E Dual (вариант исполнения 2):




1. Гентри ОФЭКТ.




2. Детектор высокоразрешающий 3/8, 5/8 дюйма.



3. Коллиматор низких энергий многоцелевой.




4. Стол пациента.



5.1 Рабочая станция сбора данных: **системное и прикладное программное обеспечение**, специальные дисководы для хранения и архивирования медицинских изображений.



5.2 Рабочая станция сбора данных: системное и прикладное программное обеспечение, **специальные дисководы для хранения и архивирования медицинских изображений.**



6. Монитор специальный цветной.




7. Клавиатура, мышь.




8. Монитор позиционирования пациента.




9. Опция удаленной диагностики.




10. Триггер ЭКГ




11. Кабель ЭКГ




12. Триггер ЭКГ с самописцем



13. Дека стола педиатрическая



14. Дека стола маммографическая.




15. Инструкция пользователя.

II. Принадлежности:




1.1 Станция рабочая мультимодальная: **компьютерный блок**, цветной монитор, электронная мышь, программное обеспечение системное и прикладное.




1.2 Станция рабочая мультимодальная: компьютерный блок, цветной монитор, электронная мышь, программное обеспечение системное и




2. Станция рабочая дополнительная: компьютерный блок, специальный цветной монитор, клавиатура, мышь, программное обеспечение системное и прикладное.




3. Фантом калибровочный.




4. Ручной пульт управления




5. Источники калибровочные для проведения калибровки аппарата.



6. Источник бесперебойного питания.




7. Монитор специальный цветной




8. Коллиматор низких энергий высокого разрешения.




9. Коллиматор низких энергий высокочувствительный.




10. Коллиматор низких энергий сверхвысокого разрешения.




11. Коллиматор веерного типа.




12. Коллиматор средних энергий.



13. Коллиматор высоких энергий.



14. Коллиматор сверхвысоких энергий.



15. Коллиматор-пинхол.




16. Насадка-пинхол.



17. Тележка коллиматорная.




18. Опция удаленного контроля за сканером.




19. Информационно-обучающая система e.media.



20. ПО для просмотра и количественной оценки перфузии миокарда.




21. Программное приложение для обработки исследований в онкологии.



22. Алгоритм реконструкции трехмерный.




23. Программное приложение для совмещения изображений.




24. Программное приложение для проведения неврологических исследований.




25. Программное приложение для количественной оценки сосудистых структур.




26. Программный пакет для проведения кардиологических исследований.




27. Программное приложение для архивирования изображений на компакт-диски.




28. Программное приложение для функциональной оценки сердца.




29. Программное приложение для работы с ПЭТ данными.




30. Программное приложение для поправки на ослабление по данным КТ.



31. Программное приложение для реконструкции ОФЭКТ изображений.



32. Программа просмотра данных исследований.



33. Программное приложение для разработки собственных приложений.

Security properties

User management ☐

Data access check ☐

Functional check ☐

Auditing ☐

Security status Inactive

DICOM access


Enable trusted host functionality ☐

Remote service access


SSL encryption ☐



35. ПО для объемной визуализации и анализа изображений.



36. Программный пакет для обработки данных изображений органов.



37. ПО для перевода изображений с ECAT в формате DICOM.



38. Стол рабочий для оператора.



39. Стул для оператора с антистатическим покрытием.



40. Диагностическое окно.




41. Электрощит распределительный.



42. Рубильник аварийного выключения.




43. Рубильник включения электропитания.




44. Фантом 4-х квадрантный.



45. Фантом прямоугольный эмиссионный.




46. Фантом DELUXE.




47. Материал монтажный (специальные крепления, фурнитура и т.д.).




48. Подголовники для ОФЭКТ



49. Подлокотники для ОФЭКТ



50. Подлокотники для использования при сканировании всего тела



51.Наборы ремней для фиксации пациента: - ремень для туловища фиксирующий, широкий; - ремни для туловища фиксирующие.; - ремень
а, широкий; - ремень фиксирующий, для подбородка, узкий; - ремни фиксирующие, для поддержки лба.



52. Плотна для фиксации туловища (левая сторона)




53. Плотна для фиксации туловища (правая сторона)




54. Приспособления для позиционирования пациента.




55.1 Системное и прикладное программное обеспечение: базовое, для трехмерной постобработки, для редактирования объемов, для совмещения изображений для обработки исследований



55.2 Системное и прикладное программное обеспечение: базовое, для трехмерной постобработки, для редактирования объемов, для
формирования изображений, для обработки исследований




55.3 Системное и прикладное программное обеспечение: базовое, для трехмерной постобработки, для редактирования объемов, для совмещения изображений, для обработки исследований



56. Консоль оператора для реконструкции изображений, дополнительная: - блок системный; - клавиатура; - мышь компьютерная.




57. Консоли оператора для обработки и реконструкции изображений мультимодальные, дополнительные




58. Консоли оператора для обработки изображений универсальные, дополнительные



59. Стойки для размещения консолей оператора



60. Источники бесперебойного питания для консолей и модулей управления




61. Мониторы специальные, цветные жидкокристаллические




62. Клавиатуры




63. Коллиматоры низких энергий высокого разрешения с низкой проникаемостью



64. Режимы программные для сокращения времени сбора планарных данных в два раза, без потери качества изображения



65. Режимы программные для оптимизации работы



66. Режимы программные для создания пользователем протоколов сбора, реконструкции и обработки данных

Click OK to allow a remote user to connect within the next 120 seconds.

Click Terminate to stop an existing connection.

Password: lqqd11tn

Connection Mode

Full Access ☒

View Only ☐

OK

Terminate

Cancel

67. Режимы программные для удаленного доступа к станции сбора данных



Фотография транспортной упаковки медицинского изделия

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
54 листа (ов)



54 листа (ов)

