





1 – Внешний
доплеровский
модуль 1В

2 – Датчики


Внешний вариант, исполнение «-1В»






- 1 - Монитор
- 2 - Звуковые динамики
- 3 - Компьютерный корпус
- 4 - Ультразвуковые зонды
- 5 - Панель подключения зондов
- 6 - Мышь
- 7 - Ножная педаль
- 8 - Алфавитно-цифровая клавиатура

Стационарный вариант со встроенным доплеровским модулем
(варианты исполнения 1С, 2С)



- 1 - Компьютерный корпус
- 2 - Панель подключения зондов
- 3 - Ультразвуковые зонды
- 4 - Кабель питания
- 5 - Алфавитно-цифровая клавиатура

Переносной вариант со встроенным доплеровским модулем
(варианты исполнения 1П, 2П)



1 - Компьютер

2 – Внешний
доплеровский
модуль

3 –Кабель питания

Внешний вариант, исполнение «-2В»

Этикетки

Вариант исполнения 1В



Макеты этикеток

Варианты исполнения 1С, 2С, 1П, 2П


	ООО СПЕКТРОМЕД Россия	
АНАЛИЗАТОР СКОРОСТИ КРОВОТОКА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ		
МОДЕЛЬ СОНОМЕД 300М – ТУ 9442-300-31322051-2008		
SN	_____	
AC ~220V 50Hz 350VA		
Класс I		
		EAC

Вариант исполнения 1В, 2В

	ООО СПЕКТРОМЕД Россия	
АНАЛИЗАТОР СКОРОСТИ КРОВОТОКА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ		
МОДЕЛЬ СОНОМЕД 300М – ТУ 9442-300-31322051-2008		
SN	_____	
DC 5,0V 1,0A		
		EAC

Упаковка


Составные части прибора, эксплуатационная документация упаковываются в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142 и предохраняются от перемещения прокладками и амортизаторами.



Маркировка

На ящик наносится следующая информация:

- "Хрупкое, осторожно!";
- "Верх";
- "Беречь от влаги";
- "Штабелировать запрещается"



Пронумеровано, прошнуровано и печатью
скреплено 5 листа(ов)
Генеральный директор ООО СПЕКТРОМЕД

/И.Е. Нагулин/

