

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «Компания «Соболь»

Зырянцев А.Н.

«23» марта 2023 г.



МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ

медицинского изделия

**Перчатки медицинские смотровые/процедурные нитриловые
неопудренные нестерильные одноразовые по ТУ 22.19.60-001-14836015-2021**

1 - Маркировка потребительской упаковки

Перчатки медицинские смотровые/процедурные нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые по ТУ 22.19.60-001-14836015-2021



ООО «Компания «Соболь»
454081, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 71П,
строение 4, помещение 1
адрес производства:
Россия, 454081, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 71П

срок годности 5 лет с даты изготовления

РУ _____

Размер ____

Цвет ____

LOT



100 штук



СОСТАВ нитрил

НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для индивидуальной защиты рук медицинского персонала и создания барьера между пациентом и медицинскими работниками при выполнении ими профессиональных обязанностей для осмотров пациентов и выполнении манипуляций, не требующих стерильности

ВНИМАНИЕ!

Нельзя использовать перчатки повторно.

Нельзя использовать одну и ту же пару перчаток при контакте с двумя и более пациентами.

Необходимо менять перчатки каждые 2 часа работы каждый 1 час в условиях повышенного риска

ПРОТИВОПОКАНИЯ

Индивидуальная непереносимость материалов

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре от 5 до 40 градусов вдали от источников влаги и возгорания

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

1. Перед надеванием перчаток руки необходимо вымыть с мылом и обработать антисептиком.

2. Надевание перчаток:

— достаньте перчатку из упаковки;

— прикасайтесь только к той части перчатки, что будет на запястье (верхний край манжеты);

— наденьте первую перчатку;

— возьмите вторую перчатку рукой без перчатки и прикасайтесь к той части перчатки, которая будет находиться на запястье;

— во избежание прикосновения руки с надетой перчаткой к коже предплечья, выверните наружную поверхность перчатки так, чтобы надеть ее на согнутые пальцы руки в перчатке, надеть вторую перчатку;

— в перчатках нельзя прикасаться к любым объектам, контакт с которыми является показанием для смены перчаток.

3. Снятие перчаток:

— захватите пальцами одну перчатку на уровне запястья, чтобы снять ее, не касаясь кожи предплечья, и стягивайте ее с руки так, чтобы перчатка вывернулась наизнанку;

— держите снятую перчатку в руке с надетой перчаткой, подведите пальцы руки, с которой снята перчатка, внутрь — между второй перчаткой и запястьем, и снимите вторую перчатку, скатывая ее с руки, и вложите в первую перчатку;

— утилизируйте снятые перчатки.

4. Выполните обработку рук путем мытья рук с мылом и гигиенической антисептик

УТИЛИЗАЦИЯ *

Использованные перчатки подлежат обеззараживанию и помлевающей утилизацией в соответствии с действующими нормами утилизации медицинских отходов. Обратитесь к инструкции по применению

*за более подробной информацией обратитесь к инструкции по применению.

2 - Маркировка транспортной упаковки

Перчатки медицинские смотровые/процедурные нитриловые неопудренные
нестерильные одноразовые по ТУ 22.19.60-001-14836015-2021

1000 штук

Размер ____

Цвет ____



ООО «Компания «Соболь»
454081, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 71П,
строение 4, помещение I
адрес производства:
Россия, 454081, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д.71П

РУ _____

Масса (брутто) _____

LOT



Пронумеровано,
пронумеровано, скреплено
печатью на 3 листах.

Директор
ООО «Компания «Соболь»

Зырянец А.Н.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Компания «Соболь»

Зырянец А.Н.

23» марта 2023 г.



**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**Перчатки медицинские смотровые/процедурные нитриловые
неопудренные нестерильные одноразовые по ТУ 22.19.60-001-14836015-2021**

1.1. Общий вид перчатки медицинские смотровые/процедурные нитриловые неопудренные
нестерильные одноразовые, цвет белый



- 1.2. Общий вид перчатки медицинские смотровые/процедурные нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые, цвет розовый



1.3. Общий вид перчатки медицинские смотровые/процедурные нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые, цвет желтый



1.4. Общий вид перчатки медицинские смотровые/процедурные нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые, цвет черный




1.5. Общий вид перчатки медицинские смотровые/процедурные нитриловые
неопудренные нестерильные одноразовые, цвет зеленый



1.6. Общий вид перчатки медицинские смотровые/процедурные нитриловые неопудренные нестерильные одноразовые, цвет голубой



2. Фотографические изображения медицинского изделия в потребительской упаковке



3. Фотографические изображения медицинского изделия в потребительской упаковке



4. Фотографическое изображение медицинского изделия в транспортной упаковке



Прошнуровано,
пронумеровано, скреплено
печатью на 12 листах.

Директор
ООО «Компания «Соболь»

Зырянцев А.Н. _____

