

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «ИМБИАН»



Я.С. Кривенчук


«01» июня 2022г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro NT-
proBNP в сыворотке, плазме и цельной крови «NT-proBNP-ИМБИАН-ИХА» по
ТУ 21.20.23-011-39271034-2022

2022 г.

В состав изделия входят следующие компоненты:

1. Тест-кассета



2. Индивидуальная фольгированная упаковка для тест-кассеты



3. Флакон-капельница с буферным раствором (5 мл)



4. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019:
Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)



5. Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213)



6. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 2. 65x56
(ПУ. № РЗН 2013/822)



NT-proBNP- ИМБИАН-ИХА

Комплект 1

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения in vitro
NT-proBNP в сыворотке, плазме и цельной крови
«NT-proBNP-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-011-39271034-2022

Чувствительность NT-proBNP 300 пг/мл

- Тест-кассета
- Флакон-капельница с буферным раствором (5 мл)
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса
жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм
(ПУ № РЗН 2013/1213)
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta
варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
- Инструкция

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения.
Замораживать не допускается! Готово к использованию. Для лиц < 75 лет.



1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

ПУ: № XXX XXXX/XXXXXX

LOT 221115

REF iGR-006/1.1

2022.11.15

2024.11.15



Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский
сельсовет, с Барышево, ул Ленина
зд. 247, к. 4, помещ. 1

тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

7.1 Потребительская упаковка. Комплект № 1

NT-proBNP- ИМБИАН-ИХА


Комплект 2

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения in vitro
NT-proBNP в сыворотке, плазме и цельной крови
«NT-proBNP-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-011-39271034-2022

Чувствительность NT-proBNP 300 пг/мл

- Тест-кассета
- Флакон-капельница с буферным раствором (5 мл)
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса
жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм
(ПУ № РЗН 2013/1213)
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta
варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
- Инструкция

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения.
Замораживать не допускается! Готово к использованию. Для лиц < 75 лет.



25 шт.
1 шт.

25 шт.

25 шт.

25 шт.

1 шт.

ПУ: № XXX XXXX/XXXXX

LOT 221115

REF iGR-006/2.25

2022.11.15

2024.11.15



Imbian

ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский
сельсовет, с Барышево, ул Ленина
зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

7.2 Потребительская упаковка. Комплект № 2

NT-proBNP- ИМБИАН-ИХА


Комплект 3

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения in vitro
NT-proBNP в сыворотке, плазме и цельной крови
«NT-proBNP-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-011-39271034-2022

Чувствительность NT-proBNP 450 пг/мл

- Тест-кассета
- Флакон-капельница с буферным раствором (5 мл)
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса
жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм
(ПУ № РЗН 2013/1213)
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta
варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
- Инструкция

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения.
Замораживать не допускается! Готово к использованию. Для лиц > 75 лет.



IVD



1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

ПУ: № XXX XXXX/XXXXX

LOT 221115

REF iGR-006/3.1

2022.11.15

2024.11.15



Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский
сельсовет, с Барышево, ул Ленина
зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

7.3 Потребительская упаковка. Комплект № 3

NT-proBNP- ИМБИАН-ИХА

Комплект 4

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения in vitro
NT-proBNP в сыворотке, плазме и цельной крови
«NT-proBNP-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-011-39271034-2022

Чувствительность NT-proBNP 450 пг/мл

- Тест-кассета
- Флакон-капельница с буферным раствором (5 мл)
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса
жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм
(ПУ № РЗН 2013/1213)
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta
варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
- Инструкция

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения.
Замораживать не допускается! Готово к использованию. Для лиц > 75 лет.

+2°C
+30°C

IVD

25

25

25

25

25

25 шт.
1 шт.

25 шт.

25 шт.

25 шт.

1 шт.

ПУ: № XXX XXXX/XXXXX

LOT 221115

REF iGR-006/4.25

2022.11.15

2024.11.15



Imbian


ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский
сельсовет, с Барышево, ул Ленина
зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

7.4 Потребительская упаковка. Комплект № 4

8. Транспортная упаковка



9.1 Общий вид медицинского изделия. Комплект № 1



9.2 Общий вид медицинского изделия. Комплект № 2



9.3 Общий вид медицинского изделия. Комплект № 3



9.4 Общий вид медицинского изделия. Комплект № 4



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

16 лист об

Директор ООО «ИМБИАН»

Я.С. Кривенчук " 06 2022г



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «ИМБИАН»



Я.С. Кривенчук

20 апреля 2022 г.

Макет маркировки

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* NT-proBNP в сыворотке, плазме и цельной крови «NT-proBNP-ИМБИАН-ИХА» по
ТУ 21.20.23-011-39271034-2022

NT-proBNP- ИМБИАН-ИХА



Комплект X

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения in vitro
NT-proBNP в сыворотке, плазме и цельной крови
«NT-proBNP-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-011-39271034-2022

Чувствительность NT-proBNP xxx пг/мл

- Тест-кассета
- Флакон-капельница с буферным раствором (5 мл)
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса
жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм
(ПУ № РЗН 2013/1213)
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta
варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
- Инструкция

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения.
Замораживать не допускается! Готово к использованию. Для лиц < 75 лет.



X шт.
X шт.

X шт.

X шт.

X шт.

X шт.

ПУ: № XXX XXXX/XXXXXX

LOT XXXXXX

REF iXX-XXX/X

XXXX.XX.XX

XXXX.XX.XX



Imbian

ООО «ИМБИАН»


630554, Новосибирская область,
м.р.-н Новосибирский, с.п. Барышевский
сельсовет, с Барышево, ул Ленина
зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

NT-proBNP-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН»

Флакон-капельница с буферным раствором (5 мл) - X шт.

LOT XXXXXX XXXX.XX.XX
REF iXX-XXX/X XXXX.XX.XX



NT-proBNP-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН»

Тест-кассета - X шт.

LOT XXXXXX XXXX.XX.XX
REF iXX-XXX/X XXXX.XX.XX



NT-proBNP- ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
in vitro NT-proBNP в сыворотке, плазме и
цельной крови «NT-proBNP-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-011-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

ЛОТ XXXXXX
РЕФ iXX-XXX/X
КГ XXXX.XX.XX
КГ XXXX.XX.XX
ШТ.

Замораживать не допускается!

+2°C

IVD



Imbian

ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Директор ООО «ИМБИАН»

Я.С. Кривенчук



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 3

Директор ООО «ИМБИАН»



Я.С. Кривенчук "20" 04 202 г