



Холодильник для хранения вакцин активный VacProtect VPA-200 «POZIS».
Общий вид




Блок управления ESC-2180neo
фирмы JIANGSU JINGCHUANG
ELECTRONICS CO.,LTD, Китай

Холодильник для хранения вакцин активный VacProtect VPA-200 «POZIS».
Общий вид




Блок управления
EV3B22P7VXRB
фирмы EVCO SPA, Италия

Холодильник для хранения вакцин активный VacProtect VPA-200 «POZIS».
Общий вид




Блок управления КТ-01
АО ПО «УОМЗ»

Холодильник для хранения вакцин активный VacProtect VPA-200 «POZIS».
Общий вид




Блок управления с – prom.m1
ООО «ПРОМЭНЕРГО»

Холодильник для хранения вакцин активный VacProtect VPA-200 «POZIS».
Общий вид



Блок управления ERC111a
ООО «Данфосс»

Холодильник для хранения вакцин активный VacProtect VPA-200 «POZIS».
Общий вид



Блок управления БУ-М02
ООО «Мир»

Холодильник для хранения вакцин активный VacProtect VPA-200 «POZIS».
Фотографии общего вида с открытой дверью



Холодильник для хранения вакцин активный VacProtect VPA-200 «POZIS».
Вид сзади.

фото маркировки

POZIS ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИН
АКТИВНЫЙ VACPROTECT VPA-200 "POZIS"

ТУ 32.50.50-214-07503307-2016 УХЛ 4,2 IP20
R600a 0,040 кг 160 Вт 230В ~ 50 Гц
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ 10 лет
РЕЖИМ РАБОТЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ

Сделано в России
№ 414CV20002482 Ноябрь 2022 г.

POZIS ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИН
АКТИВНЫЙ VACPROTECT VPA-200 "POZIS"

Ноябрь
2022 г.




414CV20002482


знак «Осторожно, опасность
воспламенения»
располагается на компрессоре



Холодильник для хранения вакцин активный VacProtect VPA-200 «POZIS».
Вид слева



Холодильник для хранения вакцин активный VacProtect VPA-200 «POZIS».
Вид справа



Холодильник для хранения вакцин активный VacProtect VPA-200 «POZIS».
Фото комплектующих



Ключ (2 шт.)

Холодильник для хранения вакцин активный VacProtect VPA-200 «POZIS».

Оригинал-макет маркировки.

Ярлык упаковки:


POZIS			
		устройство для хранения и транспортировки вакцин	
ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИН АКТИВНЫЙ VACPROTECT VPA-200 «POZIS»			
ТУ 32.50.50-214-07503307-2016		230В ~ 50Гц	
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ:		10 ЛЕТ	
значение ширины х значение глубины х значение высоты см	БРУТТО значение массы брутто кг		
СДЕЛАНО В РОССИИ			
ДАТА ВЫПУСКА		месяц выпуска 20 г.	
		VPA-200 «POZIS»	
		XXXXXXXXXX	

Таблички холодильника

POZIS		ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИН АКТИВНЫЙ VACPROTECT VPA-200 «POZIS»	
ТУ 32.50.50-214-07503307-2016		УХЛ 4.2	
R600a		0,040 кг	
значение максимальной потребляемой мощности Вт		230В ~ 50Гц	
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ		10 ЛЕТ	
РЕЖИМ РАБОТЫ		ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ	
СДЕЛАНО В РОССИИ			
№ заводской номер изделия		месяц выпуска 20 г.	


POZIS	ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИН АКТИВНЫЙ VACPROTECT VPA-200 «POZIS»
месяц выпуска 20 г.	порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя штрих-код
заводской номер изделия	

Холодильник для хранения вакцин активный VacProtect VPA-200 «POZIS».
Оригинал-макет упаковки.




Холодильник для хранения вакцин активный VacProtect VPA-200 «POZIS».
Фото аккумуляторов холода и их расположения

Аккумуляторы холода (располагаются по задней стенке холодильника, за фальш-панелью)



Фальш-панель



В данном документе прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью (14) ЧЕТЫРНАДЦАТЬ листов(а)

Начальник общего отдела Ю.В. Журина

____ 20__ г.

