

Макеты этикеток на медицинское изделие

Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду
(Диахим-Гемистейн-М-Г)
по ТУ 9398-269-27428909-02

- Комплектация 1 – лист 2,
- Комплектация 2 – лист 3,
- Комплектация 3 – лист 4,
- Комплектация 4 – лист 5.

Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС +»
17.02.2023



Марковский В.М.

Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий по
Май-Грюнвальду (Диахим-Гемистейн-М-Г)
по ТУ 9398-269-27428909-02

Макет этикеток



Комплектация 1

ФИКСАТОР-КРАСИТЕЛЬ ЭОЗИН МЕТИЛЕНОВЫЙ СИНИЙ ПО
МАЙ-ГРЮНВАЛЬДУ

IVD 2°C-25°C

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Применение: зафиксировать
в течение 2-3 мин.
Окрасить разбавленным
раствором фиксатора-красителя
или раствором красителя
по Романовскому

REF 437 1 л
Комплектация 1

**ФИКСАТОР-КРАСИТЕЛЬ
ЭОЗИН МЕТИЛЕНОВЫЙ
СИНИЙ**
по Май-Грюнвальду
(Диахим-Гемистейн-М-Г)

LOT 370
05.2022
11.2023

по ТУ 9398-269-27428909-02
ФСР 2008/02340 от XX.XX.XXXX

АБРИС+
196006, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д 16, литера М,
Б/Ц Осиповф (2-й этаж)

Комплектация 2

ФИКСАТОР-КРАСИТЕЛЬ ЭОЗИН МЕТИЛЕНОВЫЙ СИНИЙ ПО
МАЙ-ГРЮНВАЛЬДУ

IVD 2°C - 25°C

для профессионального применения

Применение: зафиксировать
в течение 2-3 мин.
Окрасить разбавленным
раствором фиксатора-красителя
или раствором красителя
по Романовскому

REF 437.500 **0,5 л**
Комплектация 2

**ФИКСАТОР-КРАСИТЕЛЬ
ЭОЗИН МЕТИЛЕНОВЫЙ
СИНИЙ**
по Май-Грюнвальду
(Диахим-Гемистейн-М-Г)

LOT 370
 05.2022
 11.2023

по ТУ 9398-269-27428909-02
ФСР 2008/02340 от XX.XX.XXXX


НПФ
АБРИС+

196006, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д 16, литера М,
Б/Ц Осиповф (2-й этаж)

Комплектация 3



Комплектация 4



Прошито и пронумеровано

лист 06

Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС+»

В.М. Марковский



Фотографические изображения медицинского изделия

Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду
(Диахим-Гемистейн-М-Г)
по ТУ 9398-269-27428909-02

- Комплектация 1 – лист 2,3
- Комплектация 2 – лист 4,5
- Комплектация 3 – лист 6,7
- Комплектация 4 – лист 8,9.

Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС +»
17.02.2023



Марковский В.М.

МАЙ-ГРЮНВАЛЬДУ

IVD

для профессионального применения

Применение: фиксировать
в течение 3 мин.
Окрасить в полученном
растворе фиксатора-красителя
или раствора красителя
по Романовскому

REF 437

Комплектация

1 л

**ФИКСАТОР-КРАСИТЕЛЬ
ЗОЗИН МЕТИЛЕНОВЫЙ
СИНИЙ**

по Май-Грюнвальду
(Диахим-Гемистейн-М-Г)

LOT

370

05.2022

11.2023



по ТУ 9398-269-27428909-02
ФСР 2008/02340 от XX.XX.XXXX



АБРИС

196006, Россия, Санкт-Петербург
ул. Цветочная, д. 16, литер А
Б/Ц Осиповф (2-й этаж)





МАЙ-ГРЮНВАЛЬДУ

IVD



2°C 25°C



для профессионального применения

Применение: зафиксировать
в течение 2-3 мин.
Окрасить разбавленным
раствором фиксатора-красителя
или раствором красителя
по Романовскому

REF 437.500

0,5 л

Комплектация 2

**ФИКСАТОР-КРАСИТЕЛЬ
ЗОЗИН МЕТИЛЕНОВЫЙ
СИНИЙ**

по Май-Грюнвальду
(Диахим-Гемистейн-М-Г)

LOT

370



05.2022



11.2023




по ТУ 9398-269-27428909-02
ФСР 2008/02340 от XX.XX.XXXX



АБРИС+

196006, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д 16, литера М,
Б/Ц Осиповф (2-й этаж)







НПФ **АБРИС+**

REF 4375.500

196006, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 16, лит. М, 2 этаж

**Фиксатор-краситель зозин метиленовый
синий по Май-Грюнвальду
(Диахим-Гемистейн-М-Г)**

Состав набора. Комплектация 4

1. Фиксатор-краситель зозин метиленовый
синий по Май-Грюнвальду 1 x 0.5 л
2. Диахим-Буфер Г 1 x 10 мл

2°C 25°C IVD по ТУ 9396-269-27428909-02
ФСР 2008/02340 от XX.XX.XXXX

Для профессионального применения



по ТУ 9396-269-27428909-02
ФСР 2008/02340 от XX.XX.XXXX

АБРИС+

196006, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 16, литера М
БЦ Осиповф (2-й этаж)





Прошито и пронумеровано

9 (966-1111) лист 08

Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»

В.М. Марковский

