

УТВЕРЖДАЮ

ООО «Эко-мед-с М»

Генеральный директор

Н.А.Ворошилов

2018 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина
ADAMS A1c Lite HA-8380V с принадлежностями

Производитель:


"АРКРЭЙ Фэктори, Инк." (ARKRAY Factory, Inc.)

1480 Кодзи, Конан-чо, Кока-си, Сига 520-3306, Япония (1480 Koji, Konan-cho, Koka-Shi,
Shiga 520-3306 Japan)


. Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина ADAMS A1c Lite HA-8380V




Крышка для пакета с элюентом А (BOTTLE CAP A WITH NOZZLE)




Крышка для пакета с элюентом В (BOTTLE CAP B WITH NOZZLE)



Крышка для пакета с элюентом CV (BOTTLE CAP CV WITH NOZZLE)



Крышка для канистры с промывающим лизирующим раствором LITE H в сборе с заборником раствора, трубкой подачи раствора и датчиком наличия раствора (BOTTLE CAP WITH NOZZLE FOR Hemolysis Washing Solution Lite H)




Направляющая для установки пакетов с элюентами (ELUENT PACK GUIDES)




Сетевой кабель (POWER CORD)




Адаптер для калибровки оранжевый (ORANGE ADAPTER)




Адаптер для калибровки синий (BLUE ADAPTER)



Картридж 80 (Column Unit 80)




Двусторонний ключ с открытым зевом, 6-8 мм (DOUBLE OPEN END WRENCH 6-8 mm)




Короткая отвертка № 1200-2, с пластиковой изоляцией (STUBBY SCREWDRIVER NO.1200-2, INSULATED PLASTIC)



Пинцет АА, длиной 125 мм (TWEEZERS AA L125)






Штатив для обычных и контрольных исследований препаратов цельной и лизированной крови и промывки (NORMAL RACK)



Штатив для калибровки HbA1c (CALIBRATION RACK)




Адаптер D13 серый (Conventional adapter D13 gray)




Дренажная трубка оптического блока силиконовая (OPTICAL UNIT DRAIN TUBE)




Дренажная трубка для жидких отходов (LIQUID WASTE DRAIN TUBE)




Игла-прокалыватель (PIERCING NOZZLE)




Предохранитель (FUSE)



Набор соединителей с прокладками для подсоединения трубок забора элюентов



Набор соединителей с прокладкой для подсоединения трубки гемолизирующего раствора



Цанговый зажим для подсоединения трубок к колонке (PUSH SCREW (CIRCLE TYPE))




Алюминиевый пакет (ALUMINUM PACK)



Термобумага для принтера (Thermal Printer Paper)



Промывающий раствор для пробирок (Washing Solution for Tubes), 250 мл



ООО «Эко-мед-с М»

Генеральный директор

Н.А.Ворошилов

« » 2018 г.



свертнено
25 листов