

ПОДТВЕРЖДАЮ
Директор
АО «МЕДСЕРВИС»
Луадж В.И.



«03» мая 2023 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

**Анализатор биохимический автоматический Skyla HB1 с
принадлежностями**

производства «Скайла Корпорейшн», филиал в Научном парке
Синьчжу

Юридический адрес: 1 этаж, № 8, ул. Дусин, Научный парк Синьчжу,
Восточный район, г. Синьчжу, Тайвань (1F, No. 8, Dusing Rd., Hsinchu
Science Park, East Dist., Hsinchu City, Taiwan)



Анализатор биохимический автоматический Skyla HB1 – 1 шт.

Сетевой адаптер
(Power adapter)



Кабель питания
(Power supply cord)

Сетевой адаптер с кабелем питания – 1 шт.

Анализатор биохимический автоматический Skyla HB1

Руководство пользователя

Для использования только в диагностике In Vitro

Уполномоченный представитель
SKYLA в России:
АО «МЕДСЕРВИС»
Россия, 129344, г. Москва, ул.
Искры, д. 31, корп. 1, этаж 5, пом. II
комн. 3 оф. 24Б
+7 (495) 633 2352
e-mail: fin@medservice.biz

Текст руководства, пров.
IB PN: 7B25000005HB



Скайла Корпорейшн, филиал в
научном парке Синьчжу, 1 этаж, № 8,
ул. Дусин, Научный парк Синьчжу,
Восточный район, г. Синьчжу, Тайвань
(1F, No. 8, Dusing Rd., Hsinchu Science
Park, East Dist., Hsinchu City, Taiwan)



Руководство пользователя – 1 шт.

Skyla HB1

Автоматический Биохимический Анализатор

Краткое Руководство

■ Запуск Анализатора

Нажмите кнопку «Сеть», чтобы включить анализатор. Для нагрева требуется до 15 минут (это время может быть увеличено при особых условиях внешней среды)



■ Подготовка Образца

Цельная кровь

Плазма

Сыворотка



- ✓ Используйте пробирки для забора крови с литий-гепарином (зеленая крышка).
- ✓ **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** пробирки для забора крови с натрий-гепарином.
- ✓ **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** пробирки для забора крови с EDTA.
- ✓ Анализ следует выполнить в течение 60 минут (при комнатной температуре) после отбора образца.
- ✓ Образец крови должен занимать по крайней мере половину объема пробирки для забора крови.
- ✓ Используйте пробирки для забора крови с активатором сгустков в сыворотке (желтая крышка).

■ Анализ Образца

Шаг 1: Подготовка Панели

Примечание



- Извлеките диск с реагентами из холодильника и надорвите упаковку с верхней правой стороны.



- Аккуратно большим и указательным пальцами выньте из пакета диск с реагентами вместе с тонкой бумагой.



- После извлечения используйте другую руку, чтобы держать диск с реагентами за край.




- Освободите пальцы, которые захватывают диск с реагентами, разверните и удалите тонкую бумагу.



- Перед заливкой образца удалите алюминиевую полоску, покрывающую окошко для образца на диске.

- Панели биохимических реагентов, взятые после хранения при 2-8°C можно использовать без нагревания.
- Избегайте хранения дисков с реагентами при температуре выше 25°C (77°F) в течение более 48ч.

Краткое руководство по эксплуатации - 1 шт.



LIMITED WARRANTY

How long does the coverage last? skyla warrants to the original purchaser that the HB1 Clinical Chemistry Analyzer (HB1 Analyzer) and accompanying power supply will be free from defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of purchase or initial installation whichever comes first.

What does skyla Limited Warranty cover? Only the original purchaser of the HB1 Analyzer purchased from an authorized distributor/representative may obtain coverage under this limited warranty. skyla is not responsible for any additional representations or warranties, with the sole exception of representations made in writing and signed by an authorized officer of skyla.

This limited warranty does not cover (a) any problem that is caused by neglect, accident, abuse, shock, electrostatic discharge, heat or humidity beyond product specifications, improper installation, operation, maintenance, modification or alteration; (b) any misuse contrary to the instructions in the operator's manual; (c) malfunctions caused by other equipment. This limited warranty is voided if the analyzer (a) is repaired or serviced by anyone not authorized by skyla to render such service; (b) is returned with removed, damaged or tampered labels of any alterations. This limited warranty does not cover loss of time, loss of revenues or profits, property damage, inconvenience, or data loss – back-up the contents of your test results on a regular basis, and consequential damages; incidental damages whether or not caused by a failure to a skyla product; and costs related to data recovery, removal and installation are not recoverable under this warranty.

What will skyla do? Under this warranty, skyla will, at its option, refurbish or replace, any analyzer which is not as warranted, given the conditions of that the purchased HB1 Analyzer is within the warranty period with a valid proof of purchase, and follows skyla's Instructions regarding warranty or may replace an analyzer with a new or reconditioned unit. The new or refurbished unit will receive this same limited warranty for the balance of the original warranty period. The foregoing is skyla's sole obligation and the purchaser's exclusive remedy under this limited warranty.

skyla makes no warranty other than the limited warranty set forth above and disclaims all other warranties including all implied warranties of fitness for a particular purpose or merchantability. Under no circumstances will skyla's liability exceed the price paid by the purchaser for the HB1 Analyzer.

---X---


skyla Product Warranty and Registration Card

Clinic/Institute _____ Name _____
Address _____
Telephone _____ Fax _____
E-mail _____
Distributor's Name _____
Date of purchase or initial installation: month/date/year _____
Serial Number (S/N) (Please refer to the S/N label on the back of the device)


To preserve your right to the skyla Limited Warranty, mail or fax a copy of your purchase receipt and this completed form to SKYLA CORPORATION HSINCHU SCIENCE PARK BRANCH 1F, No.8, Dusing Rd., Hsinchu Science Park, East Dist., Hsinchu City, Taiwan (Tel: +886-3-611-8511; Fax: +886-3-579-5393) or fill out an online registration form available in <http://www.skyla.com>.

7B25000017HC

Талон гарантийный – 1 шт.



Микропипетка на 200 мкл. – 1 шт.



Наконечники для микропипетки – 96 шт./уп. – 1 упаковка.



Бумага для термопринтера – 1 рулон

Прошито и скреплено печатью

9 лист *об*

Директор АО «МЕДСЕРВИС»

 В.И. Луадж

