

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»



О. О. Лавинюков

«НекстБио» 2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для выявления ДНК *Chlamydia trachomatis* (L1-L3) и *Chlamydia trachomatis* (D-K) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм[®] *Chlamydia trachomatis* (LGV)» по ТУ 21.20.23-181-09286667-2022

Набор реагентов для выявления ДНК *Chlamydia trachomatis* (L1-L3) и *Chlamydia trachomatis* (D-K) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® *Chlamydia trachomatis* (LGV)» по ТУ 21.20.23-181-09286667-2022

Состав набора:

1. ПЦР-смесь LGV – 1,20 мл x 1 пробирка.
2. ПЦР-буфер-Н – 0,65 мл x 1 пробирка.
3. ПКО LGV – 0,26 мл x 1 пробирка.
4. ОКО – 1,10 мл x 1 пробирка.
5. К- – 0,26 мл x 1 пробирка.

В комплект поставки входит:

1. Набор реагентов.
2. Краткое руководство по применению набора в бумажном виде.
3. Комплект вкладышей к набору в бумажном виде.


I. Внешняя (вторичная) упаковка - пакет полиэтиленовый с застёжкой Zip-Lock
«АмплиПрайм® *Chlamydia trachomatis* (LGV)»
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ



«АмплиПрайм® *Chlamydia trachomatis* (LGV)»
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ



«АмплиПрайм® *Chlamydia trachomatis* (LGV)»
ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ



Набор реагентов для выявления ДНК *Chlamydia trachomatis* (L1-L3) и *Chlamydia trachomatis* (D-K) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® *Chlamydia trachomatis* (LGV)» по ТУ 21.20.23-181-09286667-2022

REF: 2144-12


Состав набора:

ПЦР-смесь LGV	1,20 мл × 1
ПЦР-буфер-H	0,65 мл × 1
ПКО LGV	0,26 мл × 1
ОКО	1,10 мл × 1
K	0,26 мл × 1

Инструкция по применению набора находится на сайте www.lectbio.ru. Печатайте версию документа по телефону 8 (495) 650-08-78.

ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
т/ф. (495) 650-08-78, www.lectbio.ru
RU № РДН 0001/0004 от 07.04.2017 г.

«АмплиПрайм® *Chlamydia trachomatis* (LGV)»
СОСТАВ



II. Внешняя (вторичная) упаковка - пакет металлизированный с застёжкой Zip-Lock
«АмплиПрайм® *Chlamydia trachomatis* (LGV)»
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ



«АмплиПрайм® *Chlamydia trachomatis* (LGV)»
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ

Набор реагентов для выявления ДНК *Chlamydia trachomatis* (L1-L3) и *Chlamydia trachomatis* (D-K) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® *Chlamydia trachomatis* (LGV)» по ТУ 21.20.23-181-09286667-2022

REF 2144-12

 100

 2 °C — 8 °C



Состав набора:

ПЦР-смесь LGV	1,20 мл × 1
ПЦР-буфер-Н	0,65 мл × 1
ПКО LGV	0,26 мл × 1
ОКО	1,10 мл × 1
К-	0,26 мл × 1

LOT 331102206

 2022-10-31

 2023-10-31

Только для диагностики *in vitro*
 Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится
 на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия
 доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73



ООО «НекстБио»
 Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
 тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
 РУ № РЗН 3000/3000 от дд.мм.гггг



331102206

«АмплиПрайм® *Chlamydia trachomatis* (LGV)» ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

Вкладыш

АмплиПрайм® *Chlamydia trachomatis* (LGV)

Инструкция по применению для выявления ДНК *Chlamydia trachomatis* (L1-L3) и *Chlamydia trachomatis* (D-K) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме реального времени «АмплиПрайм® *Chlamydia trachomatis* (LGV)» по ТУ 21.20.23-181-09286667-2022

REF 2144-12

1. Назначение: тест-система для выявления ДНК *Chlamydia trachomatis* (L1-L3) и *Chlamydia trachomatis* (D-K) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме реального времени «АмплиПрайм® *Chlamydia trachomatis* (LGV)» по ТУ 21.20.23-181-09286667-2022

Наименование	Единица измерения	Количество
ПЦР-смесь LGV	1,20 мл x 1	1 шт.
ПЦР-буфер-H	0,65 мл x 1	1 шт.
ПМО LGV	0,26 мл x 1	1 шт.
ОМО	1,10 мл x 1	1 шт.
К	0,26 мл x 1	1 шт.

ВЫДАРИШ

для автоматической обработки результатов к набору «АмплиПрайм® *Chlamydia trachomatis* (LGV)»

Группа совместимости: АмплиПрайм

Мат. №: 2144-12

Серия: 331102205

Срок годности: до 2023-10-31

Методика: ПЦР-буфер-H, ПМО LGV, ОМО, К

Группа совместимости: АмплиПрайм (СГХ 56)

Прибор: Bio-Rad CFX56

Штрих-код

Краткое руководство

по применению набора реагентов для выявления ДНК *Chlamydia trachomatis* (L1-L3) и *Chlamydia trachomatis* (D-K) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме реального времени «АмплиПрайм® *Chlamydia trachomatis* (LGV)» по ТУ 21.20.23-181-09286667-2022

АмплиПрайм® *Chlamydia trachomatis* (LGV)

REF 2144-12

ООО «НекстБио», Россия, 111394, г. Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
т/с: (495) 620-08-73, e-mail: info@nextbio.ru

Набор реагентов для выявления ДНК *Chlamydia trachomatis* (L1-L3) и *Chlamydia trachomatis* (D-K) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме реального времени «АмплиПрайм® *Chlamydia trachomatis* (LGV)» по ТУ 21.20.23-181-09286667-2022

REF 2144-12

Состав набора:


ПЦР-смесь LGV	1,20 мл x 1
ПЦР-буфер-H	0,65 мл x 1
ПМО LGV	0,26 мл x 1
ОМО	1,10 мл x 1
К	0,26 мл x 1

Инструкция по применению набора реагентов на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73

ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
т/с: (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
RU RU P311 1000/box of 100



«АмплиПрайм® *Chlamydia trachomatis* (LGV)»
СОСТАВ



Пронумеровано, скреплено и прошито
10 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»

О.О. Лавинюков



Handwritten signature



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»



О. О. Лавинюков

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДНК *CHLAMYDIA TRACHOMATIS* (L1-L3) И *CHLAMYDIA TRACHOMATIS* (D-K) МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ» «АМПЛИПРАЙМ® *CHLAMYDIA TRACHOMATIS* (LGV)» ПО ТУ 21.20.23-181-09286667-2022

Транспортная маркировка

Лист утверждения

Маркировка транспортной тары

для набора реагентов для выявления ДНК *Chlamydia trachomatis* (L1-L3) и *Chlamydia trachomatis* (D-K) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени»
«АмплиПрайм® *Chlamydia trachomatis* (LGV)» по ТУ 21.20.23-181-09286667-2022

Транспортная этикетка

ООО «НекстБио»


Россия, 111394, город Москва,
улица Полимерная, дом 8, стр. 2

Место № ____ / Количество мест ____

Грузополучатель

Пункт назначения

Условия транспортирования и хранения



Не допускается замораживание реагентов.
Допускается транспортирование при температуре
от 8 до 25 °C не более 3 суток.

Масса нетто наборов реагентов ____ кг

Масса брутто ____ кг

Манипуляционные знаки



Верх

Хрупкое. Осторожно



Беречь от влаги

Приложение №2

к договору поставки № ДП-ХХ/ХХ/ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Упаковочный лист

ХХ.ХХ.ХХХХ г.

г. Москва

Договор поставки: № ДП-ХХ/ХХ/ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Покупатель: _____

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "НекстБио"

Товарная накладная №ХХХХХХХХХХХХ от ХХ месяца ХХХХ г.

№ п/п	Артикул	Наименование товара	Минусовая часть	Кол-во	Серия	Дата выпуска	Срок годности	Ед

СДАЛ:
ОТ ПОСТАВЩИКА
ООО "НекстБио"

Должность

ФИО

Подпись

Дата "_____" 20__ г.

ПРИНЯЛ:
ОТ ПОКУПАТЕЛЯ

Должность

ФИО

Подпись

Дата "_____" 20__ г.

Упаковочный лист

Пронумеровано, скреплено и прошито
3 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»

О.О. Лавинюков

