

Фотографические изображения  
набора реагентов

*Средство для предварительной обработки образцов мочи  
для анализа альдостерона (MAGLUMI® Sample Release  
Agent) для автоматических анализаторов MAGLUMI®*

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КЛС»




Смирнов Э.А.

«7» марта


2023 г.



*Средство для предварительной обработки образцов мочи для  
анализа альдостерона (MAGLUMI<sup>®</sup> Sample Release Agent) для  
автоматических анализаторов MAGLUMI<sup>®</sup>*









# **CERTIFICATE**


**Quality Inspector: 01**

---

**Inspection Qualified & Approved  
For Release**

**Shenzhen New Industries Biomedical  
Engineering Co., Ltd.**





1302960304

Средство для предварительной обработки образцов мочи для анализа альдостерона (MAGLUMI® Sample Release Agent) для автоматических анализаторов MAGLUMI®

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие используется как вспомогательное средство для диагностики *in vitro* и предназначено для предварительной обработки образцов мочи для анализа альдостерона (MAGLUMI® Aldosterone (CLIA)), методом иммунохимическим-цветного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®.

#### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Предварительная обработка образцов мочи для высвобождения аналитов из состояния связывания с другими материалами для теста на альдостерон

#### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Средство для предварительной обработки образцов мочи для анализа альдостерона (MAGLUMI® Sample Release Agent) для автоматических анализаторов MAGLUMI®, в составе:

Средство для предварительной обработки образцов мочи для анализа альдостерона (MAGLUMI® Sample Release Agent 1) для автоматических анализаторов MAGLUMI® 1 шт.

Средство для предварительной обработки образцов мочи для анализа альдостерона (MAGLUMI® Sample Release Agent 2) для автоматических анализаторов MAGLUMI® 1 шт.

Сертификат контроля качества производителя 1 шт.  
Инструкция по применению 1 шт.

#### КОМПОНЕНТЫ ИЗДЕЛИЯ

| Компонент                                                                       | Описание | Спецификация     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Средство для предварительной обработки образцов мочи для анализа альдостерона 1 | 0,3М HCl | 1-флакон (25 мл) |

325 Sample Release Agent-IFU-ru-RU, V.1.0, 2022-05

1/4

ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО И  
СКРЕПЛЕНО 6 ЛИСТ «ОВ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
СМИРНОВ Э.А.

