

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ТЕРРАФАРМ»



Петренко В. Н.

20 23 г.

БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

ПО ТУ 32.50.50-001-45266304-2022

Фотографические изображения



Рисунок 1 – Внешний вид изделия. Цвет синий



Рисунок 2 – Внешний вид изделия. Цвет бело-синий



Рисунок 1 – Бахилы медицинские нестерильные «ЛАЙТ», цвет синий



Рисунок 2 – Бахилы медицинские нестерильные «ЭКОНОМ», цвет синий



Рисунок 3 – Бахилы медицинские нестерильные «СТАНДАРТ ЛАЙТ», цвет синий




Рисунок 4 – Бахилы медицинские нестерильные «СТАНДАРТ», цвет синий




Рисунок 5 – Бахилы медицинские нестерильные «ЭКСТРА+», цвет синий



Рисунок 6 – Бахилы медицинские нестерильные «СТАНДАРТ», с двойной резинкой, цвет синий



Рисунок 7 – Бахилы медицинские нестерильные «СТАНДАРТ+», с двойной резинкой, цвет синий




Рисунок 8 – Бахилы медицинские нестерильные «ЭКСТРА», с двойной резинкой, цвет синий



Рисунок 9 – Бахилы медицинские нестерильные «ЭКСТРА XL», с двойной резинкой, цвет синий



Рисунок 10 – Бахилы медицинские нестерильные «ЭКСТРА+», с двойной резинкой, цвет синий



Рисунок 11 – Бахилы медицинские нестерильные «СУПЕР 50», с двойной резинкой, цвет синий



Рисунок 12 – Бахилы медицинские нестерильные «СУПЕР 60», с двойной резинкой, цвет синий




Рисунок 13 – Бахилы медицинские нестерильные «ЭКСТРА+», с двойной резинкой и двойной подошвой, цвет синий

Бахилы медицинские нестерильные по ТУ 32.50.50-001-45266304-2022 в варианте исполнения:
Бахилы медицинские нестерильные «СТАНДАРТ+» с двойной резинкой, цвет синий, 50 пар, в брикетах,
по ТУ 32.50.50-001-45266304-2022

Основной материал: полиэтилен 100 %, произведенный под низким давлением
Толщина основного материала: 25 мкм
Размеры изделия (В x Д): 140 x 400 мм
Количество изделий в упаковке: 50 пар

Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРАФАРМ»
(ООО «ТЕРРАФАРМ»), 115193, город Москва,
ул. 5-я Коммунальная, д. 9, пом./ком./офис VIII/5/44,
Доп. регистрация: +7 (499) 444-55-41, office@terrarpharm.ru

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения:

Срок хранения: 5 лет
3 года
Гарантийный срок хранения:

Дата изготовления:

Номер партии:

LOT

Условия хранения: хранить в упаковке предприятия-готовителя в сухом отапливаемом и хорошо проветриваемом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Указания по применению: вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки, расправить бахилы, надеть на обувь, начиная с носка, затем расправить по всей ширине, закрывать на пяточной части обуви, использовать по назначению.












Рисунок 14 – Бахилы медицинские нестерильные «СТАНДАРТ+» с двойной резинкой, цвет синий, 50 пар, в брикетах, по ТУ 32.50.50-001-45266304-2022

Рисунок 15 – Бахилы медицинские нестерильные «ЭКСТРА+» с двойной резинкой, цвет синий, 10 пар, в пакетах с замком zip-lock, по ТУ 32.50.50-001-45266304-2022

Бахилы медицинские нестерильные по ТУ 32.50.50-001-45266304-2022 в варианте исполнения:
Бахилы медицинские нестерильные «ЭКСТРА+» с двойной резинкой, цвет синий, 10 пар,
в пакетах с замком zip-lock, по ТУ 32.50.50-001-45266304-2022

Основной материал: полиэтилен 100 %, произведенный под низким давлением
Толщина основного материала: 30 мкм
Размеры изделия (В x Д): 140 x 400 мм
Количество изделий в упаковке: 10 пар

 Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРАФАРМ»
(ООО «ТЕРРАФАРМ»), 115193, город Москва,
ул. 5-я Кожуховская д. 9, пом/ком/офис VII/5/44.
Для рекламаций: +7 (499) 444-55-41, office@terrapharm.ru

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения:

 Дата изготовления:

LOT Номер партии:

Срок хранения: 5 лет
Гарантийный срок хранения: 3 года

Условия хранения: хранить в упаковке предприятия-изготовителя в сухом отапливаемом и хорошо проветриваемом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Указания по применению: вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки, расправить бахилы, надеть на обувь, начиная с носка, затем расправить по всей ширине, закрепить на пяточной части обуви, использовать по назначению.

Бахилы медицинские нестерильные по ТУ 32.50.50-001-45266304-2022 в варианте исполнения:
Бахилы медицинские нестерильные «СТАНДАРТ+» с двойной резинкой, цвет синий, 50 пар, в брикетах,
по ТУ 32.50.50-001-45266304-2022

Основной материал: полиэтилен 100 %, произведенный под низким давлением
Толщина основного материала: 25 мкм
Размеры изделия (В x Д): 140 x 400 мм
Количество изделий в упаковке: 50 пар



Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРАФАРМ»
(ООО «ТЕРРАФАРМ»), 115193, город Москва,
ул. 5-я Кожуховская, д. 9, пом/ком/офис VII/5/44.
Для рекламаций: +7 (499) 444-55-41, office@terrapharm.ru

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения:



Дата изготовления:



Номер партии:

Срок хранения:

5 лет

Гарантийный срок хранения:

3 года

Условия хранения: хранить в упаковке предприятия-изготовителя в сухом отапливаемом и хорошо проветриваемом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Указания по применению: вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки, расправить бахилы, надеть на обувь, начиная с носка, затем расправить по всей ширине, закрепить на пяточной части обуви, использовать по назначению.




Рисунок 18 – Макет маркировки групповой упаковки

Бахилы медицинские нестерильные по ТУ 32.50.50-001-45266304-2022 в варианте исполнения:
Бахилы медицинские нестерильные «СТАНДАРТ+» с двойной резинкой, цвет синий, 50 пар, в брикетах,
по ТУ 32.50.50-001-45266304-2022

Основной материал: полиэтилен 100 %, произведенный под низким давлением

Толщина основного материала: 25 мкм

Размеры изделия (В x Д): 140 x 400 мм

Количество изделий в таре: 3000 пар



Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРАФАРМ»
(ООО «ТЕРРАФАРМ»), 115193, город Москва,
ул. 5-я Кожуховская, д. 9, пом/ком/офис VII/5/44.
Для рекламаций: +7 (499) 444-55-41, office@terrapharm.ru

Грузополучатель:

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения:

Срок хранения: 5 лет
Гарантийный срок хранения: 3 года



Дата изготовления:



Номер партии:

Условия хранения: хранить в упаковке предприятия-изготовителя в сухом отапливаемом и хорошо проветриваемом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Условия транспортирования: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия должны быть выдержаны в транспортной таре в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 не менее 12 ч.




Рисунок 19 – Макет маркировки транспортной тары

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 21 лист

Подпись _____

М.П.

