

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «ИМБИАН»



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* антигенов ротавируса и аденовируса в фекалиях человека «РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-005-39271034-2022

2023 г.

В состав Комплектов №1 и №2 входят следующие компоненты:


Тест-полоска:




Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912):



Пробирка-капельница с встроенным аппликатором и буферным раствором (2,0 мл):



или



или



Индивидуальная фольгированная упаковка для тест-полоски с осушителем Комплект №1:





Потребительская упаковка Комплект №1

РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА

Комплект №1

- Тест-полоска
- Пробирка-капельница с встроенным аппликатором и буферным раствором (2,0 мл)
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019:
- Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения. Замораживать не допускается! Готово к использованию.

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антигенов ротавируса и аденовируса в фекалиях человека «РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-005-39271034-2022

1 шт.	ПУ: № XXX XXXX/XXXXX				
1 шт.	LOT 20221101				
1 шт.	REF iBR-003 1.1				
	2022.11.01				
1 шт.	2024.11.01				

ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

+2°C to +30°C

РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА

Комплект №2

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* антигенов ротавируса и аденовируса в фекалиях человека «РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-005-39271034-2022

- Тест-полоска
- Пробирка-капельница с встроенным аппликатором и буферным раствором (2,0 мл)
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019:
- Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция

25 шт.

25 шт.

25 шт.

1 шт.

ПУ: № XXX XXXX/XXXXX

LOT 221101

REF iBR-003/2.25

2022.11.01

2024.11.01

Imbian

Только для диагностики *in vitro*. Для профессионального применения. Замораживать не допускается! Готово к использованию.

630554, Новосибирская область, м р н Новосибирский, с п. Барышевский сельсовет, с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1 тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54 info@imbian.ru



РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА

Комплект №1

- Тест-полоска
- Пробирка-капельница с встроенным аппликатором и буферным раствором (2,0 мл)
- Пилетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019:
- Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антигенов ротавируса и аденовируса в фекалиях человека «РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-005-39271034-2022

1 шт.	ПУ: № XXX XXXX/XXXXXX
1 шт.	LOT 20221101
1 шт.	REF IBR-003/1.1
	2022.11.01
	2024.11.01
1 шт.	

Imbian
ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения.
Замораживать не допускается! Готово к использованию.

РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН»

Тест-полоска - 1 шт.

LOT 221101

REF IBR-003/1.1

2022.11.01

2024.11.01



ИНСТРУКЦИЯ

по применению

медицинского изделия

Экспресс-тест для

качественного

иммунохроматографического

определения in vitro

антигенов ротавируса и

аденовируса в фекалиях

человека «РОТА/АДЕНО-

ИМБИАН-ИХА» по ТУ

21.20.23-005-39271034-2022

Общий вид медицинского изделия. Комплект №2



РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА

Комплект №2

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антигенов ротавируса и аденовируса в фекалиях человека «РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-005-39271034-2022

- Тест-полоска 25 шт.
- Пробирка-капельница с встроенным аппликатором и буферным раствором (2,0 мл) 25 шт.
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: 25 шт.
- Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция 1 шт.

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения. Замораживать не допускается! Готово к использованию.



ПУ: № XXX XXXX/XXXXX

LOT 221101

REF iBR-003 2.25

2022.11.01

2024.11.01

1 шт.



Imbian

ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м р н Новосибирский с п Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд 247 к 4, помещ 1
тел 8 (800) 800-90-77, 8 (383) 209 34 54
info@imbian.ru

В состав Комплектов №3 и №4 входят следующие компоненты:


Тест-кассета:




Пробирка-капельница с встроенным аппликатором и буферным раствором (2,0 мл):



или



или



Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (РУ № РЗН 2019/8912):



Индивидуальная фольгированная упаковка для тест-кассеты с осушителем Комплект №3:



Индивидуальная фольгированная упаковка для тест-кассеты с осушителем Комплект №4:



РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА

Комплект №3

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антигенов ротавируса и аденовируса в фекалиях человека «РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-005-39271034-2022

- Тест-кассета 1 шт
- Пробирка-капельница с встроенным аппликатором и буферным раствором (2,0 мл) 1 шт
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: 1 шт
- Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция 1 шт

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения. Замораживать не допускается! Готово к использованию.



ПУ: № XXX XXXX/XXXXX

LOT 221101

REF IBR-003/3.1

2022 11 01

2024 11 01

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,

м.р.н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,

с. Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1

тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54

info@imbian.ru

РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА

Комплект №4

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антигенов ротавируса и аденовируса в фекалиях человека «РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-005-39271034-2022

- Тест-кассета 25 шт
- Пробирка-капельница с встроенным аппликатором и буферным раствором (2,0 мл) 25 шт
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: 25 шт
- Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция 1 шт

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения. Замораживать не допускается! Готово к использованию.



ПУ: № XXX XXXX/XXXXX

LOT 221101

REF IBR-003/4.25

2022 11 01

2024 11 01

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,

м.р.н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,

с. Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1

тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54

info@imbian.ru

РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА
Комплект №3

- Тест-кассета 1 шт.
- Пробирка-капельница с встроенным аппликатором и буферным раствором (2,0 мл) 1 шт.
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: 1 шт.
- Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (РУ № РЗН 2019/8912) 1 шт.
- Инструкция 1 шт.

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения.
Замораживать не допускается! Готово к использованию.

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антигенов ротавируса и аденовируса в фекалиях человека «РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-005-39271034-2022

РУ: № XXX XXXX/XXXXX

LOT 221101

REF IBR-003/3.1

2022 11 01

2024 11 01

imbian
ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м.р.н. Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению
медицинского изделия**
Экспресс-тест для
качественного
иммунохроматографического
определения in vitro
антигенов ротавируса и
аденовируса в фекалиях
человека «РОТА/АДЕНО-
ИМБИАН-ИХА» по ТУ
21.20.23-005-39271034-2022



РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА
Тест-кассета - 1 шт.

LOT 221101

REF IBR-003/3.1

2022 11 01

2024 11 01

imbian
ООО «ИМБИАН»

30°C

20°C

15°C

10°C

5°C

0°C

-5°C

-10°C

-15°C

-20°C

-25°C

-30°C

Общий вид медицинского изделия. Комплект №4



РОТА/АДЕНО- ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического
определения *in vitro* антигенов
ротавируса и аденовируса в фекалиях
человека «РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-005-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто

Масса брутто

Масса нетто упаковки

Количество комплектов

кг

кг

кг

шт.

LOT 20221101

REF IBR-003/1 1

2022 11 01

2024 11 01

Imbian

Замораживать не допускается!

+2°C 30°C

IVD



ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м р-н Новосибирский, с п Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд 247, к 4, помещ 1
тел 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

14 лист 86
Директор ООО «ИМБИАН»



С.А. Иванов "12" 08 2023 г

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ИМБИАН»



А. А. Иванов/
13» мая 2023 г.

М.П.

Макет маркировки

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* антигенов ротавируса и аденовируса в фекалиях человека «РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-005-39271034-2022

2023 г.


РОТА/АДЕНО- ИМБИАН-ИХА

Комплект №X

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения in vitro
антигенов ротавируса и аденовируса в фекалиях
человека «РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-005-39271034-2022

- Тест-полоска
- Пробирка-капельница с встроенным аппликатором
и буферным раствором (2,0 мл)
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед
по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019:
Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл
(ПУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения.
Замораживать не допускается! Готово к использованию.



IVD



X шт.

X шт.

X шт.

X шт.

ПУ: № XXX XXXX/XXXXXX

LOT XXXXXX

REF iBR-003/X.X

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД



Imbian



ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54

info@imbian.ru

РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН»


**Пробирка-капельница с встроенным
аппликатором и буферным раствором
(2,0 мл) - X шт.**

LOT XXXXXX

ГГГГ.ММ.ДД

REF iBR-003/X.X

ГГГГ.ММ.ДД



IVD



РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН»


Тест-полоска - X шт.

LOT XXXXXX

ГГГГ.ММ.ДД

REF iBR-003/X.X

ГГГГ.ММ.ДД




РОТА/АДЕНО- ИМБИАН-ИХА

Комплект №X

- Тест-кассета
- Пробирка-капельница с встроенным аппликатором и буферным раствором (2,0 мл)
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019:
- Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения.
Замораживать не допускается! Готово к использованию.



IVD



Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антигенов ротавируса и аденовируса в фекалиях человека «РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-005-39271034-2022

X шт.

X шт.

X шт.

X шт.

ПУ: № XXX XXXX/XXXXX

LOT XXXXXX

REF iBR-003/X.X

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД



Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,

м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,

с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1

тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54

info@imbian.ru

РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН»

Пробирка-капельница с встроенным
аппликатором и буферным раствором
(2,0 мл) - X шт.

LOT XXXXXX

ГГГГ.ММ.ДД

REF iBR-003/X.X

ГГГГ.ММ.ДД



IVD



РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН»


Тест-кассета - X шт.

LOT XXXXXX

ГГГГ.ММ.ДД

REF iBR-003/X.X

ГГГГ.ММ.ДД



РОТА/АДЕНО- ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического
определения in vitro антигенов
ротавируса и аденовируса в фекалиях
человека «РОТА/АДЕНО-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-005-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто

Масса брутто

Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



LOT XXXXXX
REF iBR-003/X.X
ГГГГ.ММ.ДД
ГГГГ.ММ.ДД
шт.

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,

м р-н Новосибирский, с п Барышевский сельсовет,

с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1

тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54

info@imbian.ru

Директор ООО «ИМБИАН» _____



С.А. Иванов /

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

6 лист 06
Директор ООО «ИМБИАН»



С.А. Иванов

15.05.2023г