

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ИМБИАНЬ»

Я.С. Кривенчук/

«23» ноября 2022 г.

М.П.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

Экспресс-тест иммунохроматографический для качественного *in vitro* обнаружения антител IgG и/или IgM к вирусу гепатита А в цельной крови, сыворотке или плазме человека «АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-003-39271034-2022

2022 г.

Комплект 1

1. Маркировка фольгированного пакета с тест-кассетой:

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН»

Тест-кассета - 1 шт.

LOT XXXXXX
REF iVR-001/1.1

ГГГГ.ММ.ДД
 ГГГГ.ММ.ДД

+30°C
 +2°C

IVD

2. Маркировка флакона-капельницы с БР (3 мл):

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН»

**Флакон-капельница
с БР (3 мл) - 1 шт.**

LOT XXXXXX
REF iVR-001/1.1

ГГГГ.ММ.ДД
 ГГГГ.ММ.ДД

+30°C
 +2°C

IVD

3. Маркировка коробки (потребительской упаковки):

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

Комплект 1:
 Гепатит А суммарные IgG + IgM

- Тест-кассета 1 шт.
- Флакон-капельница с БР (3 мл) 1 шт.
- Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213) 1 шт.
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822) 1 шт.
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019; Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) 1 шт.
- Инструкция по применению 1 шт.

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения. Замораживать не допускается! Готово к использованию.

+30°C
 +2°C

Экспресс-тест иммунохроматографический для качественного in vitro обнаружения антител IgG и/или IgM к вирусу гепатита А в цельной крови, сыворотке или плазме человека «АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-003-39271034-2022

ПУ: № XXX XXXX/XXXXX

LOT XXXXXX
REF iVR-001/1.1

ГГГГ.ММ.ДД
 ГГГГ.ММ.ДД

IVD

Imbian
 ООО «ИМБИАН»
 630554, Новосибирская область,
 м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
 с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
 тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 2

1. Маркировка фольгированного пакета с тест-кассетой:

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН»

Тест-кассета - 1 шт.

LOT

 XXXXXX

REF

 iVR-001/2.25

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД

+30°C

+2°C

IVD

2

i

2. Маркировка флакона-капельницы с БР (3 мл):

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН»

**Флакон-капельница
с БР (3 мл) - 1 шт.**

LOT

 XXXXXX

REF

 iVR-001/2.25

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД

+30°C

+2°C

IVD

i

3. Маркировка коробки (потребительской упаковки):

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

Комплект 2:
 Гепатит А суммарные IgG + IgM

- Тест-кассета 25 шт.
- Флакон-капельница с БР (3 мл) 1 шт.
- Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213) 25 шт.
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822) 25 шт.
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) 25 шт.
- Инструкция по применению 1 шт.

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения. Замораживать не допускается! Готово к использованию.

+30°C

+2°C

IVD

i

25

!

☔

Экспресс-тест иммунохроматографический для качественного in vitro обнаружения антител IgG и/или IgM к вирусу гепатита А в цельной крови, сыворотке или плазме человека «АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-003-39271034-2022

ПУ: № XXX XXXX/XXXXXX

LOT

 XXXXXX

REF

 iVR-001/2.25

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД

i

Imbian
 ООО «ИМБИАН»
 630554, Новосибирская область,
 м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
 с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
 тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 3

1. Маркировка фольгированного пакета с тест-кассетой:

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН»

Тест-кассета - 1 шт.

LOT XXXXXX
REF iVR-001/3.1

ГГГГ.ММ.ДД
 ГГГГ.ММ.ДД

+30°C
 +2°C

IVD

2. Маркировка флакона-капельницы с БР (3 мл):

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН»

**Флакон-капельница
с БР (3 мл) - 1 шт.**

LOT XXXXXX
REF iVR-001/3.1

ГГГГ.ММ.ДД
 ГГГГ.ММ.ДД

+30°C
 +2°C

IVD

3. Маркировка коробки (потребительской упаковки):

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

Комплект 3:
Гепатит А Комбо IgG и IgM

- Тест-кассета 1 шт.
- Флакон-капельница с БР (3 мл) 1 шт.
- Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213) 1 шт.
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822) 1 шт.
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) 1 шт.
- Инструкция по применению 1 шт.

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения. Замораживать не допускается! Готово к использованию.

+30°C
 +2°C

Экспресс-тест иммунохроматографический для качественного in vitro обнаружения антител IgG и/или IgM к вирусу гепатита А в цельной крови, сыворотке или плазме человека «АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-003-39271034-2022

ПУ: № XXX XXXX/XXXXXX

LOT XXXXXX
REF iVR-001/3.1

ГГГГ.ММ.ДД
 ГГГГ.ММ.ДД

Imbian
 ООО «ИМБИАН»
 630554, Новосибирская область,
 м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
 с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
 тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 3

1. Маркировка фольгированного пакета с тест-кассетой:

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН»

Тест-кассета - 1 шт.

LOT

 XXXXXX

REF

 iVR-001/3.1

GGGG.MM.ДД

GGGG.MM.ДД

+30°C

+2°C

IVD

i

2. Маркировка флакона-капельницы с БР (3 мл):

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН»

Флакон-капельница с БР (3 мл) - 1 шт.

LOT

 XXXXXX

REF

 iVR-001/3.1

GGGG.MM.ДД

GGGG.MM.ДД

+30°C

+2°C

IVD

i

3. Маркировка коробки (потребительской упаковки):

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

Комплект 3:
Гепатит А Комбо IgG и IgM

- Тест-кассета 1 шт.
- Флакон-капельница с БР (3 мл) 1 шт.
- Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213) 1 шт.
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822) 1 шт.
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) 1 шт.
- Инструкция по применению 1 шт.

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения. Замораживать не допускается! Готово к использованию.

+30°C

+2°C

IVD

i

Экспресс-тест иммунохроматографический для качественного in vitro обнаружения антител IgG и/или IgM к вирусу гепатита А в цельной крови, сыворотке или плазме человека «АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-003-39271034-2022

ПУ: № XXX XXXX/XXXXXX

LOT

 XXXXXX

REF

 iVR-001/3.1

GGGG.MM.ДД

GGGG.MM.ДД

Imbian
 ООО «ИМБИАН»
 630554, Новосибирская область,
 м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
 с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
 тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 4

1. Маркировка фольгированного пакета с тест-кассетой:

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН»

Тест-кассета - 1 шт.

LOT

XXXXXX

REF

IVR-001/4.25

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД

+30°C

+2°C

IVD

i

2. Маркировка флакона-капельницы с БР (3 мл):

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН»

**Флакон-капельница
с БР (3 мл) - 1 шт.**

LOT

XXXXXX

REF

IVR-001/4.25

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД

+30°C

+2°C

IVD

i

3. Маркировка коробки (потребительской упаковки):

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

Комплект 4:
Гепатит А Комбо IgG и IgM

- Тест-кассета 25 шт.
- Флакон-капельница с БР (3 мл) 1 шт.
- Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213) 25 шт.
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822) 25 шт.
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) 25 шт.
- Инструкция по применению 1 шт.

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения. Замораживать не допускается! Готово к использованию.

+30°C

+2°C

IVD

i

Σ

25

!

☔

Экспресс-тест иммунохроматографический для качественного in vitro обнаружения антител IgG и/или IgM к вирусу гепатита А в цельной крови, сыворотке или плазме человека «АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-003-39271034-2022

ПУ: № XXX XXXX/XXXXXX

LOT

XXXXXX

REF

IVR-001/4.25

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД

ООО «ИМБИАН»
 630554, Новосибирская область,
 м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
 с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
 тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 5

1. Маркировка фольгированного пакета с тест-кассетой:

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

■ ООО «ИМБИАН»

Тест-кассета - 1 шт.

LOT XXXXXX

REF iVR-001/5.1

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД

+30°C

+2°C

IVD

2. Маркировка флакона-капельницы с БР (3 мл):

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

■ ООО «ИМБИАН»

Флакон-капельница с БР (3 мл) - 1 шт.

LOT XXXXXX

REF iVR-001/5.1

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД

+30°C

+2°C

IVD

3. Маркировка коробки (потребительской упаковки):

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

Комплект 5: Гепатит А IgM

- Тест-кассета 1 шт.
- Флакон-капельница с БР (3 мл) 1 шт.
- Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213) 1 шт.
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822) 1 шт.
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) 1 шт.
- Инструкция по применению 1 шт.

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения. Замораживать не допускается! Готово к использованию.

+30°C

+2°C

IVD

Экспресс-тест иммунохроматографический для качественного in vitro обнаружения антител IgG и/или IgM к вирусу гепатита А в цельной крови, сыворотке или плазме человека «АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-003-39271034-2022

ПУ: № XXX XXXX/XXXXXX

LOT XXXXXX

REF iVR-001/5.1

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД

Imbian

■ ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 6

1. Маркировка фольгированного пакета с тест-кассетой:

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА



Тест-кассета - 1 шт.

LOT XXXXXX
REF iVR-001/6.25


 ГГГГ.ММ.ДД
 ГГГГ.ММ.ДД

 +30°C
 +2°C




2. Маркировка флакона-капельницы с БР (3 мл):

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА



**Флакон-капельница
с БР (3 мл) - 1 шт.**

LOT XXXXXX
REF iVR-001/6.25

 ГГГГ.ММ.ДД
 ГГГГ.ММ.ДД

 +30°C
 +2°C




3. Маркировка коробки (потребительской упаковки):

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

Комплект 6: Гепатит А IgM

- Тест-кассета 25 шт.
- Флакон-капельница с БР (3 мл) 1 шт.
- Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213) 25 шт.
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822) 25 шт.
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) 25 шт.
- Инструкция по применению 1 шт.

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения. Замораживать не допускается! Готово к использованию.

 +2°C







Экспресс-тест иммунохроматографический для качественного in vitro обнаружения антител IgG и/или IgM к вирусу гепатита А в цельной крови, сыворотке или плазме человека «АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-003-39271034-2022

ПУ: № XXX XXXX/XXXXX

LOT XXXXXX
REF iVR-001/6.25
 ГГГГ.ММ.ДД
 ГГГГ.ММ.ДД




ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 7

1. Маркировка фольгированного пакета с тест-кассетой:

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА



Тест-кассета - 1 шт.

LOT XXXXXX

REF iVR-001/7.1

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД

+30°C

+2°C




2. Маркировка флакона-капельницы с БР (3 мл):

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА



**Флакон-капельница
с БР (3 мл) - 1 шт.**

LOT XXXXXX

REF iVR-001/7.1

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД

+30°C

+2°C




3. Маркировка коробки (потребительской упаковки):

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

Комплект 7: Гепатит А IgG

- Тест-кассета 1 шт.
- Флакон-капельница с БР (3 мл) 1 шт.
- Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (РУ № РЗН 2013/1213) 1 шт.
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 2. 65x56 (РУ № РЗН 2013/822) 1 шт.
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (РУ № РЗН 2019/8912) 1 шт.
- Инструкция по применению 1 шт.

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения. Замораживать не допускается! Готово к использованию.

+30°C

+2°C







Экспресс-тест иммунохроматографический для качественного in vitro обнаружения антител IgG и/или IgM к вирусу гепатита А в цельной крови, сыворотке или плазме человека «АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-003-39271034-2022

LOT XXXXXX

REF iVR-001/7.1

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД

+30°C

+2°C




РУ: № XXX XXXX/XXXXX

LOT XXXXXX

REF iVR-001/7.1

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД



Imbian


ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 8

1. Маркировка фольгированного пакета с тест-кассетой:

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА



Тест-кассета - 1 шт.

LOT XXXXXX
REF iVR-001/8.25

 ГГГГ.ММ.ДД
 ГГГГ.ММ.ДД

 +30°C
 +2°C








2. Маркировка флакона-капельницы с БР (3 мл):

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА



**Флакон-капельница
с БР (3 мл) - 1 шт.**

LOT XXXXXX
REF iVR-001/8.25

 ГГГГ.ММ.ДД
 ГГГГ.ММ.ДД

 +30°C
 +2°C







3. Маркировка коробки (потребительской упаковки):

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

Комплект 8: Гепатит А IgG

- Тест-кассета 25 шт.
- Флакон-капельница с БР (3 мл) 1 шт.
- Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213) 25 шт.
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822) 25 шт.
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) 25 шт.
- Инструкция по применению 1 шт.

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения. Замораживать не допускается! Готово к использованию.

 +30°C







Экспресс-тест иммунохроматографический для качественного in vitro обнаружения антител IgG и/или IgM к вирусу гепатита А в цельной крови, сыворотке или плазме человека «АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-003-39271034-2022

ПУ: № XXX XXXX/XXXXXX

LOT XXXXXX
REF iVR-001/8.25

 ГГГГ.ММ.ДД
 ГГГГ.ММ.ДД





630554, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

4. Маркировка транспортной тары:

АнтиHAVGM- ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест иммунохроматографический
для качественного in vitro обнаружения
антител IgG и/или IgM к вирусу гепатита А
в цельной крови, сыворотке или плазме
человека «АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-003-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



кг	LOT	XXXXXX
кг	REF	IVR-001/8.25
кг		ГГГГ.ММ.ДД
шт.		ГГГГ.ММ.ДД

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

Я.С. Кривенчук лист *1*
Директор ООО «ИМБИАН»

Я.С. Кривенчук "13" *августа* 2022 г



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ИМБИАН»

ИНН 5401063254

«7» декабря 2022 г.

М.П.

Я.С. Кривенчук/


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Экспресс-тест иммунохроматографический для качественного in vitro обнаружения антител IgG и/или IgM к вирусу гепатита А в цельной крови, сыворотке или плазме человека «АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-003-39271034-2022


2022 г.

В состав медицинского изделия входят следующие компоненты:

1. Тест-кассета (комплекты 1, 2, 5, 6, 7, 8)



2. Тест-кассета (комплекты 3, 4)



3. Фольгированный пакет с тест-кассетой



4. Флакон-капельница с БР (3 мл)



5. Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213)



6. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)

**Салфетка спиртовая
для дезинфекции кожи**

65*56 мм

только для наружного применения

СОСТАВ: салфетка из спанлейса, дезинфицирующая жидкость (73% этиловый спирт, 5% изопропиловый спирт, 20% дистиллированная вода).

Активосептическая активность подтверждена исследованием ФБУН ГНЦ ВБ "ВЕКТОР" Роспотребнадзора от 17.12.2018 г.



НАИМЕНОВАНИЕ: Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta
Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/822 от 02.03.2020 года
ПОКАЗАНИЯ: обработка кожи до и после инъекции; дезинфекция рук медицинского персонала; обработка неповрежденной кожи (окруж. ран).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: "Нинбо Гринмед Медикал Инструментс Ко., Лтд." Китай
NingboGreetmed Medical Instruments Co., Ltd., 18F-3, No 1 Building, Wante Business Centre, Hi Tech Zone, 315042, Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
ИМПОРТЕР В РФ: ООО "Шаклин", г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 30, оф. 901, Россия, 630090. Тел.: +7 (383) 336-02-23, 335-61-23

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие обладает дезинфицирующими свойствами! Не требует стерилизации! Для одноразового использования! Не использовать при нарушении целостности упаковки! Применять только в соответствии с инструкцией!


ХРАНЕНИЕ: Хранить закрытым при температуре от -10° до +30°С при относительной влажности не более 80%.

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет с даты изготовления

№ : 20210820
LOT: 20210820



7. Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019:
Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)



Потребительская упаковка. Комплект 1

АнтиHAVGM- ИМБИАН-ИХА

Комплект 1:
Гепатит А суммарные IgG + IgM

- Тест-кассета 1 шт.
- Флакон-капельница с БР (3 мл) 1 шт.
- Ланцеты одноразовые iCHECK: AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213) 1 шт.
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая 1 шт.
- Inekta варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822) 1 шт.
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0.25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) 1 шт.
- Инструкция по применению 1 шт.

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения.
Замораживать не допускается! Готово к использованию.

+30°C

Экспресс-тест иммунохроматографический для качественного in vitro обнаружения антител IgG и/или IgM к вирусу гепатита А в цельной крови, сыворотке или плазме человека «АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-003-39271034-2022

ПУ: № XXX XXXX/XXXXX

LOT 221118

REF iVR-001/1.1

2022.11.18

2024.11.18

Imbian
ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Потребительская упаковка. Комплект 2




Потребительская упаковка. Комплект 3



Потребительская упаковка. Комплект 4




Потребительская упаковка. Комплект 5



Потребительская упаковка. Комплект 6



Потребительская упаковка. Комплект 7





Общий вид медицинского изделия Комплект 1




АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН»

Тест-кассета - 1 шт.

LOT 221118
REF IVR-001/1.1

2022.11.18
2024.11.18



ИНСТРУКЦИЯ

по применению на медицинское изделие:

Экспресс-тест иммунохроматографический для качественного *in vitro* обнаружения антител IgG и/или IgM к вирусу гепатита А в цельной крови, сыворотке или плазме человека «АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-003-39271034-2022 (Разработана и введена впервые)

Салфетка спиртовая
для дезинфекции кожи

65*56 мм

Только для наружного применения

СОСТАВ: салфетка из нетканого материала, пропитанная раствором 70% этилового спирта, 8% хлороформного спирта, 20% дистиллированной воды.

Антисептическая салфетка, предназначенная для дезинфекции кожи. Регистр. № 85-085-001. Регистрационное д. 17.12.2019 г.


АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

Комплект 1:
Гепатит А суммарные IgG + IgM

Экспресс-тест иммунохроматографический для качественного *in vitro* обнаружения антител IgG и/или IgM к вирусу гепатита А в цельной крови, сыворотке или плазме человека «АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-003-39271034-2022

- Тест-кассета 1 шт.
- Флакон-капельница с БР (3 мл) 1 шт.
- Ланцеты одноразовые ICHECK. AUTO SAFETY 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213) 1 шт.
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822) 1 шт.
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) 1 шт.
- Инструкция по применению 1 шт.

Только для диагностики *in vitro*. Для профессионального применения. Замораживать не допускается! Готово к использованию.



ПУ: № XXX XXXX/XXXXX

LOT 221118

REF IVR-001/1.1

2022.11.18

2024.11.18

Imbian
ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м.р.-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Общий вид медицинского изделия Комплект 3




АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН»

Тест-кассета - 1 шт.

LOT 221118 2022.11.18
REF IVR-001/3.1 2024.11.18



ИНСТРУКЦИЯ

по применению на медицинское изделие:

Экспресс-тест иммунохроматографический для качественного *in vitro* обнаружения антител IgG и/или IgM к вирусу гепатита А в цельной крови, сыворотке или плазме человека «АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-003-39271034-2022 (Разработана и введена впервые)

Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи

65*56 мм

только для наружного применения

СОСТАВ: салфетка из нетканого, дезинфицирующая жидкость (70% этановый спирт, 3% хлоргексидин биглюкон, 20% дистиллированная вода).

Антивирусная аптека, Новосибирск, Новосибирская область, ФГУП ГНЦ БС «ВЕКТОР» Роспотребнадзор от 17.05.2019 г.

АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

Флакон-капельница с БР (3 мл) - 1 шт.

LOT 221118 2022.11.18
REF IVR-001/3.1 2024.11.18


АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА

Комплект 3: Гепатит А Комбо IgG и IgM

Экспресс-тест иммунохроматографический для качественного *in vitro* обнаружения антител IgG и/или IgM к вирусу гепатита А в цельной крови, сыворотке или плазме человека «АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-003-39271034-2022

- Тест-кассета 1 шт.
- Флакон-капельница с БР (3 мл) 1 шт.
- Ланцеты одноразовые (CHECK: AUTO SAFETY) 2.6 мм (ПУ № РЗН 2013/1213) 1 шт.
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Iнекта варианты исполнения: 2. 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822) 1 шт.
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-28508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) 1 шт.
- Инструкция по применению 1 шт.

Только для диагностики *in vitro*. Для профессионального применения. Замораживать не допускается! Готово к использованию.



ПУ: № XXX XXXX/XXXXX

LOT 221118
REF IVR-001/3.1
2022.11.18
2024.11.18



ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область, м. р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет, с. Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1 тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54 info@imbian.ru

Общий вид медицинского изделия Комплект 4



Общий вид медицинского изделия Комплект 5



Общий вид медицинского изделия Комплект 6



Общий вид медицинского изделия Комплект 7



АнтиHAVGM- ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест иммунохроматографический
для качественного in vitro обнаружения
антител IgG и/или IgM к вирусу гепатита А
в цельной крови, сыворотке или плазме
человека «АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-003-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



кг	LOT	221118
кг	REF	IVR-001/2.25
кг		2022.11.18
		2024.11.18
шт.		

Imbian

ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

АнтиHAVGM- ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест иммунохроматографический
для качественного in vitro обнаружения
антител IgG и/или IgM к вирусу гепатита А
в цельной крови, сыворотке или плазме
человека «АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-003-39271034-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто

Масса брутто

Масса нетто упаковки

Количество комплектов

кг

кг

кг

шт.

LOT 221118

REF IVR-001/4.25

2022.11.18


2024.11.18

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Замораживать не допускается!



АнтиHAVGM- ИМБИАН-ИХА

РУ № XXX XXXX/XXXXX


Масса нетто

Масса брутто

Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



Экспресс-тест иммунохроматографический
для качественного in vitro обнаружения
антител IgG и/или IgM к вирусу гепатита А
в цельной крови, сыворотке или плазме
человека «АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-003-39271034-2022

LOT 221118

REF IVR-001/6.25

2022.11.18

2024.11.18

кг

кг

кг

шт.

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

АнтиHAVGM- ИМБИАН-ИХА

РУ № XXX XXXX/XXXXX


Масса нетто

Масса брутто

Масса нетто упаковки

Количество комплектов

Замораживать не допускается!



IVD



Экспресс-тест иммунохроматографический
для качественного in vitro обнаружения
антител IgG и/или IgM к вирусу гепатита А
в цельной крови, сыворотке или плазме
человека «АнтиHAVGM-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-003-39271034-2022

LOT 221118

кг REF IVR-001/8.25

кг 2022.11.18

кг 2024.11.18

шт.

Imbian

ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с Барышево, ул Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

Лист 6
Директор ООО «ИМБИАН»

Я.С. Кривенчук "7" *мая* 2022 г

