


;

**Фотографические изображения
медицинского изделия**


**«Набор реагентов для количественного определения Креатинкиназы (Creatine Kinase) (СК)
в сыворотке и плазме крови человека спектрофотометрическим методом в вариантах
исполнения»**

производства BioSystems S.A., Испания


1. Креатинкиназа (Creatine Kinase) (CK) (A): Реагент А – 3 флакона по 12 мл; Реагент В – 1 флакон по 10 мл



2. Креатинкиназа (Creatine Kinase) (CK) (BA): Реагент А – 2 флакона по 60 мл; Реагент В – 2 флакона по 15 мл



3. Креатинкиназа (Creatine Kinase) (CK) (AU): Реагент А – 2 флакона по 60 мл; Реагент В - 2 флакона по 15 мл



4. Креатинкиназа (Creatine Kinase) (CK) (D): Реагент А – 2 флакона по 60 мл; Реагент В - 2 флакона по 15 мл



BioSystems
REAGENTS & INSTRUMENTS

КРЕАТИНКИНАЗА (CK)
(CREATINE KINASE (CK))

Принцип метода

Креатинкиназа (CK) катализирует фосфорилирование ADP до АТФ в присутствии субстрата креатинфосфата (КФ). Скорость образования АТФ измеряется флуориметрическим методом.

Применение: определение активности CK в сыворотке крови, моче, тканях.

Условия хранения: +2...+8°C.

Срок годности: 24 месяца со дня выпуска.

Поставляется в комплекте с инструкцией по применению.

5. Креатинкиназа (Creatine Kinase) (CK) (F): Реагент А – 2 флакона по 60 мл; Реагент В – 2 флакона по 15 мл




6. Креатинкиназа (Creatine Kinase) (CK) (BA): Реагент А – 1 флакон по 60 мл; Реагент В – 1 флакон по 15 мл




7. Креатинкиназа (Creatine Kinase) (CK) (AU): Реагент А – 1 флакон по 60 мл; Реагент В - 1 флакон по 15 мл:



8. Креатинкиназа (Creatine Kinase) (CK) (D): Реагент А – 1 флакон по 60 мл; Реагент В - 1 флакон по 15 мл



9. Креатинкиназа (Creatine Kinase) (CK) (F): Реагент А – 1 флакон по 60 мл; Реагент В – 1 флакон по 15 мл



Пронумеровано, прошнуровано,

скреплено печатью

10/десять листов

Подпись

«21 СЕН 2023» 200 г.

