



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
ООО «НПО «Диагностические системы»



О. Н. Шлюндин
2017 г.

Маркировка медицинского изделия
производства ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов
для одновременного выявления антител
к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов
(ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1
методом иммуноферментного анализа, версия 2.0
(ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0)

1. Маркировка групповой упаковки

Информация нанесена типографским способом на коробку	
	НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
	ООО «НПО «Диагностические системы» 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, 22 Тел/факс: (831) 434-86-83; 8-800-555-0300 E-mail: info@npods.ru; www.npods.ru
 «Не стерильно»	

Содержание этикетки	Образец этикетки
 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ООО «НПО «Диагностические системы» 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, 22 Тел/факс: (831) 434-86-83; 8-800-555-0300 E-mail: info@npods.ru; www.npods.ru «Не стерильно»	 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ООО «НПО «Диагностические системы» 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, 22 Тел/факс: (831) 434-86-83; 8-800-555-0300 E-mail: info@npods.ru; www.npods.ru «Не стерильно»

Содержание этикетки (для комплектов 1, 2, 3)

Набор реагентов
для одновременного выявления антител
к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов
(ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1
методом иммуноферментного анализа, версия 2.0
(ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0)

комплект X

LOT



REF

Срок годности ____ мес.

Масса нетто ____ наборов ____ кг

Масса брутто ____ наборов ____ кг

Масса нетто потребительской упаковки ____ кг

Число единиц потребительской упаковки ____

Образцы этикеток

Набор реагентов
для одновременного выявления антител
к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов
(ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1
методом иммуноферментного анализа, версия 2.0
(ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0)

комплект 1

LOT

232XXX экс.-пр.

REF

I-2322



XXXX-XX



XXXX-XX-XX

Срок годности 24 мес

Масса нетто ____ наборов ____ кг

Масса брутто ____ наборов ____ кг

Масса нетто потребительской упаковки ____ кг

Число единиц потребительской упаковки ____

Набор реагентов
для одновременного выявления антител
к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов
(ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1
методом иммуноферментного анализа, версия 2.0
(ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0)

комплект 2

LOT

232XXX экс.-пр.

REF

I-2323



XXXX-XX



XXXX-XX-XX

Срок годности 24 мес

Масса нетто ____ наборов ____ кг

Масса брутто ____ наборов ____ кг

Масса нетто потребительской упаковки ____ кг

Число единиц потребительской упаковки ____

Набор реагентов
для одновременного выявления антител
к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов
(ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1
методом иммуноферментного анализа, версия 2.0
(ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0)

комплект 3

LOT

232XXX экс.-пр.

REF

I-2324



XXXX-XX



XXXX-XX-XX

Срок годности 24 мес

Масса нетто ____ наборов ____ кг

Масса брутто ____ наборов ____ кг

Масса нетто потребительской упаковки ____ кг

Число единиц потребительской упаковки ____

Маркировка медицинского изделия «ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0»

2. Маркировка внешней упаковки.

Информация нанесена типографским способом на коробку	
	НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
	ООО «НПО «Диагностические системы» 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, 22 Тел/факс: (831) 434-86-83; 8-800-555-0300 E-mail: info@npods.ru; www.npods.ru

Содержание этикетки (для комплектов 1, 2, 3)
Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1 методом иммуноферментного анализа, версия 2.0 (ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0) комплект X REF

Образцы этикеток
Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1 методом иммуноферментного анализа, версия 2.0 (ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0) комплект 1 REF I-2322
Набор реагентов для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1 методом иммуноферментного анализа, версия 2.0 (ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0) комплект 2 REF I-2323

Набор реагентов
для одновременного выявления антител
к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов
(ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы 0 и антигена р24 ВИЧ-1
методом иммуноферментного анализа, версия 2.0
(ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0)
комплект 3

REF I-2324

**Содержание этикетки «Информация о серии набора»
(для комплектов 1, 2)**

ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0

REF

LOT



Срок годности ____ мес.
РУ №
ТУ






Штрих-код

Образцы этикеток

ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0

REF I-2322

LOT 232XXX экс.-пр.



XXXX-XX
XXXX-XX-XX

Срок годности 24 мес.
РУ №
ТУ 9398-232-05941003-2016






Штрих-код

ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0

REF I-2323

LOT 232XXX экс.-пр.



XXXX-XX
XXXX-XX-XX

Срок годности 24 мес.
РУ №
ТУ 9398-232-05941003-2016






Штрих-код

Маркировка медицинского изделия «ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0»

Содержание этикетки «Информация о серии набора» (для комплекта 3)		
ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0		
		Штрих-код
		
		
		
Срок годности ____ мес. РУ № ТУ		
«Для профессионального применения». «Не стерильно». «Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инактивированы. Антитела к ВИЧ-1.2 (за исключением реагента K_{AT}), вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют».		

Образцы этикеток		
ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0		
	I-2324	 480
	232XXX экс.-пр.	
	XXXX-XX	
	XXXX-XX-XX	
Срок годности 24 мес. РУ № ТУ 9398-232-05941003-2016		Штрих-код
«Для профессионального применения». «Не стерильно». «Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инактивированы. Антитела к ВИЧ-1.2 (за исключением реагента K_{AT}), вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют».		

**Содержание этикетки «Состав набора»
(для комплектов 1, 2)**

«Для профессионального применения». «Не стерильно». «Реагенты, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инаktivированы. Антитела к ВИЧ-1,2 (за исключением реагента K⁺_{АТ}), вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют».

Состав набора:		комплект X	
			
1	Иммуносорбент	X планшет(а)	
2	Конъюгат-1	X фл.	X мл
3	Конъюгат-2	X фл.	X мл
4	РРК-1	X фл.	X мл
5	РРК-2	X фл.	X мл
6	K ⁺ _{АТ} , инаktivированный	X фл.	X мл
7	K ⁺ _{АГ} , инаktivированный	X фл.	X мл
8	K ⁻ , инаktivированный	X фл.	X мл
9	ПР	X фл.	X мл
10	Стоп-реагент	X фл.	X мл
11	СБ	X фл.	X мл
12	ТМБ	X фл.	X мл
13	Наконечники одноразовые	X шт.	
14	Ванночки пластиковые для жидких реагентов	X шт.	
15	Плѐнки защитные для ИФА-планшетов	X шт.	
Принадлежности:			
Пакет(ы) полиэтиленовый(ые) с замком Zip-Lock (X шт.).			

Образцы этикеток

«Для профессионального применения». «Не стерильно». «Реагенты, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инаktivированы. Антитела к ВИЧ-1,2 (за исключением реагента K⁺_{АТ}), вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют».

Состав набора:		комплект 1	
		 96	
		1 планшет	
1	Иммуносорбент		
2	Конъюгат-1	1 фл.	1,2 мл
3	Конъюгат-2	1 фл.	2,5 мл
4	РРК-1	1 фл.	12,0 мл
5	РРК-2	1 фл.	25,0 мл
6	K ⁺ _{АТ} , инаktivированный	1 фл.	2,0 мл
7	K ⁺ _{АГ} , инаktivированный	1 фл.	2,0 мл
8	K ⁻ , инаktivированный	1 фл.	2,5 мл
9	ПР	1 фл.	50,0 мл
10	Стоп-реагент	1 фл.	25,0 мл
11	СБ	1 фл.	25,0 мл
12	ТМБ	1 фл.	2,5 мл
13	Наконечники одноразовые	16 шт.	
14	Ванночки пластиковые для жидких реагентов	2 шт.	
15	Пленки защитные для ИФА-планшетов	2 шт.	
Принадлежности:			
Пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock (1 шт.)			

«Для профессионального применения». «Не стерильно». «Реагенты, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инаktivированы. Антитела к ВИЧ-1,2 (за исключением реагента K⁺_{АТ}), вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют».

Состав набора:		комплект 2	
			
		2 планшета	
1	Иммуносорбент		
2	Конъюгат-1	1 фл.	1,2 мл
3	Конъюгат-2	1 фл.	2,5 мл
4	РРК-1	1 фл.	12,0 мл
5	РРК-2	1 фл.	25,0 мл
6	K ⁺ _{АТ} , инаktivированный	1 фл.	2,0 мл
7	K ⁺ _{АГ} , инаktivированный	1 фл.	2,0 мл
8	K ⁻ , инаktivированный	1 фл.	2,5 мл
9	ПР	1 фл.	120,0 мл
10	Стоп-реагент	2 фл.	25,0 мл
11	СБ	1 фл.	25,0 мл
12	ТМБ	1 фл.	2,5 мл
13	Наконечники одноразовые	32 шт	
14	Ванночки пластиковые для жидких реагентов	4 шт.	
15	Пленки защитные для ИФА-планшетов	4 шт.	
Принадлежности:			
Пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock (2 шт.)			

















Маркировка медицинского изделия «ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0»

Содержание этикетки «Состав набора» (для комплекта 3)		
Состав набора:		комплект X 
1	Иммуносорбент	X планшетов
2	Конъюгат-1	X фл. X мл или
3	Конъюгат-2	X фл. X мл
4	РРК-1	X фл. X мл
5	РРК-2	X фл. X мл
6	K _{AT} , инактивированный	X фл. X мл или
7	K _{AG} , инактивированный	X фл. X мл или
8	K- , инактивированный	X фл. X мл или
9	ПР	X фл. X мл
10	Стоп-реагент	X фл. X мл или
11	СБ	X фл. X мл или
12	ТМБ	X фл. X мл или
13	Наконечники одноразовые	X шт.
14	Ванночки пластиковые для жидких реагентов	X шт.
15	Плёнки защитные для ИФА-планшетов	X шт.
Принадлежности:		
Пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock (X шт.).		

Образец этикетки		
Состав набора:	комплект 3	
1 Иммуносорбент	5 планшетов	
2 Конъюгат-1	1 фл.	3,6 мл
3 Конъюгат-2	3 фл.	1,2 мл
4 РРК-1	3 фл.	2,5 мл
5 РРК-2	3 фл.	12,0 мл
6 K _{AT} , инактивированный	3 фл.	25,0 мл
7 K _{AG} , инактивированный	1 фл.	4,0 мл
8 K-, инактивированный	2 фл.	2,0 мл
9 ПР	1 фл.	4,0 мл
10 Стоп-реагент	2 фл.	2,0 мл
11 СБ	1 фл.	5,0 мл
12 ТМБ	2 фл.	2,5 мл
13 Наконечники одноразовые	2 фл.	120,0 мл
14 Ванночки пластиковые для жидких реагентов	2 фл.	50,0 мл
15 Плёнки защитные для ИФА-планшетов	4 фл.	25,0 мл
Принадлежности:		
Пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock (3 шт.)		

Маркировка медицинского изделия «ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0»







3. Маркировка внутренней упаковки

Содержание этикетки	Образец этикетки
 ВИЧ-АГАТ Иммуносорбент    Штрих-код	 ВИЧ-АГАТ Иммуносорбент    
 ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0 Конъюгат-1 (концентрат х 11) 1,2 мл    Штрих-код	 ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0 Конъюгат-1 (концентрат х 11) 1,2 мл    
 ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0 Конъюгат-1 (концентрат х 11) 3,6 мл    Штрих-код	 ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0 Конъюгат-1 (концентрат х 11) 3,6 мл    
 ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0 Конъюгат-2 (концентрат х 11) 2,5 мл    Штрих-код	 ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0 Конъюгат-2 (концентрат х 11) 2,5 мл    
 ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0 РРК-1 12,0 мл     Штрих-код	 ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0 РРК-1 12,0 мл     
 ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0 РРК-2 25,0 мл    Штрих-код	 ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0 РРК-2 25,0 мл    
 ВИЧ-АГАТ К+АТ инактивированный 2,0 мл    Штрих-код	 ВИЧ-АГАТ К+АТ инактивированный 2,0 мл    
 ВИЧ-АГАТ К+АТ инактивированный 4,0 мл    Штрих-код	 ВИЧ-АГАТ К+АТ инактивированный 4,0 мл    

Маркировка медицинского изделия «ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0»

 ВИЧ-АГАТ К+ АГ инактивированный 2,0 мл IVD +2°C / +8°C LOT Штрих-код	 ВИЧ-АГАТ К+ АГ инактивированный 2,0 мл IVD +2°C / +8°C LOT 09762XXX XXXX-XX-XX 09762000000000
 ВИЧ-АГАТ К+ АГ инактивированный 4,0 мл IVD +2°C / +8°C LOT Штрих-код	 ВИЧ-АГАТ К+ АГ инактивированный 4,0 мл IVD +2°C / +8°C LOT 09762XXX XXXX-XX-XX 09762000000000
 ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0 К- инактивированный 2,5 мл IVD +2°C / +8°C LOT Штрих-код	 ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0 К- инактивированный 2,5 мл IVD +2°C / +8°C LOT 23205XXX XXXX-XX-XX 23205000000000
 ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0 К- инактивированный 5,0 мл IVD +2°C / +8°C LOT Штрих-код	 ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0 К- инактивированный 5,0 мл IVD +2°C / +8°C LOT 23205XXX XXXX-XX-XX 23205000000000
 ПР (концентрат х 25) 50,0 мл LOT IVD +2°C / +8°C Штрих-код	 ПР (концентрат х 25) 50,0 мл LOT 90001XXX IVD +2°C / +8°C XXXX-XX-XX 90001000000000
 ПР (концентрат х 25) 120,0 мл LOT IVD +2°C / +8°C Штрих-код	 ПР (концентрат х 25) 120,0 мл LOT 90101XXX IVD +2°C / +8°C XXXX-XX-XX 90101000000000
 Стоп-реагент 0,2 М 25,0 мл LOT IVD +2°C / +8°C Штрих-код	 Стоп-реагент 0,2 М 25,0 мл LOT 93002XXX IVD +2°C / +8°C XXXX-XX-XX 93002000000000
 Стоп-реагент 0,2 М 50,0 мл LOT IVD +2°C / +8°C Штрих-код	 Стоп-реагент 0,2 М 50,0 мл LOT 93102XXX IVD +2°C / +8°C XXXX-XX-XX 93102000000000

Маркировка медицинского изделия «ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0»

 СБ 25,0 мл    Штрих-код	 СБ 25,0 мл    
 СБ 50,0 мл    Штрих-код	 СБ 50,0 мл    
 ТМБ (концентрат х 11) 2,5 мл    Штрих-код	 ТМБ (концентрат х 11) 2,5 мл    
 ТМБ (концентрат х 11) 3,5 мл    Штрих-код	 ТМБ (концентрат х 11) 3,5 мл    

Разработал:

Оператор





Согласовали:

Сотрудник ООКиР

Менеджер по регистрации

Директор по производству

Директор по качеству


 М.С. Цыганкова
 « 22 » декабря 2017 г.

 С.С. Миронова
 « 22 » декабря 2017 г.

 П.Е. Митёнкина
 « 22 » декабря 2017 г.

 В.К. Пименов
 « 22 » декабря 2017 г.

 М.Н. Кокорева
 « 22 » декабря 2017 г.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

5 (пять

) листов(а)

цифрами прописью

Заместитель генерального
директора

Шлюндин О.Н.

личная подпись



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
ООО «ИНО «Диагностические системы»

О.Н. Шлюндин

2017 г.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Набор реагентов

для одновременного выявления антител

к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов

(ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1

методом иммуноферментного анализа, версия 2.0

(ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0)

комплект 1 (общий вид)



«Для профессионального применения». «Не стерильно». «Реагенты, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инаktivированы. Антитела к ВИЧ-1, 2 (за исключением реагента K⁺_{AT}), вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют».

Состав набора:

Состав набора:		комплект 1 	
1	Иммунсорбент	1 планшет	
2	Конъюгат-1	1 фл.	1,2 мл
3	Конъюгат-2	1 фл.	2,5 мл
4	РРК-1	1 фл.	12,0 мл
5	РРК-2	1 фл.	25,0 мл
6	K ⁺ _{AT} , инаktivированный	1 фл.	2,0 мл
7	K ⁺ _{Ag} , инаktivированный	1 фл.	2,0 мл
8	K ⁻ , инаktivированный	1 фл.	2,5 мл
9	ПР	1 фл.	50,0 мл
10	Стол-реагент	1 фл.	25,0 мл
11	СБ	1 фл.	25,0 мл
12	ТМБ	1 фл.	2,5 мл
13	Наконечники одноразовые	16 шт.	
14	Ванночки пластиковые для жидких реагентов	2 шт.	
15	Пленки защитные для ИФА-планшетов	2 шт.	
Принадлежности:			
Пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock (1 шт.)			



ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0

REF I-2322

LOT 232004 экс.-пр.


 2016-05

 2018-05-16

Срок годности 24 мес.

РУ №

ТУ 9398-232-05941003-2016 (проект)



96



Штрих-код

комплект 1 (вид сбоку)



комплект 2 (общий вид)



комплект 2 (вид сбоку)

«Для профессионального применения». «Не стерильно». «Реагенты, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инаktivированы. Антитела к ВИЧ-1,2 (за исключением реагента K_{AT}), вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют».

Состав набора:

комплект 2
Σ 192

1	Иммуносорбент	2 планшета	
2	Конъюгат-1	1 фл.	1,2 мл
3	Конъюгат-2	1 фл.	2,5 мл
4	РРК-1	1 фл.	12,0 мл
5	РРК-2	1 фл.	25,0 мл
6	K _{AT} , инактивированный	1 фл.	2,0 мл
7	K _{AG} , инактивированный	1 фл.	2,0 мл
8	K-, инактивированный	1 фл.	2,5 мл
9	ПР	1 фл.	120,0 мл
10	Стоп-реагент	2 фл.	25,0 мл
11	СБ	1 фл.	25,0 мл
12	ТМБ	1 фл.	2,5 мл
13	Наконечники одноразовые	32 шт.	
14	Ванночки пластиковые для жидких реагентов	4 шт.	
15	Плѐнки защитные для ИФА-планшетов	4 шт.	
Принадлежности:			
Пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock (2 шт.)			

ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0

REF I-2323

LOT 232004 экс.-пр.

 2016-05

 2018-05-16

Срок годности 24 мес.

РУ №

ТУ 9398-232-05941003-2016 (проект)



192

Штрих-код

комплект 2 (вид сбоку)




ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Выбор вариантов
для администрирования вычислительных ресурсов
к версткам микроинформационных носителей
1 и 2 типов (ВМЧ-1 и ВМЧ-2), ВМЧ-1 группы ☐
и система РМЧ-1, методом
микроинформационных носителей, версия 2.0
[ДС-9804, ВМЧ-А, ГАТ-СКРЧН (2.0)]
Комплект 3

ИД 1.1324

Набор реагентов
для одновременного выявления антител
к вирусам иммунодефицита человека
1 и 2 типов (ВНЧ-1 и ВНЧ-2), ВНЧ-1 группы С
и антигена p24 (ВНЧ-1, антибодом
иммуноферментного анализа, версия 2.0
(ДС-ИФА-ВНЧ-АГАТ-СИУН 2.0)
Комплекта 3
REF 1-334

комплект 3 (вид сбоку)



Состав набора		комплект 3	
1	Иммуносорбент	5 планшетов	
2	Конъюгат-1	1 фла	3,6 мл
3	Конъюгат-2	3 фла	1,2 мл
4	РРК-1	3 фла	2,5 мл
5	РРК-2	3 фла	12,0 мл
6	К ₁ инaktivированный	3 фла	25,0 мл
7	К ₂ инaktivированный	1 фла	4,0 мл
8	К ₃ инaktivированный	2 фла	2,0 мл
9	ПР	1 фла	4,0 мл
10	Стоп-реагент	2 фла	2,0 мл
11	СБ	1 фла	5,0 мл
12	ТМБ	2 фла	2,5 мл
13	Наконечники одноразовые	2 фла	120,0 мл
14	Ванночки пластмассовые для жидких реагентов	2 фла	50,0 мл
15	Пленки защитные для ИФА-планшетов	4 фла	25,0 мл
Принадлежности		2 фла	50,0 мл
Пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock (3 шт.)		3 фла	25,0 мл
		3 фла	3,5 мл
		3 фла	2,5 мл
		80 шт	
		10 шт	
		10 шт	

ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-СКРИН 2.0

REF I-2324

LOT 232004 экс.-пр.

2016-05

2018-05-16

Срок годности 24 мес.

РУ №


ТУ 9398-232-05941003-2016 (проект)



Штрих-код

«Для профессионального применения». «Не стерильно». «Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инактивированы. Антитела к ВИЧ-1,2 (за исключением реагента К+ АТ), вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют».

комплект 3 (вид сбоку)



Вскрытый Иммуносорбент



наконечники одноразовые, ванночки пластиковые для жидких реагентов, плёнки защитные для ИФА-планшетов,
пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock



Прешнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

15

(*пятидесять*)

листов(а)

заверена печатью

Заместитель генерального
директора

Шлюндин О.Н.

личная подпись

