


УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «МедиКрафт»




Юдин А.В.
"08" ноября 2021 г.


ФОТО


медицинского изделия

«Гель медицинский для физиотерапии «Акугель-Рапан»

Гель медицинский для физиотерапии «Акугель-Рапан», 5 кг канистра



Гель медицинский для физиотерапии «Акугель-Рапан», 1 кг флакон



Гель медицинский для физиотерапии «Акугель-Рапан», 250 г флакон



МАКЕТ ЭТИКЕТКИ



Акугель - Рапан

Гель медицинский
для физиотерапии



Гель медицинский для физиотерапии
Акугель - Рапан

Гель предназначен для проведения различных физиотерапевтических процедур, в том числе для проведения фонофореза и электротерапии по общепринятым методикам, при оказании специализированной помощи в стационарных и амбулаторных условиях.

Способ применения: гель наносят непосредственно на манипулу, электрод или кожу пациента для проведения процедуры. После проведения медицинских процедур остатки геля должны быть удалены с поверхности кожи пациента и утилизированы.

Гель, извлеченный из упаковки, не использовать повторно.

Состав: вода, рапановая соль, глицерин, гидроксипропилцеллюлоза, консервант.

Производитель: ООО "МедикКрафт"
630073, Россия, Новосибирская область,
г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 2,
комната 512
тел. +7 (383) 213-63-91, e-mail: sales@medikraft.ru
www.medikraft.ru

Масса нетто:
5 кг

Срок годности 3 года
с даты выпуска

ТУ 32.50.50-014-66242897-2021

Рег. Уд. Росздравнадзора №

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия



4 6 2 0 7 6 5 1 0 7 0 5 6 6

010821P
08.2021

Партия №
Дата выпуска:





Акугель - Рапан

Гель медицинский
для физиотерапии

Гель предназначен для проведения различных физиотерапевтических процедур, в том числе для проведения фонофореза и электротерапии по общепринятым методикам, при оказании специализированной помощи в стационарных и амбулаторных условиях.

Способ применения: гель наносят непосредственно на манипулу, электрод или кожу пациента для проведения процедуры. После проведения медицинских процедур остатки геля должны быть удалены с поверхности кожи пациента и утилизированы. Гель, извлеченный из упаковки, не использовать повторно.
Состав: вода, рапановая соль, глицерин, гидроксипропилцеллюлоза, консервант.

Производитель: ООО "МедиКraft"
630073, Россия, Новосибирская область,
г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 2,
комната 512
тел. +7 (383) 213-63-91, e-mail: sales@medikraft.ru
www.medikraft.ru

Масса нетто:
1 кг



Срок годности 3 года
с даты выпуска
ТУ 32.50.50-014-66242897-2021
Рег. Уд. Росздравнадзора №
Не подлежит обязательному подтверждению соответствия

010821P
08.2021

Партия №
Дата выпуска:



Акугель - Рапан

Гель медицинский
для физиотерапии

Гель предназначен для проведения различных физиотерапевтических процедур, в том числе для проведения фонофореза и электротерапии по общепринятым методикам, при оказании специализированной помощи в стационарных и амбулаторных условиях.

Способ применения: гель наносят непосредственно на манипулу, электрод или кожу пациента для проведения процедуры. После проведения медицинских процедур остатки геля должны быть удалены с поверхности кожи пациента и утилизированы. Гель, извлеченный из упаковки, не использовать повторно.
Состав: вода, рапановая соль, глицерин, гидроксипропилцеллюлоза, консервант.

Производитель: ООО "МедиКraft"
630073, Россия, Новосибирская область,
г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 2,
комната 512
тел. +7 (383) 213-63-91, e-mail: sales@medikraft.ru
www.medikraft.ru

Масса нетто:
250 г



Срок годности 3 года
с даты выпуска
ТУ 32.50.50-014-66242897-2021
Рег. Уд. Росздравнадзора №
Не подлежит обязательному подтверждению соответствия

010821P
08.2021

Партия №
Дата выпуска:

