

ООО «БИ Плюс»

«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий - индивидуальный предприниматель

ООО «БИ Плюс»

В.Ф. Потака

15 декабря 2021 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
медицинского изделия**


**Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации
медицинских изделий BENOBY PLUS®**

ТУ 32.50.50-001-19812462-2021

г. Санкт-Петербург


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия Вариант исполнения №1:

Пакет комбинированный плоский самоклеящийся одноразовый BENOXY PLUS® ПКП для паровой, газовой и радиационной стерилизации, размеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм, длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.




Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия Вариант исполнения №2:

Пакет комбинированный плоский самоклеящийся одноразовый BENOXY PLUS® ПКПВ для воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации, размеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм, длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.




Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия Вариант исполнения №3:

Пакет из крафт-бумаги плоский самоклеящийся одноразовый BENOXY PLUS® ПБПВ крафт для воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации, размеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм, длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.




Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия Вариант исполнения №3:

Пакет из крафт-бумаги плоский самоклеящийся одноразовый BENOBY PLUS® ПБПВ крафт для воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации, размеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм, длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия Вариант исполнения №4:

Пакет из влагопрочной бумаги плоский самоклеящийся одноразовый BENOXY PLUS® ПБПВ для воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации, размеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм, длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия Вариант исполнения №5:

Рулон комбинированный плоский одноразовый BENOBY PLUS® РКП для паровой, газовой и радиационной стерилизации, размеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм, длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м.





ООО «БИ Плюс»

«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий - индивидуальный предприниматель
ООО «БИ Плюс»



В.Ф. Потака

15 декабря 2021г.

МАКЕТ УПАКОВКИ
медицинского изделия

Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации
медицинских изделий BENOXY PLUS®

ТУ 32.50.50-001-19812462-2021

г. Санкт-Петербург

Макет упаковки медицинского изделия Вариант исполнения №1:

Пакет комбинированный плоский самоклеящийся одноразовый BENOBY PLUS® ПКП для паровой, газовой и радиационной стерилизации, размеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм, длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.


Маркировка индивидуального изделия:


BENOBY PLUS®	ПКП XXX x XXX мм		ООО «БИ Плюс», Россия
→			
☐	ПАР конечный цвет серый	☐	ЭО конечный цвет желтый
☐	ФОРМ конечный цвет зеленый	☐	РАД

Маркировка групповой упаковки:

Пакет комбинированный плоский самоклеящийся одноразовый BENOBY PLUS® ПКП для паровой, газовой и радиационной стерилизации, XXX x XXX мм													
ТУ 32.50.50-001-19812462-2021 НАЗНАЧЕНИЕ. Материалы упаковочные предназначены для одноразового использования при финишной стерилизации медицинских изделий, сохранении стерильности до места их использования и соблюдении асептических свойств ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1. +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX Не использовать по истечении срока годности	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> ПАР </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> ЭО </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> ФОРМ </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> РАД </td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;">Количество в упаковке, шт.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">XXX</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px; text-align: center;">LOT</td> <td style="padding: 5px;">XXXXXX</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> </td> <td style="padding: 5px;">XX.XXXX</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> </td> <td style="padding: 5px;">XX.XXXX</td> </tr> </table> Артикул: XXXXXXXXXX X XX XXXXX XXXXX X	ПАР	ЭО	ФОРМ	РАД	Количество в упаковке, шт.	XXX	LOT	XXXXXX		XX.XXXX		XX.XXXX
ПАР	ЭО	ФОРМ	РАД										
Количество в упаковке, шт.	XXX												
LOT	XXXXXX												
	XX.XXXX												
	XX.XXXX												

PE-HD

BENOVY PLUS® ПАКЕТ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ОДНОРАЗОВЫЙ BENOVY PLUS® ПКП ДЛЯ ПАРОВОЙ, ГАЗОВОЙ И РАДИАЦИОННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ, XXX x XXX MM. Артикул: XXXXXXXX количество в транспортной коробке XXX ШТ.  X XX XXXXX XXXXX X	 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Транспортирование и хранение изделий производится в герметично закрытой транспортной упаковке в соответствии с требованиями к перевозке опасных грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании на долгие расстояния следует использовать Материалы упаковочные должны храниться в упаковке производитель-изготовитель в сухом месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 85% в течение всего срока годности. При частичном распаковывании изделия материалы упаковочные должны храниться в чистой упаковке при аналогичных условиях. Остатки материалов упаковочных, не подлежащих утилизации, следует в герметично упаковать с соблюдением сохранения маркировки групповой упаковки, обеспечивая сохранение в срок годности изделия.	BENOVY PLUS® ПАКЕТ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ОДНОРАЗОВЫЙ BENOVY PLUS® ПКП ДЛЯ ПАРОВОЙ, ГАЗОВОЙ И РАДИАЦИОННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ, XXX x XXX MM. Артикул: XXXXXXXX количество в транспортной коробке XXX ШТ.  X XX XXXXX XXXXX X	 ООО «Дил Гинко» Россия, 194262, г. Санкт-Петербург, вл. 100, г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 8-й Вирский, д. 13, литера А, часть пом. 5.2.1. Тел.: +7 (812) 309-36-62; e-mail: benovy@benovy.spb.ru TU 32.52.00-001-19412-602-2021 RU № RU21.00000.000000 от XX.XX.XXXX г. СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ: 5 лет. Не использовать по истечении срока годности. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует соответствие качества материалов упаковочных требованиям написанию, техническим условиям при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия подтверждается в течение всего срока годности.
--	--	--	---



УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Транспортирование материалов упаковочных производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Материалы упаковочные должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 85% в течение всего срока годности.

При частичном расходовании остатки материалов упаковочных должны храниться в чистых помещениях при аналогичных условиях. Остатки материалов упаковочных, за исключением рулонов, хранят в групповой упаковке с обязательным сохранением маркировки групповой упаковки, содержащей сведения о сроке годности изделия.



 ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1. Тел.: +7 (812) 309-36-62; e-mail: beplus@beplus.spb.ru.

ТУ 32.50.50-001-19812462-2021

ПУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ: 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует соответствие качества материалов упаковочных требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируются в течение всего срока годности.

Макет упаковки медицинского изделия Вариант исполнения №2:

Пакет комбинированный плоский самоклеящийся одноразовый BENOXY PLUS® ПКПВ для воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации, размеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм, длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.

Маркировка индивидуального изделия:

Diagram illustrating the layout of the individual product packaging (BENOXY PLUS®) with various labels and markings:

- Scissors icon** and **BENOXY PLUS®** logo.
- ПКПВ XXX x XXX мм** (Product Code and Dimensions).
- Содержимое пакета:** (Contents of the package).
- Дата стерилизации / Подпись:** (Sterilization Date / Signature).
- Дата, время вскрытия / Подпись:** (Opening Date and Time / Signature).
- ПАР** (Steam) and **ВОЗД** (Air) labels with corresponding color codes: **цвет конечного состояния - серый** (final state color - grey) and **цвет конечного состояния - коричневый** (final state color - brown).
- 30**, **ФОРМ**, and **РАД** labels.
- 2** and **3** labels.
- ООО «БИ Плюс», Россия** (Manufacturer).

Маркировка групповой упаковки:

Пакет комбинированный плоский самоклеящийся одноразовый BENOXY PLUS® ПКПВ для воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации, XXX x XXX мм

ТУ 32.50.50-001-19812462-2021

НАЗНАЧЕНИЕ. Материалы упаковочные предназначены для одноразового использования при финишной стерилизации медицинских изделий, сохранении стерильности до места их использования и соблюдении асептических свойств

ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1.
+7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru

ПУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX
Не использовать по истечении срока годности

Количество в упаковке, шт. XXX

ВОЗД	ПАР	ЭО	ФОРМ	РАД
------	-----	----	------	-----




LOT	XXXXXX
XX.XXXX	XX.XXXX
XX.XXXX	XX.XXXX

Артикул: XXXXXXXXX

PE-HD

Barcode: X XX XXXXX XXXXX X

BENOVY PLUS® ПАКЕТ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ОДНОРАЗОВЫЙ BENOVY PLUS® ПКПВ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ, ПАРОВОЙ, ГАЗОВОЙ И РАДИАЦИОННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ, XXX x XXX MM. Артикул: XXXXXXXX количество в транспортной коробке: XXX шт.  X XX XXXXX XXXXX X	 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Транспортировка материалов упаковочных производится всеми видами транспорта в соответствии с требованиями к перевозке грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке на долгие периоды условия хранения. Материалы упаковочные должны храниться в упаковке герметично закрытой в сухом месте, не подвержены воздействию влаги и перепадам температуры от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 85%, в течение всего срока годности. При частичном раскрывании пакета материалы упаковочные должны храниться в чистой упаковке при аналогичных условиях. Остаток материалов упаковочных, не использованных, хранят в герметично закрытой упаковке с обязательным маркировкой групповых условий, обеспечивающей сохранение в сроки годности изделия.	BENOVY PLUS® ПАКЕТ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ОДНОРАЗОВЫЙ BENOVY PLUS® ПКПВ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ, ПАРОВОЙ, ГАЗОВОЙ И РАДИАЦИОННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ, XXX x XXX MM. Артикул: XXXXXXXX количество в транспортной коробке: XXX шт.  X XX XXXXX XXXXX X	 ООО «БН Плюс», Россия, 194293, г. Санкт-Петербург, вн. тор. г. Муниципальный округ Сергиевское, пер. 5-й Барыш, д. 12, литера А, этаж пом. 5.3.1, Тел.: +7 (812) 508-30-82, e-mail: bplus@bplus.ru TU 52.52.50-001-19812-982-0021 RU № RUH XXXXX XXXXXX от XXXXX XXXXX СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ: 5 лет. Не использовать по истечении срока годности. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует соответствие качества материалов упаковочных требованиям к упаковке, маркировке, условиям при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасности и качества изделия гарантируется в течение всего срока годности.
---	---	---	---



УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Транспортирование материалов упаковочных производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Материалы упаковочные должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 85% в течение всего срока годности.

При частичном расходовании остатки материалов упаковочных должны храниться в чистых помещениях при аналогичных условиях. Остатки материалов упаковочных, за исключением рулонов, хранят в групповой упаковке с обязательным сохранением маркировки групповой упаковки, содержащей сведения о сроке годности изделия.



 ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1. Тел.: +7 (812) 309-36-62; e-mail: beplus@beplus.spb.ru.

ТУ 32.50.50-001-19812462-2021

ПУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ: 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует соответствие качества материалов упаковочных требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируются в течение всего срока годности.

Макет упаковки медицинского изделия Вариант исполнения №3:
Пакет из крафт-бумаги плоский самоклеящийся одноразовый BENOY PLUS® ПБПВ крафт для воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации, размеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм, длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.

Маркировка индивидуального изделия:



BENOY PLUS®

ПБПВ крафт XXX x XXX мм

Содержимое пакета:

Дата стерилизации / Подпись:

Дата, время вскрытия / Подпись:

ВОЗД

ПАР

цвет конечного состояния - коричневый

цвет конечного состояния - серый

30

ФОРМ

РАД



 ООО «БИ Плюс», Россия

Маркировка групповой упаковки:

Пакет из крафт-бумаги плоский самоклеящийся одноразовый BENOY PLUS® ПБПВ крафт для воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации, XXX x XXX мм

ТУ 32.50.50-001-19812462-2021

НАЗНАЧЕНИЕ. Материалы упаковочные предназначены для одноразового использования при финишной стерилизации медицинских изделий, сохранении стерильности до места их использования и соблюдении асептических свойств

 ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1.
+7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru

ПУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Не использовать по истечении срока годности

ВОЗД ПАР ЭО ФОРМ РАД

Количество в упаковке, шт.	XXX
----------------------------	-----

LOT	XXXXXX
	XX.XXXX
	XX.XXXX

Артикул: XXXXXXXXXX


X XX XXXXX XXXXX X



BENOVY PLUS® ПАКЕТ ИЗ КРАФТ-БУМАГИ ПЛОСКИЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ОДНОРАЗОВЫЙ BENOVY PLUS® ПБПВ КРАФТ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ, ПАРОВОЙ, ГАЗОВОЙ И РАДИАЦИОННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ, XXX x XXX MM. Артикул: XXXXXXXX количество в транспортной коробке XXX шт.  X XX XXXXX XXXXX X	 Условия транспортировки и хранения медицинского изделия. Транспортирование изделий упакованных производится всеми видами авиационных транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Материалы упакованные должны храниться в упаковке герметично-запечатанной в сухом месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80% в течение всего срока годности. При частичном распаковании остатки материалов упакованных должны храниться в чистой упаковке при аналогичных условиях. Остатки материалов упакованных, не соответствующих требованиям, указанным в групповой упаковке, с обязательной сохранением маркировки групповой упаковки, обозначающей сведения о сроке годности изделия.	BENOVY PLUS® ПАКЕТ ИЗ КРАФТ-БУМАГИ ПЛОСКИЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ОДНОРАЗОВЫЙ BENOVY PLUS® ПБПВ КРАФТ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ, ПАРОВОЙ, ГАЗОВОЙ И РАДИАЦИОННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ, XXX x XXX MM. Артикул: XXXXXXXX количество в транспортной коробке XXX шт.  X XX XXXXX XXXXX X	 ООО ЦИРМИ, Россия, 194260, г. Санкт-Петербург, вн. тор. г. Муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Вокский, д. 12, литера А, часть общ. г.з.п. Зем. - 7 (812) 369-35-02, e-mail: info@cirmi.ru TU 32.50.00-201-1581240-2021 RU № РОС XXXX000000 от XXX.XX.XXXX г. СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ: 5 лет. Не использовать по истечении срока годности. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует соответствие качества материалов упаковочных требованиям нормативных технических условий при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия подтверждается в течение всего срока годности.




УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Транспортирование материалов упаковочных производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Материалы упаковочные должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 85% в течение всего срока годности.

При частичном расходе остатки материалов упаковочных должны храниться в чистых помещениях при аналогичных условиях. Остатки материалов упаковочных, за исключением рулонов, хранят в групповой упаковке с обязательным сохранением маркировки групповой упаковки, содержащей сведения о сроке годности изделия.



 ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1. Тел.: +7 (812) 309-36-62; e-mail: beplus@beplus.spb.ru.

ТУ 32.50.50-001-19812462-2021
РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ: 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует соответствие качества материалов упаковочных требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируются в течение всего срока годности.

Макет упаковки медицинского изделия Вариант исполнения №4:

Пакет из влагопрочной бумаги плоский самоклеящийся одноразовый BENOBY PLUS® ПБПВ для воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации, размеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм, длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.

Маркировка индивидуального изделия:



BENOBY PLUS®

ПБПВ XXX x XXX мм

Содержимое пакета:

Дата стерилизации / Подпись:

Дата, время вскрытия / Подпись:

ВОЗД ПАР

цвет конечного состояния - коричневый
цвет конечного состояния - серый

ВОЗД

ПАР

ЭО

ФОРМ

РАД




ООО «БИ Плюс», Россия

Маркировка групповой упаковки:

Пакет из влагопрочной бумаги плоский самоклеящийся одноразовый BENOBY PLUS® ПБПВ для воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации, XXX x XXX мм

ТУ 32.50.50-001-19812462-2021

НАЗНАЧЕНИЕ. Материалы упаковочные предназначены для одноразового использования при финишной стерилизации медицинских изделий, сохранении стерильности до места их использования и соблюдении асептических свойств

 ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1.
+7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Не использовать по истечении срока годности

ВОЗД	ПАР	ЭО	ФОРМ	РАД
------	-----	----	------	-----

Количество в упаковке, шт.	XXX
----------------------------	-----

	XXXXXX
	XX.XXXX
	XX.XXXX









Артикул: XXXXXXXXX



X XX XXXXX XXXXX X

BENOVY PLUS® ПАКЕТ ИЗ ВЛАГОПРОЧНОЙ БУМАГИ ПЛОСКИЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ОДНОРАЗОВЫЙ BENOVY PLUS® ПБПВ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ, ПАРОВОЙ, ГАЗОВОЙ И РАДИАЦИОННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ, XXX x XXX MM. Артикул: XXXXXXXX КОЛИЧЕСТВО В ТРАНСПОРТНОЙ КОРОБКЕ: XXX ШТ.  X XX XXXXX XXXXX X	 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Транспортирование материалов упаковочными производителями всеми видами транспортных средств и в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании не должны нарушаться условия хранения. Материалы упаковочные должны храниться в упаковке производителя-изготовителя в сухом месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 60%, в течение всего срока годности. При частичном распаковывании остатки материалов упаковочных должны храниться в чистой упаковке при аналогичных условиях. Остатки материалов упаковочных, за исключением рулонов, хранят в групповой упаковке с обязательными обозначением маркировки групповой упаковки, обеспечивающей сведения о сроке годности изделия.	BENOVY PLUS® ПАКЕТ ИЗ ВЛАГОПРОЧНОЙ БУМАГИ ПЛОСКИЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ОДНОРАЗОВЫЙ BENOVY PLUS® ПБПВ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ, ПАРОВОЙ, ГАЗОВОЙ И РАДИАЦИОННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ, XXX x XXX MM. Артикул: XXXXXXXX КОЛИЧЕСТВО В ТРАНСПОРТНОЙ КОРОБКЕ: XXX ШТ.  X XX XXXXX XXXXX X	 ООО «Цирми» Россия, 194202, г. Санкт-Петербург, кв. пер. с муниципальный округ Сергиевское, пер. 5-й Верный, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, тел. +7 (812) 309-36-62, e-mail: service@cirmi.spb.ru. TU 92.50.00-001-10012402-2001 РФ № РЗН XXXX/000000 от XX.XX.XXXX г. СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 5 лет. Не применять по истечении срока годности. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует соответствие качества материалов упаковочных требованиям настоящего технического условия при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируются в течение всего срока годности.
--	--	--	---




УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Транспортирование материалов упаковочных производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Материалы упаковочные должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 85% в течение всего срока годности.

При частичном расходовании остатки материалов упаковочных должны храниться в чистых помещениях при аналогичных условиях. Остатки материалов упаковочных, за исключением рулонов, хранят в групповой упаковке с обязательным сохранением маркировки групповой упаковки, содержащей сведения о сроке годности изделия.



 ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1. Тел.: +7 (812) 309-36-62; e-mail: beplus@beplus.spb.ru.

ТУ 32.50.50-001-19812462-2021
ПУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ: 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует соответствие качества материалов упаковочных требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируются в течение всего срока годности.

Макет упаковки медицинского изделия Вариант исполнения №5:

Рулон комбинированный плоский одноразовый BENOBY PLUS® РКП для паровой, газовой и радиационной стерилизации, размеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм, длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м.

Маркировка индивидуального изделия:

	BENOBY PLUS® РКП XXX x XXX мм			ООО «БИ Плюс», Россия
☐	☐ ПАР	☐	☐ ЭО	☐
	конечный цвет серый		конечный цвет желтый	
		☐ ФОРМ	☐	☐ РАД
		конечный цвет зеленый		

Маркировка групповой упаковки:

Рулон комбинированный плоский одноразовый BENOBY PLUS® РКП для паровой, газовой и радиационной стерилизации, XXX x XXX мм													
ТУ 32.50.50-001-19812462-2021 НАЗНАЧЕНИЕ. Материалы упаковочные предназначены для одноразового использования при финишной стерилизации медицинских изделий, сохранении стерильности до места их использования и соблюдении асептических свойств ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1. +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX Не использовать по истечении срока годности	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">ПАР</td> <td style="text-align: center;">ЭО</td> <td style="text-align: center;">ФОРМ</td> <td style="text-align: center;">РАД</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Количество в упаковке, шт.</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">XXX</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">LOT</td> <td style="width: 80%; text-align: center;">XXXXXX</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">XX.XXXX</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">XX.XXXX</td> </tr> </table> Артикул: XXXXXXXXX X XX XXXXX XXXXX X	ПАР	ЭО	ФОРМ	РАД	Количество в упаковке, шт.	XXX	LOT	XXXXXX		XX.XXXX		XX.XXXX
ПАР	ЭО	ФОРМ	РАД										
Количество в упаковке, шт.	XXX												
LOT	XXXXXX												
	XX.XXXX												
	XX.XXXX												

BENOVY PLUS® РУЛОН КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ BENOVY PLUS® РКП ДЛЯ ПАРОВОЙ, ГАЗОВОЙ И РАДИАЦИОННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ, XXX x XXX MM. Артикул: XXXXXXXX количество в транспортной коробке: XXX ШТ.  X XX XXXXX XXXXX X	 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Транспортирование медицинского упаковочного материала в виде крышки транспортной коробки в соответствии с требованиями к перевозке грузов, действующим на данном виде транспорта. При транспортировании должны соблюдаться условия хранения. Медицинский упаковочный материал хранится в упаковке герметично закрытой в сухом месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности не более 60% в течение всего срока годности. При частичном распаковывании остатки материала упаковочного изделия хранятся в чистой упаковке, при которой не допускается воздействие влаги, пыли, грязи, а также других вредных веществ. Остатки материала упаковочного изделия хранятся в чистой упаковке, при которой не допускается воздействие влаги, пыли, грязи, а также других вредных веществ. Остатки материала упаковочного изделия хранятся в чистой упаковке, при которой не допускается воздействие влаги, пыли, грязи, а также других вредных веществ.	BENOVY PLUS® РУЛОН КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ BENOVY PLUS® РКП ДЛЯ ПАРОВОЙ, ГАЗОВОЙ И РАДИАЦИОННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ, XXX x XXX MM. Артикул: XXXXXXXX количество в транспортной коробке: XXX ШТ.  X XX XXXXX XXXXX X	 ООО «Бит Плюс» - Россия, 194262, г. Санкт-Петербург, вн. тор. г. муниципальный округ Сергиевский, пер. 5-й Восточный, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1.1, 7 кв. : 7 8120 000-38-82. e-mail: bitplus@bitplus.ru ТУ 32.60.30-001-19812-2021 РЧ № РЧ: XXXXXXXXXX, от XX.XX.XXXX г. СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ: 5 лет. Не использовать по истечении срока годности. ПРИМЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует соответствие качества материала, указанного требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируются в течение всего срока годности.
---	---	---	--




УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Транспортирование материалов упаковочных производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения.

Материалы упаковочные должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 85% в течение всего срока годности.

При частичном расходовании остатки материалов упаковочных должны храниться в чистых помещениях при аналогичных условиях. Остатки материалов упаковочных, за исключением рулонов, хранят в групповой упаковке с обязательным сохранением маркировки групповой упаковки, содержащей сведения о сроке годности изделия.



 ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1. Тел.: +7 (812) 309-36-62; e-mail: beplus@beplus.spb.ru.

ТУ 32.50.50-001-19812462-2021
РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ: 5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует соответствие качества материалов упаковочных требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил использования, транспортирования и хранения. Безопасность и качество изделия гарантируются в течение всего срока годности.

Всего промито и скреплено
печатью 16 листов
Управляющий ИИП
ПОТАКА В Ф. «Битлос»
85 Plus

