

ООО «МЦ Медицина»
109316, Москва, Волгоградский проспект 32, корп.7, пом.9
Тел. 8(495) 363 95 76
Электронная почта: medicina.mc@gmail.com

Фотографические изображения
медицинского изделия
«Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76
medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru



СТЕРАМИНОЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

3,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
монополярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Глицин
Нипагин

15 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов - 1

Дата изготовления 15.03.2022

Годен до 15.03.2024

Серия № 0303



РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от


Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности — 2 года с даты изготовления

Медицинское изделие «Раствор ирригационный» по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения: раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ», объем 3,0 л., 1 порт

по ТУ 9398-001-45413751-2019



ООО «МЦ Медицина»
110018, Россия, Москва, Восточная ул. 22 стр. 9 (495) 383-66-78
meditsina@mc.ru www.mcmeditsina.ru

СТЕРАМИНОЛ

раствор ирригационный

по ТУ 9398-001-45413751-2019

3,5 л

Освобождают при применении

СТЕРИЛЬНО

АЛИПОВЕНО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 20 °С и
относительной влажности до 70%.
Для стерилизации, для ампул, для
инъекционных растворов и
препаратов (содержит)

Количество портов: 2

до 1000 мл

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.



ИСТОЧНИК

Дата изготовления: 17 СЕН 2021 / Срок до 17 СЕН 2023. Серия: 0909

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ИРРИ 2019793 от


Протокол испытаний: 001/2019 от 17.09.2019

Разработчик: ООО «МЦ Медицина»

Медицинское изделие «Раствор ирригационный» по ТУ 9398-001-45413751-2019

Вариант исполнения: раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ»

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU **3,5 л., 2 порта по ТУ 9398-001-45413751-2019**



Медицинское изделие «Раствор ирригационный» по ТУ 9398-001-45413751-2019»
Вариант исполнения: раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ», объем 3,0 л., 1 порт
по ТУ 9398-001-45413751-2019



ООО «МЦ Медицина»
1109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 383-95-76
medicina.mc@gmail.com www.urodravnenol.ru



СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

3,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Состав:

Натрия хлорид
Нипагин

Воды очищенной
НЕТОКСИЧНО

30 г/л
1 г/л

до 1000 мл

Количество портов - 2

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
биполярных резектоскопов и
промывных систем)


Дата изготовления 18.03.2022 Годен до 18.03.2024 Серия № 0304

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от


Проверить целостность контейнера перед использованием
Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Медицинское изделие «Раствор ирригационный» по ТУ 9398-001-45413751-2019»
Вариант исполнения: раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ», объем 3,0 л., 2 порта
по ТУ 9398-001-45413751-2019



Медицинское изделие «Раствор ирригационный» по ТУ 9398-001-45413751-2019»
Вариант исполнения: раствор ирригационный «СТЕРАМИН», объем 3,0 л., 1 порт
по ТУ 9398-001-45413751-2019



Медицинское изделие «Раствор ирригационный» по ТУ 9398-001-45413751-2019»
Вариант исполнения: раствор ирригационный «СТЕРАМИН», объем 3,0 л., 2 порта
по ТУ 9398-001-45413751-2019

Прошито и пронумеровано

Листов 7 (срлв)

Генеральный директор ООО

МЦ Медицина

Гарбер А.Г.

20__ года



ООО «МЦ Медицина»
109316, Москва, Волгоградский проспект 32, корп.7, пом.9
Тел. 8(495) 363 95 76
Электронная почта: medicina.mc@gmail.com

**Макеты маркировки
индивидуальной и транспортной упаковки
медицинского изделия
«Раствор ирригационный
по ТУ 9398-001-45413751-2019»**



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru

СТЕРАМИН

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

2,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
биполярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Натрия хлорид
Нипагин

9 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

годен до

Серия №



РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления

Рис.1. Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИН», объем 2,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru

СТЕРАМИНОЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

3,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
монополярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Глицин
Нипагин

15 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годен до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Рис.2. Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ», объем 3,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019».



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru

СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

3,5 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
биополярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Натрия хлорид

30 г/л

Нипагин

1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годеи до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Рис.3. Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ», объем 3,5 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com. www.urotravenol.ru



СТЕРАМИН

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

4 контейнера х 2,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Состав:

Натрия хлорид

9 г/л

Нипагин

1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

годен до

Хранить и транспортировать

при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%

Для стационаров, для аптек (для
биполярных резектоскопов и
промывных систем)

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления

Вес нетто:

Вес брутто:



Рис.4. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИН», объем 2,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru

СТЕРАМИНОЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

3 контейнера х 3,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
монополярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Глицин
Нипагин

15 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годен до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления

Вес нетто:

Вес брутто:



Рис.5. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ», объем 3,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru

СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

2 контейнера х 3,5 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
биполярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Натрия хлорид
Нипагин

30 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годен до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления

Вес нетто:

Вес брутто:



Рис.6. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ – ЭЛ», объем 3,5 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru



СТЕРАМИН

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

2,5 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

Состав:

Натрия хлорид

Нипагин

Воды очищенной

НЕТОКСИЧНО

АПИРОГЕННО

9 г/л

1 г/л

до 1000 мл

Количество портов -

Хранить и транспортировать

при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%

Для стационаров, для аптек (для
биполярных резектоскопов и
промывных систем)

Дата изготовления

годен до

Серия №



РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления

Рис.7. Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИН», объем 2,5 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76
medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru



СТЕРАМИН

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

3,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
биполярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Натрия хлорид
Нипагин

9 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

годен до

Серия №



РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления

Рис.8. Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения « Раствор ирригационный «СТЕРАМИН», объем 3,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76
medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru



СТЕРАМИН

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

3,5 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
биполярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Натрия хлорид
Нипагин

9 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

годен до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Рис.9. Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИН», объем 3,5 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru



СТЕРАМИН

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

4,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

Состав:

Натрия хлорид
Нипагин

АПИРОГЕННО

9 г/л
1 г/л

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
биполярных резектоскопов и
промывных систем)

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

годен до

Серия №



РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления

Рис.10. Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИН», объем 4,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru



СТЕРАМИН

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

4,5 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

Состав:

Натрия хлорид
Нипагин

АПИРОГЕННО

9 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
биполярных резектоскопов и
промывных систем)

Дата изготовления

годен до

Серия №



РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления

Рис.11. Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИН», объем 4,5 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76
medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru



СТЕРАМИН

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

5,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
биполярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Натрия хлорид
Нипагин

9 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

годен до

Серия №



РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления

Рис.12. Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИН», объем 5,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru

СТЕРАМИН

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

10,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

Состав:

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
биполярных резектоскопов и
промывных систем)

Натрия хлорид
Нипагин

9 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

годен до

Серия №



РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления

Рис.13. Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИН», объем 10,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru

СТЕРАМИНОЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

2,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
монополярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Глицин

15 г/л

Нипагин

1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годен до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Рис.14. Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ», объем 2,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76
medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru

СТЕРАМИНОЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

2,5 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
монополярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Глицин
Нипагин

15 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годен до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Рис.15. Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ», объем 2,5 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru

СТЕРАМИНОЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

3,5 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
монополярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Глицин
Нипагин

15 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годеи до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Рис.16. Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ», объем 3,5 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru

СТЕРАМИНОЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

4,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
монополярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Глицин
Нипагин

15 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годен до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Рис.17. Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ», объем 4,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru

СТЕРАМИНОЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

4,5 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
монополярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Глицин
Нипагин

15 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годен до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Рис.18. Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ», объем 4,5 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru

СТЕРАМИНОЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

5,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
монополярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Глицин
Нипагин

15 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годен до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Рис.19. Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ», объем 5,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru



СТЕРАМИНОЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

10,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Состав:

Глицин

15 г/л

Нипагин

1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Хранить и транспортировать

при температуре от 10 до 25°C и

относительной влажности до 70%

Для стационаров, для аптек (для
монополярных резектоскопов и
промывных систем)

Дата изготовления

Годен до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Рис.20. Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ», объем 10,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru

СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

2,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%

Для стационаров, для аптек (для
биполярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Натрия хлорид
Нипагин

30 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годеи до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Рис.21. Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ», объем 2,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru

СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

2,5 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%

Для стационаров, для аптек (для
биполярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Натрия хлорид
Нипагин

30 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годен до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Рис.22. Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ», объем 2,5 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru

СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

3,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
биполярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Натрия хлорид
Нипагин

30 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годен до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Рис.23. Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ», объем 3,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru

СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

4,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
биоплярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Натрия хлорид
Нипагин

30 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годен до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Рис.24. Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ», объем 4,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru

СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

4,5 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать

при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%

Для стационаров, для аптек (для
биоплярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Натрия хлорид
Нипагин

30 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годеи до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Рис.25. Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ», объем 4,5 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76
medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru

СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

5,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
биполярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Натрия хлорид
Нипагин

30 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годеи до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Рис.26. Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ», объем 5,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru

СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

10,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%

Для стационаров, для аптек (для
биполярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Натрия хлорид
Нипагин

30 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годеи до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Рис.27. Макет маркировки индивидуальной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ», объем 10,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76
medicina.mc@gmail.com. www.urotravenol.ru



СТЕРАМИН

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

3 контейнера х 2,5 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Состав:

Натрия хлорид

9 г/л

Нипагин

1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

годен до

Хранить и транспортировать

при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%

Для стационаров, для аптек (для
биоплярных резектоскопов и
промывных систем)

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления

Вес нетто:

Вес брутто:



Рис.28. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИН», объем 2,5 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76
medicina.mc@gmail.com. www.urotravenol.ru



СТЕРАМИН

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

3 контейнера х 3,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Состав:

Натрия хлорид
Нипагин

9 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

годен до

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
биполярных резектоскопов и
промывных систем)

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления

Вес нетто:

Вес брутто:



Рис.29. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИН», объем 3,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76
medicina.mc@gmail.com. www.urotravenol.ru



СТЕРАМИН

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

2 контейнера х 3,5 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Состав:

Натрия хлорид

9 г/л

Нипагин

1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

годен до

Хранить и транспортировать

при температуре от 10 до 25°C и

относительной влажности до 70%

Для стационаров, для аптек (для

биполярных резектоскопов и

промывных систем)

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления

Вес нетто:

Вес брутто:



Рис.30. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИН», объем 3,5 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76
medicina.mc@gmail.com. www.urotravenol.ru



СТЕРАМИН

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

2 контейнера х 4,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Состав:

Натрия хлорид

9 г/л

Нипагин

1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

годен до

Хранить и транспортировать

при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%

Для стационаров, для аптек (для
биполярных резектоскопов и
промывных систем)

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления

Вес нетто:

Вес брутто:



Рис.31. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИН», объем 4,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76
medicina.mc@gmail.com. www.urotravenol.ru



СТЕРАМИН

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

2 контейнера х 4,5 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Состав:

Натрия хлорид

9 г/л

Нипагин

1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

годен до

Хранить и транспортировать

при температуре от 10 до 25°C и

относительной влажности до 70%

Для стационаров, для аптек (для

биполярных резектоскопов и

промывных систем)

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления

Вес нетто:

Вес брутто:




Рис.32. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИН», объем 4,5 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76
medicina.mc@gmail.com. www.urotravenol.ru



СТЕРАМИН

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

2 контейнера х 5,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Состав:

Натрия хлорид

9 г/л

Нипагин

1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

годен до

Хранить и транспортировать

при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%

Для стационаров, для аптек (для
биполярных резектоскопов и
промывных систем)

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления

Вес нетто:

Вес брутто:



Рис.33. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИН», объем 5,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76
medicina.mc@gmail.com. www.urotravenol.ru



СТЕРАМИН

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

1 контейнер х 10,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
биполярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Натрия хлорид
Нипагин

9 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

годен до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления

Вес нетто:

Вес брутто:



Рис.34. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИН», объем 10,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru



СТЕРАМИНОЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

4 контейнера х 2,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Состав:

Глицин

15 г/л

Нипагин

1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годен до

Хранить и транспортировать

при температуре от 10 до 25°C и

относительной влажности до 70%

Для стационаров, для аптек (для
монополярных резектоскопов и

промывных систем)

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления

Вес нетто:

Вес брутто:



Рис.35. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ», объем 2,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru



СТЕРАМИНОЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

3 контейнера х 2,5 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
монополярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Глицин

15 г/л

Нипагин

1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годен до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления

Вес нетто:

Вес брутто:



Рис.36. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ», объем 2,5 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru



СТЕРАМИНОЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

2 контейнера х 3,5 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
монополярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Глицин

15 г/л

Нипагин

1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годен до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Вес нетто:

Вес брутто:

Рис.37. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ», объем 3,5 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru



СТЕРАМИНОЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

2 контейнера х 4,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Состав:

Глицин

15 г/л

Нипагин

1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годен до

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
монополярных резектоскопов и
промывных систем)

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Вес нетто:

Вес брутто:

Рис.38. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ», объем 4,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru



СТЕРАМИНОЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

2 контейнера х 4,5 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
монополярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Глицин

15 г/л

Нипагин

1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годен до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Вес нетто:

Вес брутто:

Рис.39. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ», объем 4,5 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru



СТЕРАМИНОЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

2 контейнера х 5,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Состав:

Глицин

15 г/л

Нипагин

1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годен до

Хранить и транспортировать

при температуре от 10 до 25°C и относительной влажности до 70%

Для стационаров, для аптек (для монополярных резектоскопов и промывных систем)

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Вес нетто:

Вес брутто:



Рис.40. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ», объем 5,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru



СТЕРАМИНОЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

1 контейнер х 10,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Состав:

Глицин
Нипагин

15 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годен до

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
монополярных резектоскопов и
промывных систем)

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления

Вес нетто:

Вес брутто:



Рис.41. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ», объем 10,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru

СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

4 контейнера х 2,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
биоплярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Натрия хлорид
Нипагин

30 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годен до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления

Вес нетто:

Вес брутто:



Рис.42. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ – ЭЛ», объем 2,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76
medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru

СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

3 контейнера х 2,5 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
биоплярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Натрия хлорид
Нипагин

30 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годен до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Вес нетто:

Вес брутто:




Рис.43. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ – ЭЛ», объем 2,5 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru

СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

3 контейнера х 3,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
биполярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Натрия хлорид
Нипагин

30 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годен до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Вес нетто:

Вес брутто:



Рис.44. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ – ЭЛ», объем 3,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76
medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru



СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

2 контейнера х 4,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Состав:

Натрия хлорид
Нипагин

30 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годен до

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
биполярных резектоскопов и
промывных систем)

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Вес нетто:

Вес брутто:



Рис.45. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ – ЭЛ», объем 4,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru



СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

2 контейнера х 4,5 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Состав:

Натрия хлорид
Нипагин

30 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годен до

Серия №

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
биполярных резектоскопов и
промывных систем)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления

Вес нетто:

Вес брутто:



Рис.46. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ – ЭЛ», объем 4,5 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76

medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru

СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ

по ТУ № 9398-001-45413751-2019

2 контейнера х 5,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
биоплярных резектоскопов и
промывных систем)

Состав:

Натрия хлорид

30 г/л

Нипагин

1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Дата изготовления

Годен до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления

Вес нетто:

Вес брутто:



Рис.47. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ – ЭЛ», объем 5,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



ООО «МЦ Медицина»

109316, Россия, Москва, Волгоградский пр. 32 к7, т/ф: 8 (495) 363-95-76
medicina.mc@gmail.com www.urotravenol.ru



СТЕРАМИНОЛ-ЭЛ

РАСТВОР ИРРИГАЦИОННЫЙ
по ТУ № 9398-001-45413751-2019

1 контейнер х 10,0 л

Однократного применения

СТЕРИЛЬНО

АПИРОГЕННО

Состав:

Натрия хлорид
Нипагин

30 г/л
1 г/л

Воды очищенной

до 1000 мл

НЕТОКСИЧНО

Количество портов -

Хранить и транспортировать
при температуре от 10 до 25°C и
относительной влажности до 70%
Для стационаров, для аптек (для
биоплярных резектоскопов и
промывных систем)

Дата изготовления

Годен до

Серия №

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №РЗН 2013/736 от

Проверить целостность контейнера перед использованием

Гарантийный срок годности – 2 года с даты изготовления



Вес нетто:

Вес брутто:



Рис.48. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Раствор ирригационный по ТУ 9398-001-45413751-2019»

Вариант исполнения «Раствор ирригационный «СТЕРАМИНОЛ – ЭЛ», объем 10,0 л. по ТУ 9398-001-45413751-2019»



Прошито и пронумеровано
Листов

Генеральный директор ООО
"МЦ "Семейная"

Гарбер А.Г.

" 20 ____ года

