

Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью
"Емельяны Савостинь, Ватная фабрика"
(ООО "Емельяны Савостинь")
Россия, 391022, Рязанская область, Клепиковский район,
с. Еншуры. Тел./факс: +7(49142)2-96-96, +7(4912)50-22-20
Электронная почта: tdes@list.ru, www.vata.org
Р.У. на мед. изд. от 06.04.2016 года № РЗН 2016/7015
Предназначены для фиксации и наложения, а также
для изготовления перевязочных средств
для иммобилизации растяжений, вывихов, переломов
ушибов, которые накладываются на части тела человека
(голову, кисти рук, стопы ног, пальцы, суставы и т.д.)

Место производства медицинского изделия:
ООО "Емельяны Савостинь"
Россия, 391022, Рязанская область,
Клепиковский район, д. Ершовские Выселки
Область применения: медицинские учреждения,
салоны красоты, в быту.

БИНТ 10_м x 16_{см}



марлевыи
медицинский
нестерильный
по ТУ 8158-019-44881728-2016

Основные параметры и
характеристики: бинты формируются
из роликов марли. Полученный бинт
слегка спрессован и имеет
прямоугольную форму.
Изготовлено из марли медицинской
по ТУ 9393-001-73213117-2010.
Состав: 100% хлопок;
сминаемость: 5 с.; Р.М. 7,0 кг; белизна: 80%;
напильность на менее 0,5 см.



Противопоказания: контакт с ранами, поверхностью,
кровоизлияниями, поврежденными кожей и слизистыми
областями. Побочных действий не обнаружено.
С некаркасными средствами не взаимодействуют.
Хранить в сухом, недоступном для детей месте,
при температуре не ниже -5°C и влажности воздуха
не выше 60%.

Применять только по назначению
и не позднее срока годности.
Упаковка: аптечка из бинта; без расщипа ватки.
Способ вскрытия: разорвать оболочку.
Количество: 1 шт. Срок годности: 5 лет.
Дата изготовления, партии, типичная бинта, пленки;
указаны на упаковке.
Утилизация использованных бинтов в медицинских
учреждениях осуществляется в соответствии
с СанПиН 2.1.7.2796.

Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью
"Емельяны Савостины. Ватная фабрика"
(ООО "Емельяны Савостины")
Россия, 391022, Рязанская область, Клепиковский район,
с. Екшур. Тел./факс: +7(49142)2-96-96, +7(4912)50-22-20
Электронная почта: tdesell@yandex.ru, www.vata.org
Р.У. из мед. изд. от 06.04.2018 года № РЗН 2018/7015
Предназначены для фиксации и наложения, а также
для изготовления перевязочных средств,
для иммобилизации растяжений, вывихов, переломов,
ушибов, которые накладываются на части тела человека
(голову, кисти рук, стопы ног, пальцы, суставы и т.д.).

Место производства медицинского изделия:
ООО "Емельяны Савостины",
Россия, 391022, Рязанская область,
Клепиковский район, д. Ершовские Выселки.
Область применения: медицинские учреждения,
салони красоты, в быту.

Бинт 10_м x 10_{см}



марлевый
медицинский

стерильный

по ТУ 8158-019-44881728-2016

Основные параметры и
характеристики: бинты формируются
из рулонов марли. Полученный бинт
слегка спрессован и имеет
прямоугольную форму.
Изготовлено из марли медицинской
по ТУ 9393-001 73213117 2010.
Состав: 100% хлопок;
сминаемость: 5 с; Р.Н. 7,0 кгс; белизна: 80%;
капиллярность не менее 6,5 см.



Противопоказания: контакт с ранимой поверхностью,
кровью или поврежденными кожей и слизистыми
оболочками. Побочные действия не обнаружены.
С лекарственными средствами не взаимодействуют.
Хранить в сухом, недоступном для детей месте,
при температуре не ниже -5°C и влажности воздуха
не выше 80%.
Применять только по назначению
и не позднее срока годности.
Условия отпуска из аптек: без рецепта врача.
Способ вскрытия: разорвать оболочку.
Количество: 1 шт. Срок годности: 5 лет.
Дата изготовления, партия, толщина бинта, плотность:
указаны на упаковке.
Утилизация использованных бинтов в медицинских
учреждениях осуществляется в соответствии
с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
"Емельяны Савостинь. Ватная фабрика"
(ООО "Емельяны Савостинь")
Россия, 391022, Рязанская область, Клепиковский район, с. Екшур.
Тел./факс: +7(49142)2-96-96, +7(4912)50-22-20
Электронная почта: tdes@list.ru, www.vata.org
Р.У. на мед. изд. от 06.04.2018 года № РЗН 2018/7015
Предназначены для фиксации и наложения, а также
для изготовления перевязочных средств,
для иммобилизации растяжений, вывихов, переломов,
ушибов, которые накладываются на части тела человека
(голову, кисти рук, стопы ног, пальцы, суставы и т.д.).

Место производства медицинского изделия:
ООО "Емельяны Савостинь",
Россия, 391022, Рязанская область,
Клепиковский район, д. Ершовские Выселки.
Область применения:
медицинские учреждения, салоны красоты, в быту.

Бинт 7_м x 14_{см}



марлевый
медицинский

нестерильный

по ТУ 8158-019-44881728-2016

Основные параметры и характеристики:
бинты формируются из роликов марли.
Полученный бинт слегка спрессован
и имеет прямоугольную форму.
Изготовлено из марли медицинской
по ТУ 9393-001-73213117-2010.
Состав: 100% хлопок; смачиваемость: 5 с.;
Р.Н. 7,0 кгс; белизна: 80%;
капиллярность не менее 6,5 см.



Противопоказания: контакт с раневой поверхностью,
кровью или поврежденными кожей и слизистыми
оболочками. Побочные действия не обнаружены.
С лекарственными средствами не взаимодействуют.
Хранить в сухом, недоступном для детей месте,
при температуре не ниже -5°C и влажности воздуха не выше 80%.
Применять только по назначению и не позднее срока годности.
Условия отпуска из аптек: без рецепта врача.
Способ вскрытия: разорвите оболочку.
Количество: 1 шт. Срок годности: 5 лет.
Дата изготовления, партия, толщина бинта, плотность:
указаны на упаковке.
Утилизация использованных бинтов в медицинских
учреждениях осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью
"Емельяны Савостинь. Ваткал фабрика"
(ООО "Емельяны Савостинь")
Россия, 391022, Рязанская область, Клепиковский район,
с. Екшур. Тел./факс: +7(49142)2-96-96, +7(4912)50-22-20
Электронная почта: tdes@list.ru, www.vata.org
Р.У. из мед. изд. от 06.04.2018 года № РЗН 2018/7015
Предназначены для фиксации и наложения, а также
для изготовления перевязочных средств,
для иммобилизации растлжений, вывихов, переломов,
ушибов, которые накладываются на части тела человека
(голову, кисти рук, стопы ног, пальцы, суставы и т.д.).

Место производства медицинского изделия:
ООО "Емельяны Савостинь",
Россия, 391022, Рязанская область,
Клепиковский район, д. Ершовские Выселки,
Область применения: медицинские учреждения,
салоны красоты, в быту.

БИНТ 7_М X 10_{СМ}



марлевый
медицинский
нестерильный
по ТУ 8158-019-44881728-2016

Основные параметры и
характеристики: бинты формируются
из рулонов марли. Полученный бинт
слегка спрессован и имеет
прямую форму.
Изготовлено из марли медицинской
по ТУ 9393-001-73213117-2010.
Состав: 100% хлопок;
сминаемость: 5 с.; Р.М. 7,0 кгс; баллистика: 80%;
капиллярность не менее 6,5 см.



Противопоказания: контакт с раневой поверхностью,
кровью или поврежденными кожей и слизистыми
оболочками. Побочные действия не обнаружены.
С лекарственными средствами не взаимодействуют.
Хранить в сухом, недоступном для детей месте,
при температуре не ниже +5°C и влажности воздуха
не выше 80%.
Применять только по назначению
и не позднее срока годности.
Условия отпуска из аптек: без рецепта врача.
Способ вскрытия: разорвать оболочку.
Количество: 1 шт. Срок годности: 5 лет.
Дата изготовления, партии, толщина бинта, плотности:
указаны на упаковке.
Утилизация использованных бинтов в медицинских
учреждениях осуществляется в соответствии
с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью
"Емельяны Савостинь. Ватная фабрика"
(ООО "Емельяны Савостинь")
Рязань, 391022, Рязанская область, Клепиковский район
с. Вишур. Тел./факс: +7(49142)2-96-96, +7(4912)50-22-20
Электронная почта: info@eisl.ru, www.eisl.org
Р.У. на мед. изд. от 06.04.2018 года № РЗН 2018/7015
Предназначены для фиксации и иммобилизации, а также
для изготовления перевязочных средств
для иммобилизации растяжениям, вывихов, переломов,
ушибов, которые накладываются на части тела человека
(голова, кисти рук, стопы ног, пальцы, суставы и т.д.).

Место производства медицинского изделия:
ООО "Емельяны Савостинь"
Россия, 391022, Рязанская область,
Клепиковский район, д. Ершовские Выселки.
Область применения: медицинские учреждения,
салони красоты, и быту.

БИНТ 7_М X 7_{СМ}



марлевый
медицинский
нестерильный
по ТУ 8158-019-44881728-2016

Основные параметры и
характеристики: бинты формируются
из рулонов марли. Полученный бинт
слегка спрессован и имеет
прямоугольную форму.
Наматывается на марлю медицинскую
по ТУ 9393-001-73213117-2010.
Состав: 100% хлопок;
сжимаемость: 5 с.; Р.Н. 7,0 кгс; белизна: 80%;
капиллярность не менее 6,5 см.



Противопоказания: контакт с открытой поверхностью,
кровоизлияние или повреждением кожи и слизистых
областями. Побочные действия не обнаружены.
С лекарственными средствами не взаимодействует.
Хранить в сухом, недоступном для детей месте,
при температуре не выше 30°C и влажности воздуха
не выше 80%.

Применять только по назначению
и не позднее срока годности.
Условия отпуска из аптек: без рецепта врача.
Способ вскрытия: разорвите оболочку.
Компактность: 7 шт. Срок годности: 3 лет.
Дата изготовления, партии, толщина бинта, плотность:
указаны на упаковке.
Утилизация отходов: бинты в медицинских
учреждениях утилизируются в соответствии
с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью
"Емельяны Савостинь. Ватная фабрика"
(ООО "Емельяны Савостинь")
Россия, 391022, Рязанская область, Клепиковский район,
с. Екшур. Тел./факс: +7(49142)2-96-96, +7(4912)50-22-20
Электронная почта: tdes@list.ru, www.vala.org
Р.У. на мед. изд. от 06.04.2018 года № РЗН 2018/7015
Предназначены для фиксации и наложения, а также
для изготовления перевязочных средств,
для иммобилизации растяжений, вывихов, переломов,
ушибов, которые накладываются на части тела человека
(голову, кисти рук, стопы ног, пальцы, суставы и т.д.).

БИНТ 5_м x 10_{см}



марлевый
медицинский
нестерильный
по ТУ 8158-019-44881728-2016

Основные параметры и
характеристики: бинты формируются
из рулонов марли. Полученный бинт
слегка спрессован и имеет
прямоугольную форму.
Изготовлено из марли медицинской
по ТУ 9393-001-73213117-2010.
Состав: 100% хлопок;
сминаемость: 5 с; Р.Н. 7,0 кгс; белизна: 80%;
капиллярность не менее 0,5 см.



Место производства медицинского изделия:
ООО "Емельяны Савостинь"
Россия, 391022, Рязанская область,
Клепиковский район, д. Ершовские Выселки.
Область применения: медицинские учреждения,
салоны красоты, в быту.

Противопоказания: контакт с раневой поверхностью
язв или поврежденными кожей и слизистыми
областями. Побочные действия не обнаружены.
Слезающими средствами не взаимодействуют.
Хранить в сухом, недоступном для детей месте,
при температуре не ниже -5°C и влажности воздуха
не выше 80%.
Применять только по назначению
и не по истечении срока годности.
Условия отпуска из аптек, без рецепта врача.
Способ вскрытия: разорвать оболочку.
Количество: 1 шт. Срок годности: 5 лет.
Дата изготовления, партия, толщина бинта, плотность:
указаны на упаковке.
Утилизация использованных бинтов в медицинских
учреждениях осуществляется в соответствии
с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью
"Емельяны Савостинь. Ватная фабрика"
(ООО "Емельяны Савостинь")
Россия, 391022, Рязанская область, Клепиковский район,
с. Ешиур. Тел./факс: +7(49142)2-96-96, +7(4912)50-22-20
Электронная почта: tda@elit.ru, www.vata.org
Р-У, ка мед. изд. от 06.04.2018 года № РЗН 2018/7015
Предназначены для фиксации и наложения, а также
для изготовления перевязочных средств,
для иммобилизации растяжений, вывихов, переломов,
ушибов, которые накладываются на части тела человека
(голову, кисти рук, стопы ног, пальцы, суставы и т.д.).


Место производства медицинского изделия:
ООО "Емельяны Савостинь",
Россия, 391022, Рязанская область,
Клепиковский район, д. Ершовские Выселки.
Область применения: медицинские учреждения,
салоны красоты, в быту.

БИНТ 5_М X 7_{СМ}



маркированный
медицинский
нестерильный
по ТУ 8158-019-44881728-2016

Основные параметры и
характеристики: бинты формируются
из роликов ватина. Полученный бинт
слегка спрессован и имеет
прямоугольную форму.
Изготовлено из ватина медицинской
по ТУ 9391-001-73213117-2010.
Состав: 100% хлопок;
сминаемость: 5 с; Р.М. 7,0 кгс; белизна: 80%;
капиллярность не менее 6,5 см.



Противопоказания: контакт с раневой поверхностью,
кровью или поврежденными кожей и слизистыми
оболочками. Побочные действия не обнаружены.
С лекарственными средствами не взаимодействуют.
Хранить в сухом, недоступном для детей месте,
при температуре не ниже -5°C и влажности воздуха
не выше 80%.

Применять только по назначению
и не позднее срока годности.
Условия отпуска из аптек: без рецепта врача.
Способ вскрытия: разорвать оболочку.
Количество: 1 шт. Срок годности: 5 лет.
Дата изготовления, партии, толщина бинта, плотность:
указаны на упаковке.
Утилизация использованных бинтов в медицинских
учреждениях осуществляется в соответствии
с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью
"Емельяны Савостинь. Ватная фабрика"
(ООО "Емельяны Савостинь")
Россия, 391022, Рязанская область, Клепиковский район,
с. Екшур. Тел./факс: +7(49142)2-96-96, +7(4912)50-22-20
Электронная почта: tdes@list.ru, www.vata.org
Р.У. на мед. изд. от 06.04.2018 года № РЗН 2018/7015
Предназначены для фиксации и наложения, а также
для изготовления перевязочных средств,
для иммобилизации растяжений, вывихов, переломов
ушибов, которые накладываются на части тела человека
(голову, кисти рук, стопы ног, пальцы, суставы и т.д.).

БИНТ 5_М x 5_{СМ}



марлевый
медицинский
нестерильный
по ТУ 8158-019-44881728-2016

Основные параметры и
характеристики: бинты формируются
из роликов марли. Полученный бинт
слегка спрессован и имеет
прямоугольную форму.
Изготовлено из марли медицинской
по ТУ 9393-001-73213117-2010.
Состав: 100% хлопок;
сминаемость: 5 с.; Р.Н. 7,0 нгс; белизна: 80%;
капиллярность не менее 6,5 см.



Место производства медицинского изделия:
ООО "Емельяны Савостинь",
Россия, 391022, Рязанская область,
Клепиковский район, д. Ершовские Выселки,
Область применения: медицинские учреждения,
салоны красоты, в быту.

Противопоказания: контакт с раневой поверхностью,
кровью или поврежденными кожей и слизистыми
областями. Побочные действия не обнаружены.
С лекарственными средствами не взаимодействуют.
Хранить в сухом, недоступном для детей месте,
при температуре не ниже -5°C и влажности воздуха
не выше 80%.

Применять только по назначению
и не позднее срока годности.

Условия отпуска из аптек: без рецепта врача.

Способ вскрытия: разорвать оболочку.

Количество: 1 шт. Срок годности: 5 лет.

Дата изготовления, партии, толщина бинта, плотности:
указаны на упаковке.

Утилизация использованных бинтов в медицинских
учреждениях осуществляется в соответствии
с СанПиН 2.1.7.2790.

Прошито и пронумеровано
на 8-ми (восемь) листах

Инженер
(подпись)

по качеству

(Ф.И.О.)

