



Утверждаю

Директор

ООО «Емельянь Савостинь»

В.А. Губанов

20 февраля 2018г.

Инструкция по медицинскому применению изделия медицинского назначения.

Название изделия медицинского назначения.

Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 8158-019-44881728-2016. Варианты исполнения 5 м. х 5 см.; 5 м. х 7 см.; 5 м. х 10 см.; 7 м. х 7 см.; 7 м. х 10 см.; 7 м. х 14 см.; 10 м. х 10 см.; 10 м. х 16 см.

Сырьевой состав.

Бинты должны изготавливаться из медицинской отбеленной марли (100% хлопок) артикул 6498 производства ООО «Навтекс» по ТУ 9393-001-73213117-2010, размером 7 м. х 14 см. (длина 7 метров, ширина 14 сантиметров), толщина не более 25 мм., плотность 28 г/м², смачиваемость 5 с., капиллярность не менее 6,5 см., белизна 80 %, разрывная нагрузка 7,0 кгс, упакованные в полипропиленовую плёнку марки PP/PP по ТУ 2245-003-70378591-2011.

Основные параметры и характеристики.

Бинты формируются из роликов марли. Полученный бинт слегка спрессован и имеет прямоугольную форму. Предназначен для фиксации и наложения, а также для изготовления перевязочных средств, для иммобилизации растяжений, вывихов, переломов, ушибов, которые накладываются на части тела человека (голову, кисти рук, стопы ног, пальцы, суставы, и т.д.).

Область применения.

Применяется в медицинских учреждениях, в салонах красоты, в быту.

Побочные действия: побочные действия не обнаружены, с лекарственными средствами не взаимодействует.

Противопоказания: контакт с раневой поверхностью, кровью или повреждёнными кожей и слизистыми оболочками.

Условия транспортирования и хранения.

Транспортирование и хранение бинтов осуществляется по ГОСТ 7000. Транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок. Условия транспортирования бинтов в части воздействия климатических факторов внешней среды – температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С и относительная влажность до 98 % при 25 °С (при этом колебания температуры и влажности воздуха внутри транспортного средства должны быть существенно меньше, чем на открытом воздухе).

Хранить в сухом, недоступном для детей месте, на поддонах или стеллажах при температуре не ниже -5 °С относительной влажности воздуха не более 80 %. Условия хранения бинтов в части воздействия климатических факторов внешней среды – температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 25 °С (в летнее время допускается до плюс 30 °С) и относительная влажность воздуха не более 80 %.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие бинтов требованиям ТУ 8158-019-44881728-2016 при соблюдении условий эксплуатации (указаний по применению), транспортирования и хранения.

Гарантийный срок годности нестерильных бинтов – 5 лет. Применять не позднее срока годности.

Условия отпуска из аптек: без рецепта врача.

Способ вскрытия: разорвите оболочку.

Сведения об утилизации.

После использования бинтов в быту упаковку и бинты следует выбросить в урну. В медицинских учреждениях утилизацию осуществлять в соответствии с Сан ПиН 2.1.7.2790.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью "Емельянь Савостинь. Ватная фабрика" (ООО «Емельянь Савостинь»). Юридический адрес: 391022, Россия, Рязанская область, Клепиковский район, с. Екшур. Телефон/факс (49142) 2-99-91, (49142) 2-43-40. E-mail: tdes@list.ru.

Наименование нормативного документа, в соответствии с которым произведено изделие медицинского назначения ТУ 8158-019-44881728-2016 «Бинты марлевые медицинские. Технические условия».



Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 8158-019-44881728-2016

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью "Емельянъ Савостинъ. Ватная фабрика" (ООО "Емельянъ Савостинъ")

Адрес: 391022, Россия, Рязанская обл., Клепиковский р-н, с. Екшур

Тел./факс: +7 (4912) 50-22-20, +7(49142) 2-96-96

E-mail: tdes@list.ru, сайт: www.vata.org

Область применения. Применяются в медицинских учреждениях, в салонах красоты, в быту.

Предназначены для фиксации и наложения, а также для изготовления перевязочных средств, для иммобилизации растяжений, вывихов, переломов, ушибов, которые накладываются на части тела человека (голову, кисти рук, стопы ног, пальцы, суставы, и т.д.)

Основные параметры и характеристики: бинты формируются из роликов марли. Полученный бинт слегка спрессован и имеет прямоугольную форму. Размер 5м x 10 см., толщина бинта не более 25 мм., плотность 28г/м².

Изготовлено из марли медицинской по ТУ 9393-001-73213117-2010. Состав:

100 % хлопок; смачиваемость: 5 с.; Р.Н. 7,0 кгс; белизна: 80%;

капиллярность не менее 6,5 см.

Побочные действия: побочные действия не обнаружены, с лекарственными средствами не взаимодействует.

Противопоказания: контакт с раневой поверхностью, кровью или повреждёнными кожей и слизистыми оболочками.

Хранить при температуре не ниже -5°C и относительной влажности не выше 80% в сухом, недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет.

Применять только по назначению и не позднее срока годности.

Условия отпуска из аптек: без рецепта врача.

Способ вскрытия: разорвите оболочку.

Утилизация использованных бинтов в медицинских учреждениях осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

После использования бинтов в быту, упаковку и бинты следует выбросить в урну.

Кол-во: 1 шт.

Партия № 3

Дата изготовления: II кв. 2017 г.

Р.У. №



Инженер по
качеству

Александр





Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 8158-019-44881728-2016

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью "Емельянь Савостинь. Ватная фабрика" (ООО "Емельянь Савостинь")

Адрес: 391022, Россия, Рязанская обл., Клепиковский р-н, с. Екшур

Тел./факс: +7 (4912) 50-22-20, +7(49142) 2-96-96

E-mail: tdes@list.ru, сайт: www.vata.org

Область применения. Применяются в медицинских учреждениях, в салонах красоты, в быту.

Предназначены для фиксации и наложения, а также для изготовления перевязочных средств, для иммобилизации растяжений, вывихов, переломов, ушибов, которые накладываются на части тела человека (голову, кисти рук, стопы ног, пальцы, суставы, и т.д.)

Основные параметры и характеристики: бинты формируются из роликов марли. Полученный бинт слегка спрессован и имеет прямоугольную форму. Размер 5м x 10 см., толщина бинта не более 25 мм., плотность 28г/м².

Изготовлено из марли медицинской по ТУ 9393-001-73213117-2010. Состав: 100 % хлопок; смачиваемость: 5 с.; Р.Н. 7,0 кгс; белизна: 80%; капиллярность не менее 6,5 см.

Побочные действия: побочные действия не обнаружены, с лекарственными средствами не взаимодействует.

Противопоказания: контакт с раневой поверхностью, кровью или повреждёнными кожей и слизистыми оболочками.

Хранить при температуре не ниже -5°C и относительной влажности не выше 80% в сухом, недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет.

Применять только по назначению и не позднее срока годности.

Условия отпуска из аптек: без рецепта врача.

Способ вскрытия: разорвите оболочку.

Утилизация использованных бинтов в медицинских учреждениях осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

После использования бинтов в быту, упаковку и бинты следует выбросить в урну.

Кол-во: 1 шт.

Партия № 3

Дата изготовления: II кв. 2017 г.

Р.У. №



Инженер по
качеству
Минин

